



REGISTRO OFICIAL®

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

EDICIÓN ESPECIAL

Año IV - Nº 746

**Quito, lunes 31 de
octubre de 2016**

Valor: US\$ 10,00 + IVA

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre
N23-99 y Wilson
Segundo Piso

Oficinas centrales y ventas:
Telf. 3941-800
Exts.: 2301 - 2305

Distribución (Almacén):
Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 243-0110

Sucursal Guayaquil:
Av. 9 de Octubre Nº 1616 y Av. Del Ejército
esquina, Edificio del Colegio de Abogados
del Guayas, primer piso. Telf. 252-7107

Suscripción anual:
US\$ 400 + IVA para la ciudad de Quito
US\$ 450 + IVA para el resto del país

Impreso en Editora Nacional

302 páginas: Tomo I, II

www.registroficial.gob.ec

**Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895**



Ministerio
de **Salud Pública**

**MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA**

ACUERDO No. 00000113

**EXPÍDESE LA
“LISTA DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS ESENCIALES”**

TOMO II

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1405	16-103-001	Grapas para epifisiodesis	Titanio, tamaños: grande, mediana, pequeña	II						X	Traumatología	Material de sostén del hueso durante la cicatrización
1406	12-701-013	Gorro neonatal para CPAP de burbuja	Apertura en la parte superior, de algodón, sujetadores de velcro	I			X	X	X		Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno
1407	13-882-001	Gorro quirúrgico, plegable	De tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, con elástico en los bordes, plegable, resistente a fluidos, antiestática, tamaño estándar, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X		Uso General	Protección del Personal de Salud
1408	13-882-002	Gorro quirúrgico, hombre	De tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, con filtro de papel absorbente en la frente, tiras para amarrar, resistente a fluidos, antiestática, tamaño estándar, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X		Uso General	Protección del Personal de Salud
1409	13-882-003	Gorro quirúrgico	De tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, con elástico en los bordes, resistente a fluidos, antiestática, tamaño estándar, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X		Uso General	Protección del Personal de Salud
1410	11-882-001	Guantes de examinación, talla grande, látex	De látex, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ≥ 240 mm, ancho 110 mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud
1411	11-882-002	Guantes de examinación, talla mediana, látex	De látex, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ≥ 240 mm, ancho 95 mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud
1412	11-882-003	Guantes de examinación, talla pequeño, látex	De látex, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ≥ 240 mm, ancho 80 mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud
1413	11-882-004	Guantes de examinación, talla extra pequeño, látex	De látex, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ≥ 240 mm, ancho ≤ 80 mm, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud
1414	11-882-005	Guantes de examinación, talla extra grande, látex	De látex, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ≥ 240 mm, ancho ≥ 110 mm, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud
1415	11-882-006	Guantes de examinación, talla grande, nitrilo	De nitrilo, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, con reborde, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud
1416	11-882-007	Guantes de examinación, talla mediana, nitrilo	De nitrilo, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos - CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
1417	11-892-008	Guantes de examinación, talla pequeño, nitrilo	De nitrilo, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud
1418	11-892-009	Guantes de examinación, talla extra pequeño, nitrilo	De nitrilo, ambidiestro, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud
1419	11-892-010	Guantes de examinación, talla grande, vinilo	De resina sintética de cloruro de polivinilo, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud
1420	11-892-011	Guantes de examinación, talla mediano, vinilo	De resina sintética de cloruro de polivinilo, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud
1421	11-892-012	Guantes de examinación, talla pequeño, vinilo	De resina sintética de cloruro de polivinilo, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud
1422	11-892-013	Guantes de examinación, talla extrapequeño, vinilo	De resina sintética de cloruro de polivinilo, hipoalérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud
1423	24-890-001	Guantes de nitrilo para procedimiento de quimioterapia, talla grande	De nitrilo, ambidiestro, hipoalérgico, puño extendido, textura en las yemas, sin polvo absorbente, grosor de palma 15 milésimas de pulgada, no estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Protección del Personal de Salud en la preparación de medicamentos quimioterápicos
1424	24-890-002	Guantes de nitrilo para procedimiento de quimioterapia, talla mediana	De nitrilo, ambidiestro, hipoalérgico, puño extendido, textura en las yemas, sin polvo absorbente, grosor de palma 15 milésimas de pulgada, no estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Protección del Personal de Salud en la preparación de medicamentos quimioterápicos
1425	24-890-003	Guantes de nitrilo para procedimiento de quimioterapia, talla pequeña	De nitrilo, ambidiestro, hipoalérgico, puño extendido, textura en las yemas, sin polvo absorbente, grosor de palma 15 milésimas de pulgada, no estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Protección del Personal de Salud en la preparación de medicamentos quimioterápicos
1426	11-893-001	Guantes quirúrgicos N° 6.5	De látex, superficie antideslizante, con reborde, polvo biodegradable, largo ≥ 250 mm, ancho 83 mm (+/- 5 mm), estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud
1427	11-893-002	Guantes quirúrgicos N° 7	De látex, superficie antideslizante, con reborde, polvo biodegradable, largo ≥ 270 mm, ancho 89 mm (+/- 5 mm), estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud
1428	11-893-003	Guantes quirúrgicos N° 7.5	De látex, superficie antideslizante, con reborde, polvo biodegradable, largo ≥ 270 mm, ancho 95 mm (+/- 6 mm), estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1429	11-883-004	Guantes quirúrgicos N° 8	De látex, superficie antideslizante, con reborde, polvo biodegradable, largo ≥ 270 mm, ancho 102 mm (+/- 6 mm), estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud	
1430	11-883-005	Guantes quirúrgicos N° 8.5	De látex, superficie antideslizante, con reborde, polvo biodegradable, largo ≥ 280 mm, ancho 108 mm (+/- 5 mm), estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud	
1431	11-883-006	Guantes quirúrgicos N° 9	De látex, superficie antideslizante, con reborde, polvo biodegradable, largo ≥ 280 mm, ancho 114 mm (+/- 6 mm), estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud	
1432	11-883-007	Guantes quirúrgicos N° 6	De látex, superficie antideslizante, con reborde, polvo biodegradable, largo ≥ 260 mm, ancho 77 mm (+/- 5 mm), estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud	
1433	14-493-002	Guantes de protección para radiación N° 6.5	Caucho natural, sin talco, sin plomo, ajuste anatómico, estéril, descartable	I			x	x		Uso General	Protección del personal de salud contra la radiación dispersa	
1434	14-493-003	Guantes de protección para radiación N° 7.5	Caucho natural, sin talco, sin plomo, ajuste anatómico, estéril, descartable	I			x	x		Uso General	Protección del personal de salud contra la radiación dispersa	
1436	15-224-005	Guía de alambre	Hilo metálico flexible, acero inoxidable, con marcas, 0.81 mm de diámetro, 60 cm de longitud, punta suave y recta en un extremo, punta en J en el otro extremo, dispositivo de avance, libre de látex, estéril, descartable	II					x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para colocación de vía intravenosa central	
1438	25-130-001	Guía de rescate, 4 Fr	Lazo simple y doble, 100 cm largo, radiopaco, estéril, descartable	II					x	Cardiología intervencionista	Sujetar estructuras anatómicas	
1437	25-130-002	Guía de rescate, 5 Fr	Lazo simple y doble, 100 cm largo, radiopaco, estéril, descartable	II					x	Cardiología intervencionista	Sujetar estructuras anatómicas	
1438	15-224-006	Guía hidrofílica, 270 cm	Angulada de 0.035 mm, longitud 270 cm, radiopaca, estéril, reutilizable	II				x	x	Gastroenterología	Visualización de la vía biliar	
1439	15-224-007	Guía hidrofílica, 450 cm	Angulada de 0.035 mm, longitud 450 cm, radiopaca, estéril, reutilizable	II				x	x	Gastroenterología	Visualización de la vía biliar	
1440	15-224-008	Guía uretral, punta angulada	Recubrimiento hidrofílico, 0.035", longitud 145 cm, punta angulada flexible, estéril, descartable	II					x	Urología	Evita migración de cálculos	
1441	15-224-009	Guía uretral, punta recta	Nitinol, acero inoxidable con teflón, 0.035", longitud 145 cm, punta recta flexible, estéril, descartable	II					x	Urología	Evita migración de cálculos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I		II		III	APH		
					A	B	C					
1442	17-598-001	Hemoconcentrador, adulto	Membrana de polietileno y sulfonato, superficie de membrana hasta máximo 0.7 m ² , puertos de ultrafiltración con conectores 3/16"-1/4", con tubería y segmento, diámetro interior de fibras huecas 215 un, grosor de pared de fibras huecas 50 un, longitud de concentrador 178 mm +/- 5 cm, volumen de cebado máximo 65 ml +/- 10%, presión transmembrana (TMP) máxima 600 mm Hg, flujo sanguíneo máximo hasta 500 ml/min, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Procedimiento de ultrafiltración sanguínea para remoción de exceso de fluido después de procedimientos como la circulación extracorpórea
1443	17-598-002	Hemoconcentrador, pediátrico	Membrana de polietileno y sulfonato, superficie de membrana hasta 0.7 m ² , diámetro interior de fibras huecas 215 un, grosor de pared de fibras huecas 50 un, longitud de concentrador 178 mm +/- 5 cm, volumen de cebado máximo 65 ml +/- 10%, presión transmembrana (TMP) máxima 600 mm Hg, flujo sanguíneo hasta 150 ml/min, estéril, descartable, tubería según diseño de la institución	IV					x		Cirugía Cardíaca	Procedimiento de ultrafiltración sanguínea para remoción de exceso de fluido después de procedimientos como la circulación extracorpórea
1444	17-598-003	Hemoconcentrador, neonatal	Membrana de polietileno y sulfonato, superficie de membrana 0.22 m ² , diámetro interior de fibras huecas 215 un, grosor de pared de fibras huecas 50 un, longitud de concentrador 178 mm +/- 5 cm, volumen de cebado 17 ml +/- 10%, presión transmembrana (TMP) máxima 600 mm Hg, flujo sanguíneo 25-100 ml/min, estéril, descartable, tubería según diseño de la institución	IV					x		Cirugía Cardíaca	Procedimiento de ultrafiltración sanguínea para remoción de exceso de fluido después de procedimientos como la circulación extracorpórea
1445	26-140-001	Hemostático de colágeno, 5 cm x 8 cm	Estructura tipo fieltro, fibras de colágeno absorbible de origen bovino, contiene 100 mg de colágeno, 5 cm x 8 cm, estéril, descartable	II			x				Cirugía	Control de hemorragias
1446	26-140-002	Hemostático de celulosa, 10.2 cm x 20.3 cm	Celulosa oxidada regenerada, 10.2 cm x 20.3 cm, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Control de hemorragias
1447	26-140-003	Hemostático de colágeno, 3 cm x 5 cm	Estructura tipo fieltro, fibras de colágeno absorbible de origen bovino, 3 cm x 5 cm, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Control de hemorragias
1448	13-014-001	Hisopos estériles para toma de muestras	Consta de un mango o palo plástico rígido, resistente y ergonómico para el paciente; punta de fibra inerte, que no interviene, ni inhibe el crecimiento de la población bacteriana, puede ser de rayón, dacrón o poliéster. Incluye un tubo de polipropileno que contiene una columna de agar gel de 5ml de profundidad aproximadamente, estéril, descartable	I				x		x	Material de laboratorio	Útil para recolección de muestras.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
1449	23-534-001	Hoja para laringoscopio, descartable	Plástico rígido, libre de látex, no estéril, descartable	II			x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Intubación endotraqueal
1450	27-213-001	Hoja de rasurar	Acero inoxidable, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Eliminación de vello corporal
1451	12-047-001	Humidificador burbuja respiratoria	Recipiente transparente, con acople roscado hembra, filtro en extremo del tubo, boquilla de salida para manguera de oxígeno, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Para la inhalación de oxígeno humidificado
1452	12-047-002	Humidificador Tipo Venturi	Recipiente transparente de polipropileno, capacidad 300-500 ml, concentraciones de oxígeno entre 28% - 93 %, anillo para regulación de concentración de oxígeno, manguera corrugada, con/sin mascarilla con cifras elásticas, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Para la inhalación de oxígeno humidificado
1453	12-047-003	Humidificador burbuja respiratoria, con agua destilada	Recipiente transparente libre de látex, con acople roscado hembra, boquilla de salida para manguera de oxígeno, agua destilada, incluye acople para toma de oxígeno, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Para cirugía de evisceración y enucleación
1454	13-145-001	Implante intraocular, adulto, pediátrico	Silicón, varias medidas, colores y materiales	III				x	x		Oftalmología	Para cirugía de evisceración y enucleación
1455	13-172-001	Implante testicular	Elastómero de silicona o copolímero o una cáscara de elastómero cargado con polímeros sólidos. Variedad de formas y tamaños	II				x	x		Urología	Restaurar la apariencia normal de física en pacientes con pérdida o ausencia de uno o ambos testículos
1456	13-732-001	Indicador biológico de esterilización, para vapor	Preparados de esporas no patógenas resistentes a los procesos de esterilización de vapor, interpretación y lectura rápida, lectura visual por cambio de color, descartable	I			x	x	x		Uso General	Control de los ciclos de esterilización a vapor
1457	13-732-002	Indicador biológico de esterilización, para peróxido de hidrógeno	Preparados de esporas no patógenas resistentes a los procesos de esterilización de vapor, interpretación y lectura rápida, lectura visual por cambio de color, compatible con sistema de esterilización con peróxido de hidrógeno, descartable	I				x	x		Uso General	Control de los ciclos de esterilización a peróxido de hidrógeno
1458	13-734-001	Indicador químico, 21,9 cm x 27,9 cm, hoja	Hojas impresas con líneas diagonales con indicador químico, para verificar la eficiencia de la eliminación de aire de esterilizadores de vapor asépticos por vacío con temperatura de 132°C - 134°C, descartable	I				x	x		Uso General	Control de los ciclos de esterilización a vapor, calor seco, óxido de etileno
1459	13-734-002	Indicador químico para vapor, 1,5 cm x 20 cm, tira	Tira de papel 1,5 cm x 20 cm de largo, impresa con tinta indicadora química, fácil interpretación o lectura al cambio de color, descartable	I				x	x		Uso General	Control de los ciclos de esterilización a vapor

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III		
					A	B	C				
1460	13-734-003	Indicador químico para vapor, 2.2 cm x 5.3 cm, tira	Tira de papel secante, 2.2 cm x 5.3 cm de largo, impresa con tira indicadora química, fácil interpretación o lectura al cambio de color, descartable	I		x		x	x		Uso General Control de los ciclos de esterilización a vapor
1461	13-734-004	Indicador químico para peróxido de Hidrógeno, tira	Tira de papel de indicador químico, lectura al cambio de color, compatible con sistema de esterilización con peróxido de hidrógeno, descartable	I				x	x		Uso General Control de los ciclos de esterilización a peróxido de hidrógeno
1462	13-734-006	Integrador químico para vapor, tira	Papel tipo secante que contiene sustancia química, en una tira de material laminado, descartable	I			x	x	x		Uso General Control de los ciclos de esterilización a vapor
1463	13-100-001	Infusor a presión 500 -1000 ml, algodón	Brazalete de algodón, con lazo para colgar del soporte, lavable, con redicilla transparente, manómetro cromado con escala de aluminio, hasta 300 mm Hg, bolsa de látex resistente a la presión, pera de bombeo, libre látex	I				x	x	x	Uso General Infusión venosa a presión de líquidos y hemoderivados
1464	13-100-002	Infusor a presión 500 -1000 ml, plástico	Brazalete de plástico transparente flexible ajustable con velcro, con orificio para colgar del soporte, lavable con garcho interno para sujeción de bolsas, manómetro cromado con escala de aluminio hasta 300 mm Hg, pera de bombeo y manguera con llave de tres vías	I				x	x	x	Uso General Infusión venosa a presión de líquidos y hemoderivados
1465	13-177-001	Injerto vascular, 3.0 mm diámetro, longitud 5 cm	Polieterafluoreno (PTFE), tubular, 3.0 mm diámetro, longitud mínima 5 cm, estéril	IV					x		Cardiovascular Reconstrucción vascular arterial, bypass, acceso arteriovenoso
1466	13-177-002	Injerto vascular, 3.5 mm diámetro, longitud 5 cm	Polieterafluoreno (PTFE), tubular, 3.5 mm diámetro, longitud mínima 5 cm, estéril	IV					x		Cardiovascular Reconstrucción vascular arterial, bypass, acceso arteriovenoso
1467	13-177-003	Injerto vascular, 4.0 mm diámetro, longitud 5 cm	Polieterafluoreno (PTFE), tubular, 4.0 mm diámetro, longitud mínima 5 cm, estéril	IV					x		Cardiovascular Reconstrucción vascular arterial, bypass, acceso arteriovenoso
1468	13-177-004	Injerto vascular, 5.0 mm diámetro, longitud 5 cm	Polieterafluoreno (PTFE), tubular, 5.0 mm diámetro, longitud mínima 5 cm, estéril	IV					x		Cardiovascular Reconstrucción vascular arterial, bypass, acceso arteriovenoso
1469	13-177-005	Injerto vascular, 10.0 mm diámetro, longitud 40 cm	Polieterafluoreno (PTFE), tubular, 10.0 mm diámetro, longitud mínima 40 cm, estéril	IV					x		Cardiovascular Reconstrucción vascular arterial, bypass, acceso arteriovenoso
1470	13-177-006	Injerto vascular, 14.0 mm diámetro, longitud 40 cm	Polieterafluoreno (PTFE), tubular, 14.0 mm diámetro, longitud mínima 40 cm, estéril	IV					x		Cardiovascular Reconstrucción vascular arterial, bypass, acceso arteriovenoso
1471	13-177-007	Injerto vascular, 16.0 mm diámetro, longitud 40 cm	Polieterafluoreno (PTFE), tubular, 16.0 mm diámetro, longitud mínima 40 cm, estéril	IV					x		Cardiovascular Reconstrucción vascular arterial, bypass, acceso arteriovenoso
1472	13-177-008	Injerto vascular, 20.0 mm diámetro, longitud 40 cm	Polieterafluoreno (PTFE), tubular, 20.0 mm diámetro, longitud mínima 40 cm, estéril	IV					x		Cardiovascular Reconstrucción vascular arterial, bypass, acceso arteriovenoso
1473	13-177-009	Injerto vascular, 4.0 mm diámetro, longitud 40 cm	Polieterafluoreno (PTFE) expandido, 4 mm x 40 cm, con cubierta protectora, estéril	IV					x		Cardiovascular Reconstrucción vascular arterial, bypass, acceso arteriovenoso

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1474	13-674-001	Inspirómetro de estimulación volumétrico, adulto	1200 ml, marcas en caras, pieza bucal, base de soporte, tubo corrugado, tres cámaras con esferas de colores, descartable	I			X		X	X	Uso General	Ejercicios respiratorios
1475	13-674-002	Inspirómetro de estimulación volumétrico, pediátrico	2500 ml, marcas en caras, pieza bucal, guía de niveles de flujo, indicador de volumen, válvula antirretorno, tubo corrugado, descartable	I			X		X	X	Uso General	Ejercicios respiratorios
1476	12-101-001	Inmovilizador de hombros, grande	Goma espuma laminada, varios tamaños, descartable	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1477	12-101-002	Inmovilizador de hombros, mediano	Goma espuma laminada, varios tamaños, descartable	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1478	12-101-003	Inmovilizador de hombros, pequeño	Goma espuma laminada, varios tamaños, descartable	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1479	12-102-001	Inmovilizador de muñeca, adulto, pediátrico	Goma espuma laminada, varios tamaños, descartable	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1480	12-069-001	Inmovilizador de rodilla, adulto, pediátrico	Goma espuma laminada, varios tamaños, descartable	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1481	28-508-001	Inmovilizador para miembro inferior, adulto, goma espuma laminada	Goma espuma laminada, varios tamaños, descartable	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1482	28-508-002	Inmovilizador para miembro inferior, pediátrico, goma espuma laminada	Goma espuma laminada, varios tamaños, descartable	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1483	28-508-003	Inmovilizador para miembro inferior, adulto, nylon y poliéster	Nylon y poliéster con malla interna de 100% algodón liviano, posee barras de aluminio removibles, con correas elásticas, con cierre velcro	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1484	28-508-004	Inmovilizador para miembro inferior, pediátrico, nylon y poliéster	Nylon y poliéster con malla interna de 100% algodón liviano, posee barras de aluminio removibles, con correas elásticas, con cierre velcro	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1485	28-508-005	Inmovilizador para miembro superior, adulto	Nylon y poliéster con malla interna de 100% algodón liviano, posee barras de aluminio removibles, con correas elásticas, con cierre velcro	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1486	28-508-006	Inmovilizador para miembro superior, pediátrico	Nylon y poliéster con malla interna de 100% algodón liviano, posee barras de aluminio removibles, con correas elásticas, con cierre velcro	I	X	X	X		X	X	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1487	13-910-001	Inmovilizador de clavícula, grande	Poliuretano, neoprene, u otro material, refuerzo anterior y posterior, ajustes en velcro	I			X		X	X	Traumatología	Inmovilizador para fisuras y fracturas de clavícula

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II					APH
					A	B	C						
1488	13-810-002	Inmovilizador de clavícula, mediano	Poliuretano, neoprene, u otro material, refuerzo anterior y posterior, ajustes en velcro	I		x	x	x			Traumatología	Inmovilizador para fisuras y fracturas de clavícula	
1489	13-810-003	Inmovilizador de clavícula, pequeño	Poliuretano, neoprene, u otro material, refuerzo anterior y posterior, ajustes en velcro	I		x	x	x			Traumatología	Inmovilizador para fisuras y fracturas de clavícula	
1490	17-578-001	Introductor para accesos vasculares, adultos	Introductor con válvula hemostática, cuerda y aguja de punción, 5 a 8 Fr, 11 cm y 23 cm de longitud, estéril, descartable	IV					x		Cardiovascular	Acceso arterial y venoso para procedimientos de diagnóstico y tratamiento cardiovascular	
1491	17-578-002	Introductor para accesos vasculares, pediátricos, 4 Fr, 5 Fr	Introductor con válvula hemostática, cuerda y aguja de punción pediátrica, 6 cm de longitud, estéril, descartable	IV					x		Cardiovascular	Acceso arterial y venoso para procedimientos de diagnóstico y tratamiento cardiovascular	
1492	17-578-003	Introductor para accesos arterial radial, adultos, 5 Fr, 6Fr	Introductor con válvula hemostática, cuerda y aguja de punción radial, longitud corta y larga, estéril, descartable	IV					x		Cardiovascular	Acceso arterial y venoso para procedimientos de diagnóstico y tratamiento cardiovascular	
1493	17-578-004	Introductor de acceso arterial femoral: 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, y 8 Fr	Vaina de 11 cm, válvula hemostática, dilatador, Guía 0.035" x 40- 50 cm de largo, Introducir de guía, extensión con llave de tres vías, estéril, descartable	IV					x		Cardiovascular	Acceso arterial y venoso para procedimientos de diagnóstico y tratamiento cardiovascular	
1494	13-941-001	Jeringa 1 ml, 10 - 100U, 25 G, 1/2"	Polipropileno, aguja 25 G, 1/2", desmontable con rosca, émbolo distal de goma que no permita filtraciones, estéril, descartable	II	x	x	x	x		x	Uso General	Administración de medicamentos	
1495	13-941-002	Jeringa 1 ml, 10 - 100U, 30 G, 5/16"	Polipropileno, aguja 30 G, 5/16", aguja fija, émbolo distal de goma que no permita filtraciones, estéril, descartable	II	x	x	x	x		x	Uso General	Administración de medicamentos	
1496	13-941-003	Jeringa 1 ml, 1 - 40U, 30 G, 1/2"	Polipropileno, aguja 30 G, 1/2", desmontable con rosca, émbolo distal de goma que no permita filtraciones, estéril, descartable	II	x	x	x	x		x	Uso General	Administración de medicamentos	
1497	13-941-004	Jeringa 1 ml, 1 - 80U, 30 G, 1/2"	Polipropileno, aguja 30 G, 1/2", desmontable con rosca, émbolo distal de goma que no permita filtraciones, estéril, descartable	II	x	x	x	x		x	Uso General	Administración de medicamentos	
1498	13-941-005	Jeringa 1 ml, 10 - 100 U, 29 G, 1/2"	Polipropileno, aguja 29 G, 1/2", desmontable con rosca, émbolo distal de goma que no permita filtraciones, estéril, descartable	II	x	x	x	x		x	Uso General	Administración de medicamentos	
1499	13-941-006	Jeringa 1 ml, 10 - 100U, 26 G, 5/8"	Polipropileno, aguja 26 G, 5/8", desmontable con rosca, émbolo distal de goma que no permita filtraciones, estéril, descartable	II	x	x	x	x		x	Uso General	Administración de medicamentos	
1500	13-941-007	Jeringa 1 ml, 10 - 100 U, 27 G, 1/2"	Polipropileno, con aguja 27 G, 1/2", desmontable con rosca, émbolo distal de goma que no permita filtraciones, estéril, descartable	II	x	x	x	x		x	Uso General	Administración de medicamentos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1501	20-262-001	Jeringa 22 G, 1 ml	Polipropileno, aguja fija 1 1/2", 1 ml, con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, autodestructible, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos	
1502	20-262-002	Jeringa 22 G, 5 ml	Polipropileno, aguja fija 1 1/2", 5 ml, con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, autodestructible, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos	
1503	20-262-003	Jeringa 23 G, 0.5 ml	Polipropileno, aguja fija 1", 0.5 ml, con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, autodestructible, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos	
1504	20-262-004	Jeringa 23 G, 1 ml	Polipropileno, aguja fija 1", 1 ml, con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, autodestructible, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos	
1505	20-262-005	Jeringa 25 G, 1 ml	Polipropileno, aguja fija 5/8", con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, autodestructible, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos	
1506	20-262-006	Jeringa 26 G, 1 ml	Polipropileno, aguja fija 3/8", con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, autodestructible, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos	
1507	20-262-007	Jeringa 27 G, 1 ml	Polipropileno, aguja fija 3/8", con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, autodestructible, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos	
1508	20-262-008	Jeringa 25 G, 0.5 ml	Polipropileno, aguja fija 5/8", con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso, autodestructible, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos	
1509	13-940-001	Jeringa 1 ml	Polipropileno, aguja N° 26-30 G, 1/2", 5/16", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos	
1510	13-940-002	Jeringa 3 ml, 21 G, 1 1/2"	Polipropileno, aguja N° 21 G, 1 1/2", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos	
1511	13-940-003	Jeringa 5 ml, 22 G, 1 1/4"	Polipropileno, aguja N° 22 G, 1 1/4", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1512	13-940-004	Jeringa 10 ml, 21 G, 1 1/2"	Polipropileno, aguja N° 21 G, 1 1/2", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1513	13-940-005	Jeringa 20 ml, con aguja	Polipropileno, aguja N° 21 G, 1 1/2", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1514	13-940-006	Jeringa 20 ml, sin aguja	Polipropileno, sin aguja, con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1515	13-940-007	Jeringa 60 ml, con aguja	Polipropileno, aguja N° 18, 1", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1516	13-940-008	Jeringa 50 ml, con aguja	Polipropileno, aguja N° 18, 1", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1517	13-940-009	Jeringa 50 ml, para perfusor	Polipropileno, para perfusor, con adaptador Luer Lock, con aguja, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1518	13-940-010	Jeringa 3 ml, 21 G, 1 1/4"	Polipropileno, aguja N° 21 G, 1 1/4", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1519	13-940-011	Jeringa 60 ml, para perfusor con línea de extensión	Polipropileno, para perfusor, con adaptador Luer Lock, con aguja, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, con línea de extensión 150 cm, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1520	13-940-012	Jeringa 60 ml a 200 ml	Polipropileno, cilindro con émbolo de goma, con línea de extensión en espiral 150 cm, 300 psi, conector punzón, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medios de contraste
1521	13-940-013	Jeringa 3 ml, 23 G, 1 1/2"	Polipropileno, aguja 23 G, 1 1/2", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1522	13-940-014	Jeringa 3 ml, 21 G, 1"	Polipropileno, aguja 21 G, 1", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1523	13-940-015	Jeringa 5 ml, 21 G, 11/2"	Polipropileno, aguja 21 G, 11/2", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos
1524	13-940-016	Jeringa 5 ml, 21 G, 1"	Polipropileno, aguja 21 G, 1", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos
1525	13-940-017	Jeringa 3 ml, para perfusor	Polipropileno, para perfusor, con adaptador Luer Lock, émbolo extremo distal de goma que no permite filtraciones, graduado cada 0.1 ml, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Administración de medicamentos
1526	13-940-018	Jeringa 5 ml, para perfusor	Polipropileno, para perfusor, con adaptador Luer Lock, émbolo extremo distal de goma que no permite filtraciones, graduado cada 0.2 ml, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Administración de medicamentos
1527	13-940-019	Jeringa 10 ml - 12 ml, para perfusor	Polipropileno, para perfusor, con adaptador Luer Lock, émbolo extremo distal de goma que no permite filtraciones, graduado cada 0.5 ml, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Administración de medicamentos
1528	13-940-020	Jeringa 20 ml, para perfusor	Polipropileno, para perfusor, con adaptador Luer Lock, émbolo extremo distal de goma que no permite filtraciones, graduado cada 1 ml, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Administración de medicamentos
1529	13-940-021	Jeringa 50 ml, ámbar, para perfusor	Polipropileno ámbar, para perfusor, con adaptador Luer Lock, émbolo extremo distal de goma que no permite filtraciones, graduado cada 10 ml, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Administración de medicamentos fotosensibles
1530	13-940-022	Jeringa 3 ml, 23 G, 1"	Polipropileno, aguja 23 G, 1", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1531	13-940-023	Jeringa 1 ml, 23 G, 1"	Polipropileno, aguja 23 G, 1", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1532	13-940-024	Jeringa 3 ml, 22 G, 11/4"	Polipropileno, aguja 22 G, 11/4", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1533	13-940-025	Jeringa 3 ml, 23 G, 11/4"	Polipropileno, aguja 23 G, 11/4", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
1634	13-940-026	Jeringa 5 ml, 22 G, 1 1/2"	Polipropileno, con aguja 22 G, 1 1/2", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1635	13-940-027	Jeringa 10 ml, 22 G, 1 1/2"	Polipropileno, con aguja N° 22 G, 1 1/2", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1636	13-940-028	Jeringa 5 ml, 21 G, 1 1/4"	Polipropileno, con aguja 21 G, 1 1/4", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1637	13-940-029	Jeringa 10 ml, 21 G, 1 1/4"	Polipropileno, aguja N° 21 G, 1 1/4", desmontable con rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1638	20-270-001	Jeringa 50 ml a 60 ml	Polipropileno, con pico, sin aguja, sin rosca, émbolo externo distal de goma que no permite filtraciones, graduado cada ml, adaptable a sondas de irrigación estéril, descartable	I			x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1639	20-270-002	Jeringa 50 ml	Polipropileno, con adaptador Luer Lock, sin aguja, émbolo externo distal de goma que no permite filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	I			x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1640	20-270-003	Jeringa 60 ml	Polipropileno, con adaptador Luer Lock, sin aguja, émbolo externo distal de goma que no permite filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable	I			x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos
1641	20-260-001	Jeringa heparinizada 1 ml	Polipropileno, aguja fina, 23 G 1" para gasometrías, 30 ul, Cx2 + LH, estéril, descartable	II			x	x	x		Uso General	Extracción de sangre arterial
1642	20-287-001	Jeringa para inyector	Polipropileno, 150 ml, con bastón para cargar contraste compatible con inyector, estéril, descartable	II				x	x		Uso General	Administración de medicamentos
1643	20-287-002	Jeringa para inyector, 100 ml, con línea de extensión	Polipropileno, 100 ml, con línea de extensión de 1.5 m, adaptador o punzón para cargar contraste, compatible con inyector, estéril, descartable	II					x		Uso General	Administración de medicamentos
1644	10-447-001	Juego de recalentamiento de fluidos	Juego que incluye atrapa burbujas, sistema manual de eliminación de aire, volumen de cebado de 39 ml aproximadamente, libre de látex, estéril, descartable	I						x	Uso General	Calentamiento de sangre y fluidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1545	17-090-001	Kit de derivación de control del flujo de LCR, válvula contorneada pequeña, presión baja	Válvula de elastómero de silicona y polipropileno, catéter ventricular, catéter peritoneal, radiopaca, ocluidor proximal y distal, I.D. 1.3 mm, O.D. 2.5 mm, largo 23 cm y 50 cm, estéril descartable	IV					x		Anestesiología/Cuidados intensivos	Control del flujo de LCR desde los ventrículos del cerebro a la aurícula derecha del corazón o al peritoneo
1546	17-090-002	Kit de derivación de control del flujo de LCR, válvula contorneada pequeña, presión media	Válvula de elastómero de silicona y polipropileno, catéter ventricular, catéter peritoneal, radiopaca, ocluidor proximal y distal, I.D. 1.3 mm, O.D. 2.5 mm, largo 23 cm y 50 cm, estéril descartable	IV					x		Anestesiología/Cuidados intensivos	Control del flujo de LCR desde los ventrículos del cerebro a la aurícula derecha del corazón o al peritoneo
1547	17-090-003	Kit de derivación de control del flujo de LCR, válvula contorneada ultra pequeña, presión media	Válvula de elastómero de silicona y polipropileno, catéter ventricular, catéter peritoneal, radiopaca, ocluidor proximal y distal, I.D. 1.2 mm, O.D. 2.1 mm, largo 23 cm y 50 cm, estéril descartable	IV					x		Anestesiología/Cuidados intensivos	Control del flujo de LCR desde los ventrículos del cerebro a la aurícula derecha del corazón o al peritoneo
1548	17-090-004	Kit de derivación de control del flujo de LCR, válvula contorneada pequeña, presión alta	Válvula de elastómero de silicona y polipropileno, catéter ventricular, catéter peritoneal, radiopaca, ocluidor proximal y distal, I.D. 1.3 mm, O.D. 2.5 mm, largo 23 cm y 50 cm, estéril descartable	IV					x		Anestesiología/Cuidados intensivos	Control del flujo de LCR desde los ventrículos del cerebro a la aurícula derecha del corazón o al peritoneo
1549	16-850-001	Kit Insuflador	Sistema de insuflado con pantalla fosforescente, extensión con llave de tres vías, capacidad de 30 ml, aguja guía, llave en Y tipo copyrol, rotador de guía, debe tener una capacidad de 30 atmósferas de presión, sistema ergonómico.	I			x	x	x		Cardiovascular	Procedimientos cardiovasculares
1550	45-174-001	Kit de aseo, adulto	Concha de cepillo dental, peine, jabón líquido, shampoo, crema dental, toalla	I			x	x	x		Uso General	Aseo personal
1551	45-174-002	Kit de aseo, pediátrico	Concha de cepillo dental, peine, jabón líquido, shampoo, crema dental, toalla	I			x	x	x		Uso General	Aseo personal
1552	32-302-001	Kit de férulas neumáticas, adulto	Material transparente y traslucido a los rayos X, inflable con válvula de presión y bomba manual de inflado, cremallera o tipo calcetín, mano/muñeca, antebrazo/brazo, pie/tobillo, media pierna/pierna, reusable	I				x	x	x	Uso General	Inmovilización provisional de lesiones osteoarticulares de miembros superiores e inferiores y control de hemorragias
1553	32-302-002	Kit de férulas neumáticas, pediátrica	Material transparente y traslucido a los rayos X, inflable con válvula de presión y bomba manual de inflado, cremallera o tipo calcetín, mano/muñeca, antebrazo/brazo, pie/tobillo, media pierna/pierna, reusable	I				x	x	x	Uso General	Inmovilización provisional de lesiones osteoarticulares de miembros superiores e inferiores y control de hemorragias
1554	26-923-001	Kit de férulas rígidas, adulto	Estructura de lona plastificada y PVC, en el interior lleva una tablilla revestida de espuma, para miembros inferiores y superiores con sistema velcro para el ajuste, reusable	I				x	x	x	Uso General	Inmovilización de lesiones osteoarticulares

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1555	28-923-002	Kit de férulas rígidas, pediátrica	Estructura de lona plastificada y PVC, en el interior lleva una tabilla revestida de espuma, para miembros inferiores y superiores con sistema velcro para el ajuste, reusable	I				X	X	X	Uso General	Inmovilización de lesiones osteoarticulares
1556	13-730-006	Lámina tubular para esterilización a vapor y gas, 7.5 cm x 200m	Papel y plástico, 7.5 cm de ancho, con franja indicadora, descartable	I			X	X	X		Uso General	Dispositivo para colocación de materiales a ser esterilizados
1557	13-730-007	Lámina tubular para esterilización a vapor y gas, 10 cm x 200m	Papel y plástico, 10 cm de ancho, con franja indicadora, descartable	I			X	X	X		Uso General	Dispositivo para colocación de materiales a ser esterilizados
1558	13-730-008	Lámina tubular para esterilización a vapor y gas, 15 cm x 200m	Papel y plástico, 15 cm de ancho, con franja indicadora, descartable	I			X	X	X		Uso General	Dispositivo para colocación de materiales a ser esterilizados
1559	13-730-009	Lámina tubular para esterilización a vapor y gas, 20 cm x 200m	Papel y plástico, 20 cm de ancho, con franja indicadora, descartable	I			X	X	X		Uso General	Dispositivo para colocación de materiales a ser esterilizados
1560	13-730-010	Lámina tubular para esterilización a vapor y gas, 30 cm x 200 m	Papel y plástico, 30 cm de ancho, con franja indicadora, descartable	I			X	X	X		Uso General	Dispositivo para colocación de materiales a ser esterilizados
1561	24-815-002	Lámina empapada en alcohol isopropílico al 70%	Celulosa absorbente, doblada en cuatro capas de 30 mm x 30 mm (+/- 5 mm), estéril, descartable	I		X	X	X	X	X	Uso General	Material para antisepsia y desinfección
1562	24-815-004	Lámina empapada en clorhexidina 2% + alcohol isopropílico al 70%	Celulosa absorbente, doblada en cuatro capas de 30 mm x 30 mm (+/- 5 mm), estéril, descartable	I		X	X	X	X	X	Uso General	Material para antisepsia y desinfección
1563	10-440-001	Lanceta para punción	Metálica, aplanada, puntalaguda en un extremo, de 3 cm de longitud. Estéril y descartable	II		X	X	X	X		Material de laboratorio	Útil para realizar pequeñas punciones para obtener sangre capilar.
1564	18-895-001	Lanceta para punción con protección	Punta metálica ultrafina, de acero inoxidable, biselada, recubierta de plástico con tapa plástica protectora (capuchón). Estéril y descartable	II		X	X	X	X	X	Material de laboratorio	Útil para realizar pequeñas punciones para obtener sangre capilar.
1565	16-380-001	Lanceta automática, con punta metálica, 28 G	De acero inoxidable, cubierta protectora plástica, ergonómica, posee un sistema retráctil de activación por contacto con la piel, de un solo uso. Aguja (punta metálica): 28 G. Estéril y descartable	II		X	X	X	X		Material de laboratorio	Útil para realizar pequeñas punciones para obtener sangre capilar, minimizando el dolor. Evita posibles contactos con sangre o pinchazos posteriores a su uso
1566	16-380-002	Lanceta automática, con punta metálica, 26 G	De acero inoxidable, cubierta protectora plástica, ergonómica, posee un sistema retráctil de activación por contacto con la piel, de un solo uso. Aguja (punta metálica): 26 G. Estéril y descartable	II		X	X	X	X		Material de laboratorio	Útil para realizar pequeñas punciones para obtener sangre capilar, minimizando el dolor. Evita posibles contactos con sangre o pinchazos posteriores a su uso
1567	16-380-003	Lanceta automática, con punta metálica, 23 G	De acero inoxidable, cubierta protectora plástica, ergonómica, posee un sistema retráctil de activación por contacto con la piel, de un solo uso. Aguja (punta metálica): 23 G. Estéril y descartable	II		X	X	X	X		Material de laboratorio	Útil para realizar pequeñas punciones para obtener sangre capilar, minimizando el dolor. Evita posibles contactos con sangre o pinchazos posteriores a su uso

DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1568	16-380-004	Lanceta automática, con cuchilla, ancho: 1.5 mm y profundidad: 1.0 mm	De acero inoxidable, cubierta protectora plástica, ergonómica, posee un sistema retráctil de activación por contacto con la piel, de un solo uso. Ancho de cuchilla: 1.5 mm. Profundidad del pinchazo: 1.0 mm. Estéril y descartable	II		X	X	X	X		Material de laboratorio	Útil para realizar pequeñas punciones para obtener sangre capilar, minimizando el dolor. Previene posibles contactos con sangre o pinchazos posteriores a su uso
1569	16-380-005	Lanceta automática, con cuchilla, ancho: 2.0 mm y profundidad: 1.8 mm	De acero inoxidable, cubierta protectora plástica, ergonómica, posee un sistema retráctil de activación por contacto con la piel, de un solo uso. Ancho de cuchilla: 2.0 mm. Profundidad del pinchazo: 1.8 mm. Estéril y descartable	II		X	X	X	X		Material de laboratorio	Útil para realizar pequeñas punciones para obtener sangre capilar, minimizando el dolor. Previene posibles contactos con sangre o pinchazos posteriores a su uso
1570	16-380-006	Lanceta automática, con cuchilla, ancho: 1.5 mm y profundidad: 2.0 mm	De acero inoxidable, cubierta protectora plástica, ergonómica, posee un sistema retráctil de activación por contacto con la piel, de un solo uso. Ancho de cuchilla: 1.5 mm. Profundidad del pinchazo: 2.0 mm. Estéril y descartable	II		X	X	X	X		Material de laboratorio	Útil para realizar pequeñas punciones para obtener sangre capilar, minimizando el dolor. Previene posibles contactos con sangre o pinchazos posteriores a su uso
1571	16-380-007	Lanceta automática, con cuchilla, ancho: 2.0 mm y profundidad: 1.5 mm	De acero inoxidable, cubierta protectora plástica, ergonómica, posee un sistema retráctil de activación por contacto con la piel, de un solo uso. Ancho de cuchilla: 2.0 mm. Profundidad del pinchazo: 1.5 mm. Estéril y descartable	II		X	X	X	X		Material de laboratorio	Útil para realizar pequeñas punciones para obtener sangre capilar, minimizando el dolor. Previene posibles contactos con sangre o pinchazos posteriores a su uso
1572	11-490-001	Lápiz de electrobisturí	Conector de 3 pines, cable 3 m, tomacorriente sellada, electrodo tipo hojilla, botones de corte y coagulación en el mango, estéril, descartable	II			X	X	X		Cirugía	Corte y coagulación de tejidos
1573	15-076-002	Laringoscopio, TET I.D. 7.0-8.5 mm	Canal guía y canal óptico, lente distal, forma anatómica, sistema de antiempañamiento, descartable	I			X	X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Colocación de tubos endotraqueales
1574	13-803-001	Llave de 3 vías	Policarbonato, polietileno, poliamida, de tres vías, cuerpo transparente, rotación 360° con adaptador, a prueba de presión 4.5 bar, Luer Lock, pico fino, estéril, descartable	I			X	X	X	X	Uso General	Conexión de varios tipos de tubuladuras para la administración de líquidos
1575	13-803-002	Llave de 3 vías con extensión	Policarbonato, polietileno, poliamida, con extensión de 10 cm, sin filtraciones con conexión a rosca, a prueba de presión de 4.5 bar, rotación 360° con adaptador, a prueba de presión 4.5 bar, Luer Lock, pico fino, estéril, descartable	I			X	X	X		Uso General	Conexión de varios tipos de tubuladuras para la administración de líquidos
1576	20-377-001	Lead de marcapaso epicárdico	Silicona con aguja recta, terminal helicoidal de seguridad, conector bipolar de fijación activa o pasiva, estéril, descartable	IV				X	X		Cirugía Cardíaca	Estimulación eléctrica epicárdica
1577	17-000-001	Lentes de armazón, astigmatismo desde -1.00 dioptría, lente curva	Lunas de policarbonato con protección UV, estructura del marco de metal, aluminio y/o pasta, plaquetas para el puente nasal, antideslizante, la graduación dependerá del requerimiento del paciente	I				X	X		Oftalmología	Corrección de la visión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1578	17-000-002	Lentes de armazón, hipermetropía, desde +1.00 dioptría, lente convexo	Lunas de policarbonato con protección UV, estructura del marco de metal, aluminio y/o pasta, plaquetas para el puente nasal, antideslizante, la graduación dependerá del requerimiento del paciente	I				x	x		Oftalmología	Corrección de la visión
1579	17-000-003	Lentes de armazón, presbicia, desde + 1.25 dioptría	Lunas de policarbonato con protección UV, estructura del marco de metal, aluminio y/o pasta, plaquetas para el puente nasal, antideslizante, la graduación dependerá del requerimiento del paciente	I				x	x		Oftalmología	Corrección de la visión
1580	17-000-004	Lentes de armazón, miopía, - 0.75 dioptría, lente cóncavo	Lunas de policarbonato con protección UV, estructura del marco de metal, aluminio y/o pasta, plaquetas para el puente nasal, antideslizante, la graduación dependerá del requerimiento del paciente	I				x	x		Oftalmología	Corrección de la visión
1581	17-000-005	Lentes de armazón, ametropías combinadas, desde +/- 0.75 dioptría	Lunas de policarbonato con protección UV, estructura del marco de metal, aluminio y/o pasta, plaquetas para el puente nasal, antideslizante, la graduación dependerá del requerimiento del paciente	I				x	x		Oftalmología	Corrección de la visión
1582	16-065-001	Lente intraocular, cámara anterior, + 15.0 dioptría	De cámara anterior, material biocompatible, estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1583	16-065-002	Lente intraocular, cámara anterior, + 17.0 dioptría	De cámara anterior, material biocompatible, estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1584	16-065-003	Lente intraocular, cámara anterior, + 18.0 dioptría	De cámara anterior, material biocompatible, estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1585	16-065-004	Lente intraocular, cámara anterior, + 19.0 dioptría	De cámara anterior, material biocompatible, estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1586	16-065-005	Lente intraocular, cámara anterior, + 20.0 dioptría	De cámara anterior, material biocompatible, estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1587	16-065-006	Lente intraocular, cámara anterior, + 21.0 dioptría	De cámara anterior, material biocompatible, estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1588	16-071-001	Lente intraocular, cámara posterior, + 17.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1589	16-071-002	Lente intraocular, cámara posterior, + 18.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1590	16-071-003	Lente intraocular, cámara posterior, + 18.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1591	16-071-004	Lente intraocular, cámara posterior, + 19.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1592	16-071-005	Lente intraocular, cámara posterior, +19.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GÉNÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1593	16-071-006	Lente intraocular, cámara posterior, + 20.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1594	16-071-007	Lente intraocular, cámara posterior, + 20.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1595	16-071-008	Lente intraocular, cámara posterior, + 21.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1596	16-071-009	Lente intraocular, cámara posterior, + 21.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1597	16-071-010	Lente intraocular, cámara posterior, + 22.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1598	16-071-011	Lente intraocular, cámara posterior, + 22.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1599	16-071-012	Lente intraocular, cámara posterior, + 23.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1600	16-071-013	Lente intraocular, cámara posterior, + 23.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1601	16-071-014	Lente intraocular, cámara posterior, + 24.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1602	16-071-015	Lente intraocular, cámara posterior, + 24.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1603	16-071-016	Lente intraocular, cámara posterior monofocal, monobloque rígida	Material PMMA, filtro UV, monobloque, óptica biconvexa 6 mm, diámetro total > 12.5 mm, angulación de 5-10 grados, diámetro total mayor o igual a 12 mm, amplio rango dióptrico	III					x	Oftalmología	Para cirugía de catarata convencional	
1604	16-071-017	Lente intraocular, cámara posterior monofocal, 3 piezas	Acrílico, hidrófoba de alto contenido en agua, filtro UV o de luz azul, plegable o inyectable, óptica mayor o igual a 6 mm, hápticos de PMMA, angulación mayor o igual a 5 grados, diámetro total mayor o igual a 12 mm, adecuada para la implantación en saco y en surco ciliar, amplio rango de dióptrico	III					x	Oftalmología	Para cirugía de catarata por ultrasonido	
1605	16-071-018	Lente intraocular, cámara posterior, + 09.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1606	16-071-019	Lente intraocular, cámara posterior, + 10.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1607	16-071-020	Lente intraocular, cámara posterior, + 11.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	
1608	16-071-021	Lente intraocular, cámara posterior, + 11.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III					x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1609	16-071-022	Lente intraocular, cámara posterior, + 12.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1610	16-071-023	Lente intraocular, cámara posterior, + 14.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1611	16-071-024	Lente intraocular, cámara posterior, + 14.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1612	16-071-025	Lente intraocular, cámara posterior, + 15.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1613	16-071-027	Lente intraocular, cámara posterior, + 17.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1614	16-071-028	Lente intraocular, cámara posterior, + 28.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1615	16-071-029	Lente intraocular, cámara posterior, + 28.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1616	16-071-030	Lente intraocular, cámara posterior, + 29.0 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1617	16-071-031	Lente intraocular, cámara posterior, + 29.5 dioptría	De cámara posterior, acrílico plegable estéril	III						x	Oftalmología	Corrección del enfoque después de cirugía de catarata
1618	17-524-001	Lente de contacto blando terapéutico sin medida	Hidrogel de silicon, grosor desde 50 mm hasta 200 mm, concentraciones de agua de 40 % hasta 70%	II						x	Oftalmología	Enfermedades corneales, mejora epitelización y desaparición de las bullas.
1619	14-246-004	Línea de muestreo para medición capnográfica y gases anestésicos	PVC, alóxico, con alargador de capnografía de 200, 300 y 600 cm x 1 mm a 2mm de diámetro, conexión Luer Lock de tipo macho macho, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Medición de dióxido de carbono (CO2) espirado por el paciente.
1620	11-225-003	Línea arterio venosa para hemodiafiltración	PVC grado médico, cámara de goteo, abrazaderas de color rojo y azul, segmento adicional para bomba de hemodiafiltración, acorde al equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Nefrología	Juego de tubos para transporte de sangre en procedimientos de hemodiafiltración
1621	11-227-002	Línea de drenaje para diálisis peritoneal APD	PVC grado médico, 12 pies (3.65 m) extensión, pinza de seguridad, espiga para conexión, estéril, descartable	I					x	x	Nefrología	Aumento de longitud de la línea de drenaje en el tratamiento de diálisis peritoneal
1622	11-227-003	Línea de transferencia para diálisis peritoneal, 10 cm, conector en punta	Silicón, largo 10 cm, conector de giro o válvula de apertura y cierre, conector macho en punta, conector Luer lock, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Nefrología	Para procedimiento de diálisis peritoneal
1623	11-227-004	Línea de transferencia para diálisis peritoneal, 10 cm	Silicón, largo 10 cm, conector de giro o válvula de apertura y cierre, conector Luer lock, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Nefrología	Para procedimiento de diálisis peritoneal
1624	11-227-005	Línea de transferencia para diálisis peritoneal, 25 cm	Silicón, largo 25 cm, pinza integrada, conector hembra, conector Luer lock, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Nefrología	Para procedimiento de diálisis peritoneal

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			III	APH			
					A	B	C					
1625	15-772-002	Lubricante para anillo O	Silicona, descartable	I	x	x	x				Ginecología/Obstetricia	Lubricación para dispositivo médico
1626	13-136-003	Malta de corrección de piso pélvico, anterior	Parcialmente absorbible, macroporosa monofilamento, polipropileno, poliglicaprone, cánulas y dispositivo de tracción, estéril	III					x		Urología	Reparación de piso pélvico grado III-IV
1627	13-136-004	Malta de corrección de piso pélvico, posterior	Parcialmente absorbible, macroporosa monofilamento, polipropileno, poliglicaprone, cánulas y dispositivo de tracción, estéril	III					x		Urología	Reparación de piso pélvico grado III-IV
1628	13-136-005	Malta para corrección de piso pélvico, mixta o total	Malta parcialmente absorbible, de 6 brazos para reparación de piso pélvico grado 3 y 4 macroporosa monofilamento polipropileno y poliglicaprone, con cánulas y dispositivo de tracción, estéril	III					x		Urología	Reparación de piso pélvico grado I-II
1629	13-136-006	Malta para reparación de piso pélvico grado I-II	Malta macroporosa, monofilamento, polipropileno de 10 x 15 cm, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1630	12-510-001	Malta de polidioxanona, 30 cm x 20 cm	Redes poliméricas, multicapas polidioxanona, celulosa, polipropileno, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1631	12-510-002	Malta de polipropileno, 30 cm x 30 cm	Redes poliméricas, inerte, tamaño de poros 1.5 mm, con líneas radiopacas, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1632	12-510-003	Malta de polipropileno, 15 cm x 15 cm	Redes poliméricas, inerte, tamaño de poros 1.5 mm, con líneas radiopacas, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1633	12-510-004	Malta de polipropileno, 7.5 cm x 15 cm	Redes poliméricas, inerte, tamaño de poros 1.5 mm, con líneas radiopacas, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1634	12-510-005	Malta de polipropileno, 5 cm x 7 cm, tamaño de poros 1.5 mm	Redes poliméricas, inerte, tamaño de poros 1.5 mm, con líneas radiopacas, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1635	12-510-006	Malta de polipropileno, 15 cm x 15 cm, corrección anterior y posterior	Redes poliméricas, inerte, tamaño de poros 1.5 mm, con líneas radiopacas, corrección anterior y posterior, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1636	12-510-007	Malta tipo cabestrillo, 45 cm x 1 cm	Polipropileno, dos agujas helicoidales, acero inoxidable, 3 mm x 22 cm, guía metálica alada de protección, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1637	12-510-008	Malta tipo cabestrillo, 6 cm x 10 cm	Polipropileno, cuatro agujas helicoidales, acero inoxidable, 3 mm x 22 cm, guía metálica alada de protección, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1638	12-510-009	Malta de polipropileno, talla grande	Sistema doble para herida en una sola pieza, sistema 3 en 1, estéril	III					x		Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
1639	12-510-010	Malla de polipropileno, poliglactina, 15 cm x 10 cm	Redes poliméricas, parcialmente absorbible, inerte, con líneas radiopacas, estéril	III					x	x	Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1640	12-510-011	Malla de polipropileno, poliglactina, 15 cm x 15 cm	Redes poliméricas, parcialmente absorbible, inerte, con líneas radiopacas, estéril	III					x	x	Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1641	12-510-012	Malla de polipropileno, 5 cm x 10 cm	Redes poliméricas, inerte, libre de látex, estéril	III					x	x	Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1642	12-510-013	Malla de polipropileno, 5 cm x 7 cm	Redes poliméricas, inerte, con líneas radiopacas, libre de látex, estéril	III					x	x	Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1643	12-510-014	Malla de polipropileno, 6 cm x 15 cm	Redes poliméricas, inerte, tamaño de poros 1.5 mm, con líneas radiopacas, estéril	III					x	x	Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1644	12-510-015	Malla de polipropileno tipo cinta, 1.1 cm x 50 cm	Polipropileno, con agujeros en los extremos elástica, no absorbible, estéril, descartable	III					x	x	Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1645	12-510-016	Malla de polipropileno, 1.1 cm x 12 cm, sistema	Conjunto de implante de malla de polipropileno 1,1 cm x 12 cm sostenida por dos vainas de pasador helicoidal, lazo de monofilamento de polipropileno, pasadores helicoidales alambre curvo de acero inoxidable con mangos de plástico, guía con aletas atraumática de acero inoxidable, estéril	III					x	x	Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1646	12-510-017	Malla de polipropileno, 35 cm x 22 cm	Redes poliméricas, inerte, tamaño de poros 1.5 mm, con líneas radiopacas, corrección anterior y posterior, estéril	III					x	x	Cirugía	Corrección de defectos de pared abdominal
1647	10-999-001	Manga de compresión neumática intermitente	PVC transparente, flexible, hiposéptica, varios tamaños	I					x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mejorar el retorno venoso
1648	15-003-013	Manguera corrugada para ventilador	Manguera corrugada, longitud 2 metros, no estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Administración de gases medicinales
1649	15-277-001	Manguera para succión, 1/4" x 1.8 m	PVC siliconizado, 1/4" x 1.8 m, hiposéptico, con conectores en los extremos, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales
1650	15-277-002	Manguera para succión, 1/4" x 3 m	PVC siliconizado, 1/4" x 3 m, hiposéptico, con conectores en los extremos, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales
1651	15-277-003	Manguera para succión, 1/4" x 6.4 m	PVC siliconizado, 1/4" x 6.4 m, hiposéptico, con conectores en los extremos, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales
1652	15-277-004	Manguera para succión, 9/32" x 3.7 m	PVC siliconizado, 9/32" x 3.7 m, hiposéptico, con conectores en los extremos, estéril, descartable	I					x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Eliminación de fluidos corporales

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1653	15-277-005	Manguera para succión, 9/32" x 30.5 m	PVC siliconizado, 9/32" x 30.5 m, hipotérmico, con conectores en los extremos, estéril, descartable	I			x		x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Eliminación de fluidos corporales	
1654	15-277-006	Manguera para succión, 11 mm x 2 m	PVC siliconizado, 11 mm x 2 m, hipotérmico, con conectores en los extremos, estéril, descartable	I			x		x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Eliminación de fluidos corporales	
1655	15-277-007	Manguera para succión, 1/4" x 3.6 m	PVC siliconizado, 1/4" x 3 m, hipotérmico, con conectores en los extremos, estéril, descartable	I		x			x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales	
1656	18-952-006	Manta de enfriamiento	Material de fibra sintética recubierta de poliuretano, y/o silicona, tejido lavable, conector del tubo flexible, descartable	I					x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Inducir a la hipotermia en pacientes quirúrgicos y UCI	
1657	18-952-007	Manta de enfriamiento, sistema	Tres mantas y abrigos de refrigeración, envoltura, chaleco, mangueras autosellado, libre de látex	I					x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Inducir a la hipotermia en pacientes quirúrgicos y UCI	
1658	18-952-008	Manta de enfriamiento para cabeza, sistema	Material flexible, lavable, mangueras autocellado, libre de látex	I					x	Uso General	Inducir a la hipotermia en pacientes quirúrgicos y UCI	
1659	12-067-001	Manta térmica, adulto, descartable	Varias dimensiones, multiacceso, descartable	I					x	Uso General	Administración de calor a tejidos blandos	
1660	12-067-002	Manta térmica, pediátrica, descartable	Varias dimensiones, multiacceso, descartable	I					x	Uso General	Administración de calor a tejidos blandos	
1661	12-067-003	Manta térmica, pediátrica, reutilizable	Material no tejido, suave, ligera, superficie acuesa, patrones de caudal aleatorios, conectores y abrazaderas, fácil limpieza, varios tamaños, reutilizable	I					x	Uso General	Administración de calor a tejidos blandos	
1662	12-067-004	Manta térmica, adulto, reutilizable	Material suave, radiotransparente, puerto de manguera, diseñada para los pacientes en decúbito supino, calentamiento uniforme por convección, tiras adhesivas bajo la manta, reutilizable	I					x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de calor a tejidos blandos	
1663	18-952-001	Manta térmica para calentamiento intraoperatorio, neonatal	Con sistema de aire convectivo, orificios de drenaje, aplicación sobre y bajo el cuerpo, hendiduras deslizantes, tiras adhesivas y alerones, conector del tubo flexible, descartable	I					x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de calor a tejidos blandos	
1664	18-952-002	Manta térmica para calentamiento intraoperatorio, pediátrico	Sistema de aire convectivo, orificios de drenaje, aplicación sobre y bajo el cuerpo, hendiduras deslizantes, tiras adhesivas y alerones, conector del tubo flexible, descartable	I					x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de calor a tejidos blandos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1665	18-852-003	Manta térmica para calentamiento intraoperatorio, adulto	Sistema de aire convectivo, orificios de drenaje, aplicación sobre y bajo el cuerpo, hendiduras deslizantes, tiras adhesivas y alerones, conector del tubo flexible, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de calor a tejidos blandos
1666	18-852-004	Manta térmica para calentamiento post operatorio, adulto	Sistema de calentamiento a través de aire forzado, compacto, liviano, con 3 o más opciones de temperatura a elegir con exactitud $\pm 1^{\circ}\text{C}$, alarma de temperatura, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Evitar y manejar hipotermia en pacientes pre y post quirúrgicos, UCI
1667	18-852-005	Manta térmica para calentamiento post operatorio, pediátrico	Sistema de calentamiento a través de aire forzado, compacto, liviano, con 3 o más opciones de temperatura a elegir con exactitud $\pm 1^{\circ}\text{C}$, alarma de temperatura, descartable	I	X	X			X	X	Uso General	Administración de calor a tejidos blandos
1668	27-218-001	Máquina de afeitar	Doble cuchilla de acero inoxidable, con banda lubricante, mango de goma, descartable	I					X	X	Cirugía	Eliminación de vello corporal
1669	12-443-001	Marcadores de piel	Punta estándar, violeta de metilo, incluye regla de papel, estéril	I						X	Neonatología	Facilitar el marcaje, identificación, codificación y el contorno del campo quirúrgico
1670	12-701-012	Máscara nasal neonatal para CPAP de burbuja	De silicona, forma anatómica, tamaño mediano, libre de látex, estéril descartable	I						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para administración de oxígeno
1671	11-001-001	Máscara oro-facial, para ventilación no invasiva, talla pequeña	Transparente, arnés ajustable, conector de 22 mm, giro 360 grados, conector para línea de oxígeno, doble borde de silicona	I						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno
1672	11-001-002	Máscara oro-facial, para ventilación no invasiva, talla mediana	Transparente, arnés ajustable, conector de 22 mm, giro 360 grados, conector para línea de oxígeno, doble borde de silicona	I						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno
1673	11-001-003	Máscara oro-facial, para ventilación no invasiva, talla grande	Transparente, arnés ajustable, conector de 22 mm, giro 360 grados, conector para línea de oxígeno, doble borde de silicona	I	X	X			X	X	Uso General	Para inhalación de oxígeno
1674	20-702-001	Mascarilla N 95	Máscara protectora con capacidad de filtración 95% de patógenos, clip metálico de aluminio, espuma interna de poliuretano, elemento filtrante de tela no tejida de polipropileno y poliéster, cintas elásticas de elastómero, libre de látex, descartable	I	X	X			X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud
1675	20-702-002	Mascarilla N 95, con válvula unidireccional de exhalación	Máscara protectora con capacidad de filtración 95% de patógenos, con válvula unidireccional de exhalación, clip metálico de aluminio, espuma interna de poliuretano, elemento filtrante de tela no tejida de polipropileno y poliéster, filtro cintas elásticas de elastómero, libre de látex, descartable	I	X	X			X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1676	23-450-001	Mascarilla bolsa de reanimación, adulto N° 3	De silicon, transparente, anatómica, con adaptador universal para bolsa de reanimación	I		X	X	X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno en maniobras de reanimación
1677	23-450-002	Mascarilla bolsa de reanimación, adulto N° 4	De silicon, transparente, anatómica, con adaptador universal para bolsa de reanimación	I			X	X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno en maniobras de reanimación
1678	23-450-003	Mascarilla bolsa de reanimación, adulto N° 5	De silicon, transparente, anatómica, con adaptador universal para bolsa de reanimación	I			X	X	X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno en maniobras de reanimación
1679	23-450-004	Mascarilla bolsa de reanimación, adulto N° 6	De silicon, transparente, anatómica, con adaptador universal para bolsa de reanimación	I				X	X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno en maniobras de reanimación
1680	23-450-005	Mascarilla bolsa de reanimación, adulto N° 7	De silicon, transparente, anatómica, con adaptador universal para bolsa de reanimación	I				X	X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno en maniobras de reanimación
1681	23-450-006	Mascarilla bolsa de reanimación, adulto N° 8	De silicon, transparente, anatómica, con adaptador universal para bolsa de reanimación	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno en maniobras de reanimación
1682	23-452-001	Mascarilla bolsa de reanimación, neonatal N° 0-1	De silicon, transparente, anatómica, con adaptador universal para bolsa de reanimación	I				X	X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno en maniobras de reanimación
1683	23-451-001	Mascarilla bolsa de reanimación, pediátrica N° 2-4	De silicon, transparente, anatómica, con adaptador universal para bolsa de reanimación	I		X	X	X	X	X	Uso General	Para inhalación de oxígeno en maniobras de reanimación
1684	12-458-004	Mascarilla con visor	Con protector facial transparente incorporado, protección anti vaho, capa protectora antipicaduras, tela no tejida de polipropileno 100%, SMS, gramaje 35g/m2, de dos capas con filtro de tres pliegues, protector de nariz ajustable, bandas elásticas, no estéril, descartable	I		X	X	X	X	X	Uso General	Protección del Personal de Salud
1685	12-448-001	Mascarilla de oxígeno, adulto	PVC flexible grado médico, orificios laterales, armés de aluminio, tubuladura 2 m, tira elástica para sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I		X	X	X	X	X	Uso General	Para inhalación de oxígeno
1686	12-448-002	Mascarilla de oxígeno, adulto con reservorio	PVC flexible grado médico, orificios laterales, armés de aluminio, bolsa reservorio con o sin válvula de inhalación, tubuladura 2 m, tira elástica para sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I		X	X	X	X	X	Neonatología	Para inhalación de oxígeno
1687	12-448-003	Mascarilla de oxígeno, neonatal	PVC flexible grado médico, orificios laterales, extensión de tubo de 2 m, tira elástica de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I		X	X	X	X	X	Pediatría	Para inhalación de oxígeno

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I		II	III	APH				
					A	B	C						
1688	12-448-004	Mascarilla de oxígeno, pediátrica	PVC flexible grado médico, orificios laterales, extensión de tubo 2 m, tira elástica para sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x	x			Podiatría	Para inhalación de oxígeno
1689	12-448-005	Mascarilla de oxígeno, pediátrica, con reservorio	PVC flexible grado médico, orificios laterales, con bolsa reservorio con o sin válvula de inhalación, extensión de tubo 2 m, tira elástica para sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x	x			Neonatología	Para inhalación de oxígeno
1690	12-448-007	Mascarilla de oxígeno, neonatal, con reservorio	PVC flexible grado médico, orificios laterales, con bolsa reservorio con o sin válvula de inhalación, extensión de tubo 2 m, tira elástica para sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x			Uso General	Para inhalación de oxígeno
1691	12-459-005	Mascarilla doble filtro	Moldreada, dos bandas de ajuste, clip y almohadilla nasal, capa interior resistente a la humedad, no estéril, descartable	I					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Protección del Personal de Salud
1692	12-448-006	Mascarilla facial, adaptador para tubo corrugado, adulto	Vitrilo, adaptador para tubo corrugado, liras de sujeción elásticas, libre de látex, descartable	I					x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de oxígeno
1693	12-448-008	Mascarilla facial, adulto	Vitrilo, liras de sujeción elástica, manguera lisa para toma de oxígeno, libre de látex, descartable	II					x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de oxígeno
1694	27-014-001	Mascarilla laríngea, neonatal N° 1	Elíptica, con borde externo insufiable con cánula de silicona libre de látex, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea
1695	27-014-002	Mascarilla laríngea, pediátrica N° 1,5	Elíptica, con borde externo insufiable con cánula de silicona libre de látex, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea
1696	27-014-003	Mascarilla laríngea, pediátrica N° 2	Elíptica, con borde externo insufiable con cánula de silicona libre de látex, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea
1697	27-014-004	Mascarilla laríngea, pediátrica N° 2,5	Elíptica, con borde externo insufiable con cánula de silicona libre de látex, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea
1698	27-014-005	Mascarilla laríngea, adulto N° 4	Elíptica, con borde externo insufiable con cánula de silicona libre de látex, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1699	27-01-4-006	Mascarilla laríngea, adulto N° 5	Elíptica, con borde externo insufiable con cánula de silicona libre de látex, con adaptador, barra de apertura tubos, válvula y balón indicador, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1700	27-01-4-007	Mascarilla laríngea, pediátrica N° 3	Elíptica, con borde externo insufiable con cánula de silicona libre de látex, con adaptador, barra de apertura tubos, válvula y balón indicador, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1701	27-01-4-008	Mascarilla laríngea, pediátrica N° 3.5	Elíptica, con borde externo insufiable con cánula de silicona libre de látex, con adaptador, barra de apertura tubos, válvula y balón indicador, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1702	27-01-4-009	Mascarilla laríngea, adulto N° 4.5	Elíptica, con borde externo insufiable con cánula de silicona libre de látex, con adaptador, barra de apertura tubos, válvula y balón indicador, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1703	27-01-4-010	Mascarilla laríngea con vía gástrica con textura de gel, adulto, N° 3	Elastómero termoplástico suave, textura de gel, transparente, almohadilla no inflable, con canal gástrico, conector estándar de 15 mm para sistema anestésico, pieza de mordida integrada, soporte epiglótico, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1704	27-01-4-017	Mascarilla laríngea con vía gástrica con textura de gel, adulto, N° 3.5	Elastómero termoplástico suave, textura de gel, transparente, almohadilla no inflable, con canal gástrico, conector estándar de 15 mm para sistema anestésico, pieza de mordida integrada, soporte epiglótico, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1705	27-01-4-011	Mascarilla laríngea con vía gástrica con textura de gel, adulto, N° 4	Elastómero termoplástico suave, textura de gel, transparente, almohadilla no inflable, con canal gástrico, conector estándar de 15 mm para sistema anestésico, pieza de mordida integrada, soporte epiglótico, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1706	27-01-4-018	Mascarilla laríngea con vía gástrica con textura de gel, adulto, N° 4.5	Elastómero termoplástico suave, textura de gel, transparente, almohadilla no inflable, con canal gástrico, conector estándar de 15 mm para sistema anestésico, pieza de mordida integrada, soporte epiglótico, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1707	27-01-4-012	Mascarilla laríngea con vía gástrica con textura de gel, adulto, N° 5	Elastómero termoplástico suave, textura de gel, transparente, almohadilla no inflable, con canal gástrico, conector estándar de 15 mm para sistema anestésico, pieza de mordida integrada, soporte epiglótico, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
1708	27-014-013	Mascarilla laríngea con vía gástrica con textura de gel, pediátrico, N° 2	Elastómero termoplástico suave, textura de gel, transparente, almohadilla no inflable, con canal gástrico, conector estándar de 15 mm para sistema anestésico, pieza de mordida integrada, soporte epiglótico, estéril, descartable	II				x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1709	27-014-014	Mascarilla laríngea con vía gástrica con textura de gel, pediátrico, N° 2.5	Elastómero termoplástico suave, textura de gel, transparente, almohadilla no inflable, con canal gástrico, conector estándar de 15 mm para sistema anestésico, pieza de mordida integrada, soporte epiglótico, estéril, descartable	II				x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1710	27-014-015	Mascarilla laríngea con vía gástrica con textura de gel, pediátrico, N° 1	Elastómero termoplástico suave, textura de gel, transparente, almohadilla no inflable, con canal gástrico, conector estándar de 15 mm para sistema anestésico, pieza de mordida integrada, soporte epiglótico, estéril, descartable	II				x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1711	27-014-016	Mascarilla laríngea con vía gástrica con textura de gel, pediátrico, N° 1.5	Elastómero termoplástico suave, textura de gel, transparente, almohadilla no inflable, con canal gástrico, conector estándar de 15 mm para sistema anestésico, pieza de mordida integrada, soporte epiglótico, estéril, descartable	I				x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Manejo y control de la vía aérea	
1712	12-453-001	Mascarilla para anestesia, N° 0	Contorno siliconado, anatómico, transparente, con reborde insuflable, con adaptador universal, descartable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno y gases anestésicos	
1713	12-453-002	Mascarilla para anestesia, N° 1	Contorno siliconado, anatómico, transparente, con reborde insuflable, con adaptador universal, descartable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno y gases anestésicos	
1714	12-453-003	Mascarilla para anestesia, N° 2	Contorno siliconado, anatómico, transparente, con reborde insuflable, con adaptador universal, descartable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno y gases anestésicos	
1715	12-453-004	Mascarilla para anestesia, N° 3	Contorno siliconado, anatómico, transparente, con reborde insuflable, con adaptador universal, descartable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno y gases anestésicos	
1716	12-453-005	Mascarilla para anestesia, N° 4	Contorno siliconado, anatómico, transparente, con reborde insuflable, con adaptador universal, descartable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno y gases anestésicos	
1717	12-453-006	Mascarilla para anestesia, N° 5	Contorno siliconado, anatómico, transparente, con reborde insuflable, con adaptador universal, descartable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno y gases anestésicos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				II	III			APH
					A	B	C						
1718	12-453-007	Mascarilla para anestesia, N° 6	Contorno siliconado, anatómico, transparente, con rebordo insuflable, con adaptador universal, descartable	I					x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno y gases anestésicos	
1719	12-453-008	Mascarilla para anestesia, N° 7	Contorno siliconado, anatómico, transparente, con rebordo insuflable, con adaptador universal, descartable	I					x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno y gases anestésicos	
1720	12-459-001	Mascarilla para traqueostomía, adulto	PVC flexible grado médico, libre de látex, conector de entubado giro de 360°, conector 22 mm para tubo corrugado, banda elástica ajustable, estéril, descartable	I	x	x	x		x	x	Uso General	Para inhalación de oxígeno y gases anestésicos	
1721	12-459-001	Mascarilla quirúrgica, tiras, tamaño estándar	Tela no tejida polipropileno 100%, SMS, gramaje 35 g/m2, de dos capas, con filtro de tres pliegues, sujeción con tiras, con barra nasal de aluminio cubierta, resistente a fluidos, antiestática, hipoalérgica, no estéril, descartable	I	x	x	x		x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud	
1722	12-459-002	Mascarilla quirúrgica, elástico, tamaño estándar	Tela no tejida polipropileno 100%, SMS, gramaje 35 g/m2, de dos capas, con filtro de tres pliegues, sujeción con elástico, con barra nasal de aluminio cubierta, resistente a fluidos, antiestática, hipoalérgica, no estéril, descartable	I	x	x	x		x	x	Uso General	Protección del Personal de Salud	
1723	12-459-003	Mascarilla quirúrgica, pediátrica	Tela no tejida polipropileno 100%, SMS, gramaje 35g/m2 de dos capas, con filtro de tres pliegues, dimensiones: menores de 5 años: 120 mm x 90, mayores de 5 años: 145 mm x 90 mm, sujeción con tiras, o cinta elástica para la oreja, barra nasal de aluminio cubierta, resistente a fluidos, antiestática, hipoalérgica, no estéril, descartable	I		x	x		x	x	Pediatría	Protección del Personal de Salud	
1724	12-452-001	Mascarilla Venturi, pediátrica, 24 % - 50%	Mascarilla anatómica, transparente, perilla giratoria que abre y cierra vertiana de aire, concentración de oxígeno del 24 % al 50%, con banda elástica, manguera corrugada corta, estéril, descartable	I		x	x		x	x	Pediatría	Para inhalación de oxígeno en varias concentraciones	
1725	12-452-002	Mascarilla Venturi, pediátrica, manguera lisa y corrugada	Para alta concentración de oxígeno, con orificios laterales para salida de CO2, manguera lisa, manguera corrugada, con banda elástica, con reguladores para concentración de oxígeno, estéril, descartable	I		x	x		x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para inhalación de oxígeno en varias concentraciones	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
1726	12-452-003	Mascarilla Venturi adulto	Para alta concentración de oxígeno, con orificios laterales para salida de CO2, manguera corrugada, con banda elástica, con reguladores para concentración de oxígeno, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Para inhalación de oxígeno en varias concentraciones
1727	13-789-001	Media antiembólica, talla pequeña, libre de látex	Tejido dual elástico, nylon y spandex lycra, compresión gradual distal proximal, tejido circular sin costuras, dedos libres de compresión, libre de látex	I					x	x	Uso General	Prevención antiembolismo
1728	13-789-002	Media antiembólica, talla mediana, libre de látex	Tejido dual elástico, nylon y spandex lycra, compresión gradual distal proximal, tejido circular sin costuras, dedos libres de compresión, libre de látex	I					x	x	Uso General	Prevención antiembolismo
1729	13-789-003	Media antiembólica, talla grande, libre de látex	Tejido dual elástico, nylon y spandex lycra, compresión gradual distal proximal, tejido circular sin costuras, dedos libres de compresión, libre de látex	I					x	x	Uso General	Prevención antiembolismo
1730	13-789-004	Media antiembólica, talla pequeña, con látex	Tejido de nylon y spandex, con látex, largo 73 cm - 84 cm, diámetro de pantorrilla 30.5 cm	I					x	x	Uso General	Prevención antiembolismo
1731	13-789-005	Media antiembólica, talla pequeña regular	Tejido de nylon y spandex, con látex, largo 74 cm - 84 cm, diámetro de muslo 63.5 cm, diámetro pantorrilla 30.5 cm	I					x	x	Uso General	Prevención antiembolismo
1732	13-789-006	Media antiembólica, talla mediana regular	Tejido de nylon y spandex, con látex, largo 74 cm - 84 cm, diámetro de muslo 63.5 cm, diámetro pantorrilla 30.5-38 cm	I					x	x	Uso General	Prevención antiembolismo
1733	13-789-007	Media antiembólica, talla mediana larga	Tejido de nylon y spandex, con látex, largo 84 cm, diámetro de muslo 63.5 cm, diámetro pantorrilla 30.5 cm - 38 cm	I					x	x	Uso General	Prevención antiembolismo
1734	13-789-008	Media antiembólica, talla mediana corta	Tejido de nylon y spandex, con látex, largo de muslo 73.7 cm, diámetro de muslo 30.5 cm -38 cm, diámetro pantorrilla 30.5 cm - 38 cm	I					x	x	Uso General	Prevención antiembolismo
1735	13-789-009	Media antiembólica, talla grande larga	Tejido de nylon y spandex, con látex, largo 84 cm, diámetro de muslo 63.5 cm, diámetro pantorrilla 38 cm - 44.5 cm	I					x	x	Uso General	Prevención antiembolismo
1736	13-789-010	Media antiembólica, talla pequeña larga	Tejido de nylon y spandex, con látex, largo 83.8 cm	II						x	Oftalmología	Prevención antiembolismo
1737	17-605-001	Medios para conservación de córneas	Cámara húmeda que contiene solución salina, dextrina, sulfato de gentamicina, soluciones de lavado, entre otros, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Medio sintético para el almacenamiento y preservación de la córnea de 2°C a 8°C, durante un máximo de 14 días en los bancos de ojos y centros que realizan procedimientos de trasplantes de córneas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1738	12-712-001	Micronebulizador adulto, manguera corrugada	PVC flexible grado médico, manguera corrugada, manguera lisa, boquilla, conector en T, recipiente con tapa de rosca, conector universal, tira elástica para sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Administración de líquidos y medicamentos en forma de aerosol
1739	12-712-002	Micronebulizador adulto, manguera lisa	PVC flexible grado médico, orificios laterales, arnés de aluminio, tubuladura 2 m, recipiente con tapa de rosca, conector universal, tira elástica para sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Administración de líquidos y medicamentos en forma de aerosol
1740	12-712-003	Micronebulizador pediátrico	PVC flexible grado médico, orificios laterales, arnés de aluminio, tubuladura 2 m, recipiente con tapa de rosca, conector universal, tira elástica para sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Neonatología	Administración de líquidos y medicamentos en forma de aerosol
1741	12-712-004	Micronebulizador neonatal	PVC flexible grado médico, orificios laterales, arnés de aluminio, tubuladura 2 m, recipiente con tapa de rosca, conector universal, tira elástica para sujeción, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Neonatología	Administración de líquidos y medicamentos en forma de aerosol
1742	10-339-001	Orinal, masculino	Poliuretano, con/sin mango, calibrado exterior para visualizar capacidad, aproximadamente 1000 ml, con/sin tapa, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Recipiente para recolectar la orina
1743	10-339-002	Orinal, femenino	Poliuretano, boca ancha, con/sin mango, con calibrado exterior para visualizar capacidad, aproximadamente 1000 ml, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Recipiente para recolectar la orina
1744	10-339-003	Orinal, en forma de cuña	Poliuretano, en forma de cuña, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Recipiente para recolectar la orina
1745	17-643-001	Oxigenador de membrana microporosa, neonatal	Membrana microporosa, intercambiador de calor y reservorio incorporado, drenaje activo al vacío, líneas de recirculación, puertos de succión de 1/4" a 3/16", puertos de entrada y salida del reservorio y del oxigenador de 1/4" a 3/16" adaptables, toma de muestras filtro arterial incorporado o no, con soporte, tuberías recubiertas con fosforicolinea o no, de acuerdo al diseño, soporte específico (holder), sistema de medición de presión, incluye set de tuberías personalizadas, flujo máximo de hasta 2.5 l, volumen de llenado menor de 80 ml, capacidad máxima de reservorio de 1000 ml, membrana de oxigenación de hasta 0.6 m2, estéril, descartable	III						x	Neonatología	Adicionar oxígeno, eliminar el dióxido de carbono y calentar/enfriar la sangre durante procedimiento de circulación extracorpórea (CEC)

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
1746	17-643-002	Oxigenador de membrana microporosa, pediátrico	Membrana microporosa, intercambiador de calor y reservorio incorporado, drenaje activo al vacío, líneas de recirculación, puertos de succión de 1/4" a 3/16", puertos de entrada y salida del reservorio y del oxigenador de 1/4" a 3/16" adaptables, toma de muestras filtro arterial incorporado o no, con soporte, tuberías recubiertas o no, de acuerdo al diseño, soporte específico (holder), sistema de medición de presión, incluye set de tuberías personalizadas, flujo máximo de hasta 4.0 l, volumen de llenado menor de 120 ml, capacidad máxima de reservorio de 3000 ml, membrana de oxigenación de hasta 0.5 - 1.5 m2, estéril descartable	III						x		Pediatría	Adicionar oxígeno, eliminar el dióxido de carbono y calentar/enfriar la sangre durante procedimiento de circulación extracorpórea (CEC)
1747	17-643-003	Oxigenador de membrana microporosa, adulto pequeño	Membrana microporosa, intercambiador de calor y reservorio incorporado, drenaje activo al vacío, líneas de recirculación, puertos de succión de 1/4" a 3/16", puertos de entrada y salida del reservorio y del oxigenador de 1/4" a 3/16" adaptables, toma de muestras filtro arterial incorporado o no con soporte, tuberías recubiertas o no de acuerdo al diseño, soporte específico (holder), sistema de medición de presión, incluye set de tuberías personalizadas, flujo máximo de hasta 5.0 l/min, volumen de llenado menor de 210 ml, capacidad máxima de reservorio de 4000 ml, membrana de oxigenación de hasta 1.3 m2, estéril descartable	III						x		Cirugía Cardíaca	Adicionar oxígeno, eliminar el dióxido de carbono y calentar/enfriar la sangre durante procedimiento de circulación extracorpórea (CEC)
1748	17-643-004	Oxigenador de membrana microporosa, adulto	Membrana microporosa, intercambiador de calor y reservorio incorporado, drenaje activo al vacío, líneas de recirculación, puertos de succión de 1/4" a 3/8", puertos de entrada y salida del reservorio y del oxigenador mínimo de 3/8" a 1" adaptables, único o doble, toma de muestras, filtro arterial incorporado o no, con soporte, tuberías recubiertas de acuerdo al diseño, soporte específico (holder), sistema de medición de presión, incluye set de tuberías personalizadas, que incluya cuando corresponda el cabezal de bomba centrífuga respectiva, máximo flujo sanguíneo 7.5 l/min, área de superficie de membrana mínima 1.7 m2, capacidad de reservorio mínimo 3 500 ml, estéril, descartable	III						x		Cirugía Cardíaca	Adicionar oxígeno, eliminar el dióxido de carbono y calentar/enfriar la sangre durante procedimiento de circulación extracorpórea (CEC)

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1749	17-643-005	Oxigenador de membrana extracorpórea ECMO, neonatal	Membrana de fibra de PMP (polimetilpentano), superficie de membrana mínima 0.7 m2, con intercambiador de calor incorporado, tuberías recubiertas con recubrimiento, Flujo máximo de 3.4 l/min, volumen máximo de llenado de 95 ml, con set de tuberías, según requerimiento y diseño de la institución, que incluyan o no como para bomba centrífuga de acuerdo a las especificaciones de la institución solicitante	III						X	Neonatología	Adicionar oxígeno, eliminar el dióxido de carbono y calentar/enfriar la sangre durante procedimiento de circulación extracorpórea (CEC)
1750	17-643-006	Oxigenador de membrana extracorpórea ECMO, pediátrico	Membrana de fibra de PMP (polimetilpentano), superficie de membrana mínima 1.2 m2, con intercambiador de calor incorporado, tuberías con recubrimiento de acuerdo al diseño, Flujo máximo de 5 l/min, volumen máximo de llenado máximo 160 ml, con set de tuberías según requerimiento y diseño de la institución, que incluyan o no como para bomba centrífuga de acuerdo a las especificaciones de la institución solicitante	III						X	Pediatría	Adicionar oxígeno, eliminar el dióxido de carbono y calentar/enfriar la sangre durante procedimiento de circulación extracorpórea (CEC)
1751	17-643-007	Oxigenador de membrana extracorpórea ECMO, adulto	Membrana de fibra de PMP (polimetilpentano), superficie de membrana mínima 1.7 m2, con intercambiador de calor incorporado, tuberías con recubrimiento de acuerdo al diseño, Flujo máximo de 8 l/min, volumen máximo de llenado máximo 250 ml, con set de tuberías según requerimiento y diseño de la institución que incluyan o no como para bomba centrífuga de acuerdo a las especificaciones de la institución solicitante	III						X	Cirugía Cardíaca	Adicionar oxígeno, eliminar el dióxido de carbono y calentar/enfriar la sangre durante procedimiento de circulación extracorpórea (CEC)
1752	11-235-001	Pañal para adulto, talla grande	Celulosa, polietileno, tela exterior impermeable, cierre adhesivo a la altura de la cintura, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material absorbente para retener la orina o heces fecales
1753	11-235-002	Pañal tipo calzón, grande	Celulosa, polietileno, tela exterior impermeable, con resorte a nivel inguinal, cierre adhesivo a la altura de la cintura, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material absorbente para retener la orina o heces fecales
1754	11-235-003	Pañal maternal post parto	Celulosa, polietileno, tela exterior impermeable, cierre adhesivo a la altura de la cintura, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material absorbente para retener la orina o heces fecales
1755	11-235-004	Pañal para adulto, talla mediano	Celulosa, polietileno, tela exterior impermeable, cierre adhesivo a la altura de la cintura, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material absorbente para retener la orina o heces fecales

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				APH		
					A	B	C	II			
1766	11-239-005	Pañal tipo calzón, mediano	Celulosa, polietileno, tela exterior impermeable, con resorte a nivel inguinal, cierre adhesivo a la altura de la cintura, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Material absorbente para retener la orina o heces fecales
1767	11-240-004	Pañal para prematuro, hasta 2.2 Kg	Cubierta externa extra suave tipo tela, con velcro, cubierta interna, Ph balanceado, hiposensibilizante, descartable	I			x	x	x	Neonatología	Material absorbente para retener la orina o heces fecales
1768	11-240-001	Pañal de recién nacido, hasta 5.5 Kg	Celulosa, polietileno, de alta capacidad de absorción, tela exterior impermeable, con velcro a la altura de la cintura, hasta 5.5 Kg, descartable	I	x	x	x	x	x	Pediatría	Material absorbente para retener la orina o heces fecales
1769	11-240-002	Pañal pediátrico, 5.5 - 11 Kg	Celulosa, polietileno, de alta capacidad de absorción, tela exterior impermeable, con velcro a la altura de la cintura, 5.5 - 11 Kg, descartable	I	x	x	x	x	x	Pediatría	Material absorbente para retener la orina o heces fecales
1760	11-240-003	Pañal pediátrico, 11 - 14 Kg	Celulosa, polietileno, de alta capacidad de absorción, tela exterior impermeable, con velcro a la altura de la cintura, 11 - 14 Kg, descartable	I	x	x	x	x	x	Pediatría	Material absorbente para retener la orina o heces fecales
1761	16-755-001	Papel EEG	Papel termosensible, varias medidas	I				x	x	Uso General	Registro de actividad eléctrica cerebral
1762	13-735-001	Papel crepado, 120 cm x 120 cm, azul	Papel grado médico, celulosa, poroso, maleable, azul, 60 g/m2, descartable	I			x	x	x	Uso General	Para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
1763	13-735-002	Papel crepado, 120 cm x 120 cm, verde	Papel grado médico, celulosa más fibra sintética, poroso, maleable, verde, 57 g/m2, descartable	I			x	x	x	Uso General	Para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
1764	16-755-001	Papel para ecocardiografía, 110 mm x 18 m	Papel termosensible, alta densidad, varias medidas	I				x	x	Ginecología/Obstetricia	Registro de imágenes ecográficas
1765	16-757-008	Papel para ergometría	Papel termosensible, varias medidas	I				x	x	Cardiología	Registro de actividad cardíaca
1766	16-757-007	Papel para gasómetro	Termosensible, varias medidas, de acuerdo al equipo biomédico	I			x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Registro de gases arteriales
1767	16-757-001	Papel para monitoreo fetal, 20 cm x 40 cm	Papel termosensible, alta densidad, descartable	I			x	x	x	Ginecología/Obstetricia	Registro de variables actividad uterina y fetales
1768	16-757-002	Papel para monitoreo fetal, BFM 800	Papel termosensible, alta densidad, descartable	I			x	x	x	Ginecología/Obstetricia	Registro de variables actividad uterina y fetales
1769	16-757-003	Papel para monitoreo fetal, 15 cm x 9 cm	Papel termosensible, alta densidad, descartable	I			x	x	x	Ginecología/Obstetricia	Registro de variables actividad uterina y fetales
1770	16-757-004	Papel para monitoreo fetal, 11.2 cm x 9 cm	Papel termosensible, alta densidad, descartable	I			x	x	x	Ginecología/Obstetricia	Registro de variables actividad uterina y fetales
1771	16-757-005	Papel para monitoreo fetal, 15.3 cm x 9 cm	Papel termosensible, alta densidad, descartable	I			x	x	x	Ginecología/Obstetricia	Registro de variables actividad uterina y fetales

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			II				III	APH
					A	B	C						
1772	16-757-005	Papel para monitoreo fetal, 112 mm x 90 m	Papel termosensible, alta densidad, descartable	I		x	x		x	Ginecología/Obstetricia	Registro de variables actividad uterina y fetales		
1773	15-645-013	Paquete quirúrgico para cirugía abdominal, tipo 1	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 envoltura, 2 campos mayo, 1 campo fenestrado, 2 campos auxiliares, 2 campos simples, 2 sábanas, 4 batas, 2 toallas, 1 funda mayo, estéril, descartable	I			x		x	Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos		
1774	15-646-014	Paquete quirúrgico para cirugía abdominal, tipo 2	Tela no tejida de polipropileno y polietileno, SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 bata quirúrgica laminada con toalla, 1 funda mesa de mayo reforzada, 1 bolsa para suturas, 3 batas quirúrgicas laminadas en pecho y mangas con toallas de manos, 4 campos de 70 cm x 70 cm con adhesivos, 1 campo de laparotomía fenestrado, 2 sábanas de 2.30 m x 1.40 m, 1 envoltura laminada, estéril, descartable	I			x		x	Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos		
1775	15-646-015	Paquete quirúrgico básico	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos, 2 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm) , 4 campos 60 cm x 30 cm (+/- 5 cm), medio campo 150 cm x 110 cm (+/- 5 cm), campo quirúrgico grande 150 cm x 190 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I			x		x	Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos		
1776	15-646-016	Paquete quirúrgico general, tipo 1	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 2 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm) , 4 campos 60 cm x 35 cm (+/- 5 cm), 2 campos laterales 110 cm x 190 cm (+/- 5 cm), 1 campo quirúrgico superior 270 cm x 125 cm (+/- 5 cm), 1 campo quirúrgico inferior 190 cm x 190 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I					x	Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos		
1777	15-646-017	Paquete quirúrgico para tórax	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 3 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm) , 4 campos 60 cm x 35 cm (+/- 5 cm), 1 campos torácico 190 cm x 300 cm (+/- 5 cm), 1 campo quirúrgico rectangular 260 cm x 150 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I					x	Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos		

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II				III
					A	B	C					
1778	15-646-018	Paquete quirúrgico para laparoscopia/colectectomía	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 2 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm), 1 campo laparoscópico 250 cm x 190 cm x 310 cm (+/- 5 cm), 10 gasas detectables por Rayos X, 10 cm x 10 cm, estéril, descartable	I				x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1779	15-646-019	Paquete quirúrgico para endoscopia general	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 3 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm), 4 campos 60 cm x 35 cm (+/- 5 cm), 1 campo para laparoscopia/colectectomía 260 cm x 190 cm x 300 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I				x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1780	15-646-020	Paquete quirúrgico ortopédico general	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 2 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm), 1 campo impermeable dividido, 1 campo quirúrgico 190 cm x 300 cm (+/- 5 cm), 1 campo rectangular 260 cm x 150 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I				x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1781	15-646-021	Paquete quirúrgico para extremidad inferior	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 2 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm), 1 campo impermeable dividido, 1 campo quirúrgico 190 cm x 300 cm (+/- 5 cm), 1 campo universal para extremidades, estéril, descartable	I				x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1782	15-646-022	Paquete quirúrgico para artroscopia de rodilla	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 2 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm), 1 campo impermeable dividido, 1 campo para artroscopia de rodilla, estéril, descartable	I				x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1783	15-646-023	Paquete quirúrgico para extremidad superior	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 2 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm), 1 campo quirúrgico grande 150 cm x 190 cm (+/- 5 cm), 1 campo impermeable dividido 150 cm x 179 cm (+/- 5 cm), 1 campo para extremidad superior 150 cm x 300 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I				x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
1784	15-646-024	Paquete quirúrgico para cadera, tipo 1	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 3 batas quirúrgicas con toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm), 1 campo quirúrgico grande 150 cm x 190 cm (+/- 5 cm), 1 campo impermeable dividido 150 cm x 200 cm (+/- 5 cm), 1 campo para cadera 250 cm x 220 cm x 315 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I			x	x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos	
1785	15-646-025	Paquete quirúrgico obstétrico, tipo 2	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 1 bata quirúrgica con toalla, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm), 2 toallas absorbentes 35 cm x 50 cm (+/- 5 cm), 1 campo subglúteo con bolsa para líquidos, 2 piernas 70 cm x 120 cm con toallera, 1 medio campo 150 cm x 110 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I			x	x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos	
1786	15-646-026	Paquete quirúrgico para cesárea, tipo 1	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 cm (+/- 5 cm), 2 batas quirúrgicas laminadas con toalla, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 cm (+/- 5 cm), 2 toallas absorbentes 35 cm x 50 cm (+/- 5 cm), 1 campo subglúteo con bolsa para líquidos, 2 piernas 70 cm x 120 cm con toallera, 1 medio campo 150 cm x 110 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I			x	x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos	
1787	15-646-027	Paquete quirúrgico para cesárea, tipo 2	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45g/m2, 4 toallas, 4 batas quirúrgicas, 2 media sábana de 200 cm x 160 cm, 1 funda mesa Mayo, 4 campos quirúrgicos 80 cm x 80 cm, 1 campo con funda recolectora y cinta adhesiva, 160 cm x 230 cm, 1 campo de mesa 160 cm x 220 cm, 1 envolvedora, estéril, descartable	I			x	x	x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1788	15-646-028	Paquete quirúrgico para parto	Tela no tejida de polipropileno y polietileno SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 2 batas laminadas, toalla para manos, campo para cadera, campo abdominal, piernas, sábana para recibir al recién nacido, una bolsa de polietileno, una penita para aspiración de secreciones, 1 brazalete de identificación para recién nacido, estéril, descartable	I				x	x	x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II					APH
					A	B	C						
1789	15-646-029	Paquete quirúrgico para cesárea, tipo 3	Tela no tejida de polipropileno y polietileno SMS, 2 batas quirúrgicas laminadas, toalla de manos, sábana de especialidad fenestrada circular con película adhesiva a la piel, bolsa recolectora de fluidos, perilla para aspiración de secreciones, sábana para recibir al recién nacido, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos	
1790	15-646-030	Paquete quirúrgico para parto-tegido	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, grameje mínimo 45 g/m2, 2 batas quirúrgicas, toalla, sábana, 1 bolsa de polietileno, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos	
1791	15-646-031	Paquete quirúrgico para cirugía oftalmológica	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, grameje mínimo 45 g/m2, 2 batas quirúrgicas, 2 toallas, 1 funda Mayo, 1 campo de ojo, 4 campos medianos, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos	
1792	15-646-032	Paquete quirúrgico para cirugía abdominal, tipo 3	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, grameje mínimo 45 g/m2, 3 toallas de mano 0.5 cm x 0.5 cm, 2 batas quirúrgicas, 1 funda Mayo 1.30 m x 0.60 cm (+/- 5 cm), 4 campos quirúrgicos 0.8 cm x 0.8 cm (+/- 5 cm), 1 empaque especial, 1 campo quirúrgico de piel, y campo operatorio reforzado 2.50 m x 1.40 m (+/- 5 cm), 1 envolvedora 1.20 m x 1.20 m (+/- 5 cm), 1 cubre mesa 2.50 m x 1.40 m (+/- 5 cm), estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos	
1793	15-646-033	Paquete quirúrgico para cirugía abdominal, tipo 4	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, grameje mínimo 45 g/m2, 1 envoltura 1.80 m x 1.80 m, 1 campo abdominal 1.60 m x 2.40 m con cintas adhesivas, 1 funda Mayo con faldo 2.42 m x 1.75 m, 1 protector de funda mayo 0.8 cm x 0.8 cm, 4 campos simples 0.8 cm x 0.80 cm con cinta adhesiva, 2 sábanas plegadas 1.60 m x 2.40 m, 4 batas quirúrgicas, 8 toallas absorbentes 0.60 cm x 0.60 cm, 1 cubre mesa 2.40 m x 1.60 m, 1 cobertor interior 1.60 m x 1.60 m, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos	
1794	15-646-034	Paquete quirúrgico para broncoscopia	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, grameje mínimo 45 g/m2, 1 envoltura 1.80 m x 1.80 m, 2 campos simples 35 cm x 50 cm, 1 sábana 2.40 m x 1.60 m, 2 batas quirúrgicas, 2 toallas absorbentes 60 cm x 60 cm, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1786	15-646-035	Paquete quirúrgico para cirugía de rodilla	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 2 batas quirúrgicas plastificadas, 10 toallas absorbentes 60 cm x 60 cm, 3 batas quirúrgicas, 1 funda Mayo con faldón 2.40 m x 65 cm, 1 campo de mesas Mayo 80 cm x 80 cm, 4 sábanas 2.40 m x 1.60 m, 6 campos simples 80 cm x 80 cm, 1 campo fenestrado reforzado 2.4 m x 1.6 m, 1 cubre mesa 2.4 m x 1.6 m, 1 cobertor interior 1.2 m x 1.6 m, estéril, descartable	I				x			Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1786	15-646-036	Paquete quirúrgico para cirugía de cadera, tipo 2	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 2 batas quirúrgicas plastificadas, 3 batas quirúrgicas, 10 toallas absorbentes 60 cm x 60 cm, 1 funda mayo con faldón 2.40 m x 65 cm, 1 campo de mesa mayo 1.80 m x 1.80 m, 4 sábanas 2.40 m x 1.60 m, 6 campos simples 80 cm x 80 cm, 1 campo fenestrado reforzado 2.40 m x 1.60 m, 1 cubre mesa 1.60m x 2.40 m, estéril, descartable	I					x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1787	15-646-037	Paquete quirúrgico para procedimientos de angiografía	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 envoltura 1.80 m x 1.80 m, 1 campo fenestrado con dos orificios 2.40 m x 1.60 m, 4 campos simples de 35 cm x 50 cm, 1 sábana 2.40 m x 1.60 m, 1 funda Mayo 2.40 m x 65 cm, 3 batas quirúrgicas, 3 toallas de tela absorbente 60 cm x 60 cm, estéril, descartable	I					x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1788	15-646-038	Paquete quirúrgico para procedimientos valvulares	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 8 batas quirúrgicas, 16 toallas absorbentes 60 cm x 60 cm (+/- 5 cm), 1 funda mayo 2.40 cm x 0.65 cm (+/- 5 cm), 8 sábanas 2.40 m x 1.60 m (+/- 5 cm), 1 campo fenestrado 50 cm x 50 cm (+/- 5 cm), 2 bolsillo 25 cm x 30 cm, 7 campos simples 35 cm x 50 cm, 1 envoltura 2.40 m x 1.60 m (+/- 5 cm), 2 campos tanga con relevo 1.20 m x 20 cm, 1 cubre mesa 2.40 m x 1.60 m (+/- 5 cm), 1 media sábana 1.20 m x 1.20 m, estéril, descartable	I					x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1789	15-646-039	Paquete quirúrgico para procedimiento colocación de marcapaso	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 5 batas quirúrgicas, 10 toallas absorbentes 60 cm x 60 cm, 1 funda mayo 2.40m x 1.60 m, 4 sábanas 2.10 m x 1.60 m, 5 campos dobles 50 cm x 50 cm, 2 bolsillos 25 cm x 25 cm, 1 envoltura 1.60 m x 2.40 m, 1 campo operatorio 2.40 m x 1.60 m, 1 cubre mesa 1.60 m x 2.40 m, estéril, descartable	I					x		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			II				III	APH
					A	B	C						
1800	15-646-040	Paquete quirúrgico para procedimiento cistoscopia	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 envoltura 1.20 m x 1.20 m, 5 campos simples 35 cm x 50 cm, 1 bata quirúrgica, 2 toallas absorbentes 60 cm x 60 cm, estéril, descartable	I					X	X		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1801	15-646-041	Paquete quirúrgico para cirugía abdominal, tipo 5	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa 230 cm x 150 cm, 2 toallas de mano, 1 bata cirujano 1 sábana funda mayo, 2 toallas de mano, 4 sábanas 80 cm x 80 2 sábanas 200 cm X 160 cm, 1 Sábana campo laparotomía 2.30 m X 1.60 m, 1 bolsa impermeable para sutura con adhesivo, 1 media sábana 200 cm x 160 cm, estéril, descartable	I					X	X		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1802	15-646-042	Paquete quirúrgico para cirugía bucal y maxilofacial	Tela no tejida de polipropileno 100 % SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 2 batas quirúrgicas, 2 toallas de mano, 1 sábana 2 m x 1.60 m, 1 campo con refuerzo mesa quirúrgica 2 m x 1.60 m, 1 campo de ojo 80 cm x 80 cm con refuerzo y cintas adhesiva, 2 fundas de cámara 13 cm x 2.50 m con adhesivo, 1 campo cuadrado 80 cm x 80 cm, estéril, descartable	I				X	X	X		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1803	15-646-043	Paquete quirúrgico personal, 1	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 bata cirujano, 1 mascarilla, 1 gorro, estéril, descartable	I					X	X		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1804	15-646-044	Paquete quirúrgico para cirugía abdominal, tipo 6	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/ m2, 1 cubre mesa 180 cm x 170 cm, 4 toallas de mano, 4 batas quirúrgicas, 4 fundas mesa Mayo reforzadas 145 cm x 60 cm, 2 campos de 70 cm x 70 cm con adhesivos, 2 campos de 70 cm x 70 cm sin adhesivos, 1 campo de anestesia 210 cm x 120 cm, 1 poncho abdominal reforzado 240 cm x 145 cm, 1 campo de pie 210 cm x 145 cm, estéril, descartable	I					X	X		Cirugía	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1805	15-646-046	Paquete quirúrgico para recepción del recién nacido	Sábana térmica aluminizada, pinza umbilical, pañales de tela, perilla para aspiración de secreciones, manilla de identificación del recién nacido, estéril, descartable	I								Uso General	Ropa para Procedimientos quirúrgicos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				II	III	APH		
					A	B	C						
1806	15-646-047	Campo de incisión fenestrado, 40 cm x 40 cm	Película plástica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, con orificio 60 mm de diámetro, libre de látex estéril, descartable	I					x	x		Uso General	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1807	15-646-048	Paquete quirúrgico personal 2	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 40 g/m2, 1 blusa, 1 pantalón, 1 mascarilla, 1 gorro, 1 par de zapatones, no estéril, descartable	I					x	x		Uso General	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1808	15-646-049	Paquete quirúrgico paciente	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 bata manga corta tipo kimono, no estéril, descartable	I					x	x	x	Uso General	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1809	15-646-050	Paquete quirúrgico, tipo 2	Tela no tejida de polipropileno 100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 cubre mesa de instrumentos 150 cm x 200 cm (+/- 5 cm), 4 batas quirúrgicas, 8 toallas, 1 cubre mesa Mayo 63 cm x 150 cm (+/- 5 cm), 4 campos 80 cm x 80 cm (+/- 5 cm), 2 campos laterales 200 cm x 160 cm (+/- 5 cm), 1 campo quirúrgico superior 240 cm x 160 cm (+/- 5 cm), 2 campos Mayo 100 cm x 50 cm (+/- 5 cm), 1 indicador químico, estéril, descartable	I					x	x	x	Uso General	Ropa para Procedimientos quirúrgicos
1810	15-639-001	Papel térmico para refractómetro	Varias medidas de acuerdo al equipo	I							x	Uso General	Auto refractómetro de acuerdo al equipo
1811	28-104-001	Parafina, bloque	Parafina, varios pesos	IV							x	Clinugía Cardíaca	Uso tratamientos en fisioterapia
1812	11-661-003	Parche ocular, pequeño	Forma ovoide, almohadilla absorbente, adhesivo, hipoalérgico, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x		Uso General	Tratamiento del estrabismo, ambliopía y curativo en patologías oftalmológicas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
1813	11-661-004	Parche ocular, mediano	Forma ovoide, almohadilla absorbente, adhesivo, hipoalérgico, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x			Uso General	Tratamiento del estrabismo, ambliopía y curativo en patologías oftalmológicas
1814	11-661-005	Parche ocular, grande	Forma ovoide, almohadilla absorbente, adhesivo, hipoalérgico, libre de látex, estéril, descartable	I							Uso General	Tratamiento del estrabismo, ambliopía y curativo en patologías oftalmológicas
1815	25-708-001	Parche pericárdico, 5 cm x 4 cm	Pericardio de bovino, preservado en solución de glutaraldehído, con tratamiento antiseptico, medidas aproximadas 5 x 4 cm, sellado, empaque doble barrera, temperatura de almacenamiento entre 5-25 °C, con o sin sensor indicador de temperatura, estéril	IV						x	Cirugía Cardíaca	Cierre o reparación de anomalías cardíacas
1816	25-708-002	Parche pericárdico, 12.5 cm x 10 cm	Pericardio de bovino, preservado en solución de glutaraldehído, con tratamiento antiseptico, medidas aproximadas 12.5 x 10 cm, sellado, empaque doble barrera, temperatura de almacenamiento entre 5-25 °C, con o sin sensor de temperatura, estéril	IV						x	Cirugía Cardíaca	Cierre o reparación de anomalías cardíacas
1817	25-708-003	Parche pericárdico, 15 cm x 10 cm	Pericardio de bovino, preservado en solución de glutaraldehído, con tratamiento antiseptico, medidas aproximadas 15 x 10 cm, sellado, empaque doble barrera, temperatura de almacenamiento entre 5-25 °C, con o sin sensor de temperatura, estéril	IV						x	Cirugía Cardíaca	Cierre o reparación de anomalías cardíacas
1818	24-841-001	Parche para herida torácica sopiante	Película semitransparente de polietileno, con 3 canales, gel adhesivo, dimensiones aproximadas 19 cm (+/- 2 cm), 22 cm (+/- 2 cm), 0.33 cm (+/- 0.2 cm), libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x		x	Uso General	Tratamiento de lesiones penetrantes del tórax
1819	24-841-002	Parche para herida torácica sopiante con válvula	Película semitransparente de polietileno, con válvula integrada, gel adhesivo, dimensiones aproximadas 15 cm (+/- 1 cm), 15 cm (+/- 1 cm), 6.35 cm (+/- 0.2 cm), libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x		x	Uso General	Tratamiento de lesiones penetrantes del tórax
1820	11-425-003	Pasta conductora para electrodos de neurodiagnóstico	Polyoxyethylene, agua, glicerina, carbonato cálcico, sorbitol, descartable	I						x	Uso General	Procedimientos de neuromonitoreo (EEG, potenciales evocados)
1821	27-079-002	Perfluorooctano líquido	Per fluoro-octano, líquido purificado, no pirógeno, no tóxico, no metabolizable. Fórmula C8F18 aprox. Peso Molecular 438 aprox. Densidad (g/cm3): 1.75/1.76, tensión superficial: 14-16 dyne, índice de refracción: 1.27, viscosidad: 0.69-0.8, presión de vapor (mmHg a 37 °C) < .52, estéril	II						x	Oftalmología	Desprendimiento de retina, desgarros, traumatismos, transposiciones de mácula, extracción de cristalino, polo posterior

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1822	24-829-012	Pasta de alginato e iones plata (Ag)	Alginato más plata iónica, 180 mg Ag, antimicrobiano, estéril, descartable	II		x	x		x	Uso General	Para curación de heridas tunelizadas y cavidades. limpieza y destrucción de bacterias	
1823	10-566-024	Perilla de caucho	De caucho, forma de pera, descartable	I	x	x	x		x	Uso General	Eliminación de secreciones naso-orofaríngeas	
1824	16-135-001	Pinza abrazadera	Plástico rígido, descartable	I			x		x	Nefrología	Abrazadera para puerto de salida en diálisis peritoneal	
1825	22-997-007	Pinza tipo Babcock, 5 mm x 450 mm	5 mm x 450 mm, de agarre estéril, descartable	II					x	Cirugía	Cirugía laparoscópica	
1826	22-997-008	Pinza tipo Babcock, 5 mm x 310 mm	5 mm x 310 mm, de agarre estéril, descartable	II					x	Cirugía	Cirugía laparoscópica	
1827	22-997-009	Pinza tipo Maryland, 5 mm x 330/360	5 mm x 330/360, estéril, descartable	II					x	Cirugía	Cirugía laparoscópica	
1828	22-997-010	Pinza tipo Maryland, 5 mm x 450 mm	5 mm x 450 mm, estéril, descartable	II					x	Cirugía	Cirugía laparoscópica	
1829	15-212-001	Pinza para bolsas de colostomía	Plástico rígido, broche de seguridad, descartable	I	x	x	x	x		Cirugía	Cierre de bolsa de colostomía	
1830	10-876-001	Pinza umbilical	Pinza dentada de polivinilo, con cierre de seguridad, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Neonatología	Pinzar el cordón umbilical	
1831	10-876-002	Pinza umbilical, doble	Pinza dentada de polivinilo, sistema de corte, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Neonatología	Pinzar y cortar el cordón umbilical	
1832	33-541-001	Pipetas de vidrio, 5 ml	De vidrio, extremos abiertos, la punta inferior termina de forma cónica, graduada, posee código de color	I		x	x	x	x	Material de laboratorio	Útil para transferir líquidos de un medio a otro.	
1833	33-541-002	Pipetas de vidrio, 10 ml	De vidrio, extremos abiertos, la punta inferior termina de forma cónica, graduada, posee código de color	I		x	x	x	x	Material de laboratorio	Útil para transferir líquidos de un medio a otro.	
1834	27-723-001	Pipetas plásticas, 1 ml	De polietileno, posee bomba de aspiración, graduada, 1 ml. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	Material de laboratorio	Útil para transferir líquidos de un medio a otro.	
1835	27-723-002	Pipetas plásticas, 3 ml	De polietileno, posee bomba de aspiración, graduada, 3 ml. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	Material de laboratorio	Útil para transferir líquidos de un medio a otro.	
1836	27-723-003	Pipetas plásticas, 5 ml	De polietileno, posee bomba de aspiración, graduada, 5 ml. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	Material de laboratorio	Útil para transferir líquidos de un medio a otro.	
1837	15-165-001	Pipeta de Thoma (leucocitos)	Tubo de vidrio de fondo blanco graduado en una escala con 10 subdivisiones, y que presenta un bulbo central con una pequeña perla en su interior, que sigue un código de color, es así que la de leucocitos, tiene una perla blanca. Cada pipeta viene equipada con su correspondiente tubo de goma y boquilla de aspiración	I						Material de laboratorio	Útil para realizar dilución sanguínea y el conteo de glóbulos blancos (leucocitos; proporción de mezcla 1:10)	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
1838	15-166-002	Pipeta de Thoma (eritrocitos)	Tubo de vidrio de fondo blanco graduado en una escala con 10 subdivisiones, y que presenta un bulbo central con una pequeña perla en su interior, que sigue un código de color, es así que la de eritrocitos tiene una perla roja. Cada pipeta viene equipada con su correspondiente tubo de goma y boquilla de aspiración	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para realizar dilución sanguínea y el conteo de glóbulos rojos (eritrocitos, proporción de mezcla 1:100)
1839	15-579-001	Placa conductora electrocauterio, una hoja, adulto	Electrodo neutro, una hoja, bordes adhesivos, con/sin cable, libre de látex, estéril, descartable	I			x	x	x		Cirugía	Retorno de corriente generada por el electrobisturí
1840	15-579-002	Placa conductora electrocauterio, una hoja, pediátrica	Electrodo neutro, una hoja, bordes adhesivos, con/sin cable, libre de látex, estéril, descartable	I			x	x	x		Cirugía	Retorno de corriente generada por el electrobisturí
1841	15-579-003	Placa conductora electrocauterio, doble hoja, adulto	Electrodo neutro, doble hoja, bordes adhesivos, con/sin cable, libre de látex, estéril, descartable	I			x	x	x		Cirugía	Retorno de corriente generada por el electrobisturí
1842	15-579-004	Placa conductora electrocauterio, doble hoja, pediátrico	Electrodo neutro, doble hoja, bordes adhesivos, sin cable, libre de látex, estéril, descartable	I			x	x	x		Cirugía	Retorno de corriente generada por el electrobisturí
1843	15-579-005	Placa conductora electrocauterio, doble hoja, neonatal	Electrodo neutro, doble hoja, bordes adhesivos, sin cable, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Retorno de corriente generada por el electrobisturí
1844	16-459-011	Placa para la bolsa de ostomía, 32 mm	32 mm, collar flexible, barrera protectora, hidrocolóide, con abertura para estoma precortada, adhesivo hipoalérgico, recortable, descartable	I		x	x	x	x		Cirugía	Base para la bolsa de ostomía
1845	16-459-012	Placa para la bolsa de ostomía, 45 mm	45 mm, collar flexible, barrera protectora, hidrocolóide, con abertura para estoma precortada, adhesivo hipoalérgico, recortable, descartable	I		x	x	x	x		Cirugía	Base para la bolsa de ostomía
1846	16-459-013	Placa para la bolsa de ostomía, 70 mm	70 mm, collar flexible, barrera protectora, hidrocolóide, con abertura para estoma precortada, adhesivo hipoalérgico, recortable, descartable	I		x	x	x	x		Cirugía	Base para la bolsa de ostomía
1847	16-459-014	Placa para la bolsa de ostomía, 62 mm	62 mm, collar flexible, barrera protectora, hidrocolóide, con abertura para estoma precortada, adhesivo hipoalérgico, recortable, descartable	I		x	x	x	x		Cirugía	Base para la bolsa de ostomía
1848	15-165-003	Placa para aglutinaciones febriles	De vidrio ácido-cálcico o borosilicato, diferentes tamaños, delgada, desengrasada, uniforme, con 12 o más arillos impresos de aproximadamente 13– 14 mm diámetro, bordes biselados, autoclavable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para realizar aglutinaciones febriles y sus respectivas diluciones, cuando amerite.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
1849	15-185-004	Placa para microfluoración (Reacción de VDRL)	De vidrio prensado, con cavidades ópticamente claras, prensadas y numeradas, cuyo diámetro es 15 mm, profundidad 1,5 mm, aproximadamente, con ranuras para recibir líquido rebasado	I	x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para realizar la reacción de VDRL y sus respectivas diluciones, cuando amerite.	
1850	15-185-005	Placa para grupo sanguíneo	De vidrio sódico-cálcico o borosilicato, diferentes tamaños, delgada, desengrasada y uniforme, con líneas de separación y letras según el grupo sanguíneo, impresas, bordes biselados, autoclavable	I	x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para realizar la determinación del grupo sanguíneo.	
1851	27-894-001	Pasta protectora de piel	Hidrocoloides, estéril	I				x	x		Uso General	Barrera protectora cutánea
1852	27-894-002	Pelvo regenerador de piel	Hidrocoloides, estéril	I				x	x		Uso General	Barrera protectora cutánea
1853	27-594-003	Pasta de alginato e iones plata (Ag)	Alginato más plata iónica, 180 mg Ag, antimicrobiano, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Para curación de heridas tunelizadas y cavidades, limpieza y destrucción de bacterias
1854	15-185-001	Portaobjetos con banda mate al extremo	De vidrio, bordes cortados o esmerilados, medidas aproximadas: 26 x 76 mm, transparente. Posee banda mate al extremo	I	x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación de elementos de mínimo tamaño o preparaciones de baja escala, las cuales van a ser observadas al microscopio.
1855	15-185-002	Portaobjetos sin banda mate al extremo	De vidrio, bordes cortados o esmerilados, medidas aproximadas: 26 x 76 mm, transparente. Sin banda mate al extremo	I	x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación de elementos de mínimo tamaño o preparaciones de baja escala, las cuales van a ser observadas al microscopio.
1856	16-856-001	Posicionadores de gel	Gel de polietileno, transparente a los rayos X, artialérgico, libre de látex y no tóxico, varias formas: dona, herradura, cojin, triangular, cilíndrico, alfombrilla	I				x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Minimizan el riesgo de lesiones, úlceras y otras complicaciones manteniendo el equilibrio de la presión
1857	16-485-033	Prefiltro para máquinas de hemodíalisis / hemodiafiltración	Con membrana sintética semipermeable de poliafluoro, cuerpo largo, material de sellado polietileno, carcasa policarbonato, superficie efectiva 2.2 m ² , coeficiente de ultrafiltración 5 ml/min, sistema de conexión, estéril, descartable	I					x		Nefrología	Para la preparación de líquido de diálisis ultra puro en máquinas de diálisis
1858	11-951-001	Protector contra salpicaduras para la cara	Protección lateral y frontal, material transparente, acrílico	I		x	x	x	x		Uso General	Protección del personal de salud
1859	12-467-001	Protector absorbente de cama	Celulosa, polidieno, polipropileno, absorbente, cubierta interna impermeable, dimensiones 60 cm x 60 cm, (+/- 5 cm), descartable	I				x	x	x	Uso General	Protección del colchón contra la humedad

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				APH		
					A	B	C	II			
1860	16-366-001	Protector bucal, adulto	Polipropileno u otro material, 22 mm de diámetro, con retención dental, cinta de goma para la cabeza, libre de látex, no estéril, descartable	I		X	X			Gastroenterología	Evita el daño de estructuras de la cavidad oral y el endoscopio por efecto de mordedura y facilita el procedimiento
1861	16-366-002	Protector bucal, pediátrico	Polipropileno u otro material, 18 mm de diámetro, sin retención dental, cinta de goma para la cabeza, libre de látex, no estéril, descartable	I		X	X			Gastroenterología	Evita el daño de estructuras de la cavidad oral y el endoscopio por efecto de mordedura y facilita el procedimiento
1862	11-663-001	Protector ocular, adulto	Material transparente, acrílico con orificios, diseño liso y ergonómico, tanto para derecho como izquierdo, descartable	I	X	X	X			Oftalmología	Protección ocular después de una cirugía o lesión
1863	11-663-002	Protector ocular, pediátrico	Material transparente, acrílico con orificios, diseño liso y ergonómico, tanto para derecho como izquierdo, descartable	I	X	X	X			Oftalmología	Protección ocular después de una cirugía o lesión
1864	15-700-001	Protector para talón y codo	Algodón y velcro, tamaño estándar con acolchamiento con bandas de sujeción	I		X	X			Uso General	Protección de la piel de prominencias óseas
1865	13-136-001	Prótesis de válvula mitral	Carbono pielectico, doble disco, estéril	IV					X	Cirugía Cardiaca	Reemplazo de válvulas afectadas
1866	13-177-010	Prótesis vasculares, 3.5 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					X	Cardiovascular	Reconstrucción vascular
1867	13-177-011	Prótesis vasculares, 4 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					X	Cardiovascular	Reconstrucción vascular
1868	13-177-012	Prótesis vasculares, 5 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					X	Cardiovascular	Reconstrucción vascular
1869	13-177-013	Prótesis vasculares, 6 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					X	Cardiovascular	Reconstrucción vascular
1870	13-177-014	Prótesis vasculares, 10 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					X	Cardiovascular	Reconstrucción vascular
1871	13-177-015	Prótesis vasculares, 12 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					X	Cardiovascular	Reconstrucción vascular

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1872	13-177-016	Prótesis vasculares, 14 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					x	Cardiovascular	Reconstrucción vascular	
1873	13-177-017	Prótesis vasculares, 16 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					x	Cardiovascular	Reconstrucción vascular	
1874	13-177-018	Prótesis vasculares, 18 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					x	Cardiovascular	Reconstrucción vascular	
1875	13-177-019	Prótesis vasculares, 20 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					x	Cardiovascular	Reconstrucción vascular	
1876	13-177-020	Prótesis vasculares, 22 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, estéril	IV					x	Cardiovascular	Reconstrucción vascular	
1877	13-177-021	Prótesis vasculares, diámetro 18 mm x 9 mm	Tejido de malta de polietileno, biocompatible, impregnadas de colágeno, largo 45 cm, estéril	IV					x	Cardiovascular	Reconstrucción vascular	
1878	13-177-022	Prótesis vasculares, diámetro 20 mm x 10 mm	Tejido de malta de polietileno, biocompatible, impregnadas de colágeno, largo 45 cm, estéril	IV					x	Cardiovascular	Reconstrucción vascular	
1879	13-177-023	Prótesis vasculares, diámetro 6 mm	Biomaterial y polímero, no trombogénica, biocompatible, tubo base de politetrafluoroetileno (PTFE) liso reforzado con una lámina externa, largo 50 cm, estéril	IV					x	Cardiovascular	Reconstrucción vascular	
1880	13-177-024	Prótesis híbrida para reemplazo aorta ascendente, cayado aórtico y aorta descendente	Dacrón tejido con revestimiento con stents de nitinol para porción aorta descendente (diámetros 24, 26, 28, 30, 33, 36 y 40 mm, longitud 150 y 160 mm) y segmento sin stents para reparación aorta ascendente y cayado (diámetros 24, 26, 28, 30, 33, 36 y 40 mm, longitud 70 mm), estéril	IV					x	Cardiovascular	Reconstrucción vascular	
1881	19-036-001	Pulmón, neonatal	Para ventilador mecánico, silicon	I				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Pulmón de prueba para conexión a ventilador	
1882	19-036-002	Pulmón, adulto	Para ventilador mecánico, silicon	I				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Pulmón de prueba para conexión a ventilador	
1883	14-396-002	Puntas de vitrector, 20 G	Acero inoxidable, estéril, descartable	III					x	Oftalmología	Vitrectomía posterior	
1884	14-396-003	Puntas de vitrector, 23 G	Acero inoxidable, estéril, descartable	III					x	Oftalmología	Vitrectomía posterior	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
1885	10-089-001	Puntas para amnioscopio, tamaño grande	Acrílico, cuerpo cilíndrico, cónico, estéril, descartable	I					x	x		Ginecología/Obstetricia	Observación de las características del líquido amniótico a través del cuello uterino
1886	10-089-002	Puntas para amnioscopio, tamaño mediano	Acrílico, cuerpo cilíndrico, cónico, estéril, descartable	I					x	x		Ginecología/Obstetricia	Observación de las características del líquido amniótico a través del cuello uterino
1887	10-089-003	Puntas para amnioscopio, tamaño pequeño	Acrílico, cuerpo cilíndrico, cónico, estéril, descartable	I					x	x		Ginecología/Obstetricia	Observación de las características del líquido amniótico a través del cuello uterino
1888	16-222-001	Puntas protectoras para instrumental quirúrgico	Permeables al vapor y gas, libre de látex, varias medidas, no estéril	I		x	x	x	x	x		Uso General	Protección del instrumental durante el manejo y esterilización
1889	16-822-001	Puntas para pipetas automáticas, 5 - 200 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 5 - 200 µl. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1890	16-822-002	Puntas para pipetas automáticas, 100 - 1000 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 100 - 1000 µl. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1891	16-822-003	Puntas para pipetas automáticas, 0,1 - 10 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 0,1 - 10 µl. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1892	16-822-004	Puntas para pipetas automáticas, 0,1 - 20 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 0,1 - 20 µl. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1893	16-822-005	Puntas para pipetas automáticas, 2 - 200 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 2 - 200 µl. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1894	16-822-006	Puntas para pipetas automáticas, 0,5 - 20 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 0,5 - 20 µl. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1895	16-822-007	Puntas para pipetas automáticas, 1 - 50 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 1 - 20 µl. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1896	16-822-008	Puntas para pipetas automáticas, 0,5- 10 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 0,5 - 10 µl. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1897	16-822-009	Puntas para pipetas automáticas, 5 - 300 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 5 - 300 µl. Estéril y descartable	I		x	x	x	x	x		Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				II	III			APH
					A	B	C						
1998	16-822-010	Puntas para pipetas automáticas, 50 - 1000 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 50 - 1000 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1999	16-822-011	Puntas para pipetas automáticas, 0,5 - 5 ml	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 0,5 - 5 ml. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1900	16-822-012	Puntas para pipetas automáticas, 1 - 5 ml	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 1 - 5 ml. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1901	16-822-013	Puntas para pipetas automáticas, 1 - 10 ml	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 1 - 10 ml. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción y transferencia de líquidos.
1902	16-822-014	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 0,1 - 1 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 0,1 - 1 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.
1903	16-822-015	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 1 - 10 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 1 - 10 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.
1904	16-822-016	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 0,5 - 10 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 0,5 - 10 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.
1905	16-822-017	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 1 - 20 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 1 - 20 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.
1906	16-822-018	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 2 - 20 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 2 - 20 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.
1907	16-822-019	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 1 - 100 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 1 - 100 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.
1908	16-822-020	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 5 - 100 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 5 - 100 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.
1909	16-822-021	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 5 - 200 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 5 - 200 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.
1910	16-822-022	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 50 - 1000 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 50 - 1000 µl. Estéril y descartable	I		X	X	X				Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
1911	16-822-023	Puntas con filtro para pipetas automáticas, 100 - 1000 µl	De polipropileno, para uso universal (debe ser compatible con la pipeta automática a ser utilizada), capacidad: 100 - 1000 µl. Estéril y descartable	I		x	x			x		Material de laboratorio	Absorción, filtración y transferencia de líquidos.
1912	10-595-001	Quitagrapas para piel	Plástico resistente, estéril, descartable	I					x	x		Cirugía	Retiro de grapas
1913	25-168-007	Red tubular elástica N° 2	Malla fina de tejido elástico poliéster, en forma de red tubular, libre de látex	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
1914	25-168-003	Red tubular elástica N° 3	Malla fina de tejido elástico poliéster, en forma de red tubular, libre de látex	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
1915	25-168-009	Red tubular elástica N° 4	Malla fina de tejido elástico poliéster, en forma de red tubular, libre de látex	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
1916	25-168-010	Red tubular elástica N° 5	Malla fina de tejido elástico poliéster, en forma de red tubular, libre de látex	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
1917	25-168-013	Red tubular elástica N° 6	Malla fina de tejido elástico poliéster, en forma de red tubular, libre de látex	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
1918	25-168-014	Red tubular elástica N° 8	Malla fina de tejido elástico poliéster, en forma de red tubular, libre de látex	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
1919	25-168-015	Red tubular elástica N° 9	Malla fina de tejido elástico poliéster, en forma de red tubular, libre de látex	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
1920	25-168-26	Red tubular elástica N° 7	Malla fina de tejido elástico poliéster, en forma de red tubular, libre de látex	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
1921	16-649-004	Regla para medición de presión venosa central	Escala de plástico rígido, con graduación de +35 cm a -15 cm de H2O, con indicador de posición Zero móvil en los dos lados, con dos pinzas de fijación, estéril, descartable	I			x	x		x		Uso General	Medición de presión venosa central
1922	15-772-003	Removedor de óxido para instrumental quirúrgico	Material removedor de óxido	I		x	x	x		x		Uso General	Elimina óxido y corrosión de instrumental quirúrgico
1923	15-705-001	Sábana 1 plaza con elástico	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, grameje mínimo 35 g/m2, hidrofóbica, antiestática, ajuste resortado en las esquinas, resistente a la tracción, no estéril, descartable	I		x	x	x		x		Uso General	Ropa para camas, camillas
1924	15-705-002	Sábana 1 1/2 plaza con elástico	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, grameje mínimo 35 g/m2, hidrofóbica, antiestática, ajuste resortado en las esquinas, resistente a la tracción, no estéril, descartable	I		x	x	x		x		Uso General	Ropa para camas, camillas
1925	15-705-003	Sábana 1 1/2 plaza sin elástico	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, grameje mínimo 35 g/m2, hidrofóbica, antiestática, resistente a la tracción, no estéril, descartable	I		x	x	x		x		Uso General	Ropa para camas, camillas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					
					I			II	III	APH
					A	B	C			
1926	15-705-004	Sábana 2 plazas sin elástico	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m ² , hidrofóbica, antiestática, resistente a la tracción, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	
1927	15-705-005	Sábana 2 plazas con elástico	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m ² , hidrofóbica, antiestática, ajuste rescatado en las esquinas, resistente a la tracción, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	
1928	10-211-005	Semiluna	PVC rígido, aproximadamente 25 cm de largo, forma semilunar, descartable	I	x	x	x	x	x	
1929	26-652-003	Set de amplaz para cirugía renal percutánea	Catéter radiopaco Fr 6, dilatador radiopaco de 6 a 10 Fr con forma cónica para adaptarse a una guía de 0.038" de diámetro, dilatadores (10 a 30 Fr), estéril, descartable	IV					x	
1930	18-660-005	Set de cardioplejia	Fina película 150 micras, trampa anti burbujas relación 4:1, doble placa de silicona, con intercambiador de calor, líneas preconectadas, biocompatible, estéril, descartable	IV					x	
1931	18-660-007	Set de catéteres de diagnóstico para coronarias y ventriculografía, 6 Fr y 5 Fr.	JL, JR 4 de 100 cm de largo y pigtail de 110 cm de largo de un solo cuerpo, diámetro interno mínimo de 1,2 mm, que permita paso de guía 0.038", cubierta hidrofóbica, estéril, descartable	IV					x	
1932	10-742-020	Set de catéter para diálisis peritoneal, cuello de ganso y cola de cerdo, adulto, 62.2 cm	62.2 cm de largo, silicon, cuello de ganso y cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 3.2 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 5.49 mm (+/- 0.1 mm), 1 aguja introducida, 1 jeringa, 1 guía, 1 bisturí con mango, 1 dilatador, 1 estilete, 6-8 gasas, 1 pinza, 1 tapón, 1 Luer Lock, estéril, descartable	III				x	x	
1933	10-742-021	Set de catéter para diálisis peritoneal, cola de cerdo, adulto, 57 cm	57 cm de largo, silicon, cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 3.2 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 5.49 mm (+/- 0.1 mm), 1 aguja introducida, 1 jeringa, 1 guía, 1 bisturí con mango, 1 dilatador, 1 estilete, 6-8 gasas, 1 pinza, 1 tapón, 1 Luer Lock, estéril, descartable	III				x	x	
1934	10-742-022	Set de catéter para diálisis peritoneal, recto, pediátrico, 31 cm	31 cm de largo, silicon, recto, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 1.6 mm - 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.0 mm - 4.9 mm (+/- 0.1 mm), 1 bisturí con mango, 1 pinza, 1 Luer Lock, 6-8 gasas, estéril, descartable	III				x	x	

1934

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1935	10-742-023	Set de catéter para diálisis peritoneal, recto, neonatal, 18 cm	18 cm de largo, silicona, recto, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 1,6 mm -2,6 mm (+/- 0,1 mm), diámetro externo 4,0 mm - 4,9 mm (+/- 0,1 mm), 1 bisturi con mango, 1 pinza, 1 Luer Lock, 6 - 8 gasas, estéril, descartable	III				x	x		Nefrología	Procedimiento para colocación de catéter para diálisis peritoneal
1936	10-127-001	Set de catéter para anestesia epidural, combinada	Set de anestesia combinada epidural espinal con/sin clamp de seguridad para evitar la migración de la aguja espinal. Aguja espinal 27 G, con marcación de penetración. Aguja Tuohy epidural 18 G x 88 mm - 90 mm, catéter epidural de 20 G x 1000 mm y aguja espinal con efecto magnificador, clamp de seguridad y marcación de penetración 27 G	IV				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de analgesia, medicamentos
1937	10-127-003	Set de catéter para anestesia epidural continua con filtro	Aguja epidural, bisel tipo Tuohy, 18 G x 80 mm, catéter epidural de 20 G x 1000 mm de longitud, marcas de profundidad cada cm, conector del catéter, filtro epidural plano de 0,2 micras, volumen de llenado 0,45 ml, y resistencia hasta 7 bares, jeringa para identificar pérdida de resistencia, estéril, descartable	IV				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
1938	10-127-004	Set de catéter para anestesia epidural continua	Aguja epidural, bisel tipo Tuohy, 18 G x 80 mm, catéter epidural de 20 G, 1000 mm de longitud, marcas de profundidad cada cm, conector del catéter, estéril, descartable	IV				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
1939	10-127-002	Set de doble bloqueo epidural	Aguja con bisel tipo Tuohy modificada, acero inoxidable 18 G X 3 1/2" de longitud (8,8 cm), orificio posterior. Aguja espinal 26 G, 4 1/2", de acero inoxidable recubierta de teflón (excepto en su punta) calibre 26 G por 4 1/2 pulgadas (11,6 cm). Catéter epidural de poliamida transparente de 100 cm de longitud, calibre 20 G, radiopaco, resistente a acodaduras, con marcas de longitud indeleble para control de posición, jeringa de 10 ml. Filtro epidural plano de membrana de 0,2 micras con volumen residual mínimo, resistente a presiones de más de 5 Bar y conexión bilateral de rosca. Adaptador en rosca, estéril, descartable	IV				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de anestesia/analgesia
1940	22-699-001	Set de cistostomía percutánea, 14 Fr	Trocár, estilete para acceso, catéter adaptador de drenaje, catéter de soporte 12 Fr y 54 cm de longitud, estéril, descartable	II				x	x		Urología	Procedimiento de cistostomía
1941	15-028-001	Set de cricoidotomía	Bisturi, aguja, cánula, guía, jeringa, cinta, estéril, descartable	II						x	Uso General	Establecimiento de una vía aérea de emergencia

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1942	27-218-002	Set de preparación de piel	Gasa, rasuradora, aplicadores, esponja, libre de látex, no estéril, descartable	I			x		x	Uso General	Preparación de la piel	
1943	18-765-001	Set de puerto implantable, 5 Fr	Puerto implantable de titanio, cámara de inyección con membrana de silicona auto sellante, puede resistir de 2000 a 3000 pinchazos, hipoalérgico, catéter de poliuretano con marcas radiopacas y graduado, catéter introductor, dilatador, aguja de punción, jeringa, estéril, descartable	II					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para tratamiento de quimioterapia	
1944	18-765-002	Set de puerto implantable, 4,5 Fr	Puerto implantable de titanio, cámara de inyección con membrana de silicona auto sellante, puede resistir de 2000 a 3000 pinchazos, hipoalérgico, catéter de poliuretano con marcas radiopacas y graduado, catéter introductor, dilatador, aguja de punción, jeringa, estéril, descartable	II					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para tratamiento de quimioterapia	
1945	18-765-003	Set de puerto implantable, 6 Fr	Puerto implantable de titanio, cámara de inyección con membrana de silicona auto sellante, puede resistir de 2000 a 3000 pinchazos, hipoalérgico, catéter de poliuretano con marcas radiopacas y graduado, catéter introductor, dilatador, aguja de punción, jeringa, estéril, descartable	II					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para tratamiento de quimioterapia	
1946	18-765-004	Set de puerto implantable, 3 Fr	Puerto implantables de titanio, cámara de inyección con membrana de silicona auto sellante, puede resistir de 2000 a 3000 pinchazos, hipoalérgico, catéter de poliuretano con marcas radiopacas y graduado, catéter introductor, dilatador, aguja de punción, jeringa, estéril, descartable	II					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para tratamiento de quimioterapia	
1947	18-765-005	Set de puerto implantable, 7 Fr	Puerto implantable de titanio, cámara de inyección con membrana de silicona auto sellante, puede resistir de 2000 a 3000 pinchazos, hipoalérgico, catéter de poliuretano con marcas radiopacas y graduado, catéter introductor, dilatador, aguja de punción, jeringa, estéril, descartable	II					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para tratamiento de quimioterapia	
1948	14-386-001	Set de vitrectomía	Mangueras y mango para intercambio de fluidos, aceite más aire, con punta de vitrectomía y aguja de diversos calibres	IV					x	Oftalmología	Vitrectomía posterior	
1949	17-596-001	Set de facoemulsificación	Mangueras y mango, casette, con punta de facoemulsificación	IV					x	Oftalmología	Para cirugía de facoemulsificación	
1950	20-377-002	Set de lead de marcapaso transitorio, 5 Fr	Con introductor, estéril, descartable	II					x	Cardiología	Estimulación eléctrica cardíaca	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
1951	14-071-001	Set de limpieza oral	Cepillo de dientes, enjuague bucal con gluconato de clorhexidina 0.12%, descartable	I		x	x	x			Anestesiología/Cuidados Intensivos	Asno bucal del paciente
1952	11-225-002	Set de líneas arterio-venoso para hemodiálisis, adulto	Línea arterial y venosa, material de PVC, dispositivo para tomas de muestras, segmento bomba de 8 mm, clamps para interrupción de la sangre y codificado de color azul línea venosa, rojo línea arterial, blanco solución salina, filtro hidrofóbico removible o fijo, cámara de expansión en la línea arterial, cámara de goteo con malla en la línea arterial, estéril, descartable	I					x	x	Nefrología	Juego de tubos para transporte de sangre en procedimientos de hemodiálisis
1953	11-225-001	Set de líneas arterio-venosa para hemodiálisis, pediátrico	Línea arterial y venosa, material de PVC, dispositivo para tomas de muestras, segmento bomba, clamps para interrupción de la sangre y codificado de color azul línea venosa, rojo línea arterial, blanco solución salina, filtro hidrofóbico removible o fijo, cámara de expansión en la línea arterial, cámara de goteo con malla en la línea arterial, volumen de cebado aproximadamente 45 ml, segmento de bomba 6 mm, estéril, descartable	I					x	x	Nefrología	Juego de tubos para transporte de sangre en procedimientos de hemodiálisis
1954	14-099-001	Set de traqueostomía percutánea	Aguja y cánula de inserción, guía, dilatador, tubo de traqueostomía, hoja de bisturí, pinza curva, jeringa, gasas, estéril, descartable	II					x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Traqueostomía percutánea
1955	14-099-002	Set de traqueostomía percutánea, varios dilatadores	Dilatador, alambre guía, tubo de traqueostomía 8Fr, dilatadores varias medidas, aguja, gasas, jeringa, bisturí, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Traqueostomía percutánea
1956	20-244-001	Set introductor, 7 Fr	Poliuretano/fluoropolietileno, radiopaco, con camisa, dilatador, alambre guía, aguja introductora y jeringa, estéril, descartable	IV						x	Cardiología	Introducir en procedimientos cardiología intervencionista
1957	20-244-002	Set introductor, 8 Fr	Poliuretano/fluoropolietileno, radiopaco, con camisa, dilatador, alambre guía, aguja introductora y jeringa, estéril, descartable	IV						x	Cardiología	Introducir en procedimientos cardiología intervencionista
1958	20-244-003	Set introductor, 9 Fr	Poliuretano/fluoropolietileno, radiopaco, con camisa, dilatador, alambre guía, aguja introductora y jeringa, estéril, descartable	IV						x	Cardiología	Introducir en procedimientos cardiología intervencionista
1959	20-244-004	Set introductor, 10 Fr	Poliuretano/fluoropolietileno, radiopaco, con camisa, dilatador, alambre guía, aguja introductora y jeringa, estéril, descartable	IV						x	Cardiología	Introducir en procedimientos cardiología intervencionista
1960	20-244-005	Set introductor, 5 Fr	Poliuretano/fluoropolietileno, radiopaco con camisa, dilatador, alambre guía, llave de paso, aguja introductora, estéril, descartable	IV						x	Cardiología	Introducir en procedimientos cardiología intervencionista

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I									
					A	B	C	II	III	APH				
1961	20-244-006	Set Introducutor, 6 Fr	Poliuretano/fluoretileno, radiopaco con camisa, dilatador, alambre guía, llave de paso, aguja introducutora, estéril, descartable	IV						x		Cardiología	Introducutor en procedimientos cardiología intervencionista	
1962	20-244-007	Set Introducutor, 6 Fr, con llave de paso	Poliuretano/fluoretileno, radiopaco con camisa, dilatador, alambre guía, llave de paso, aguja introducutora, estéril, descartable	IV							x		Cardiología	Introducutor en procedimientos cardiología intervencionista
1963	17-559-004	Set para hemofiltración	Membrana dializadora biocompatible de poliarteriulfona, tasa de ultrafiltración elevada, volumen mínimo de cebado, área de superficie de la fibra 0,22 m ² , presión transmembrana máxima 600 mmHg, grosor de la fibra 50um, líneas de entrada y salida, línea de filtrado, largo 1000 mm, conexiones macho Luer Lock, tapa de seguridad, bolsa de filtrado adicional, capacidad 2000 ml, estéril, descartable	II							x	x	Nefrología	Procedimiento de ultrafiltración sanguínea para remoción de exceso de fluido después de procedimientos como la circulación extracorpórea
1964	27-937-002	Set para toma muestra papanicolaou	Con o sin aplicador de algodón, espátula de Ayre, cepillo endocervical, portapinceps y portacajetas, borde esmerilado, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x				Ginecología/Obstetricia	Para la toma citológica endocervical
1965	27-937-004	Set para toma muestra papanicolaou, con guantes de examinación	Espátula de Ayre, cepillo endocervical, caja para muestra, espéculo vaginal, guantes de examinación, descartable	I	x	x	x	x	x				Ginecología/Obstetricia	Para la toma citológica endocervical
1966	13-345-011	Set de sujetadores para pacientes	Polipropileno acolchado, muñequera, tobillera, cinturón abdominal con dispositivo regulable, descartable	I			x	x	x	x		x	Uso General	Inmovilización de pacientes
1967	13-119-001	Sonda para ptosis palpebral	Silicón, estéril, descartable	II						x			Oftalmología	Elevación de párpados
1968	13-119-002	Set para vía lagrimal (Sondas de Crawford)	Sonda con oliva de 0,6 mm de diámetro unido a tubo de silicona, estéril, descartable	II							x		Oftalmología	Cirugía de dacriostenosis
1969	10-569-001	Shunt Intracraniano, 1,00 mm x 14 mm	Shunt atraumático con cuerpo de silicona, cuerpo y punta radiopaco y punta afilada, estéril	IV							x		Cardiovascular	Desvía la sangre durante procedimiento cardíaco
1970	10-569-002	Shunt Intracraniano, 1,25 mm x 14 mm	Shunt atraumático con cuerpo de silicona, cuerpo y punta radiopaco y punta afilada, estéril	IV							x		Cardiovascular	Desvía la sangre durante procedimiento cardíaco
1971	10-569-003	Shunt Intracraniano, 1,75 mm x 14 mm	Shunt atraumático con cuerpo de silicona, cuerpo y punta radiopaco y punta afilada, estéril	IV								x	Cardiovascular	Desvía la sangre durante procedimiento cardíaco
1972	10-569-004	Shunt Intracraniano, 2,00 mm x 14 mm	Shunt atraumático con cuerpo de silicona, cuerpo y punta radiopaco y punta afilada, estéril	IV								x	Cardiovascular	Desvía la sangre durante procedimiento cardíaco
1973	10-569-005	Shunt Intracraniano, 2,25 mm x 14 mm	Shunt atraumático con cuerpo de silicona, cuerpo y punta radiopaco y punta afilada, estéril	IV								x	Cardiovascular	Desvía la sangre durante procedimiento cardíaco

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				APH			
					A	B	C	II		III		
1974	10-569-005	Shunt intracoronario, 2.50 mm x 14 mm	Shunt traumático con cuerpo de silicona, cuerpo y punta radiopaco y punta afilada, estéril	IV						x	Cardiovascular	Desvía la sangre durante procedimiento cardíaco
1975	10-569-007	Shunt intracoronario, 2.75 mm x 14 mm	Shunt traumático con cuerpo de silicona, cuerpo y punta radiopaco y punta afilada, estéril	IV						x	Cardiovascular	Desvía la sangre durante procedimiento cardíaco
1976	10-569-008	Shunt intracoronario, 3.00 mm x 14 mm	Shunt traumático con cuerpo de silicona, cuerpo y punta radiopaco y punta afilada, estéril	IV						x	Cardiovascular	Desvía la sangre durante procedimiento cardíaco
1977	22-769-001	Sierra de Gigli, 300 mm	Metal flexible, acero inoxidable, trenzado, extremos redondos para ganchos, descartable	II						x	Traumatología	Corte de huesos
1978	22-769-002	Sierra de Gigli, 700 mm	Metal flexible, acero inoxidable, trenzado, extremos redondos para ganchos, descartable	II						x	Traumatología	Corte de huesos
1979	12-701-014	Sistema de alto flujo neonatal	Cámara de autollenado, válvula de alivio de presión, manguera corrugada inspiratoria con alambre de calentamiento en espiral, estéril descartable	I					x	x	Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno
1980	25-569-001	Sistema de bomba de infusión elastomérica, 2 ml /h	Volumen de 150 ml a 300 ml, elastómero de silicona, válvula unidireccional, conector Luer Lock para jeringa con tapa, extensión con clamp y filtro, tapa de protección, tiempo de infusión entre 30 y 54 horas, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Infusión intravenosa, intraarterial, epidural, subcutánea, de medicamentos
1981	25-569-002	Sistema de bomba de infusión elastomérica, 5 ml /h	Volumen de 150 ml a 300 ml, elastómero de silicona, válvula unidireccional, conector Luer Lock para jeringa con tapa, extensión con clamp y filtro, tapa de protección, tiempo de infusión entre 70 y 144 horas, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Infusión intravenosa, intraarterial, epidural, subcutánea, de medicamentos
1982	25-569-003	Sistema de bomba de infusión elastomérica, 10 ml /h	Volumen de 150 ml a 300 ml, elastómero de silicona, válvula unidireccional, conector Luer Lock para jeringa con tapa, extensión con clamp y filtro, tapa de protección, tiempo de infusión entre 18 y 27 horas, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Infusión intravenosa, intraarterial, epidural, subcutánea, de medicamentos
1983	17-163-005	Sistema de conexión para diálisis peritoneal automatizada, APD	Set de tuberías, longitud 160 cm, pinzas de seguridad, pin de conexión, codificación de color azul y rojo, bolsa de drenaje para medición de líquido, estéril, descartable	II					x	x	Nefrología	Sistema para procedimiento de diálisis peritoneal
1984	17-163-011	Sistema de conexión múltiple para diálisis peritoneal	Sistema de conexión múltiple con cassette, línea de extensión y bolsa para drenaje integradas, estéril, descartable	I					x	x	Nefrología	Sistema para diálisis peritoneal ambulatoria

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
1885	11-305-003	Sistema de drenaje, plano	Bombilla de reserva de 100 ml, de silicon, drenaje plano de 10 mm, 3/4" perforación, con/sin trocar estéril, descartable	II				X	X		Cirugía	Recolección y eliminación de fluidos corporales
1886	11-305-009	Sistema de drenaje, redondo, 10 Fr	Bombilla de reserva de 100 ml, de silicon, drenaje redondo, con/sin trocar, libre DEHP, estéril, descartable	II				X	X		Cirugía	Recolección y eliminación de fluidos corporales
1887	11-305-010	Sistema de drenaje, redondo, 14 Fr	Bombilla de reserva de 100 ml, de silicon, drenaje redondo, con /sin trocar, libre DEHP, estéril, descartable	II				X	X		Cirugía	Recolección y eliminación de fluidos corporales
1888	11-305-011	Sistema de drenaje abdominal, funda 270 ml	Funda recolectora capacidad 270 ml, pinza de seguridad, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X		Cirugía	Recolección y eliminación de fluidos corporales
1889	11-305-016	Sistema de drenaje, redondo, 16 Fr	Bombilla de reserva de 100 ml, de silicon, drenaje redondo, con/sin trocar, libre DEHP, estéril, descartable	II				X	X		Cirugía	Recolección y eliminación de fluidos corporales
1890	11-305-017	Sistema de drenaje, redondo, 18 Fr	Bombilla de reserva de 100 ml, de silicon, drenaje redondo, con/sin trocar, libre DEHP, estéril, descartable	II				X	X		Cirugía	Recolección y eliminación de fluidos corporales
1891	11-305-018	Sistema de drenaje, flexible, sin trocar	Funda recolectora capacidad 400 ml - 450 ml, válvula unidireccional, tapón para facilitar evacuación y cierre, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X		Cirugía	Recolección y eliminación de fluidos corporales
1892	11-305-019	Sistema de drenaje, flexible, con trocar	Funda recolectora capacidad 400 ml, válvula unidireccional, tapón para facilitar evacuación y cierre, trocar calibre 3.2 mm diámetro, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X		Cirugía	Recolección y eliminación de fluidos corporales
1893	11-305-014	Sistema de drenaje, rígido	Recipiente rígido, capacidad 400 ml, tubuladura, libre de látex, estéril, descartable	II			X	X	X		Cirugía	Recolección y eliminación de fluidos corporales
1894	10-817-001	Sistema de drenaje torácico una cámara	Con única cámara, 1200 ml, con conexión única al paciente. De aspiración continua, estéril, descartable	II				X	X	X	Cirugía	Recolección de fluidos torácicos
1895	10-817-002	Sistema de drenaje torácico, dos cámaras	Con dos cámaras, conectadas entre sí, con conexión única al paciente. De aspiración continua, estéril, descartable	II				X	X	X	Cirugía	Recolección de fluidos torácicos
1896	10-817-003	Sistema de drenaje torácico, tres cámaras	Con tres cámaras conectadas entre sí, con conexión única al paciente. De aspiración continua, estéril, descartable	II					X	X	Cirugía	Recolección de fluidos torácicos
1897	10-817-004	Sistema de drenaje torácico, cuatro cámaras	Con cuatro cámaras conectadas entre sí, con conexión única al paciente. De aspiración continua, estéril, descartable	II					X	X	Cirugía	Recolección de fluidos torácicos
1898	10-817-005	Sistema de drenaje torácico, una cámara, pediátrico, neonatal	Con única cámara, con conexión única al paciente. De aspiración continua, estéril, descartable	II					X	X	Cirugía	Recolección de fluidos torácicos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
1999	10-017-000	Sistema de drenaje torácico 8 Fr, 16 cm largo	Catéter poliuretano, radiopaco, válvula de Hemlich, jeringas, agujas, bisturí, tubuladura, estéril, descartable	II				x		Cirugía	Recolección de fluidos torácicos	
2000	22-546-001	Sistema de drenaje ventricular externo de líquido cefalorraquídeo, bureta	Sistema totalmente cerrado, bureta graduada 100 cc, bolsa de 500 cc - 700 cc, con escala de medición, válvulas antirreflujo, filtros hidroprepantes, llave de tres para conexión del transductor de medición de PIC, punto para la toma de muestras de líquido cefalorraquídeo, guía médica, catéter ventricular de 23 cm - 28 cm, silicona, radiopaco, con marcas de profundidad, agujeros en el extremo, estilete tunelizador, estéril, descartable	IV					x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Drenaje de líquido cefalorraquídeo en casos de hidrocefalia, hematomas subdurales, patologías preoperatorias	
2001	22-546-002	Sistema de drenaje ventricular externo de líquido cefalorraquídeo, bolsa	Catéter de silicona 24 cm, radiopaco, bolsa recolectora graduada capacidad 600 ml, mini reservorio 50 ml, cámara de gaseo, válvula de una vía, llave de tres vías, estilete de acero inoxidable 25 cm, filtro bacterial, conectores macho y hembra, aguja introductora, amarra para coágulo, estéril, descartable	IV					x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Drenaje de líquido cefalorraquídeo en casos de hidrocefalia, hematomas subdurales, patologías preoperatorias	
2002	12-510-018	Sistema de reparación del suelo pélvico	Implante total, malla preformada, polipropileno, monofilamento, flexible, no absorbible, una guía, 6 dispositivos de tracción, 6 cánulas, estéril, descartable	III					x	Urología	Implantes urogenitales	
2003	20-742-001	Sistema de terapia de presión positiva en vías respiratorias	Entrada de aire ambiental, puerto de entrada de gas, puerto de monitorización de presión con tapón, pieza bucal, tubo de oxígeno de 200 cm a 210 cm, no estéril, descartable	II					x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Tratamiento y prevención de atelectasias con la utilización de presión positiva en vías respiratorias	
2004	18-004-001	Solución para la preservación de órganos	Solución intracelular, que contiene Cloruro de Sodio, Cloruro de Potasio, ácido cataglutínico, Cloruro de Magnesio, Histidina, triptófano, manitol, cloruro de calcio, estéril, descartable	IV					x	Cirugía	Preservación de órganos: corazón, hígado y riñón	
2005	27-694-004	Solución de ácidos grasos hiperoxigenados en aceite y emulsión	Solución tópica compuesta de ácidos grasos. Hiperóxigenados de ácidos grasos esenciales, estéril	I				x		Uso General	Prevención y tratamiento de las úlceras por presión grado I, renovación de células epidérmicas	
2006	27-694-005	Solución para lavado, descontaminación e hidratación de heridas	Solución compuesta de agua purificada, undecilenaminopropil betaina, polioxanida, estéril	III				x		Uso General	Lavado e irrigación de heridas	
2007	18-798-001	Sonda de alimentación naso enteral, 4 Fr	Poliuretano, semirígido, línea radiopaca, longitud 40 cm - 60 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II					x	Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2008	16-795-002	Sonda de alimentación naso enteral, 5 Fr	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 40 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x			Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2009	16-795-003	Sonda de alimentación naso enteral, 6 Fr	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 40 cm - 60 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x			Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2010	16-795-004	Sonda de alimentación naso enteral, 8 Fr, 38 cm	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 38 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x			Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2011	16-795-005	Sonda de alimentación naso enteral, 10 Fr, 114 cm	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 114 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x			Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2012	16-795-006	Sonda de alimentación naso enteral, 12 Fr, 114 cm	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 114 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x			Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2013	16-795-007	Sonda de alimentación naso enteral, 14 Fr	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 50 cm - 100 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x			Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2014	16-795-008	Sonda de alimentación naso enteral, 16 Fr	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 50 cm - 100 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x			Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2015	16-795-009	Sonda de alimentación naso enteral, 8 Fr, 110 - 120 cm	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 110 cm - 120 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x			Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2016	16-798-010	Sonda de alimentación naso enteral, 10 Fr, 110 - 120 cm	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 110 cm - 120 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2017	16-798-011	Sonda de alimentación naso enteral, 12 Fr, 110 - 120 cm	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 110 cm - 120 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2018	16-798-012	Sonda de alimentación naso enteral, 3,5 Fr	Poliuretano, semirrígido, línea radiopaca, longitud 40 - 60 cm, conector en Y con puerto para alimentación y medicamentos, extremo distal cerrado con orificios laterales, con punta de tungsteno, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2019	15-998-001	Sonda de alimentación, gastrostomía, tres puertos, 20 Fr	Silicona, balón de retención interna de silicona, anillo de retención externa, puerto de alimentación yeyunal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida gástrica y yeyunal, línea radiopaca, cable guías 0.035" x 0.069 cm estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Alimentación yeyunal y descompresión gástrica
2020	15-998-002	Sonda de alimentación, gastrostomía, tres puertos, 22 Fr	Silicona, balón de retención interna de silicona, anillo de retención externa, puerto de alimentación yeyunal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida gástrica y yeyunal, línea radiopaca, cable guías 0.035" x 0.069 cm estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Alimentación yeyunal y descompresión gástrica
2021	15-998-003	Sonda de alimentación, gastrostomía, tres puertos, 24 Fr	Silicona, balón de retención interna de silicona, anillo de retención externa, puerto de alimentación yeyunal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida gástrica y yeyunal, línea radiopaca, cable guías 0.035" x 0.069 cm estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Alimentación yeyunal y descompresión gástrica
2022	15-998-004	Sonda de alimentación, gastrostomía, tres puertos, 26 Fr	Silicona, balón de retención interna de silicona, anillo de retención externa, puerto de alimentación yeyunal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida gástrica y yeyunal, línea radiopaca, cable guías 0.035" x 0.069 cm estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Alimentación yeyunal y descompresión gástrica
2023	16-798-013	Sonda naso duodenal, 12 Fr	PVC grado médico siliconizada, libre de látex, línea radiopaca, longitud 120 cm, extremo distal cerrado punta redonda, fenestraciones laterales, estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2024	13-118-001	Sonda de cóleóco, 12 Fr	Tubo en T de Kher, 3,8 mm, estéril, descartable	II					X		Gastroenterología	Eliminación de líquido biliar
2025	13-118-002	Sonda de cóleóco, 14 Fr	Tubo en T de Kher, 4,7 mm, estéril, descartable	II					X		Gastroenterología	Eliminación de líquido biliar
2026	13-118-003	Sonda de cóleóco, 16 Fr	Tubo en T de Kher, 5,3 mm, estéril, descartable	II					X		Gastroenterología	Eliminación de líquido biliar
2027	13-118-004	Sonda de cóleóco, 18 Fr	Tubo en T de Kher, 6,0 mm, estéril, descartable	II					X		Gastroenterología	Eliminación de líquido biliar
2028	13-118-005	Sonda de cóleóco, 20 Fr	Tubo en T de Kher, 6,7 mm, estéril, descartable	II					X		Gastroenterología	Eliminación de líquido biliar
2029	10-941-001	Sonda con trampa de moco 6,5 Fr	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 25 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II					X	X	Uso General	Aspiración de secreciones y obtención de muestra para análisis
2030	10-941-002	Sonda con trampa de moco 8 Fr	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 25 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II					X	X	Uso General	Aspiración de secreciones y obtención de muestra para análisis
2031	10-941-003	Sonda con trampa de moco 10 Fr	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 25 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II					X	X	Uso General	Aspiración de secreciones y obtención de muestra para análisis
2032	10-941-004	Sonda con trampa de moco 6 Fr	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 25 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II					X	X	Uso General	Aspiración de secreciones y obtención de muestra para análisis
2033	10-941-005	Sonda con trampa de moco 12 Fr	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 25 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II					X	X	Uso General	Aspiración de secreciones y obtención de muestra para análisis
2034	10-941-006	Sonda con trampa de moco 14 Fr	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 25 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II					X	X	Uso General	Aspiración de secreciones y obtención de muestra para análisis

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2035	10-941-007	Sonda con trampa de moco 16 Fr	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 25 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II						X	Uso General	Recolección de mucosidades
2036	10-941-008	Sonda con trampa de moco, 6 Fr, 30 ml	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 30 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II				X	X		Uso General	Recolección de mucosidades
2037	10-941-009	Sonda con trampa de moco, 8 Fr, 31 ml	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 31 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II				X	X		Uso General	Recolección de mucosidades
2038	10-941-010	Sonda con trampa de moco, 10 Fr, 32 ml	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 32 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II				X	X		Uso General	Recolección de mucosidades
2039	10-941-011	Sonda con trampa de moco, 12 Fr, 32 ml	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 32 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II				X	X		Uso General	Recolección de mucosidades
2040	10-941-012	Sonda con trampa de moco, 14 Fr, 32 ml	PVC suave, sonda de succión con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad de 32 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa de rosca, estéril, descartable	II				X	X		Uso General	Aspiración de secreciones y obtención de muestra para análisis
2041	10-769-003	Sonda epidural, bolsa de aire	Poliuretano, volumen de relleno 0.05-0.1 ml, longitud 1500 ml, diámetro de la bolsa de aire 16 mm, libre de látex, estéril, descartable	III						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Medición de presión intracraneal
2042	14-221-001	Sonda nasogástrica, 3.5 Fr	Siliconizada, 50 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumático, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2043	14-221-002	Sonda nasogástrica, 4 Fr	Siliconizada, 50 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumático, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2044	14-221-003	Sonda nasogástrica, 5 Fr, 50 cm	Siliconizada, 50 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumático, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I					APH			
					A	B	C	II	III				
2045	14-221-004	Sonda nasogástrica, 6 Fr	Siliconizada, 40 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II					X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2046	14-221-005	Sonda nasogástrica, 8 Fr	Siliconizada, 40 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II					X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2047	14-221-006	Sonda nasogástrica, 10 Fr	Siliconizada, 65 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	X	X	X	X	X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2048	14-221-007	Sonda nasogástrica, 12 Fr	Siliconizada, 65 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	X	X	X	X	X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2049	14-221-008	Sonda nasogástrica, 14 Fr, 85 cm	Siliconizada, 65 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	X	X	X	X	X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2050	14-221-009	Sonda nasogástrica, 14 Fr, 120 cm	Siliconizada, 120 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	X	X	X	X	X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2051	14-221-010	Sonda nasogástrica, 16 Fr	Siliconizada, 85 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	X	X	X	X	X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2052	14-221-011	Sonda nasogástrica, 18 Fr	Siliconizada, 85 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	X	X	X	X	X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2053	14-221-012	Sonda nasogástrica, 20 Fr	Siliconizada, 85 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	X	X	X	X	X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2054	14-221-013	Sonda nasogástrica, 5 Fr, 40 cm	Siliconizada, 40 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	X	X	X	X	X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2055	14-221-014	Sonda nasogástrica, 5 Fr, 85 cm	Siliconizada, 85 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	X	X	X	X	X	X	X	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos

0000113

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2056	14-221-015	Sonda nasogástrica, 4 Fr, 85 cm	Siliconizada, 85 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2057	14-221-016	Sonda nasogástrica, 8 Fr, 85 cm	Siliconizada, 85 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2058	14-221-017	Sonda nasogástrica, 10 Fr, 105 cm	Siliconizada, 105 cm de longitud, línea radiopaca, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, marcada a intervalos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales y administración de medicamentos y alimentos
2059	17-683-001	Sonda Nélaton, 4 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 40 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2060	17-683-002	Sonda Nélaton, 5 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 40 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2061	17-683-003	Sonda Nélaton, 6 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 40 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2062	17-683-004	Sonda Nélaton, 8 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 40 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2063	17-683-005	Sonda Nélaton, 10 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 40 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2064	17-683-006	Sonda Nélaton, 12 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 40 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2066	17-683-007	Sonda Nélaton, 14 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 40 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, traumática, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Eliminación de fluidos corporales



DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
2066	17-683-008	Sonda Nélaton, 18 Fr, 50 cm	De polivinil siliconizado, longitud 50 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, atraumático, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2067	17-683-009	Sonda Nélaton, 18 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 50 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, atraumático, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2068	17-683-010	Sonda Nélaton, 20 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 50 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, atraumático, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2069	17-683-011	Sonda Nélaton, 22 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 50 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, atraumático, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2070	17-683-012	Sonda Nélaton, 24 Fr	De polivinil siliconizado, longitud 50 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, atraumático, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2071	17-683-013	Sonda Nélaton, 16 Fr, 40 cm	De polivinil siliconizado, longitud 40 cm, alta flexibilidad, extremo distal redondeado, atraumático, orificios laterales, extremo proximal con conector flexible, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Eliminación de fluidos corporales
2072	14-227-001	Sonda rectal, 20 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos
2073	14-227-002	Sonda rectal, 22 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos
2074	14-227-003	Sonda rectal, 24 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos
2075	14-227-004	Sonda rectal, 26 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos
2076	14-227-005	Sonda rectal, 28 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos
2077	14-227-006	Sonda rectal, 30 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos
2078	14-227-007	Sonda rectal, 12 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				II	III	APH		
					A	B	C						
2079	14-227-003	Sonda rectal, 14 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x			Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos
2080	14-227-009	Sonda rectal, 16 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x			Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos
2081	14-227-010	Sonda rectal, 18 Fr	De polivinil, 40 cm largo, punta distal prelubricada, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x			Uso General	Drenaje de contenido intestinal líquido, gaseoso y administración de líquidos
2082	17-672-001	Stent biliar, 7 Fr, 9 cm	Poliuretano o polietileno, 9 cm largo, canal de 2.8 mm, con flaps laterales, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2083	17-672-002	Stent biliar, 7 Fr, 12 cm	Poliuretano o polietileno, 12 cm largo, canal de 2.8 mm, con flaps laterales, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2084	17-672-003	Stent biliar, 7 Fr, 15 cm	Poliuretano o polietileno, 15 cm largo, canal de 2.8 mm, con flaps laterales, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2085	17-672-004	Stent biliar, 10 Fr, 7 cm	Poliuretano o polietileno, 7 cm largo, canal de 3.7 mm, con flaps laterales, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2086	17-672-005	Stent biliar, 10 Fr, 9 cm	Poliuretano o polietileno, 9 cm largo, canal de 3.7 mm, con flaps laterales, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2087	17-672-006	Stent biliar, 10 Fr, 12 cm	Poliuretano o polietileno, 12 cm largo, canal de 3.7 mm, con flaps laterales, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2088	17-672-007	Stent biliar, 11.5 Fr	Poliuretano o polietileno, 12 cm largo, canal de 3.7 mm, con flaps laterales, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2089	17-672-008	Stent biliar, 7 Fr	Alambre trenzado de aleación de níquel y titanio, con y sin introductor, con y sin aletas, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2090	17-672-011	Stent biliar, 8.5 Fr, 12 cm	12 cm de longitud, flexibles, plásticos, con posicionador, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2091	17-672-012	Stent biliar, 8.5 Fr, 9 cm	9 cm de longitud, flexibles, plásticos, con posicionador, estéril, descartable	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2092	17-672-009	Stent biliar, 10 Fr	Alambre trenzado de aleación de níquel y titanio, con y sin introductor, con y sin aletas, estéril	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar
2093	17-672-010	Stent biliar, 12 Fr	Alambre trenzado de aleación de níquel y titanio, con y sin introductor, con y sin aletas, estéril	III							x	Cirugía	Expansión de zonasestenóticas del árbol biliar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2094	18-237-001	Stent coronario no medicado	Recubrimiento hidrofílico, de platino y cromo cobalto montado en balón de intercambio rápido, no medicado, desde 2.25 mm - 5 mm diámetro x 8 mm hasta 32 mm de longitud, radiopaco, alta navegabilidad y bajo perfil, estéril	IV				x		Cardiovascular	Angioplastias coronarias	
2095	18-237-002	Stent coronario medicado	Recubrimiento hidrofílico, medicado everolimus, zotarolimus, biolimus, desde 2.25 mm - 5 mm diámetro x 8 mm hasta 38 mm, radiopaco, estéril, varias medidas	IV				x		Cardiovascular	Angioplastias coronarias	
2096	17-928-001	Stent esofágico tipo fijo	Alambre trenzado monofilamento de aleación de níquel y titanio parcialmente y/o totalmente cubierto de silicona, con anillo antiemigración, 18 mm - 23 mm diámetro, con introductor, estéril	III				x		Cirugía	Para mantener abierta la luz del esófago en los casos de estenosis	
2097	17-928-002	Stent esofágico tipo autoexpandible	Alambre trenzado monofilamento de aleación de níquel y titanio parcialmente y/o totalmente cubierto de silicona, con anillo antiemigración, 18 mm - 23 mm diámetro, con introductor, estéril	III				x		Cirugía	Para mantener abierta la luz del esófago en los casos de estenosis	
2098	17-717-001	Stent pancreático, 7 Fr	Poliuretano o polietileno, puntas cónicas o redondeadas, 6 cm largo, incluye empujador, cable guía metálico recubierto con teflón, estéril, descartable	III				x		Cirugía	Para mantener abierta la luz del conducto pancreático en los casos de estenosis	
2099	17-693-001	Stent uretrales, doble lazo, 6 Fr	Poliuretano, radiopaco, largo 28 cm, guía 0.035" x 150 cm, estéril, descartable	III				x		Urología	Procedimientos urológicos para casos de obstrucción, colocación de stent	
2100	28-822-001	Soporte abrazadera largo postoperatorio de rodilla	Órtesis articulada a nivel de la rodilla que permite el movimiento de 0 a 90 grados, programables de flexo extensión. Laminados de algodón acolchado y poliéster, con soportes laterales rígidos y articulación programable de flexo-extensión. Cierres de contacto, largo 58.5 cm	I				x		Traumatología	Sistema de Inmovilización	
2101	28-870-001	Soporte abrazadera tipo rígido de tobillo	Órtesis estabilizadora del movimiento del cuello del pie, permite plantar-dorsiflexión, restringiendo la eversión inversión del cuello del pie, férulas laterales de polipropileno, termofomado con forros en su interior, ajustes superior e inferior con cierre de contacto	I				x		Traumatología	Sistema de Inmovilización	
2102	13-346-004	Sujetador de brazos	Varios materiales, libre de látex, descartable	I				x		Uso General	Inmovilización de miembros superiores	
2103	13-346-005	Sujetador de piernas	Varios materiales, libre de látex, descartable	I				x		Uso General	Inmovilización de miembros inferiores	
2104	35-815-002	Sujetador de tubo endotraqueal, adulto	Cintas de esponja y velcro, canal plástico para tubo, base adhesiva, descartable	I				x		Uso General	Elemento para sujetar y estabilizar un tubo endotraqueal tras la intubación del paciente.	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				II	III			APH
					A	B	C						
2105	35-815-001	Sujetador de tubo endotraqueal, pediátrico	Plástico, dos adhesivos hidrocoloide hipotalérgico para sujeción a la piel, libre de látex y DEHP, descartable	I					x	x	Uso General	Elemento para sujetar y estabilizar un tubo endotraqueal tras la intubación del paciente.	
2106	35-815-003	Sujetador de tubo endotraqueal, neonatal, talla Mini	Plástico, dos adhesivos hidrocoloide hipotalérgico para sujeción a la piel, libre de látex y DEHP, descartable	I						x	Uso General	Elemento para sujetar y estabilizar un tubo endotraqueal tras la intubación del paciente.	
2107	17-597-001	Sujetador Grasper	Cirugía laparoscópica, varias medidas, estéril, descartable	I					x	x	Cirugía	Sujetar estructuras anatómicas	
2108	35-752-001	Sujetador para traqueostomía	España con extremos de velcro para sujeción, regulable, libre de látex, descartable	I				x	x	x	Uso General	Sujeción de traqueostomía	
2109	35-053-001	Sujetador de sonda nasogástrica, adulto	Polímero adhesivo-tejido en forma de mariposa, con dos tiras de fijación, descartable	I				x	x	x	Uso General	Sujeción de sonda nasogástrica	
2110	35-053-002	Sujetador de sonda nasogástrica, pediátrico	Polímero adhesivo-tejido en forma de mariposa, con dos tiras de fijación, descartable	I				x	x	x	Uso General	Sujeción de sonda nasogástrica	
2111	35-053-003	Sujetador de sonda nasogástrica, neonatal	Polímero adhesivo-tejido en forma de mariposa, con dos tiras de fijación, descartable	I				x	x	x	Uso General	Sujeción de sonda nasogástrica	
2112	13-346-003	Sujetador de sonda vesical, grande	Material adhesivo, libre de látex, descartable	I				x	x	x	Uso General	Sujeción de sonda vesical	
2113	13-346-005	Sujetador de sonda vesical, mediano	Material adhesivo, libre de látex, descartable	I				x	x	x	Uso General	Sujeción de sonda vesical	
2114	13-346-007	Sujetador de sonda vesical, pequeño	Material adhesivo, libre de látex, descartable	I				x	x	x	Uso General	Sujeción de sonda vesical	
2115	13-346-009	Sujetador de sonda vesical para circunferencia de pierna	Tela elástica, con dispositivo de sujeción tipo velcro, libre de látex, descartable	I				x	x	x	Uso General	Sujeción de sonda vesical	
2116	13-346-009	Sujetador de catéter umbilical	Material adhesivo, hidrocoloide con velcro, forma circular, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Sujeción de catéter umbilical	
2117	13-346-012	Sujetador de cuerpo tipo araña	Nylon y velcro, sistema de sujeción de 10 puntos	I				x	x	x	Uso General	Inmovilización y sujeción del paciente	
2118	13-346-010	Sujetador de catéter venoso central neonatal	Material adhesivo, hidrocoloide con velcro, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Sujeción de catéter venoso central neonatal	
2119	16-844-001	Sustancia viscoelástica	Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidrato, acetato de sodio, ácido hialurónico, entre otros, estéril	III					x	x	Oftalmología	Para cirugía de segmento posterior y anterior del ojo humano, para crear y mantener espacio para manipular el tejido intraocular y proteger el endotelio corneal	
2120	17-462-001	Sustituto biológico de duramadre	Implante absorbible de colágeno de bovino, matriz porosa, estéril	III						x	Cirugía	Reparación y regeneración de defectos de la duramadre	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2121	22-883-001	Sutura catgut crómico, N° 3/0, 28 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 28 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2122	22-883-003	Sutura catgut crómico, N° 4/0, 22 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 22 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2123	22-883-004	Sutura catgut crómico, N° 2/0, 26 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2124	22-883-005	Sutura catgut crómico, N° 3/0, 25 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 25 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2125	22-883-006	Sutura catgut crómico, N° 4/0, 22 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 22 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2126	22-883-007	Sutura catgut crómico, N° 4/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta de sales de cromo, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2127	22-883-008	Sutura catgut crómico, N° 5/0, 20-22 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 20-22 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta de sales de cromo, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2128	22-883-009	Sutura catgut crómico, N° 0, 35 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2129	22-893-010	Sutura catgut crómico, N° 1, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2130	22-893-011	Sutura catgut crómico, N° 0, 36.4 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36.4 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2131	22-893-012	Sutura catgut crómico, N° 1, 36.4 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36.4 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2132	22-893-013	Sutura catgut crómico, N° 2/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2133	22-893-014	Sutura catgut crómico, N° 2/0, 36.4 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36.4 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2134	22-893-015	Sutura catgut crómico, N° 2/0, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2135	22-893-016	Sutura catgut crómico, N° 3/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2136	22-893-017	Sutura catgut crómico, N° 6/0, 17 mm, 45 cm	Aguja redonda, 3/8 círculo, 17 mm, largo 45 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos



DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2137	22-883-018	Sutura catgut crómico, N° 0, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2138	22-883-019	Sutura catgut crómico, N° 2/0, 40 mm, 90 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 40 mm, largo 90 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2139	22-883-020	Sutura catgut crómico, N° 2/0, 35 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2140	22-883-021	Sutura catgut crómico, N° 3/0, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2141	22-883-022	Sutura catgut crómico, N° 3/0, 25 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 25 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2142	22-883-023	Sutura catgut crómico, N° 0, 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2143	22-883-024	Sutura catgut crómico, N° 2/0, 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2144	22-883-025	Sutura catgut crómico, N° 1, 35 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV		x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
2145	22-883-026	Sutura catgut crónico, N° 0, 26 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2146	22-883-027	Sutura catgut crónico, N° 0, 40 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 40 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2147	22-883-028	Sutura catgut crónico, N° 3/0, 35 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en solución acondicionadora, absorbible, estéril, descartable	IV			x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2148	13-898-001	Sutura catgut simple N° 2/0, 20 mm - 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 20 mm - 26 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta en líquido hidratante que contiene agua e isopropanol, estéril, descartable	IV			x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2149	13-898-002	Sutura catgut simple N° 3/0, 20 mm - 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 20 mm - 26 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta en líquido hidratante que contiene agua e isopropanol, estéril, descartable	IV			x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2150	13-898-003	Sutura catgut simple N° 5/0, 15 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta en líquido hidratante que contiene agua e isopropanol, estéril, descartable	IV			x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2151	13-898-004	Sutura catgut simple N° 0, 20 mm - 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 20 mm - 26 mm, largo 70 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta en líquido hidratante que contiene agua e isopropanol, estéril, descartable	IV			x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2152	13-898-005	Sutura catgut simple N° 2/0, 25 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 25 mm, largo 75 cm, hilos de colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa ganado bovino, recubierta en líquido hidratante que contiene agua e isopropanol, estéril, descartable	IV			x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2153	16-584-001	Sutura de monofilamento, polidioxanona N° 4/0, 17 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x	Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I				APH				
					A	B	C	II				III	
2164	16-594-002	Sutura de monofilamento, polidioxanona, N° 5/0, 17 mm, 75 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 17mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2165	16-594-003	Sutura de monofilamento, polidioxanona, N° 5/0, 17 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2166	16-594-004	Sutura monofilamento, polidioxanona, N° 4/0, (2), 15 mm, 70 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2167	16-594-005	Sutura monofilamento, polidioxanona, N° 5/0 (2), 15 mm, 70 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2168	16-594-006	Sutura monofilamento, polidioxanona, N° 3/0, (2), 15 mm, 70 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2169	16-594-007	Sutura monofilamento, polidioxanona, N° 4/0, 15 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2160	16-594-008	Sutura monofilamento, polidioxanona, N° 6/0, (2), 15 mm, 70 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2161	16-594-009	Sutura monofilamento, polidioxanona, N° 7/0, (2), 15 mm, 70 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2162	13-910-001	Sutura de seda trenzada N° 0, 35 mm, 75 cm, aguja redonda	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2163	13-910-002	Sutura de seda trenzada N° 0, 35 mm, 75 cm, aguja cortante	Aguja cortante, 3/8 círculo, 35 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2164	13-910-003	Sutura de seda trenzada N° 1, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2165	13-910-004	Sutura de seda trenzada N° 1, 35 mm, 75 cm, aguja redonda	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2166	13-910-005	Sutura de seda trenzada N° 1, 35 mm, 75 cm, aguja cortante	Aguja cortante, 3/8 círculo, 35 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2167	13-910-006	Sutura de seda trenzada N° 2, sin aguja	Sin aguja, cuerda 24 mm, largo 45 cm - 75 cm	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2168	13-910-007	Sutura de seda trenzada N° 2/0, 26 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2169	13-910-008	Sutura de seda trenzada N° 2/0, 24 mm, 75 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 24 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2170	13-910-009	Sutura de seda trenzada N° 3/0, 24 mm, 75 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 24 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2171	13-910-010	Sutura de seda trenzada N° 3/0 26 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III		x	x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2172	13-910-011	Sutura de seda trenzada N° 4/0, 26 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III			x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos - CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I		II	III	APH			
A	B	C										
2173	13-910-012	Sutura de seda trenzada N° 4/0, 20 mm, 80 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 20 mm, largo 80 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2174	13-910-013	Sutura de seda trenzada N° 5/0, 16 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 16 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2175	13-910-014	Sutura de seda trenzada N° 5/0, 22 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 22 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2176	13-910-015	Sutura de seda trenzada N° 6/0, 16 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 16 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2177	13-910-016	Sutura de seda trenzada N° 6/0, (2), 6.5 mm, 45 cm	Doble aguja, espátula, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2178	13-910-017	Sutura de seda trenzada N° 7/0, (2), 6.5 mm, 45 cm	Doble aguja, espátula, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2179	13-910-018	Sutura de seda torcida, virgen N° 8/0, (2), 6.5 mm, 45 cm	Doble aguja, espátula, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2180	13-910-019	Sutura de seda trenzada N° 2/0, sin aguja	Sin aguja, largo 45 cm - 75 cm	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2181	13-910-020	Sutura de seda trenzada N° 0, sin aguja	Sin aguja, largo 45 cm - 75 cm	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2182	13-910-021	Sutura de seda trenzada N° 3/0, sin aguja	Sin aguja, largo 45 cm - 75 cm	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2183	13-910-022	Sutura de seda trenzada N° 0, 26 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2184	13-910-023	Sutura de seda trenzada N° 0, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, no absorbible, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2185	13-910-024	Sutura de seda trenzada N° 2/0, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2186	13-910-025	Sutura de seda trenzada N° 4/0, 19 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2187	13-910-026	Sutura de seda trenzada N° 5/0, (2), 17 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2188	13-910-027	Sutura de seda torcida, virgen N° 6/0, (2), 6.5 mm, 45 cm	Doble aguja, espátula, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2189	13-910-028	Sutura de seda torcida, virgen N° 8/0, (2), 45 mm, 60 cm	Doble aguja, espátula, 3/8 círculo, 45 mm, largo 60 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2190	13-910-029	Sutura de seda trenzada N° 2/0, 10 mm, 75 cm, sin aguja	Sin aguja, 10 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2191	13-910-030	Sutura de seda trenzada N° 4/0, 3/8 círculo, 19 mm, 75 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			II	III			APH	
					A	B	C						
2192	13-509-001	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 0, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2193	13-509-002	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 1, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2194	13-509-003	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 2/0, 36 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2195	13-509-004	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 3/0, (2), 26 mm, 90 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2196	13-509-005	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 3/0, (2), 17 mm, 90 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2197	13-509-006	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 4/0, (2), 26 mm, 90 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2198	13-509-007	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 4/0, (2), 16 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 16 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2199	13-509-008	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 5/0, (2), 10 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 10 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2200	13-509-009	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 6/0, (2), 12 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 3/8 círculo, 12 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2201	13-509-010	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 7/0, (2), 13 mm, 60 cm	Doble aguja redonda, 3/8 círculo, 13 mm, largo 60 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2202	13-509-011	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 7/0, (2), 13 mm, 60 cm	Doble aguja redonda, 3/8 círculo, 13 mm, largo 60 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2203	13-509-012	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 8/0, (2), 6.5 mm, 45 cm	Doble aguja redonda, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2204	13-509-013	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 4/0, (2), 13 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 13 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2205	13-509-014	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 5/0, (2), 13 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 13 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2206	13-509-015	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 6/0, (2), 8 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 8 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2207	13-509-016	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 2/0, (2), 26 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2208	13-509-017	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 2/0, (2), 26 mm, 90 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2209	13-509-018	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 4/0, (2), 17 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2210	13-509-019	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 5/0, (2), 15 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III					x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I							
					A	B	C	II	III			APH
2211	13-909-020	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 0, 36.4 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36.4 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2212	13-909-021	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 1, 36.4 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36.4 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2213	13-909-022	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 3/0 (2), 17 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2214	13-909-023	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 6/0, (2), 13 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 3/8 círculo, 13 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2215	13-909-024	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 7/0, (2), 9.3 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 3/8 círculo, 9.3 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2216	13-909-025	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 6/0, (2), 9.3 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 3/8 círculo, 9.3 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2217	13-909-026	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 7/0, (2), 9.3 mm, 60 cm	Doble aguja redonda, 3/8 círculo, 9.3 mm, largo 60 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2218	13-909-028	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 5/0, (2), 17 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2219	13-909-029	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 3/0, (2), 17 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2220	13-909-030	Sutura de monofilamento, polipropileno, N° 10/0, (2), 6.5 mm, 30 cm	Doble aguja espátula, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 30 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2221	17-471-001	Sutura trenzada de poliglactina, N° 2/0, 19 mm, 70 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2222	17-471-002	Sutura trenzada de poliglactina, N° 3/0, 19 mm, 70 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2223	17-471-003	Sutura trenzada de poliglactina, N° 4/0, 19 mm, 70 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2224	17-471-004	Sutura trenzada de poliglactina, N° 4/0, 17 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2225	17-471-005	Sutura trenzada de poliglactina, N° 5/0, 15 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2226	17-471-006	Sutura trenzada de poliglactina, N° 5/0, (2), 15 mm, 70 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 15 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2227	17-471-007	Sutura trenzada de poliglactina, N° 6/0, (2), 8 mm, 45 cm	Doble aguja, espátula, 1/4 círculo, 8 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2228	17-471-008	Sutura trenzada de poliglactina, N° 7/0, (2), 6.5 mm, 45 cm	Doble aguja, espátula, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I	II		III	APH			
						A	B					C
2229	17-471-009	Sutura trenzada de poliglactina, N° 0, 36 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2230	17-471-010	Sutura trenzada de poliglactina, N° 1, 36 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2231	17-471-011	Sutura trenzada de poliglactina, N° 2/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2232	17-471-012	Sutura trenzada de poliglactina, N° 3/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2233	17-471-013	Sutura trenzada de poliglactina, N° 3/0, 25 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 25 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2234	17-471-014	Sutura trenzada de poliglactina, N° 4/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 de círculo, 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2235	17-471-015	Sutura trenzada de poliglactina, N° 4/0, 17 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 de círculo, 17 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2236	17-471-016	Sutura trenzada de poliglactina, N° 4/0, 25 mm, 70 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 25 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2237	17-471-017	Sutura trenzada de poliglactina, N° 2/0, 36 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2238	17-471-018	Sutura trenzada de poliglactina, N° 3/0, 17 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2239	17-471-019	Sutura trenzada de poliglactina, N° 6/0, 17 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2240	17-471-020	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano, N° 1, 27 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 27 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2241	17-471-021	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano, N° 0, 36 mm, 90 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2242	17-471-022	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano, N° 2/0, 36 mm, 90 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2243	17-471-023	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano, N° 3/0, 36 mm, 90 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2244	17-471-024	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano, N° 4/0, 18 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 18 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2245	17-471-025	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano, N° 5/0, 18 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 18 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2246	17-471-026	Sutura trenzada de poliglactina, N° 0	Copolímero de glicólico, láctico, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
2247	17-471-027	Sutura trenzada de poliglactina, N° 5/0, (2), 8 mm, 45 cm	Doble aguja espátula, 1/4 círculo, 8 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV					x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2248	17-471-028	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 0, 36.4 mm, 70 cm, 1/2 círculo	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36.4 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2249	17-471-029	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 0, 36.4 mm, 70 cm, 5/8 círculo	Aguja redonda, 5/8 círculo, 36.4 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2250	17-471-030	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 1, 36.4 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36.4 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2251	17-471-031	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 2/0, 36.4 mm, 70 cm, 5/8 círculo	Aguja redonda, 5/8 círculo, 36.4 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2252	17-471-032	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 2/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2253	17-471-033	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 2/0, 36.4 mm, 70 cm, 1/2 círculo	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36.4 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2254	17-471-034	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 3/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2255	17-471-035	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 3/0, 17 mm, 70 cm	Aguja redonda 1/2 círculo, 17 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2256	17-471-036	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 4/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2257	17-471-037	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 4/0, 17 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2258	17-471-038	Sutura de poliglactina, con recubrimiento antimicrobiano N° 5/0, 17 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2259	17-471-039	Sutura trenzada de poliglactina, N° 5/0, 13 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 13 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV					x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2260	17-471-041	Sutura de poliglactina, N° 5/0, 13 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 13 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV					x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2261	17-471-042	Sutura de poliglactina, N° 5/0, 17 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV					x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2262	17-471-043	Sutura de poliglactina, N° 8/0, (2), 6.5 mm, 30 cm	Doble aguja, espátula, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 30 cm, estéril, descartable	IV					x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2263	13-900-001	Sutura hilo poliéster y algodón torcido, N° 0, sin aguja	Precochado, sin aguja, 15 hebras, largo 45 cm, varios colores, estéril, descartable	III				x				Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2264	13-900-002	Sutura hilo poliéster y algodón torcido, N° 2/0, sin aguja	Precochado, sin aguja, 15 hebras, largo 45 cm, varios colores, estéril, descartable	III				x				Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2265	13-900-003	Sutura hilo poliéster y algodón torcido, N° 3/0, sin aguja	Precortado, sin aguja, 15 hebras, largo 45 cm, varios colores, estéril, descartable	III			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2266	20-984-001	Sutura de monofilamento poliglicaprone, N° 5/0	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2267	20-984-002	Sutura de monofilamento, poliglicaprone, N° 4/0	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2268	20-984-003	Sutura de monofilamento, poliglicaprone, N° 3/0	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2269	20-984-004	Sutura de monofilamento, poliglicaprone, N° 2/0	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV			x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2270	20-984-005	Sutura de monofilamento, poliglicaprone, antibacterial, N° 3/0	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2271	20-984-006	Sutura de monofilamento, poliglicaprone, antibacterial, N° 5/0, 11 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 11 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2272	22-908-001	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 1, 24 cm - 26 mm, 75 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 24 cm - 26mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2273	22-908-002	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 3/0, 26 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 26 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2274	22-908-003	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 2/0, 60 mm, 75 cm	Aguja recta cortante, 60 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2275	22-908-004	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 3/0, 60 mm, 75 cm	Aguja recta triangular, 60 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2276	22-908-005	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 3/0, 19 mm, 45 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 19 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2277	22-908-006	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 4/0, 19 mm, 45 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 19 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2278	22-908-007	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 5/0, 19 mm, 45 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 19 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2279	22-908-008	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 6/0, 16 mm, 45 cm	Aguja cortante, trifacetada, 1/2 círculo, 16 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2280	22-908-009	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 9/0, 6.5 mm, 45 cm - 75 cm	Aguja espátula, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2281	22-908-010	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida N° 10/0, (2), 6.5 mm, 30 cm	Doble aguja espátula, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 30 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2282	22-908-011	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 0, 25 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 25 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2283	22-908-012	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliamida, N° 2/0, 6.5 mm, 45 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 6.5 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x	x	x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					A	B	C	II	III	APH		
2284	22-908-013	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliánida, N° 30, 24 mm, 45 cm - 75 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 24 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV	x	x	x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2285	22-908-014	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliánida, N° 20, 24 mm, 75 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 24 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV	x	x	x		x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2286	22-908-015	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, poliánida, N° 20, 19 mm, 45 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 19 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x			x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2287	22-908-016	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, N° 80, 11 mm, 45 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 11 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x			x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2288	22-908-017	Sutura de nylon, monofilamento, polímeros alifáticos, N° 80, 19 mm, 45 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 19 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x			x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2289	22-908-018	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 90, 16 mm, 45 cm	Aguja espátula, 3/8 círculo, 16 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x			x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2290	22-908-019	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 20, 24 mm, 75 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 24 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV		x			x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2291	22-908-020	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 20, 26 mm, 80 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 26 mm, largo 80 cm, estéril, descartable	IV		x			x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2292	22-908-021	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 30, 24 mm, 80 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 24 mm, largo 80 cm, estéril, descartable	IV		x			x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2293	22-908-022	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 40, 20 mm, 80 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 20 mm, largo 80 cm, estéril, descartable	IV		x			x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2294	22-908-023	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 70, 16 mm, 45 cm	Aguja redonda, 3/8 círculo, 16 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV		x			x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2295	22-908-024	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 0, 35 mm, 75 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 35 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2296	22-908-025	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 0, 25 mm, 75 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 25 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2297	22-908-026	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 40, 19 mm, 75 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2298	22-908-027	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 50, 16 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 16 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2299	22-908-028	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 50, 19 mm, 75 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 16 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2300	22-908-029	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 30, 25 mm, 75 cm	Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 25 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
2301	22-608-030	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 2/0, 35 mm, 45 cm	Aguja cortante, trifacutada, 1/2 círculo, 35 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2302	22-608-031	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 3/0, 40 mm, 75 cm	Aguja recta, cortante, 40 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2303	22-608-032	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 4/0, 20 mm, 75 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 20 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2304	22-608-033	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 2/0, 25 mm, 75 cm, aguja cortante	Aguja cortante, 3/8 círculo, 25 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2305	22-608-034	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 6/0, 15 mm, 45 cm, aguja cortante	Aguja cortante, 3/8 círculo, 15 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2306	22-608-035	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 6/0, 15 mm, 45 cm, aguja cortante	Aguja cortante, 3/8 círculo, 15 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2307	22-608-036	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 9/0, 6.4 mm, 38 cm, doble aguja espátulada	Doble aguja espátulada, 3/8 círculo 6.4 mm, largo 38 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2308	22-608-037	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 3/0, 20 mm, 60 cm, aguja cortante	Aguja cortante, 3/8 círculo, 20 mm, largo 60 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2309	22-608-038	Sutura de nylon monofilamento, polímeros alifáticos, N° 5/0, 15 mm, 75 cm, aguja cortante	Aguja cortante, 3/8 círculo, 15 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2310	22-609-001	Sutura sintética de poliamida, N° 2/0, 22 mm, 75 cm	Aguja cortante, 3/8 de círculo, 22 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2311	22-609-002	Sutura sintética de poliamida, N° 2/0	Aguja redonda, 3/8 círculo, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2312	22-609-003	Sutura sintética de poliamida, N° 3/0, 60 mm, 75 cm, aguja recta	Aguja recta cortante, 60 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2313	22-609-004	Sutura sintética de poliamida, N° 3/0, 24 mm, 75 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 24 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2314	22-609-005	Sutura sintética de poliamida, N° 4/0, 19 mm, 75 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2315	22-609-006	Sutura sintética de poliamida, N° 5/0, 16 mm, 75 cm	Aguja redonda, 3/8 círculo, 16 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2316	22-609-007	Sutura sintética de poliamida, N° 6/0, 16 mm, 75 cm	Aguja redonda, 3/8 círculo, 16 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2317	22-609-008	Sutura sintética de poliamida, N° 6/0, 16 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 16 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2318	22-609-009	Sutura sintética de poliamida, N° 5/0, 16 mm, 45 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 16 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV			X		X			Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2319	22-902-001	Sutura de poliéster monofilamento, N° 4/0, (2)	Doble aguja, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2320	22-902-002	Sutura de poliéster monofilamento, N° 0, (2)	Doble aguja, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2321	22-902-003	Sutura de poliéster, monofilamento, N° 1, (2)	Doble aguja, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2322	22-902-004	Sutura de poliéster, monofilamento, N° 5/0, (2)	Doble aguja, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2323	22-902-005	Sutura de poliéster, monofilamento, N° 6/0, (2)	Doble aguja, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2324	22-903-001	Sutura de poliéster trenzado, N° 2/0, (2), 26 mm, 90 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2325	22-903-002	Sutura de poliéster trenzado, terafilato de polietileno, polibutílo, N° 2/0, (2), 26 mm, 90 cm	Doble aguja estrizada, 1/2 círculo, 26 mm, largo 90 cm, con almohadilla de teflón 6 mm x 3 mm x 1.5 mm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2326	22-903-003	Sutura de poliéster trenzado, N° 2/0, (2), 17 mm, 75 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 17 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2327	22-903-004	Sutura de poliéster trenzado, N° 2/0, 15 mm - 17 mm, 45-75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 15 mm - 17 mm, largo 45 cm - 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2328	22-903-005	Sutura de poliéster trenzado, N° 3/0, (2), 15 mm - 17 mm, 75 cm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 15 mm - 17 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2329	22-903-006	Sutura de poliéster trenzado, N° 4/0, (2), 15 mm - 17 mm, 45-75 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 15 mm - 17 mm, largo 45 cm - 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2330	22-903-007	Sutura de poliéster trenzado, N° 5/0, (2), 15 mm - 17 mm, 45-75 cm	Doble aguja, redonda, 1/2 círculo, 15 mm - 17 mm, largo 45 cm - 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2331	22-903-008	Sutura de poliéster trenzado, N° 5/0, 15 mm - 17 mm, 45-75 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 15 mm - 17 mm, largo 45 cm - 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2332	22-903-009	Sutura de poliéster trenzado, terafilato de polietileno, polibutílo, N° 2/0, (2), 26 mm, 90 cm	Doble aguja estrizada, 1/2 círculo, 26 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2333	22-903-010	Sutura de poliéster trenzado, N° 5/0, (2), 8 mm, 45 cm	Aguja espátulada, 1/4 círculo, 8 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2334	22-903-011	Sutura de poliéster trenzado, N° 5, 48 mm, 75 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 48 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2335	22-903-012	Sutura de poliéster trenzado, verde y blanco, N° 2/0, (2), 22 mm, 75 cm	Doble aguja estrizada, 1/2 círculo, 22 mm, largo 75 cm, con almohadilla de teflón 6 mm x 3 mm x 1.5 mm, estéril, descartable	III				x	x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2336	13-908-001	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, N° 0, 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2337	13-908-002	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, N° 0, 35 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2338	13-908-003	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 1, 35 mm - 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm - 37 mm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2339	13-908-004	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 2/0, 24 mm - 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 24 mm - 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2340	13-908-005	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 2/0, 36 mm - 38 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36 mm - 38 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2341	13-908-006	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, N° 3/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2342	13-908-007	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 3/0, 35 mm - 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm - 37 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2343	13-908-008	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 4/0, 20 mm - 22 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 20 mm - 22 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2344	13-908-009	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 5/0, 20 mm - 22 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 20 mm - 22 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2345	13-908-010	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 5/0, 8 mm - 9 mm, 70 cm	Aguja espátula, 1/4 círculo, 8 mm - 9 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2346	13-908-011	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 6/0, 8 mm - 9 mm, 70 cm	Doble aguja espátula, 1/4 círculo, 8 mm - 9 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2347	13-908-012	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 7/0, 8 mm - 9 mm, 70 cm	Doble aguja espátula, 3/8 círculo, 8 mm - 9 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2348	13-908-013	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 1, 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2349	13-908-014	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, poliglicolín, N° 2/0, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2350	13-908-015	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, N° 2/0, 25 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 25 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2351	13-908-016	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, N° 1, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2352	13-908-017	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, N° 0, 37 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2353	13-908-018	Sutura sintética absorbible de poliglicólico, N° 2/0, 26 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV				X		X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2354	15-971-001	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 0	Largo 60 cm, estéril, descartable	III						X	Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
2355	15-971-002	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 1	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2356	15-971-003	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 4, aguja redonda	Aguja redonda, 1/2 círculo, 48 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2357	15-971-004	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 5	Aguja triangular, 1/2 círculo, 40 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2358	15-971-005	Sutura de acero inoxidable, polifilamento, (2), 75 mm, placa de fijación	Doble aguja cortante, 3/8 círculo, 75 mm, cuerda 60 mm, dos placas de fijación, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2359	15-971-006	Sutura especial de descarga (2), 100 mm, 75 cm	Doble aguja cortante, 3/8 círculo, 100 mm, largo 75 cm / 1.3 mm diámetro, hilo de acero, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2360	15-971-007	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 2, 48 mm, 45 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 48 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2361	15-971-008	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 4, 48 mm, 45 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 48 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2362	15-971-009	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 1, 25 mm, 45 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 25 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2363	15-971-010	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 5, 48 mm, 45 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 48 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2364	15-971-011	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 4, 40 mm, 45 cm	Aguja cortante, 1/2 círculo, 40 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2365	15-971-012	Sutura de marcapaso (2), 3/8 círculo, 13 mm, aguja recta 36 mm	Doble aguja redonda, 3/8 círculo, 13 mm, aguja recta cortante 36 mm, largo 60 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2366	15-971-013	Sutura de acero inoxidable, monofilamento N° 2, 40 mm, 45 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 40 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2367	15-971-014	Sutura de marcapaso (2), 1/2 círculo, 28 mm, aguja recta 60 mm	Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 28 mm, aguja recta cortante 60 mm, largo 60 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2368	44-115-001	Sutura poli(4-Hidroxibutirato), N° 1, 48 mm, 150 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 48 mm, en lazo, largo 150 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2369	17-471-044	Sutura de copolímero de glicólido, N° 3/0, 19 mm, 70 cm	Aguja cortante, 3/8 círculo, 19 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2370	17-471-045	Sutura trenzada, glicolato-lactato, N° 0, 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2371	17-471-046	Sutura trenzada, glicolato-lactato, N° 0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2372	17-471-047	Recarga para puntada única, copolímero lactida, poliéster, N° 2/0, 9 mm, 120 cm	Aguja recta, 9 mm, largo 120 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			II	III	APH				
					A	B	C							
2373	17-471-048	Sutura de copolímero de glicólico, N° 5/0, 19 mm, 45 cm	Aguja cortante, 1/4 círculo, 19 mm, largo 45 cm, estéril, descartable	IV						x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos	
2374	17-471-049	Sutura trenzada glicólico-co-l-lactido N° 4/0, 26 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV							x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2375	17-471-050	Sutura trenzada de poliglactina, N° 2/0, 36,4 cm, 90 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 36,4 mm, largo 90 cm, estéril, descartable	IV							x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2376	17-471-051	Sutura trenzada glicólico-co-l-lactido N° 0, 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV							x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2377	17-471-052	Sutura trenzada glicólico-co-l-lactido N° 2/0, 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV							x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2378	17-471-053	Sutura trenzada glicólico-co-l-lactido N° 1, 37 mm, 70 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 70 cm, estéril, descartable	IV							x		Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2379	17-471-054	Sutura trenzada de poliglactina, N° 2/0, 35 mm, 75 cm	Aguja redonda, 1/2 círculo, 35 mm, largo 75 cm, estéril, descartable	IV				x	x	x			Cirugía	Suturar y ligar tejidos
2380	28-540-001	Tabla espinal	Polímero plástico de alta densidad, tabla rígida, ligera, con juego de correas, largo de 1,80m a 2,00 m x 40 cm a 50 cm, peso aproximado 5 a 6 Kg, radiolúcida, flota en el agua, con agarraderas que facilita la movilización, agujeros pediátricos, soporta hasta 250 Kg, incluye un mosquetón de dispositivo de anclaje a la tabla, libre de látex	I								x	Uso General	Traslado e inmovilización de pacientes
2381	16-501-001	Tanque de oxígeno, 210,5 lt	Aluminio, regulador de oxígeno, 210 lt, con/sin vaso humidificador con carro de transporte	I	x	x	x	x	x	x			Uso General	Almacenamiento de oxígeno
2382	16-501-002	Tanque de oxígeno, 400 lt	Aluminio, regulador de oxígeno, 400 lt, con/sin vaso humidificador con carro de transporte	I	x	x	x	x	x	x			Uso General	Almacenamiento de oxígeno
2383	16-501-003	Tanque de oxígeno, 650 lt	Aluminio, regulador de oxígeno, 650 lt, con/sin vaso humidificador	I	x	x	x	x	x	x			Uso General	Almacenamiento de oxígeno
2384	28-025-001	Tapón cobertor para desconexión en diálisis peritoneal, bandas adhesivas	Tapón con povidona yodada, largo 12,5 cm, ancho 22,5 cm, alto 12,5 cm, incluye bandas adhesivas, y mascarilla, cierre Luer Lock, estéril, descartable	I							x	x	Neurología	Tapón Cobertor para desconexión de diálisis Peritoneal
2385	28-025-002	Tapón cobertor para desconexión en diálisis peritoneal	Tapón con povidona yodada, cierre Luer Lock, mascarilla, estéril, descartable	I							x	x	Neurología	Tapón Cobertor para desconexión de diálisis Peritoneal
2386	16-791-006	Tapón nasal sin cánula intermedia	Espuma sintética, acetato de polivinilo, poroso, estéril, descartable	I							x	x	Uso General	Oclusión nasal para hemostasia
2387	16-791-007	Tapón nasal con cánula intermedia	Espuma sintética, acetato de polivinilo, poroso, con cánula intermedia, estéril, descartable	I							x	x	Uso General	Oclusión nasal para hemostasia

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
2388	35-699-001	Termómetro para paciente con cambio de color	Tira plástica con cambio colorimétrico	I		x	x	x	x		Uso General	Control de temperatura corporal
2389	11-901-007	Terno quirúrgico, talla mediana	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2, resistente a fluidos corporales, antiestática, blusa largo 80 cm (+/- 5 cm), ancho 75 cm (+/- 5 cm), cuello en V con ribete, manga tipo kimono, pantalón, largo 115 cm (+/- 5 cm), ancho cintura 60 cm (+/- 5 cm), con elástico, ancho de basta 25 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	I		x	x	x	x		Uso General	Protección del personal de salud
2390	11-601-008	Terno quirúrgico, talla pequeña	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2, resistente a fluidos corporales, antiestática, blusa largo 70 cm (+/- 5 cm), ancho 65 cm (+/- 5 cm), cuello en V con ribete, manga tipo kimono, pantalón, largo 110 cm (+/- 5 cm), ancho cintura 50 cm (+/- 5 cm), con elástico, ancho de basta 25 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	I		x	x	x	x		Uso General	Protección del personal de salud
2391	11-601-009	Terno quirúrgico, talla grande	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2, resistente a fluidos corporales, antiestática, blusa largo 90 cm (+/- 5 cm), ancho 85 cm (+/- 5 cm), cuello en V con ribete, manga tipo kimono, pantalón, largo 115 cm (+/- 5 cm), ancho cintura 65cm (+/- 5 cm), con elástico, ancho de basta 25 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	I		x	x	x	x		Uso General	Protección del personal de salud
2392	13-734-005	Test de Bowie & Dick	Hoja tamaño A4, libre de plomo y metales pesados tóxicos, descartable	II				x	x		Uso General	Para evaluar la evacuación de aire y penetración de vapor en equipos de esterilización a vapor
2393	22-997-001	Tijera tipo Metzenbaum laparoscópica, 310 mm	5 mm x 310 mm, monopolar, doble acción giratoria, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Corte de tejidos
2394	22-997-002	Tijera tipo Metzenbaum laparoscópica, 450 mm	5 mm x 450 mm, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Corte de tejidos
2395	22-997-003	Tijera tipo Hook laparoscópica, 330 mm	5 mm x 330 mm/360, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Corte de tejidos
2396	22-997-004	Tijera laparoscópica, curva, 36 cm de longitud	36 cm de longitud, 15 mm cuchilla, 5.5 mm diámetro, mango ergonómico, control manual y llave de ensamblaje, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Corte de tejidos
2397	22-997-005	Tijera laparoscópica curva, 14 cm de longitud	14 cm de longitud, 15 mm cuchilla, 5.5 mm diámetro, mango ergonómico, control manual, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Corte de tejidos
2398	22-997-006	Tijera laparoscópica curva, 9 cm de longitud	9 cm de longitud, 16 mm cuchilla, mortaje de la cubierta tijera-mango, controles manuales, corte y coagulación, hoja curva y brazo de sujeción con teflón, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Corte de tejidos
2399	10-029-001	Tira adhesiva alargada	Cinta adhesiva de corta extensión, con apósito estéril en el centro, hiposéptico, descartable	I		x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2400	10-029-002	Tira adhesiva redonda	Cinta adhesiva de corta extensión, con apósito estéril en el centro, hipotérmico, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación	
2401	10-029-004	Tira adhesiva alargada, pediátrico	Cinta adhesiva de corta extensión, con apósito estéril en el centro, hipotérmico, motivos infantiles, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación	
2402	10-029-005	Tira adhesiva redonda, pediátrico	Cinta adhesiva de corta extensión, con apósito estéril en el centro, hipotérmico, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación	
2403	10-029-003	Tira adhesiva cutánea, 6 mm x 100 mm	Entreteja porosa no tejida, revestida con adhesivo hipotérmico, filamentos de poliéster, sensible a la presión y tensión, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación	
2404	44-427-003	Tira Indicadora para esterilización a vapor, 15 mm x 20 cm	15 mm x 20 cm, con testigo impreso, lectura visual por cambio de color, descartable	I			x	x	x	Uso General	Marcador químico para esterilización	
2405	44-427-005	Tira Indicadora para esterilización a vapor, 15 mm x 3 cm	15 mm x 3 cm, con testigo impreso, lectura visual por cambio de color, descartable	I			x	x	x	Uso General	Marcador químico para esterilización	
2406	44-427-006	Tira Indicadora para esterilización a peróxido de hidrógeno, 20 mm x 150 mm	20 mm x 150 mm, 75 g/m2, con testigo impreso, lectura visual por cambio de color, descartable	I				x	x	Uso General	Marcador químico para esterilización	
2407	44-427-007	Tira Indicadora para esterilización a peróxido de hidrógeno, 55 g	Con testigo impreso, lectura visual por cambio de color, 55 g, descartable	I				x	x	Uso General	Marcador químico para esterilización	
2408	33-285-001	Tira quirúrgica, cottonolide, 2.54 cm x 7.62 cm	2.54 cm x 7.62 cm, cordón de sutura, control radiopaco, libre de pelusa, absorbente, estéril, descartable	I				x	x	Uso General	Elementos para absorber líquidos corporales	
2409	33-285-002	Tira quirúrgica, cottonolide, 1.27 cm x 1.27 cm	1.27 cm x 1.27 cm, cordón de sutura, control radiopaco, libre de pelusa, absorbente, estéril, descartable	I				x	x	Uso General	Elementos para absorber líquidos corporales	
2410	33-285-003	Tira quirúrgica, cottonolide, 2.54 cm x 2.54 cm	2.54 cm x 2.54 cm, cordón de sutura, control radiopaco, libre de pelusa, absorbente, estéril, descartable	I				x	x	Uso General	Elementos para absorber líquidos corporales	
2411	33-285-004	Tira quirúrgica, cottonolide, 1.27 cm x 5.08 cm	1.27 cm x 5.08 cm, cordón de sutura, control radiopaco, libre de pelusa, absorbente, estéril, descartable	I				x	x	Uso General	Elementos para absorber líquidos corporales	
2412	33-285-005	Tira quirúrgica, cottonolide, 7.62 cm x 7.62 cm	7.62 cm x 7.62 cm, cordón de sutura, control radiopaco, libre de pelusa, absorbente, estéril, descartable	I				x	x	Uso General	Elementos para absorber líquidos corporales	
2413	33-285-006	Tira quirúrgica, cottonolide, 1.27 cm x 3.81 cm	1.27 cm x 3.81 cm, cordón de sutura, control radiopaco, libre de pelusa, absorbente, estéril, descartable	I				x	x	Uso General	Elementos para absorber líquidos corporales	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2414	19-005-001	Tira reactiva de orina, 11 parámetros	Tira plástica que contiene reactivos desecados unidos a una fase sólida en diferentes zonas, permitiendo medir 11 parámetros. • pH • Densidad • Urobilinógeno (URO) • Glucosa (GLU) • Cetonas (KET) • Bilirrubina (BIL) • Proteínas (PRO) • Nitritos (NIT) • Sangre (BLO) • Leucocitos (LEU) • Ácido ascórbico (AA)	II		x	x	x	x	Uroanálisis	Prueba in vitro para el análisis químico de orina, mide 11 parámetros.	
2415	19-005-002	Tira reactiva de orina, 10 parámetros	Tira plástica que contiene reactivos desecados unidos a una fase sólida en diferentes zonas, permitiendo medir 10 parámetros. • pH • Densidad • Urobilinógeno (URO) • Glucosa (GLU) • Cetonas (KET) • Bilirrubina (BIL) • Proteínas (PRO) • Nitritos (NIT) • Sangre (BLO) • Leucocitos (LEU)	II		x	x	x	x	Uroanálisis	Prueba in vitro para el análisis químico de orina, mide 10 parámetros.	
2416	19-699-001	Tira reactiva de orina un parámetro, microalbuminuria	Tira plástica que contienen reactivos (anticuerpos monoclonales anti albúmina humana (IgG), marcados con oro coloidal), desecados unidos a una fase sólida que. Concentración mínima detectable de 20 mg/dl	II		x	x	x	x	Uroanálisis	Prueba in vitro para el análisis químico de orina, mide microalbúmina.	
2417	19-699-002	Tira reactiva de orina un parámetro, proteinuria	Tira plástica que contienen reactivos (azul de tetra bromofenol, ácido cítrico y citrato trisódico), desecados unidos a una fase sólida. Concentración mínima detectable de 20 a 30 mg/dl	II		x	x	x	x	Uroanálisis	Prueba in vitro para el análisis químico de orina, mide proteínas.	
2418	17-419-001	Tira reactiva para glucosa	Tira plástica, manejable, rápida absorción capilar, contienen reactivos desecados en una o varias zonas de la tira, compatible con el equipo de cada institución. Rango de medición: 10 - 600 mg/dl	II		x	x	x	x	Química clínica	Determinación de glucosa en muestra de sangre capilar.	
2419	20-512-001	Papel indicador de pH, sin escala de color, nitrazina	Papel amarillo, impregnado de indicador, que cambia a azul cuando el pH pasa de 6, gris azulado a pH 7 y azul > pH 8	II		x	x	x	x	Química clínica	Útil para determinar la neutralización	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIMI	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
2420	20-512-002	Tira reactiva para ph	Tira plástica que contiene reactivos desecados, que no contaminan las muestras, unidos a una fase sólida en diferentes zonas	I		X	X	X			Química clínica	Útil para determinar la neutralización.
2421	27-337-001	Tirilla de fluoresceína	1 mg por tirilla, estéril, descartable	I				X	X		Oftalmología	Para visualizar los defectos o abrasiones del epitelio corneal
2422	27-337-002	Tirilla Schirmer	Papel filtro, 40 mm x 5 mm, estéril, descartable	I					X	X	Oftalmología	Mide la producción de lágrimas
2423	11-239-006	Toalla higiénica femenina	Fibra pulpa de celulosa, poliacrilato de sodio, polietileno, cubierta polipropileno con extracto de algodón, adhesivos termoplásticos, 20 x 10cm x 10 unidades, descartable	I	X	X	X	X	X		Uso General	Material absorbente para retener líquidos corporales
2424	27-461-001	Toalla de papel	Absorbente, doble hoja, biodegradable, varias medidas, uso hospitalario, longitud mínimo 100 metros, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material absorbente para el secado de manos
2425	18-770-001	Toallas húmedas	Libre de alcohol, hiposéptico, descartable	I	X	X	X	X	X		Uso General	Material para la higiene y limpieza
2426	18-770-002	Toallas húmedas para baño de paciente	Libre de alcohol, hiposéptico, descartable	I		X	X	X	X		Uso General	Material para la higiene y limpieza
2427	10-153-001	Tobilera, talla mediana	Material elástico, respirable, sirve tanto para derecho como izquierdo, libre de látex	I		X	X	X	X		Traumatología	Sujeción de estructuras blandas y óseas
2428	10-153-002	Tobilera, talla pequeña	Material elástico, respirable, sirve tanto para derecho como izquierdo, libre de látex	I		X	X	X	X		Traumatología	Sujeción de estructuras blandas y óseas
2429	14-072-001	Torniquete, con seguro	Banda elástica, medidas aproximadas: 38 cm x 2.5 cm, posee seguro plástico o clip de seguridad para un buen ajuste y fácil apertura	I		X	X	X	X	X	Material de laboratorio	Útil para comprimir una vena, para extraer sangre.
2430	14-072-002	Torniquete, sin seguro	Látex plano, medidas aproximadas: 38 cm x 2.5 cm, no posee seguro plástico	I		X	X	X	X	X	Material de laboratorio	Útil para comprimir una vena, para extraer sangre.
2431	31-127-001	Torniquete láctico hemostático	Cinta plana, con tensor y una argolla, aproximadamente 100 cm x 5 cm, material de nylon y velcro	I						X	Uso General	Control de hemorragias en emergencias
2432	10-941-013	Trampa de moco, 40 ml, sin sonda de succión	40 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa rosca, adaptador, manguera de silicon, estéril, descartable	I			X	X	X		Uso General	Recolección de mucosidades
2433	10-941-014	Trampa de moco, 80 ml, sin sonda de succión	80 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa rosca, adaptador, manguera de silicon, estéril, descartable	I			X	X	X		Uso General	Recolección de mucosidades
2434	16-809-001	Transductor de presión arterial invasiva, codificado por colores	Codificado por colores, transductor, llave de tres vías, tubuladuras, rango de presión 30 mmHg a 300 mmHg, dispositivo de lavado, adaptable a diversos monitores, libre de látex, estéril, descartable	I					X		Anestesiología/Cuidados intensivos	Monitorización de presión arterial
2435	16-809-002	Transductor de presión arterial invasiva	Llave de tres vías, dispositivo de lavado, tubuladuras, adaptable a diversos monitores, libre de látex, estéril, descartable	I					X		Anestesiología/Cuidados intensivos	Monitorización de presión arterial

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			III	APH			
					A	B	C					
2436	16-909-003	Transductor de presión arterial invasiva, 3 ml-30 ml/h	Líneas de presión codificadas por color, apirógeno, compatible con angiografía, promedio de flujo 3 ml-30 ml/hora, libre de látex, estéril, descartable	I					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Monitorización de presión arterial	
2437	16-909-004	Transductor de presión arterial invasiva, con montaje	Montaje en poste, kit con tubos, llave de paso, dispositivo de lavado, compatible con sensor del equipo, libre de látex, estéril, descartable	I					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Monitorización de presión arterial	
2438	14-089-001	Traqueotomo de plata I.D. 6.0 mm	Acero inoxidable quirúrgico-cánula fijadora giratoria y cánula extraíble	II					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2439	14-089-002	Traqueotomo de plata I.D. 7.0 mm	Acero inoxidable quirúrgico, cánula fijadora giratoria y cánula extraíble	II					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2440	14-089-003	Traqueotomo de plata I.D. 8.0 mm	Acero inoxidable quirúrgico, cánula fijadora giratoria y cánula extraíble	II					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2441	14-089-004	Traqueotomo de plata I.D. 9.0 mm	Acero inoxidable quirúrgico, cánula fijadora giratoria y cánula extraíble	II					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2442	14-089-017	Traqueotomo I.D. 4.0 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2443	14-089-016	Traqueotomo I.D. 4.5 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2444	14-089-005	Traqueotomo I.D. 6.0 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2445	14-089-006	Traqueotomo I.D. 6.5 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2446	14-089-007	Traqueotomo I.D. 7.0 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2447	14-089-008	Traqueotomo I.D. 7.5 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2448	14-089-009	Traqueotomo I.D. 8.0 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2449	14-089-010	Traqueotomo I.D. 8.5 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2450	14-089-011	Traqueotomo I.D. 9.0 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
2451	14-089-012	Traqueotomo I.D. 11 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2452	14-089-013	Traqueotomo I.D. 12 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2453	14-089-014	Traqueotomo fenestrado I.D. 6.0 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2454	14-089-015	Traqueotomo fenestrado I.D. 8.0 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2455	14-089-018	Traqueotomo fenestrado I.D. 7.5 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2456	14-089-019	Traqueotomo fenestrado I.D. 5.0 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2457	14-089-020	Traqueotomo I.D. 3.0 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2458	14-089-021	Traqueotomo I.D. 3.5 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2459	14-089-022	Traqueotomo I.D. 5.5 mm	PVC, con línea radiopaca, extremo distal con adaptador, con balón, cintas de sujeción, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Mantenimiento de la vía aérea	
2460	14-149-001	Triépano corneal	Acero quirúrgico, cuchillas circulares con un borde cortante, de diferentes diámetros, estéril, descartable	II					x		Oftalmología	Trasplante de córnea	
2461	32-699-001	Trocac extra largos cirugía bariátrica, 12 mm	Con grapadora lineal cortante de 12 mm, reductor de 5 mm incorporado, válvula antirreflujo de CO2, camisa sin estrías antideslizante radiopaca, cuchilla traumática no piramidal, con seguro antiperforaciones, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Cirugía laparoscópica	
2462	32-699-002	Trocac extra largos cirugía bariátrica, 15 mm	Con grapadora lineal cortante de 12 mm, reductor de 5 mm incorporado, válvula antirreflujo de CO2, camisa sin estrías antideslizante radiopaca, cuchilla traumática no piramidal, con seguro antiperforaciones, estéril, descartable	II					x		Cirugía	Cirugía laparoscópica	
2463	32-699-003	Trocac laparoscópico, 5 mm x 100 mm, con cuchilla	Conector Luer Lock para CO2, reductor incorporado y cuchilla en forma de V, estéril, descartable	II						x	Cirugía	Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos - CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					A	B	C	II	III	APH	
2464	32-699-004	Trocar laparoscópico, 11 mm x 100 mm, con cuchilla	Conector Luer Lock para CO ₂ reductor incorporado y cuchilla en forma de V, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2465	32-699-005	Trocar laparoscópico, 5 mm x 100 mm, doble	Obturador, doble, radiolúcido, cánula de fijación avanzada, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2466	32-699-006	Trocar laparoscópico, 11 mm x 100 mm, cuchilla protegida, cánula de estrías en Z	Obturador con cuchilla protegida con cánula de estrías en Z, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2467	32-699-007	Trocar laparoscópico, 11 mm x 100 mm, cánula de estrías en Z	Obturador, con cánula de estrías en Z, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2468	32-699-008	Trocar laparoscópico, 11 mm x 100 mm, disco de retención y globo	Obturador, disco de retención y globo, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2469	32-699-009	Trocar laparoscópico, 12 mm x 100 mm, con cuchilla	Conector Luer Lock, con reductor incorporado y cuchilla en forma de V, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2470	32-699-010	Trocar laparoscópico, 15 mm x 100 mm	Conector Luer Lock, con reductor incorporado y cuchilla en forma de V, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2471	32-699-011	Trocar laparoscópico, 5 mm x 11 mm	Sin cuchilla de longitud estándar, con cánula de fijación, radiotransparente, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2472	32-699-012	Trocar laparoscópico, 5 mm x 12 mm	Sin cuchilla de longitud estándar, con cánula de fijación, radiotransparente, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2473	32-699-013	Trocar laparoscópico, 12 mm x 100 mm	Con punta diladora y cánula de estabilidad, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2474	32-699-014	Trocar laparoscópico, 5 mm x 100 mm	Con punta diladora y cánula de estabilidad, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2475	32-699-015	Trocar laparoscópico, 11 mm x 100 mm	Con punta diladora y cánula de estabilidad, estéril, descartable	II					x		Cirugía Para el paso de instrumental quirúrgico en cirugía laparoscópica
2476	15-187-001	Tubo de ensayo, 5 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 75 mm x 10 mm. Capacidad: 5 ml	I	x	x	x	x	x		Material de laboratorio Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.
2477	15-187-002	Tubo de ensayo, 9 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 100 mm x 12 mm. Capacidad: 9 ml	I	x	x	x	x	x		Material de laboratorio Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2478	15-187-003	Tubo de ensayo, 5 ml (plástico)	De plástico transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos. Dimensiones aproximadas: 75 mm x 10 mm. Capacidad: 5 ml	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.
2479	15-187-004	Tubo de ensayo, 6 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 75 mm x 12 mm. Capacidad: 6 ml	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.
2480	15-187-005	Tubo de ensayo, 14 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 100 mm x 16 mm. Capacidad: 14 ml	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.
2481	15-187-006	Tubo de ensayo, 20 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 130 mm x 13 mm. Capacidad: 20 ml	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.
2482	15-187-007	Tubo de ensayo, 23 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 150 mm x 16 mm. Capacidad: 23 ml	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.
2483	15-187-008	Tubo de ensayo, 25 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 160 mm x 16 mm. Capacidad: 25 ml	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.
2484	15-187-009	Tubo de ensayo, 35 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 180 mm x 15 mm. Capacidad: 35 ml	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.
2485	15-187-010	Tubo de ensayo, 75 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 200 mm x 25 mm. Capacidad: 75 ml	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II					APH
					A	B	C						
2486	15-187-011	Tubo de ensayo, 8 ml (plástico)	De plástico transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos. Dimensiones aproximadas: 75 mm x 10 mm. Capacidad: 8 ml	I		x	x	x				Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.	
2487	15-187-012	Tubo de ensayo, con tapa rosca, 8 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Posee tapa rosca. Dimensiones aproximadas: 100 mm x 13 mm. Capacidad: 8 ml	I		x	x	x				Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.	
2488	15-187-013	Tubo de ensayo, con tapa rosca, 10 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Posee tapa rosca. Dimensiones aproximadas: 102 mm x 16 mm. Capacidad: 10 ml	I		x	x	x				Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.	
2489	15-187-014	Tubo de ensayo, con tapa rosca, 16 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Posee tapa rosca. Dimensiones aproximadas: 125 mm x 16 mm. Capacidad: 16 ml	I		x	x	x				Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.	
2490	15-187-015	Tubo de ensayo, con tapa rosca, 20 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Posee tapa rosca. Dimensiones aproximadas: 150 mm x 16 mm. Capacidad: 20 ml	I		x	x	x				Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.	
2491	15-187-016	Crioviales estériles de 1,5 ml	De polipropileno, pared gruesa, posee tapa rosca desmontable y sellos de silicon que asegura el cierre hermético, libre de RNasa, DNasa, pirógenos, DNA. Capacidad: 1,5 ml. Estéril y descartable	I		x	x	x				Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio para mantener a temperaturas frías.	
2492	15-187-017	Crioviales estériles de 2,0 ml	De polipropileno, pared gruesa, posee tapa rosca desmontable y sellos de silicon que asegura el cierre hermético, libre de RNasa, DNasa, pirógenos, DNA. Capacidad: 2,0 ml. Estéril y descartable	I		x	x	x				Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio para mantener a temperaturas frías.	
2493	15-187-018	Crioviales estériles de 3,0 ml	De polipropileno, pared gruesa, posee tapa rosca desmontable y sellos de silicon que asegura el cierre hermético, libre de RNasa, DNasa, pirógenos, DNA. Capacidad: 3,0 ml. Estéril y descartable	I		x	x	x				Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio para mantener a temperaturas frías.	
2494	15-187-020	Tubos de ensayo Durham	De vidrio, transparente, incoloro, con borde recto, resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Sin graduación	I		x	x	x				Útil en microbiología para determinar la producción de gases de microorganismos.	
2495	15-187-021	Tubo de ensayo 10 ml	De vidrio borosilicato, transparente, incoloro, un extremo abierto y otro cerrado y redondeado. Con o sin borde. Resistente a químicos y altas temperaturas (Pyrex). Dimensiones aproximadas: 100 mm x 13 mm. Capacidad: 10 ml			x	x	x				Colocación diversos elementos o mezclas en el laboratorio.	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2496	14-183-001	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa amarilla, 5 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color amarillo y un tapón interior de caucho. Contiene gel separador y un activador de la coagulación, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido del activador de coagulación y gel separador asegura una mejor separación del suero.	
2497	14-183-002	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa celeste, 4,5 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color celeste y un tapón interior de caucho. Contiene citrato de sodio al 3,8% o 3,2%, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de citrato de sodio al 3,8% o 3,2 % impide la coagulación y permite la separación del plasma.	
2498	14-183-003	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa roja, 5 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color rojo y un tapón interior de caucho. No contiene anticoagulante. Estéril y descartable	I		x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Permite la coagulación y separación de suero.	
2499	14-183-004	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa verde, 4 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color rojo y un tapón interior de caucho. Contiene heparina de sodio o de litio adherida a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de heparina de sodio o de litio, impide la coagulación y permite la separación del plasma.	
2500	14-183-005	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa lila, 4 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color lila y un tapón interior de caucho. Contiene K2EDTA o K3EDTA, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA evita la coagulación de la muestra.	
2501	14-183-006	Tubo para extracción de sangre al vacío, tapa verde, con gel separador y heparina de litio, 4 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color verde y un tapón interior de caucho. Contiene gel separador y heparina de litio adherida a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de heparina de litio y gel separador, impide la coagulación y asegura una mejor separación del plasma.	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
2502	14-183-007	Tubo para micro recolección de sangre, tapa celeste, 1 ml	De plástico, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de seguridad color celeste. Contiene citrato de sodio al 3,8% o 3,2%, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para recolección de pequeñas cantidades de sangre hasta 1 ml. Especial para tomas de muestra en niños. Su contenido de citrato de sodio al 3,8% o 3,2 % impide la coagulación y permite la separación del plasma.
2503	14-183-008	Tubo para micro recolección de sangre, tapa lila, 1 ml	De plástico, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de seguridad color lila. Contiene K2EDTA o K3EDTA, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para recolección de pequeñas cantidades de sangre hasta 1 ml. Especial para tomas de muestra en niños. Su contenido de K2EDTA o K3EDTA evita la coagulación de la muestra.
2504	14-183-009	Tubo para micro recolección de sangre, tapa roja, 1 ml	De plástico, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de seguridad color rojo. No contiene anticoagulante. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para recolección de pequeñas cantidades de sangre hasta 1 ml. Especial para tomas de muestra en niños. Permite la separación de suero.
2505	14-183-010	Tubos para extracción de sangre, tapa negra, 5 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de seguridad color negro. Contiene citrato de sodio, en forma líquida. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de citrato de sodio impide la coagulación.
2506	14-183-011	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa amarilla, 4 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color amarillo y un tapón interior de caucho. Contiene gel separador y un activador de la coagulación, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido del activador de coagulación y gel separador asegura una mejor separación del suero.
2507	14-183-012	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa celeste, 3 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de caucho color celeste. Contiene citrato de sodio al 3,8% o 3,2%, en forma líquida. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de citrato de sodio al 3,8% o 3,2 % impide la coagulación y permite la separación del plasma.
2508	14-183-013	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa celeste, 4,5 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de caucho color celeste. Contiene citrato de sodio al 3,8% o 3,2%, en forma líquida. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de citrato de sodio al 3,8% o 3,2 % impide la coagulación y permite la separación del plasma.
2509	14-183-014	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa roja, 3 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de caucho color rojo. No contiene anticoagulante. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Debido a que no contiene anticoagulante permite la coagulación y separación de suero.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2510	14-183-015	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa roja, 4 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color rojo y un tapón interior de caucho. No contiene anticoagulante. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Debido a que no contiene anticoagulante permite la coagulación y separación de suero.
2511	14-183-016	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa roja, gel separador, 5 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color rojo y un tapón inferior de caucho. Contiene gel separador y un activador de la coagulación, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Permite la coagulación y separación de suero.
2512	14-183-017	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa roja, 8 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color rojo y un tapón inferior de caucho. No contiene anticoagulante. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Permite la coagulación y separación de suero.
2513	14-183-018	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa roja, 10 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color rojo y un tapón inferior de caucho. Contiene gel separador y un activador de la coagulación, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Permite la coagulación y separación de suero.
2514	14-183-019	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa roja, 10 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de caucho color rojo. No contiene anticoagulante. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Permite la coagulación y separación de suero.
2515	14-183-020	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa lila, 2 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de caucho color lila. Contiene K2EDTA o K3EDTA, en forma líquida. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA o K3 EDTA evita la coagulación de la muestra.
2516	14-183-021	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa lila, 3 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de caucho color lila. Contiene K2EDTA o K3EDTA, en forma líquida. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA o K3 EDTA evita la coagulación de la muestra.
2517	14-183-022	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa lila, 4 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético; posee tapón de caucho color lila. Contiene K2EDTA o K3EDTA, en forma líquida. Estéril y descartable	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA o K3 EDTA evita la coagulación de la muestra.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
2518	14-183-023	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa lila, 5 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético: posee tapón de caucho color lila. Contiene K2EDTA o K3EDTA, en forma líquida. Estéril y descartable	I	X	X	X	X			Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA o K3 EDTA evita la coagulación de la muestra.
2519	14-183-024	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa lila, 6 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético: posee tapón de caucho color lila. Contiene K2EDTA o K3EDTA, en forma líquida. Estéril y descartable	I	X	X	X	X			Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA o K3 EDTA evita la coagulación de la muestra.
2520	14-183-025	Tubo para extracción de sangre al vacío, de plástico, tapa lila, 2 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético: doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color lila y un tapón interior de caucho. Contiene K2EDTA o K3EDTA, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I	X	X	X	X			Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA o K3 EDTA evita la coagulación de la muestra.
2521	14-183-026	Tubo para extracción de sangre al vacío, de plástico, tapa lila, 3 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético: doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color lila y un tapón interior de caucho. Contiene K2EDTA o K3EDTA, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I	X	X	X	X			Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA o K3 EDTA evita la coagulación de la muestra.
2522	14-183-027	Tubo para extracción de sangre al vacío, de plástico, tapa lila, 5 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético: doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color lila y un tapón interior de caucho. Contiene K2EDTA o K3EDTA, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I	X	X	X	X			Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA o K3 EDTA evita la coagulación de la muestra.
2523	14-183-028	Tubo para extracción de sangre al vacío, de plástico, tapa lila, 6 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético: doble tapón de seguridad que consiste en una tapa exterior de polietileno de color lila y un tapón interior de caucho. Contiene K2EDTA o K3EDTA, adherido a las paredes del tubo. Estéril y descartable	I	X	X	X	X			Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de K2EDTA o K3 EDTA evita la coagulación de la muestra.
2524	14-183-029	Tubo para extracción de sangre al vacío, de plástico, tapa celeste, 2,7 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético: posee tapón de caucho color celeste. Contiene citrato de sodio al 3,8% o 3,2%, en forma líquida. Estéril y descartable	I	X	X	X	X			Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de citrato de sodio al 3,8% o 3,2 % impide la coagulación y permite la separación del plasma.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
2525	14-183-030	Tubo para hematocrito según Wintrobe	De vidrio, con fondo redondo, con borde recto. Escala doble numerada en rojo/blanco. Graduación: 105 mm subdividida en 1 mm	I					x		x	Material de laboratorio	Útil para eritrosedimentación
2526	14-183-031	Tubo para extracción de sangre al vacío, plástico, tapa celeste, 3 ml	De plástico, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético: posee tapón de caucho color celeste. Contiene citrato de sodio al 3,8% o 3,2%, en forma líquida, estéril y descartable	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de citrato de sodio al 3,8% o 3,2 % impide la coagulación y permite la separación del plasma
2527	14-183-032	Tubo para extracción de sangre al vacío, de vidrio, tapa celeste, 5 ml	De vidrio, sellado al vacío, posee etiquetado de identificación del paciente, cierre hermético: posee tapón de caucho color celeste. Contiene citrato de sodio al 3,8% o 3,2%, en forma líquida, estéril y descartable	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para extracción de sangre al vacío. Su contenido de citrato de sodio al 3,8% o 3,2 % impide la coagulación y permite la separación del plasma
2528	15-187-019	Tubo de ensayo 20 - 30 ml	Rosca pulida y fondo redondeado, vidrio borosilicato, con alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura, tapones fabricados en polipropileno negro con junta interna de silicona y resistentes a la ebullición o autoclave, diámetro 16 mm, longitud 150 mm	I	x	x	x	x	x			Neonatología	Recolección de leche materna en el banco de leche
2529	15-682-001	Tubo para centrifuga, 5 ml	De plástico, graduado, fondo cónico, posee tapa rosca o a presión	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para separar el sedimento mediante centrifugación, de diferentes especímenes.
2530	15-682-002	Tubo para centrifuga, 10 ml	De plástico, graduado, fondo cónico, posee tapa rosca o a presión	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para separar el sedimento mediante centrifugación, de diferentes especímenes.
2531	15-682-003	Tubo para centrifuga, 15 ml	De plástico, graduado, fondo cónico, posee tapa rosca o a presión	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para separar el sedimento mediante centrifugación, de diferentes especímenes.
2532	15-682-004	Tubo para centrifuga, 50 ml	De plástico, graduado, fondo cónico, posee tapa rosca o a presión	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para separar el sedimento mediante centrifugación, de diferentes especímenes.
2533	15-682-005	Tubo para micro centrifugación, 0,25 ml	De plástico, graduado, fondo cónico, posee una tapa unida al cuerpo del tubo mediante una abrazadera flexible. Estéril y descartable	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para separar el sedimento mediante centrifugación, de diferentes especímenes.
2534	15-682-006	Tubo para micro centrifugación, 0,40 ml	De plástico, graduado, fondo cónico, posee una tapa unida al cuerpo del tubo mediante una abrazadera flexible. Estéril y descartable	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para separar el sedimento mediante centrifugación, de diferentes especímenes.
2535	15-682-007	Tubo para micro centrifugación, 1,5 ml	De plástico, graduado, fondo cónico, posee una tapa unida al cuerpo del tubo mediante una abrazadera flexible. Estéril y descartable	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para separar el sedimento mediante centrifugación, de diferentes especímenes.
2536	15-682-008	Tubo para micro centrifugación, 2,0 ml	De plástico, graduado, fondo cónico, posee una tapa unida al cuerpo del tubo mediante una abrazadera flexible. Estéril y descartable	I	x	x	x	x	x			Material de laboratorio	Útil para separar el sedimento mediante centrifugación, de diferentes especímenes.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2637	17-790-001	Tubo de gastrostomía, 12 Fr	Silicona, marcada cada centímetro, anillo de fijación, radiopaca, estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2638	17-790-002	Tubo de gastrostomía, 14 Fr	Silicona, marcada cada centímetro, anillo de fijación, radiopaca, estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2639	17-790-004	Tubo de gastrostomía, 18 Fr	Silicona, marcada cada centímetro, anillo de fijación, radiopaca, estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2640	17-790-005	Tubo de gastrostomía, 20 Fr	Silicona, marcada cada centímetro, anillo de fijación, radiopaca, estéril, descartable	II				x	x		Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
2641	13-848-002	Tubo de succión rígido, 20 Fr y punta 16 Fr	6.7 mm diámetro, PVC y acero inoxidable, cabeza y adaptador de aspiración, orificio terminal, bordes lisos y redondeados, estéril, descartable	I						x	Cirugía Cardíaca	Eliminación de fluidos corporales
2642	13-848-003	Tubo de succión rígido, 9 Fr y punta 11 Fr	3.0 mm diámetro, PVC y acero inoxidable, cabeza y adaptador de aspiración, orificio terminal, bordes lisos y redondeados, estéril, descartable	I						x	Cirugía Cardíaca	Eliminación de fluidos corporales
2643	13-177-025	Tubo valvulado para aorta ascendente, medidas 21-23-25-27 mm	Con válvula aórtica mecánica de doble disco incorporado, con mecanismo rotable, injerto de baja porosidad, compatible con resonancia magnética, estéril	IV						x	Cirugía Cardíaca	Injertos vasculares sintéticos
2644	13-177-026	Tubo valvulado para aorta ascendente, medidas 21-23-25-27-29-33 mm	Con válvula aórtica de material biológico, con mecanismo rotable, injerto de tecnología de protección, baja porosidad, compatible con resonancia magnética, estéril	IV						x	Cirugía Cardíaca	Injertos vasculares sintéticos
2645	26-695-011	Tubo endobronquial derecho, 28 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca, incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial
2646	26-695-012	Tubo endobronquial izquierdo, 28 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca, incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial
2647	26-695-013	Tubo endobronquial derecho, 29 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca, incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIMI	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2548	26-695-014	Tubo endobronquial izquierdo, 29 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca. Incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial
2549	26-695-019	Tubo endobronquial derecho, 32 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca. Incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial
2550	26-695-020	Tubo endobronquial izquierdo, 32 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca. Incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial
2551	26-695-017	Tubo endobronquial derecho, 35 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca. Incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial
2552	26-695-009	Tubo endobronquial izquierdo, 35 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca. Incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial
2553	26-695-010	Tubo endobronquial izquierdo, 37 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca. Incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial
2554	26-695-018	Tubo endobronquial derecho, 37 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta atraumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca. Incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			III	APH			
					A	B	C					
2555	25-695-015	Tubo endobronquial derecho, 39 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta traumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca, incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II				X		Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial	
2556	25-695-016	Tubo endobronquial izquierdo, 39 Fr	Doble lumen, PVC transparente, punta traumática, balones de baja presión bronquial y traqueal, mandril de aluminio, conector estándar, señales de profundidad y radiopaca, incluye catéter de succión, conectores giratorios de ángulo, adaptador, libre de látex, estéril, descartable	II				X		Anestesiología/Cuidados intensivos	Para el manejo de la vía aérea en el sector traqueobronquial	
2557	14-095-001	Tubo endotraqueal I.D. 2.0 mm, sin balón	Polivinil silicizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta traumática, estéril, descartable	II		X	X		X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2558	14-095-002	Tubo endotraqueal I.D. 2.5 mm, sin balón	Polivinil silicizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta traumática, estéril, descartable	II			X	X		X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2559	14-095-004	Tubo endotraqueal I.D. 3.0 mm, sin balón	Polivinil silicizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta traumática, estéril, descartable	II			X	X		X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2560	14-095-005	Tubo endotraqueal I.D. 3.0 mm, con balón	Polivinil silicizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta traumática, estéril, descartable	II			X	X		X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2561	14-095-006	Tubo endotraqueal I.D. 3.5 mm, sin balón	Polivinil silicizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta traumática, estéril, descartable	II			X	X		X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2562	14-095-007	Tubo endotraqueal I.D. 3.5 mm, con balón	Polivinil silicizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta traumática, balón de baja presión 7.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II			X	X		X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2563	14-095-008	Tubo endotraqueal I.D. 4.0 mm, sin balón	Polivinil silicizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta traumática, estéril, descartable	II			X	X		X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología

DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2554	14-055-009	Tubo endotraqueal I.D. 4.0 mm, con balón	PoliVinil silicónizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 9.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2555	14-055-010	Tubo endotraqueal I.D. 4.5 mm, sin balón	PoliVinil silicónizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 9.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2556	14-055-011	Tubo endotraqueal I.D. 4.5 mm, con balón	PoliVinil silicónizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 9.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2557	14-055-012	Tubo endotraqueal I.D. 5.0 mm con balón	PoliVinil silicónizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 12 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2558	14-055-013	Tubo endotraqueal I.D. 5.0 mm, sin balón	PoliVinil silicónizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 12 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2559	14-055-014	Tubo endotraqueal I.D. 5.5 mm, sin balón	PoliVinil silicónizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 15.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2570	14-055-015	Tubo endotraqueal I.D. 5.5 mm, con balón	PoliVinil silicónizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 15.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2571	14-055-016	Tubo endotraqueal I.D. 6.0 mm, sin balón	PoliVinil silicónizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 15.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I		II		III				APH
					A	B	C						
2572	14-085-017	Tubo endotraqueal I.D.6.0 mm, con balón	Polivinil siliconizado, termoesensible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 17.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2573	14-085-018	Tubo endotraqueal I.D. 6.5 mm, sin balón	Polivinil siliconizado, termoesensible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2574	14-085-019	Tubo endotraqueal I.D.6.5 mm, con balón	Polivinil siliconizado, termoesensible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 20 mm, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2575	14-085-020	Tubo endotraqueal I.D. 7.0 mm, sin balón	Polivinil siliconizado, termoesensible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 22.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2576	14-085-021	Tubo endotraqueal I.D. 7.0 mm, con balón	Polivinil siliconizado, termoesensible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 22.5 mm, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2577	14-085-070	Tubo endotraqueal I.D. 7.5 mm, sin balón	Polivinil siliconizado, termoesensible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2578	14-085-022	Tubo endotraqueal I.D. 7.5 mm, con balón	Polivinil siliconizado, termoesensible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II								Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2579	14-085-023	Tubo endotraqueal I.D. 8.0 mm, con balón	Polivinil siliconizado, termoesensible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II								Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Codigo Único de Dispositivos Médicos-GUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
2580	14-085-024	Tubo endotraqueal I.D. 8.5 mm, con balón	Poliuretano siliconizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión, válvula luer, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2581	14-085-068	Tubo endotraqueal I.D. 7.0 mm, con balón, con guía	Poliuretano siliconizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión 22.5 mm, válvula luer, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2582	14-085-067	Tubo endotraqueal I.D. 7.5 mm, con balón, con guía	Poliuretano siliconizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2583	14-085-068	Tubo endotraqueal I.D. 8.0 mm, con balón, con guía	Poliuretano siliconizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión, válvula luer, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2584	14-085-069	Tubo endotraqueal I.D. 8.5 mm, con balón, con guía	Poliuretano siliconizado, termosenesible, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en bisel, punta atraumática, balón de baja presión, válvula luer, con guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2585	26-695-001	Tubo endotraqueal doble lumen derecho, 28 Fr	Poliuretano siliconizado, doble lumen, radiopaco, termosenesible, conector universal, punta Murphy, atraumática, balón de baja presión, libre de látex, estéril, descartable	II						x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2586	26-695-002	Tubo endotraqueal doble lumen derecho, 35 Fr	Poliuretano siliconizado, doble lumen, radiopaco, termosenesible, conector universal, punta Murphy, atraumática, balón de baja presión, libre de látex, estéril, descartable	II							x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2587	26-695-003	Tubo endotraqueal doble lumen derecho, 37 Fr	Poliuretano siliconizado, doble lumen, radiopaco, termosenesible, conector universal, punta Murphy, atraumática, balón de baja presión, libre de látex, estéril, descartable	II							x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2588	26-695-004	Tubo endotraqueal doble lumen izquierdo, 28 Fr	Poliuretano siliconizado, doble lumen, radiopaco, termosenesible, conector universal, punta Murphy, atraumática, balón de baja presión, libre de látex, estéril, descartable	II							x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
2589	20-695-005	Tubo endotraqueal doble lumen izquierdo, 35 Fr	Poliuretano siliconado, doble lumen, radiopaco, termosenesible, conector universal, punta Murphy, atraumática, balón de baja presión, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2590	20-695-006	Tubo endotraqueal doble lumen izquierdo, 37 Fr	Poliuretano siliconado, doble lumen, radiopaco, termosenesible, conector universal, punta Murphy, atraumática, balón de baja presión, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2591	20-695-007	Tubo esofágico-traqueal, 37 Fr	Poliuretano doble luz esofágico-traqueal, balón faríngeo y balón esofágico-traqueal, aberturas traqueales y distales, manguitos laríngeo y pequeño, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2592	20-695-008	Tubo esofágico-traqueal, 41 Fr	Poliuretano doble luz esofágico-traqueal, balón faríngeo y balón esofágico-traqueal, aberturas traqueales y distales, manguitos laríngeo y pequeño, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2593	14-085-003	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 4.5 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión 13.0 mm, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2594	14-085-025	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 5 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión 16.0 mm, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2596	14-085-026	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 5.5 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión 18.0 mm, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CDUM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2596	14-085-027	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 6.0 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión 18.0 mm, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensible con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II						x		Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2597	14-085-028	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 6.5mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión 20.0 mm, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensible con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II						x		Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2598	14-085-029	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 7.0 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión 20.0 mm, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensible con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II						x		Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2599	14-085-030	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 7.5 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión 20.0 mm, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensible con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II						x		Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II				III
					A	B	C					
2600	14-085-031	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 16 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensible con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2601	14-085-032	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 18 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensible con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2602	14-085-033	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 20 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensible con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2603	14-085-034	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 22 mm, con balón	Tipo AGT atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensible con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II					X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2604	14-085-035	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 24 mm, con balón	Tipo AGT alóxico transparente, termosensible, formado analómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2605	14-085-036	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 12 mm, sin balón	Tipo AGT alóxico transparente, termosensible, formado analómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2606	14-085-037	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 14 mm, sin balón	Tipo AGT alóxico transparente, termosensible, formado analómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2607	14-085-038	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 16 mm, sin balón	Tipo AGT alóxico transparente, termosensible, formado analómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2608	14-085-039	Tubo endotraqueal preformado nasal, I.D. 16 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2609	14-085-040	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 12 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2610	14-085-041	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 14 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2611	14-085-042	Tubo endotraqueal preformado oral, sin balón I.D. 16 mm	Tipo AGT, atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2612	14-085-043	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 18 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2613	14-085-044	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 20 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, libre de látex, estéril, descartable	II					x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2614	14-085-045	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 14 mm, con balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II					x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2615	14-085-046	Tubo endotraqueal preformado oral, con balón I.D. 16 mm	Tipo AGT, atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II					x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2616	14-085-047	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 18 mm, con balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II					x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I					III			APH
					A	B	C	II					
2617	14-095-048	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 20 mm, con balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2618	14-095-049	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 3.5 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2619	14-095-050	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 4.0 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2620	14-095-051	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 4.5 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2621	14-095-052	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 5.0 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2622	14-095-053	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 5.5 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, libre de látex, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2623	14-085-054	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 6.0 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensibile, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, libre de látex, estéril, descartable	II				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2624	14-085-055	Tubo endotraqueal preformado oral, sin balón I.D. 6.5 mm	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensibile, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, libre de látex, estéril, descartable	II				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2625	14-085-056	Tubo endotraqueal preformado oral, con balón I.D. 6.0 mm	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensibile, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión 18.0 mm, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2626	14-085-057	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 6.5 mm, con balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensibile, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, con balón de alto volumen y baja presión 20.0 mm, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, adaptador de válvula de inflado tipo Luer hembra, válvula sensitiva con globo de inflado piloto, libre de látex, estéril, descartable	II				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	
2627	14-085-058	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 7.0 mm, sin balón	Tipo AGT, atóxico transparente, termosensibile, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, libre de látex, estéril, descartable	II				x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
2628	14-085-059	Tubo endotraqueal preformado oral, I.D. 7.5 mm, sin balón	Tipo AGT, alóxico transparente, termosenesible, formado anatómicamente, apertura pulida tipo Murphy, de PVC grado médico transparente, conector universal 15 mm, punta biselada atraumática, línea radiopaca a lo largo del tubo, marcas de profundidad, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2629	14-085-060	Tubo endotraqueal reforzado I.D. 6.0 mm	PVC suave, reforzado con espiral de acero inoxidable, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, extremo en bisel, con balón auto-retenido, central, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre, válvula reguladora con sistema fuer lock para llenado del balón o evacuación de aire, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2630	14-085-061	Tubo endotraqueal reforzado I.D. 6.5 mm	PVC suave, reforzado con espiral de acero inoxidable, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, extremo en bisel, con balón auto-retenido, central, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre, válvula reguladora con sistema fuer lock para llenado del balón o evacuación de aire, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2631	14-085-062	Tubo endotraqueal reforzado I.D. 7.0 mm	PVC suave, reforzado con espiral de acero inoxidable, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, extremo en bisel, con balón auto-retenido, central, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre, válvula reguladora con sistema fuer lock para llenado del balón o evacuación de aire, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2632	14-085-063	Tubo endotraqueal reforzado I.D. 7.5 mm	PVC suave, reforzado con espiral de acero inoxidable, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, extremo en bisel, con balón auto-retenido, central, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre, válvula reguladora con sistema fuer lock para llenado del balón o evacuación de aire, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2633	14-085-064	Tubo endotraqueal reforzado I.D. 8.0 mm	PVC suave, reforzado con espiral de acero inoxidable, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, extremo en bisel, con balón auto-retenido, central, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre, válvula reguladora con sistema fuer lock para llenado del balón o evacuación de aire, libre de látex, estéril, descartable	II						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			III	APH			
					A	B	C					
2634	14-095-065	Tubo endotraqueal reforzado I.D. 8.5 mm	PVC suave, reforzado con espiral de acero inoxidable, línea radiopaca, conector universal de 15 mm, extremo en bisel, con balón auto-retenido, central, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre, válvula reguladora con sistema luer lock para llenado del balón o evacuación de aire, libre de látex, estéril, descartable	II				X			Anestesiología/Cuidados Intensivos	Para manejo de la vía aérea cuando la autonomía respiratoria está abolida ya sea durante el acto quirúrgico o por una patología
2635	12-701-011	Tubo nasal para CPAP de burbuja	Tubo de alarque, esponja con banda ajustable, 50 mm	I				X			Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno
2636	10-762-001	Tubo para hipospadias, 6 Fr	Elastómero de silicona transparente, deformable, extremo distal redondeado y multiperforado, superficie deslizante, diversos diámetros, estéril, descartable	II				X			Urología	Corrección de la hipospadias
2637	10-762-002	Tubo para hipospadias, 8 Fr	Elastómero de silicona transparente, deformable, extremo distal redondeado y multiperforado, superficie deslizante, diversos diámetros, estéril, descartable	II				X			Urología	Corrección de la hipospadias
2638	10-762-003	Tubo para hipospadias, 10 Fr	Elastómero de silicona transparente, deformable, extremo distal redondeado y multiperforado, superficie deslizante, diversos diámetros, estéril, descartable	II				X			Urología	Corrección de la hipospadias
2639	20-550-001	Tubo torácico, 8 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	X	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2640	20-550-002	Tubo torácico, 10 Fr, 45 cm, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	X	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2641	20-550-003	Tubo torácico, 10 Fr, 23 cm, con trocar	23 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	X	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2642	20-550-004	Tubo torácico, 14 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	X	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2643	20-550-005	Tubo torácico, 16 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	X	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2644	20-550-006	Tubo torácico, 18 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II				X	X	X	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDI-M	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I									
					A	B	C	II	III	APH				
2645	20-550-007	Tubo torácico, 20 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2646	20-550-008	Tubo torácico, 22 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2647	20-550-009	Tubo torácico, 24 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2648	20-550-010	Tubo torácico, 26 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2649	20-550-011	Tubo torácico, 30 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2650	20-550-012	Tubo torácico, 32 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2651	20-550-013	Tubo torácico, 34 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2652	20-550-014	Tubo torácico, 20 Fr, sin trocar, ángulo recto	Ángulo recto, 45 cm, flexible de PVC, multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x				Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2653	20-550-015	Tubo torácico, 26 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2654	20-550-016	Tubo torácico, 30 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2655	20-550-017	Tubo torácico, 32 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2656	20-550-018	Tubo torácico, 36 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x			x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
2657	20-550-019	Tubo torácico, 38 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2658	20-550-020	Tubo torácico, 40 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2659	20-550-021	Tubo torácico angulado, 24 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, con ángulo de 90 grados, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2660	20-550-022	Tubo torácico angulado, 28 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, con ángulo de 90 grados, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2661	20-550-023	Tubo torácico angulado, 32 Fr, sin trocar	45 cm, flexible de PVC, con ángulo de 90 grados, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2662	20-550-024	Tubo torácico, 20 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2663	20-550-025	Tubo torácico, 24 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2664	20-550-026	Tubo torácico, 8 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2665	20-550-027	Tubo torácico, 10 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2666	20-550-028	Tubo torácico, 12 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2667	20-550-029	Tubo torácico, 16 Fr, con trocar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal, línea radiopaca, con trocar, con protección en la punta, libre de látex, estéril, descartable	II		x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
2668	20-550-030	Tubo torácico, 20 Fr, sin trócar	45 cm, flexible de PVC, transparente multiporoso en su extremo distal, línea radiopaca, sin trocar, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x		x	Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2669	10-817-007	Válvula de drenaje torácico unidireccional	Volumen de recolección de 30 ml, con graduaciones en cámara de recolección de 5 ml, orificio para obtener muestras de líquido, ajustable a catéteres torácicos de 24 a 40 Fr, estéril, descartable	II					x	x		Cirugía	Tubo para el drenaje de la cavidad pleural de contenido líquido o gaseoso
2670	15-869-001	Válvula mitral mecánica, medidas 23-25-27-29-31-33	Carbón porcelánico, doble disco rotables 360°, anillo recubierto de políéster con marcadores de sutura, ángulo de apertura mínima 80°, flujo laminar, mecanismo de rotación controlado, anillo radiopaco, estéril	IV						x		Cirugía Cardíaca	Reemplazo de válvulas afectadas
2671	15-869-002	Válvula aórtica mecánica, medidas 17-19-21-23-25-29	Carbón porcelánico, doble disco rotables 360°, anillo recubierto de políéster con marcadores de sutura, ángulo de apertura mínima 80°, flujo laminar, mecanismo de rotación controlado, anillo radiopaco, estéril	IV						x		Cirugía Cardíaca	Reemplazo de válvulas afectadas
2672	15-870-001	Válvula biológica aórtica, medidas 19-(ERN supra anular) 21-23-25-27	Tres válvulas porcinas combinadas, borde de la válvula revestido por escudo de pericardio, stent flex fit, tratamiento antitrombótico, estéril	IV						x		Cirugía Cardíaca	Reemplazo de válvulas afectadas
2673	15-870-002	Válvula biológica mitral, medidas 25-27-29-31-33	Tres válvulas porcinas combinadas, borde de la válvula revestido por un escudo de pericardio, stent flex fit, tratamiento antitrombótico, estéril	IV						x		Cirugía Cardíaca	Reemplazo de válvulas afectadas
2674	15-870-003	Válvula biológica aórtica, medidas (ERN supra anular) 21-23-25-27	Tres válvulas de material biológico, tratamiento antitrombótico, montadas sobre un armazón, recubierto con material sintético, estéril	IV						x		Cirugía Cardíaca	Reemplazo de válvulas afectadas
2676	15-870-004	Válvula biológica mitral, medidas, (ERN supra anular) 25-27-29-31-33	Tres válvulas de material biológico, tratamiento antitrombótico, montadas sobre un armazón, recubierto con material sintético, estéril	IV						x		Cirugía Cardíaca	Reemplazo de válvulas afectadas
2676	25-165-004	Venda adhesiva elástica, 4"	Tela elástica, adhesivo poroso de óxido de zinc, descartable	I	x	x	x	x	x			Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2677	25-165-005	Venda adhesiva elástica, 6"	Tela elástica, adhesivo poroso de óxido de zinc, descartable	I	x	x	x	x	x			Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2678	25-165-008	Venda adhesiva elástica, 8"	Tela elástica, adhesivo poroso de óxido de zinc, descartable	I	x	x	x	x	x			Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2679	25-165-022	Venda adhesiva elástica, 2"	Tela elástica, adhesivo poroso de óxido de zinc, descartable	I	x	x	x	x	x			Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2680	25-165-011	Venda adhesiva elástica, 3"	Tela elástica, adhesivo poroso de óxido de zinc, descartable	I	x	x	x	x	x			Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				II	III			APH
					A	B	C						
2681	25-168-019	Venda adhesiva elástica, 150 mm x 2 m	Tela elástica con látex, descartable	I	X	X	X	X			Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas	
2682	25-168-020	Venda adhesiva elástica, 100 mm x 2 m	Tela elástica con látex, descartable	I	X	X	X	X			Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas	
2683	25-164-001	Venda de algodón, 4"	Acolchado sintética, fibras de celulosa o rayón, permeable al aire, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X		Traumatología	Protección de partes blandas	
2684	25-164-002	Venda de algodón, 5"	Acolchado sintética, fibras de celulosa o rayón, permeable al aire, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X		Traumatología	Protección de partes blandas	
2685	25-164-003	Venda de algodón, 6"	Acolchado sintética, fibras de celulosa o rayón, permeable al aire, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X		Traumatología	Protección de partes blandas	
2686	25-164-004	Venda de algodón, 6", estéril	Acolchado sintética, fibras de celulosa o rayón, permeable al aire, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X		Traumatología	Protección de partes blandas	
2687	10-281-001	Venda de gasa 5 cm/9 m - 10 m	De algodón orillada, tejida en punto de malla, 9 m-10 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2688	10-281-002	Venda de gasa 7.5 cm/9 m - 10 m	De algodón orillada, tejida en punto de malla, 9 m-10 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2689	10-281-003	Venda de gasa, 10 cm/9 m - 10 m	De algodón orillada, tejida en punto de malla, 9 m-10 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2690	10-281-004	Venda de gasa 15 cm/9 m - 10 m	De algodón orillada, tejida en punto de malla, 9 m-10 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2691	10-281-005	Venda de gasa 3 cm/5 m	De algodón orillada, tejida en punto de malla, 5 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2692	10-281-006	Venda de gasa 4 cm/5 m	De algodón orillada, tejida en punto de malla, 5 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2693	10-281-007	Venda de gasa 5 cm/5 m	De algodón orillada, tejida en punto de malla, 5 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2694	10-281-008	Venda de gasa 6 cm/5 m	De algodón orillada, tejida en punto de malla, 5 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2695	10-281-009	Venda de gasa 15 cm/5 m, elástica	De algodón elástico, tejida en punto de malla, 5 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2696	10-281-010	Venda de gasa 20 cm/5 m	De algodón orillada, tejida en punto de malla, 5 m estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2697	10-281-011	Venda de gasa 15 cm/2 m, elástica	De algodón elástico, tejida en punto de malla, 2 m, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2698	10-281-012	Venda de gasa 4 7/5 yd	De algodón orillada, tejida en punto de malla, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2699	10-281-013	Venda de gasa 6 7/5 yd	De algodón orillada, tejida en punto de malla, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	
2700	10-281-014	Venda de gasa 20 cm/110 cm	De algodón orillada, tejida en punto de malla, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Material de curación	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
2701	10-281-015	Venda de gasa 4" x 3 m	De algodón orillado, tejida en punto de malla, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
2702	10-281-016	Venda de gasa 6" x 3 m	De algodón orillado, tejida en punto de malla, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
2703	10-281-017	Venda de gasa 8" x 3 m	De algodón orillado, tejida en punto de malla, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
2704	10-281-018	Venda de gasa 6" x 2,5 m	De algodón orillado, tejida en punto de malla, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
2705	10-281-019	Venda de gasa 35"/100 yardas	De algodón orillado, tejida en punto de malla, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
2706	25-171-001	Venda de yeso, 4"	Tejido impregnado con masa de yeso, 2,7 m de largo, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2707	25-171-002	Venda de yeso, 6"	Tejido impregnado con masa de yeso, 2,7 m de largo, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2708	25-171-003	Venda de yeso, 8"	Tejido impregnado con masa de yeso, 2,7 m de largo, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2709	25-171-004	Venda de yeso, 3"	Tejido impregnado con masa de yeso, 2,7 m de largo, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2710	25-172-001	Venda de yeso sintético, 3"	Fibra de vidrio y resina polimerizable, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2711	25-172-002	Venda de yeso sintético, 4"	Fibra de vidrio y resina polimerizable, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2712	25-172-003	Venda de yeso sintético, 5"	Fibra de vidrio y resina polimerizable, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2713	25-172-004	Venda de yeso sintético, 2"	Fibra de vidrio y resina polimerizable, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2714	25-172-005	Venda de yeso sintético, 7"	Fibra de vidrio y resina polimerizable, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2715	25-172-006	Venda de yeso sintético, 10 cm x 3,6 m	Fibra de vidrio y resina polimerizable, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2716	25-165-001	Venda elástica, 4"	De hilo de algodón y fibras sintéticas, equipada con broches para su fijación, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2717	25-165-002	Venda elástica, 6"	De hilo de algodón y fibras sintéticas, equipada con broches para su fijación, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2718	25-165-003	Venda elástica, 8"	De hilo de algodón y fibras sintéticas, equipada con broches para su fijación, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2719	25-165-012	Venda elástica, 2"	De hilo de algodón y fibras sintéticas, equipada con broches para su fijación, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2720	25-165-016	Venda tubular elástica, 10,1 cm x 22,8 m (estómetro), algodón	Algodón sin blanquear, libre de látex, descartable	I							Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
2721	25-165-017	Venda tubular elástica, 10.1 cm x 22.8 m (estoquínete), poliéster	Poliéster sin blanquear, descartable	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
2722	25-165-018	Venda tubular elástica, 10 cm x 25 m (estoquínete)	Jersey tubular, libre de látex, descartable	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
2723	25-165-023	Venda tubular elástica, 3 cm x 25 m (estoquínete)	Algodón sin blanquear, libre de látex, descartable	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
2724	25-165-024	Venda tubular elástica, 4 cm x 25 m (estoquínete)	Algodón sin blanquear, libre de látex, descartable	I					x	x		Uso General	Fijación de apósitos y tratamientos no compresivos
2725	25-165-021	Venda elástica, 3"	De hilo de algodón y fibras sintéticas, equipada con broches para su fijación, descartable	I	x	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
2726	25-175-001	Venda elástica con óxido de zinc, 10 cm x 10 cm	Vendaje saturado con pasta de zinc, poliamida, elástica longitudinal y transversal, descartable	I					x	x		Uso General	Tratamiento ambulatorio de las úlceras vasculares venosas
2727	25-175-007	Venda elástica con óxido de zinc, 7.6 cm x 9.14 m	Vendaje saturado con pasta de zinc, poliamida, elástica longitudinal y transversal, descartable	I					x	x		Uso General	Tratamiento ambulatorio de las úlceras vasculares venosas
2728	25-175-008	Venda elástica con óxido de zinc, 10.2 cm x 9.14 m	Vendaje saturado con pasta de zinc, poliamida, elástica longitudinal y transversal, descartable	I					x	x		Uso General	Tratamiento ambulatorio de las úlceras vasculares venosas
2729	25-165-025	Venda elástica de tracción corta 10 cm x 5 m	De hilo de algodón y fibras sintéticas, equipada con broches para su fijación, descartable	I					x	x		Uso General	Tratamiento ambulatorio de las úlceras vasculares venosas
2730	25-165-001	Venda neuromuscular	Espaldarillo elástico, estructura trenzada de hilos de algodón, con adhesivo, descartable	I					x	x		Uso General	Tratamiento kinésico neuromuscular

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
SUBSECRETARÍA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
LISTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESENCIALES



00000113

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLÓGIA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDI/M	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
1	35-085-001	Atreboca separador, adulto	Material plástico grado médico, polipropileno u otro material, autoclavable	I	x	x	x	x	x	Mantener la boca abierta en procedimientos odontológicos
2	35-085-002	Atreboca separador, pediátrico	Material plástico grado médico, polipropileno u otro material, autoclavable	I	x	x	x	x	x	Mantener la boca abierta en procedimientos odontológicos
3	15-772-004	Aceite lubricante	Aceite sintético con dispositivo de aplicación, no contiene cloro, fluor, carbono	I	x	x	x	x	x	Lubricante y limpiador de turbinas, micromotores neumáticos, contra-ángulos y piezas de mano
4	17-737-001	Ácido Orto-Fosfórico 37%	Agente grabador de ácido orto- fosfórico empleado para grabar esmalte y dentina, acompaña a diferentes sistemas de adhesión dental. Con puntas descartables	I	x	x	x	x	x	Desmineraliza el esmalte para mejorar la adhesión de materiales de obturación
5	16-388-001	Adhesivo para prótesis dental	Goma, pectina, melicelulosa, otros componentes	I				x	x	Aumentar la retención y estabilidad de las prótesis removibles y totales
6	27-769-002	Adhesivo para resina	Adhesivo universal para técnica de grabado total, selectivo del esmalte o autograbado, compuesto monómero fosfato, para resina fotopolimerizable, resina de dimetacrilato y trimetacrilato	I	x	x	x	x	x	Optimización de la técnica de grabado del esmalte
7	20-200-001	Aguja tipo carpuñe, 30 G, 12 mm	Cánula: 12 mm, de acero inoxidable, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, pre roscado tipo Luer, sellada. Protector: polipropileno grado médico, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Administración de anestésicos
8	20-200-002	Aguja tipo carpuñe, 27 G, 38 mm	Cánula: 38 mm, de acero inoxidable, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, pre roscado tipo Luer, sellada. Protector: polipropileno grado médico, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Administración de anestésicos
9	20-200-003	Aguja tipo carpuñe, 30 G, 16 mm	Cánula: 16 mm, de acero inoxidable, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, pre roscado tipo Luer, sellada. Protector: polipropileno grado médico, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Administración de anestésicos
10	20-200-004	Aguja tipo carpuñe, 30 G, 21 mm	Cánula: 21 mm, de acero inoxidable, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, pre roscado tipo Luer, sellada. Protector: polipropileno grado médico, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Administración de anestésicos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLÓGIA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
11	20-200-005	Aguja tipo carpule, 27 G, 0.8 mm	Cánula: 0.8 mm, de acero inoxidable, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, pre roscado tipo Luer, sellada. Protector: polipropileno grado médico, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Administración de anestésicos
12	20-200-006	Aguja tipo carpule, 30 G, 25 mm	Cánula: 25 mm, de acero inoxidable, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, pre roscado tipo Luer, sellada. Protector: polipropileno grado médico, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Administración de anestésicos
13	20-200-007	Aguja tipo carpule, 27 G, 25 mm	Cánula: 25 mm, de acero inoxidable, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, pre roscado tipo Luer, sellada. Protector: polipropileno grado médico, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Administración de anestésicos
14	20-200-008	Aguja tipo carpule, 30 G, 22 mm	Cánula: 25 mm, de acero inoxidable, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, pre roscado tipo Luer, sellada. Protector: polipropileno grado médico, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Administración de anestésicos
15	20-200-009	Aguja tipo carpule, 27 G, 32 mm	Cánula: 22 mm, de acero inoxidable, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, pre roscado tipo Luer, sellada. Protector: polipropileno grado médico, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Administración de anestésicos
16	16-204-001	Alambre 0.9 mm	Acero inoxidable, liso, brillante, alta resistencia, 0.9 mm	I				x	x	Elaboración de placas de ortopedia ortodoncia
17	16-204-002	Alambre 0.8 mm	Acero inoxidable, liso, brillante, alta resistencia, 0.8 mm	I				x	x	Elaboración de placas de ortopedia ortodoncia
18	16-676-001	Alginato	Agradable sabor, biocompatibilidad, tiempo de fraguado corto	I				x	x	Material de impresión de arcadas dentarias
19	11-028-002	Algodón rollitos uso intra oral, liso	Liso, aglutinado, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Aislamiento de campo en procedimientos odontológicos
20	11-028-007	Algodón rollitos uso intra oral, trenzado	Trenzado, aglutinado, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Aislamiento de campo en procedimientos odontológicos
21	16-180-001	Aplicador para resina, grande	Aplicador de plástico, descartable	I	x	x	x	x	x	Aplicación de material de restauración
22	16-180-002	Aplicador para resina, regular	Aplicador de plástico, descartable	I	x	x	x	x	x	Aplicación de material de restauración
23	16-180-003	Aplicador para resina, superfino	Aplicador de plástico, descartable	I	x	x	x	x	x	Aplicación de material de restauración
24	15-806-001	Apósito hemostático alveolar	Fibras de Penghawar entre otros, estéril	II	x	x	x	x	x	Hemostasia por compresión y protege sobre infección
26	10-382-001	Baberos odontológicos	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, celulosa impermeable, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 35 g/m2, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Protección del Paciente

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN				APLICACIÓN / USO			
					I			III				
					A	B	C					
26	16-165-001	Banda metálica para matriz, 0.05 mm x 5 mm	Acero inoxidable, preformadas, diversas formas	I	x	x	x	x	Sostén de material de obturación			
27	16-165-002	Banda metálica para matriz, 0.05 mm x 3 mm	Acero inoxidable, preformadas, diversas formas	I	x	x	x	x	Sostén de material de obturación			
28	16-165-003	Banda metálica para matriz, 0.05 mm x 7 mm	Acero inoxidable, preformadas, diversas formas	→ I	x	x	x	x	Sostén de material de obturación			
29	16-165-004	Banda metálica para matriz, 0.0015" x 6 mm	Acero inoxidable, preformadas, diversas formas	I	x	x	x	x	Sostén de material de obturación			
30	16-183-001	Barniz con fluor al 5%	Fluoruro de Sodio al 5%, resina o base sintética	II	x	x	x	x	Inhibición de caries dentales			
31	16-709-005	Cemento dual	Cemento resinoso autoadhesivo de curado dual (mediante la adición de pasta catalizadora)	I				x	Cementación de restauraciones indirectas			
32	21-150-001	Cepillo de dientes, adulto	Cuerpo o mango recto de plástico, cerdas de fibras sintéticas de nylon u otro material	I	x	x	x	x	Higiene oral			
33	21-150-002	Cepillo de dientes, pediátrico	Cuerpo o mango recto de plástico, cerdas de fibras sintéticas de nylon u otro material	I	x	x	x	x	Higiene oral			
34	16-369-001	Cepillo profiláctico	Material de nylon plano o cónico, descartable	I	x	x	x	x	Limpieza dental			
35	16-189-001	Cera base	Laminas rosadas de cera	I				x	Encerado de prótesis			
36	45-081-001	Conos de gutapercha serie 45-80	Material de relleno compuesto de gutapercha, óxido de zinc, bario, ceras y resinas	II			x	x	Material de relleno de conductos radiculares			
37	45-081-002	Conos de gutapercha serie 15-40	Material de relleno compuesto de gutapercha, óxido de zinc, bario, ceras y resinas	II			x	x	Material de relleno de conductos radiculares			
38	45-081-003	Conos de papel serie 45-80	Material de relleno compuesto de papel	II			x	x	Material de relleno de conductos radiculares			
39	45-081-004	Conos de papel serie 15-40	Material de relleno compuesto de papel	II			x	x	Material de relleno de conductos radiculares			
40	16-699-002	Copas de caucho profilácticas	Material de caucho en forma de copa, láminas interiores y exteriores, para contrángulo, descartable	I	x	x	x	x	Limpieza y pulido dental			
41	16-184-001	Cubetas de fluorización, grande	Preformadas, anatómicas, disponible en tres tamaños, descartable	I	x	x	x	x	Aplicación de fluor			
42	16-184-002	Cubetas de fluorización, mediana	Preformadas, anatómicas, disponible en tres tamaños, descartable	I	x	x	x	x	Aplicación de fluor			
43	16-184-003	Cubetas de fluorización, pequeña	Preformadas, anatómicas, disponible en tres tamaños, descartable	I	x	x	x	x	Aplicación de fluor			
44	16-370-001	Cuñas interdentales, madera	Madera, puntas redondeadas, diferentes tamaños	I	x	x	x	x	Colocación en espacios interdentales			
45	16-370-002	Cuñas interdentales, acrílico	Acrílico, puntas redondeadas, diferentes tamaños	I	x	x	x	x	Colocación en espacios interdentales			
46	16-370-003	Cuñas interdentales, goma	Goma látex natural, puntas redondeadas, diferentes tamaños	I	x	x	x	x	Colocación en espacios interdentales			
47	20-757-001	Detector de caries	Solución colorante, propilenglicol	I	x	x	x	x	Detector de caries			

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CLUM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					
					I			II		III
					A	B	C			
48	17-114-001	Dientes artificiales	Diversos materiales, anteriores, posteriores, superiores, inferiores. Diversos tamaños	I					x	x
49	15-712-001	Dique de goma	Goma de látex natural, nitrilo o vinilo, prescortados, diferentes dimensiones y grosor, varios colores, descartable	I			x	x	x	x
50	16-470-002	Discos de carbonundum	Con soporte flexible, diámetro de 9.5 mm y 12.7 mm, cuatro graduaciones codificadas por colores, para pieza de mano	I			x	x	x	x
51	16-470-003	Discos de fieltro impregnados	De 5 - 6 mm impregnados de material para pulido de acrílico	I			x	x	x	x
52	32-895-001	Espejo bucal, N° 4	Acero inoxidable, cabeza redonda, autoclavable	I	x	x	x	x	x	x
53	32-895-002	Espejo bucal, N° 5	Acero inoxidable, cabeza redonda, autoclavable	I	x	x	x	x	x	x
54	16-791-009	Espónja hemostática, 14 mm x 7 mm x 7 mm	Gelatina con plata coloidal, biocompatible, reabsorbible, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x
55	16-709-002	Eugenol	Líquido oleaginoso incoloro o amarillito, olor fuerte, alcohol, éter, cloroformo, aceites fijos, ácido acético glacial, poco soluble en agua	I	x	x	x	x	x	x
56	11-393-001	Eyectores de saliva	Cánula de succión, boquilla plástica atmosférica libre de látex, cuerpo flexible fríasilicó, alambre recubierto sin memoria, longitud 15 cm, descartable	I	x	x	x	x	x	x
57	11-184-001	Fluoruro diamino de Plata	Nitrato de Plata, ácido fluorhídrico, hidróxido de amonio y agua	II	x	x	x	x	x	x
58	23-918-001	Fluoruro de Sodio al 2%, solución	Solución de fluoruro de sodio al 2%, estéril, descartable	I			x	x	x	x
59	23-918-002	Fluoruro de Sodio al 2%, gel	Gel de fluoruro de sodio al 2%, homogéneo libre de partículas extrañas,	I	x	x	x	x	x	x
60	13-741-002	Formocresol	Formaldehído, cresol, glicerol	IV			x	x	x	x
61	16-688-002	Fresas de carburo tungsteno, redonda, grande	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x
62	16-688-011	Fresas de carburo tungsteno, redonda, mediana	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x
63	16-688-012	Fresas de carburo tungsteno, redonda, pequeña	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA												
N°	Código Único de Dispositivos Médico-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						APLICACIÓN / USO	
					I			II				
					A	B	C					
64	16-668-013	Fresa de carburo tungsteno, cono invertido, grande	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
65	16-668-014	Fresa de carburo tungsteno, cono invertido, mediana	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
66	16-668-015	Fresa de carburo tungsteno, cono invertido, pequeña	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
67	16-668-001	Fresas de carburo tungsteno, cilíndrica, grande	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
68	16-668-009	Fresas de carburo tungsteno, cilíndrica, mediana	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
69	16-668-010	Fresas de carburo tungsteno, cilíndrica, pequeña	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
70	16-668-003	Fresas de carburo tungsteno, punta de lápiz, grande	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
71	16-668-007	Fresas quirúrgica de carburo tungsteno, punta de lápiz, mediana	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
72	16-668-013	Fresas quirúrgica de carburo tungsteno, punta de lápiz, pequeña	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
73	16-668-004	Fresas quirúrgica, carburo tungsteno, troncocónica de fisura (701, quirúrgica)	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
74	16-668-005	Fresas quirúrgica, carburo tungsteno, troncocónica de fisura (702, quirúrgica)	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
75	16-668-006	Fresas quirúrgica, carburo tungsteno, troncocónica de fisura (703, quirúrgica)	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
76	16-668-008	Fresas de carburo tungsteno, troncocónica de punta inactiva, (endo Z)	Instrumento de corte rotatorio, concéntricas, resistente a la corrosión, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
77	10-521-002	Fresa de carburo tungsteno para micromotor (punta pimplotto)	Instrumento de corte rotatorio compuesto por varias hojas afiladas, concéntricas, resistente a la corrosión, de alta velocidad	II							Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
78	16-668-001	Fresas gates glidden, acero N° 1-2-3-4-5-6	Acero, varias formas, instrumento de corte rotatorio compuesto por varias hojas afiladas, concéntricas, resistente a la corrosión	II							Desgastar acrílico	
			Para contrángulo, instrumento de corte rotatorio compuesto por varias hojas afiladas, concéntricas, resistente a la corrosión	II							Para endodoncia y rehabilitación oral	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLÓGIA											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						
					I			II	III	APLICACIÓN / USO	
					A	B	C				
79	16-669-002	Fresas de acero passo N° 1-2-3-4-5-6	Para contrángulo, instrumento de corte rotatorio compuesto por varias hojas afiladas, concéntricas, resistente a la corrosión	II			x	x	x	Para endodencia y rehabilitación oral	
90	16-670-009	Fresas de diamante redonda, grande	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
91	16-670-010	Fresas de diamante redonda, mediana	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
92	16-670-011	Fresas de diamante redonda, pequeña	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
93	16-670-020	Fresas de diamante como invertido, grande	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
94	16-670-021	Fresas de diamante como invertido, mediana	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
95	16-670-022	Fresas de diamante como invertido, pequeña	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
96	16-670-001	Fresas de diamante cilíndrica, grande	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
97	16-670-018	Fresas de diamante cilíndrica, mediana	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
98	16-670-019	Fresas de diamante cilíndrica, pequeña	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
99	16-670-012	Fresas de diamante punta de lápiz, grande	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
90	16-670-013	Fresas de diamante punta de lápiz, mediana	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
91	16-670-014	Fresas de diamante punta de lápiz, pequeña	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
92	16-670-006	Fresas de diamante, en forma de pera, grande	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
93	16-670-007	Fresas de diamante, en forma de pera, mediana	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	
94	16-670-008	Fresas de diamante, en forma de pera, pequeña	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLÓGIA											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						
					I			II		III	APLICACIÓN / USO
					A	B	C				
95	16-570-015	Fresas de diamante troncocónicas, grande	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
96	16-570-016	Fresas de diamante troncocónicas, mediana	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
97	16-570-017	Fresas de diamante troncocónicas, pequeña	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
98	16-570-002	Fresas de diamante en forma de flama, grande	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
99	16-570-003	Fresas de diamante en forma de flama, mediana	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
100	16-570-004	Fresas de diamante en forma de flama, pequeña	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
101	16-570-005	Fresas de diamante doble troncocónica	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
102	16-570-023	Fresas de diamante en forma de rueda, grande	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
103	16-570-024	Fresas de diamante en forma de rueda, mediana	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
104	16-570-025	Fresas de diamante en forma de rueda, pequeña	Instrumento de corte rotatorio de grano grueso, mediano y fino, para turbina	II	x	x	x	x	x	x	Corte, tallado y abrasión de tejidos duros del diente
105	15-697-002	Gafas para protección de luz halógena	Plástico resistente transparente, policarbonato, ajustables, protección ocular lateral, anti rayaduras y antirreflejo, soporte nasal, resistente a los químicos, ajustables al largo de la sien y en inclinación de la lente	I	x	x	x	x	x	x	Protección para procedimientos de fotocurado con luz led o halógena
106	11-158-001	Hilo dental	Con/sin cera microcristalina, superficie redondeada, fibra monofilamento, varias dimensiones	I	x	x	x	x	x	x	Retiro de restos de comida y placa dental
107	16-572-001	Hilo retractor gingival	Algodón, cloruro aluminio, sulfato aluminico potásico, cloruro aluminico, epinefrina, sulfato férrico, capacidad de absorción, recipiente con cuchilla incorporada en la tapa	I			x	x	x	x	Retracción de la encía
108	16-572-002	Hilo retractor gingival, sin impregnación	Algodón, sin impregnación de productos	I			x	x	x	x	Retracción de la encía
109	27-789-001	Hidróxido de calcio, kit	Material rígido de autofraguado a base de hidróxido de calcio, compuesto de pasta base y catalizador	I	x	x	x	x	x	x	Material sellante, protector pulpar
110	27-789-002	Hidróxido de calcio, polvo	Material rígido de autofraguado a base de hidróxido de calcio	I	x	x	x	x	x	x	Material sellante, protector pulpar
111	27-789-003	Hidróxido de calcio, fotopolimerizable	Material rígido fotopolimerizable a base de hidróxido de calcio	I	x	x	x	x	x	x	Material sellante, protector pulpar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLÓGIA											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						
					I			II		III	
					A	B	C				
112	27-769-004	Hidróxido de calcio, pasta	Base radiopaca de hidróxido de calcio, base y catalizador	I	x	x	x	x	x	x	Material sellante, protector pulpar
113	16-709-003	Hidróxido de calcio, cemento obturador de conductos radiculares	Base y catalizador	I				x	x	x	Obturar conductos radiculares en endodoncia
114	16-704-005	Ionómero de vidrio de restauración de autocurado	Pulvo granulado y líquido	I	x	x	x	x	x	x	Material de restauración
115	16-704-003	Ionómero de vidrio de restauración de fotocurado	Pulvo granulado y líquido	I	x	x	x	x	x	x	Material de restauración
116	16-704-002	Ionómero de vidrio para base de fotocurado	Pulvo granulado y líquido	I	x	x	x	x	x	x	Material de restauración
117	16-704-004	Ionómero de vidrio para base de autocurado	Pulvo granulado y líquido	I	x	x	x	x	x	x	Material de restauración
118	16-704-001	Ionómero de vidrio para cementación	Pulvo granulado y líquido	I				x	x	x	Material de restauración
119	16-704-006	Ionómero de vidrio y Plata	Pulvo granulado y líquido con aleación de Plata	I	x	x	x	x	x	x	Material de restauración
120	45-174-001	Kit de cuidado bucal	Cepillo dental, pasta e hilo dental, reutilizable	I	x	x	x	x	x	x	Material para el aseo bucal
121	16-470-001	Kit de discos de terminado y pulido de resina	Con soporte flexible, diámetro de 9.5 mm y 12.7 mm, cuatro granulaciones codificadas por colores, para contra-ángulos, descartables	I	x	x	x	x	x	x	Pulido y acabado en restauraciones con resinas
122	16-470-002	Kit de purtas de goma para pulir resina	Gomas de silicona impregnadas con carburo de silicio y partículas de óxido de aluminio	I	x	x	x	x	x	x	Pulido y acabado en restauraciones con resinas
123	16-697-001	Láminas de acetato N° 0.20 mm, 0.40 mm, 0.60 mm, 0.80 mm	Blando y/o rígido	I							Elaboración de aparatos microrelajantes
124	31-878-001	Lima endodóntica tipo K, N° 15-40, 21 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
125	31-878-006	Lima endodóntica tipo K, N° 15-40, 25 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
126	31-878-007	Lima endodóntica tipo K, N° 15-40, 28 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
127	31-878-003	Lima endodóntica tipo K, N° 15-40, 31 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
128	31-878-002	Lima endodóntica tipo K, N° 45-80, 21 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
129	31-878-008	Lima endodóntica tipo K, N° 45-80, 25 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
130	31-878-009	Lima endodóntica tipo K, N° 45-80, 28 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-QUIDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						
					I			II		III	APLICACIÓN / USO
					A	B	C	A	B		
131	31-878-004	Lima endodóntica tipo K, N° 45-60, 31 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
132	31-878-010	Lima endodóntica tipo K, N° 90-140, 21 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
133	31-878-011	Lima endodóntica tipo K, N° 90-140, 25 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
134	31-878-012	Lima endodóntica tipo K, N° 90-140, 28 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
135	31-878-013	Lima endodóntica tipo K, N° 90-140, 31 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
136	31-878-014	Lima endodóntica tipo K, preserie N° 06-08-10, 21 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
137	31-878-015	Lima endodóntica tipo K, preserie N° 06-08-10, 25 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
138	31-878-016	Lima endodóntica tipo K, preserie N° 06-08-10, 28 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
139	31-878-017	Lima endodóntica tipo K, preserie N° 06-08-10, 31 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
140	31-878-018	Lima endodóntica común, preserie N° 09-10, 21 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
141	31-878-019	Lima endodóntica común, preserie N° 09-10, 25 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
142	31-878-020	Lima endodóntica común, preserie N° 09-10, 28 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
143	31-878-021	Lima endodóntica común, preserie N° 09-10, 31 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
144	31-878-022	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 09-10, 21 mm	Acero inoxidable, alambre retorcido, punta no cortante, estrias cortantes, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
145	31-878-023	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 09-10, 25 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
146	31-878-024	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 09-10, 28 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLÓGIA											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						APLICACIÓN / USO
					I			II			
					A	B	C	A	B	C	
147	31-878-025	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 08-10, 31 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
148	31-878-026	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 15-40, 21 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
149	31-878-027	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 15-40, 25 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
150	31-878-028	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 15-40, 28 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
151	31-878-029	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 15-40, 31 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
152	31-878-030	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 45-80, 21 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
153	31-878-031	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 45-90, 25 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
154	31-878-032	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 45-90, 28 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
155	31-878-033	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 45-90, 31 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
156	31-878-034	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 90-140, 21 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
157	31-878-035	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 90-140, 25 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
158	31-878-036	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 90-140, 28 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
159	31-878-037	Lima endodóntica Hedstroem, preserie N° 90-140, 31 mm	Acero inoxidable, alambre cortado en forma de conos superpuestos, punta no cortante, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares
160	31-878-038	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 12, 21 mm	Alambre de Níquel Titanio reforcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares curvos
161	31-878-039	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 12, 25 mm	Alambre de Níquel Titanio reforcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares curvos
162	31-878-040	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 17, 21 mm	Alambre de Níquel Titanio reforcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Tratamiento de conductos radiculares curvos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLÓGIA												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							APLICACIÓN / USO
					I			II		III		
					A	B	C					
163	31-878-041	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 17, 25 mm	Alambre de Níquel Titinio retorcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x			Tratamiento de conductos radiculares curvos
164	31-878-042	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 22, 21 mm	Alambre de Níquel Titinio retorcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x		Tratamiento de conductos radiculares curvos
165	31-878-043	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 22, 25 mm	Alambre de Níquel Titinio retorcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x		Tratamiento de conductos radiculares curvos
166	31-878-044	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 27, 21 mm	Alambre de Níquel Titinio retorcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x		Tratamiento de conductos radiculares curvos
167	31-878-045	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 27, 25 mm	Alambre de Níquel Titinio retorcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x		Tratamiento de conductos radiculares curvos
168	31-878-046	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 32, 21 mm	Alambre de Níquel Titinio retorcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x		Tratamiento de conductos radiculares curvos
169	31-878-047	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 32, 25 mm	Alambre de Níquel Titinio retorcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x		Tratamiento de conductos radiculares curvos
170	31-878-048	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 37, 21 mm	Alambre de Níquel Titinio retorcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x		Tratamiento de conductos radiculares curvos
171	31-878-049	Lima endodóntica Níquel-Titanio, N° 37, 25 mm	Alambre de Níquel Titinio retorcido, punta no cortante, flexible, mango de plástico, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x		Tratamiento de conductos radiculares curvos
172	15-939-001	Líquido revelador de placas de rayos X	Líquido concentrado de baja emisión de olores	I				x	x			Procesamiento manual de películas de Rayos X
173	15-939-002	Líquido fijador de placas de rayos X	Líquido concentrado de baja emisión de olores	I				x	x			Procesamiento manual de películas de Rayos X
174	16-160-004	Microaplicador de adhesivo, pequeño	Aplicador de plástico, con cabeza, descartable	I		x	x	x	x			Aplicación de material de adhesión, restauración
175	16-160-005	Microaplicador de adhesivo, mediano	Aplicador de plástico, con cabeza, descartable	I		x	x	x	x			Aplicación de material de restauración
176	16-160-006	Microaplicador de adhesivo, grande	Aplicador de plástico, con cabeza, descartable	I		x	x	x	x			Aplicación de material de restauración
177	16-709-001	Óxido de Zinc	Pulvo granulado y líquido	I		x	x	x	x			Material de restauración provisional
178	16-709-004	Obturador provisional sin eugenol	Pasta de obturación	I		x	x	x	x			Material de restauración provisional

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLÓGIA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
179	11-961-002	Pantalla facial de protección	Viseira o roda chispa: fabricado de polímero, liviano, suave, flexible y resistente a impacto y penetración. Visor: polímero transparente, resistente a químicos. Cabezal: polímero de alta resistencia con sistema ajustable al contorno de cabeza	I	x	x	x	x	x	Protección del roastro de salpicaduras de agua, saliva, sangre y cuerpos extraños producidos por procesos de pulimento y mecánica dental
180	16-181-001	Papel articular	De 6 a 200 micras con coloración progresiva	I	x	x	x	x	x	Medios para registro de articulación y oclusión
181	16-181-002	Papel articular, forma de herradura	Librelines en forma de herradura	I			x	x	x	Medios para registro de articulación y oclusión
182	16-669-001	Pasta profiláctica	Piedra pómez microgranulada o silicatos de aluminio	I	x	x	x	x	x	Procedimientos de limpieza y pulido dental
183	16-669-004	Pasta profiláctica con fluor	Piedra pómez microgranulada o silicatos de aluminio y fluor	I	x	x	x	x	x	Procedimientos de limpieza y pulido dental
184	14-482-001	Película radiográfica dental, intraoral-periapical, adulto	Varias medidas, material suave	I			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
185	14-482-002	Película radiográfica dental, intraoral-periapical, pediátrico	Varias medidas, material suave	I			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
186	14-482-003	Película radiográfica dental, extraoral-panorámica	Varias medidas, material suave	I				x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
187	14-482-004	Película radiográfica dental, cefalométrica	Varias medidas, material suave	I				x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
188	21-396-001	Porta pastas, lértulos	Acero inoxidable, 25 mm	I			x	x	x	Distribuidor sellador y cemento
189	16-839-002	Piedra de Arkansas	Roca de arenisca, diversas formas	I	x	x	x	x	x	Acabado en restauraciones de resinas
190	10-521-001	Piedra abrasiva para pulir acrílico	Cilíndrica, llana, lenteja, redonda, tronco cónica para micromotor	I				x	x	Para prótesis de acrílico
191	16-693-001	Puntas para limpieza y remoción de cálculos	Acero inoxidable, mango, diversas formas, reutilizable	I			x	x	x	Eliminación de cálculos mediante ultrasonido
192	16-699-003	Removedor de sarro	Solución para reblandecer el sarro calcáreo	I	x	x	x	x	x	Remueve manchas en los dientes
193	16-725-001	Resina de autocurado	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, varios tonos	II				x	x	Material de restauración
194	27-759-001	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado anteriores (A1)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x	x	x	Material de restauración
195	27-759-013	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado anteriores (A2)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x	x	x	Material de restauración
196	27-759-014	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado anteriores (A3)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x	x	x	Material de restauración
197	27-759-015	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado anteriores (A3.5)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x	x	x	Material de restauración

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ODONTOLÓGIA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUODM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
198	27-759-016	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado anteriores (B2)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
199	27-759-017	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado anteriores (B3)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
200	27-759-018	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado anteriores (C2)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
201	27-759-019	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado posteriores (A1)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
202	27-759-020	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado posteriores (A2)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
203	27-759-021	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado posteriores (A3)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
204	27-759-022	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado posteriores (A3.5)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
205	27-759-023	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado posteriores (B2)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
206	27-759-024	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado posteriores (B3)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
207	27-759-025	Resina compuesta nano híbrida de fotocurado posteriores (C2)	Material plástico, derivadas del ácido acrílico y ácido metacrílico, cuya polimerización es por medio de la lámpara de luz halógena	II	x	x	x		x	Material de restauración
208	27-759-002	Resina fluida nano híbrida de fotocurado anteriores (A1)	Material fluido, radiopaca con base a metacrilato, varios tonos	II	x	x	x		x	Material de restauración
209	27-759-003	Resina fluida nano híbrida de fotocurado anteriores (A2)	Material fluido, radiopaca con base a metacrilato, varios tonos	II	x	x	x		x	Material de restauración
210	27-759-004	Resina fluida nano híbrida de fotocurado anteriores (A3)	Material fluido, radiopaca con base a metacrilato, varios tonos	II	x	x	x		x	Material de restauración
211	27-759-008	Resina fluida nano híbrida de fotocurado anteriores (A3.5)	Material fluido, radiopaca con base a metacrilato, varios tonos	II	x	x	x		x	Material de restauración
212	27-759-009	Resina fluida nano híbrida de fotocurado anteriores (B2)	Material fluido, radiopaca con base a metacrilato, varios tonos	II	x	x	x		x	Material de restauración
213	27-759-007	Resina fluida nano híbrida de fotocurado anteriores (B3)	Material fluido, radiopaca con base a metacrilato, varios tonos	II	x	x	x		x	Material de restauración
214	27-759-010	Resina fluida nano híbrida de fotocurado anteriores (C2)	Material fluido, radiopaca con base a metacrilato, varios tonos	II	x	x	x		x	Material de restauración

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
SUBSECRETARÍA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
LISTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESENCIALES



DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
1	19-504-001	Discos de ácido nalidíxico 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de ácido nalidíxico, debe llevar impreso la abreviatura y la concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
2	19-504-002	Discos de amikacina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de amikacina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
3	19-504-003	Discos de amoxicilina para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de amoxicilina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
4	19-504-004	Discos de amoxicilina 20 µg + ácido clavulánico 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 20 µg de amoxicilina y 10 µg de ácido clavulánico, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
5	19-504-005	Discos de ampicilina 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de ampicilina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
6	19-504-006	Discos de ampicilina 10 µg + subactam 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de ampicilina y 10 µg de subactam, debe llevar impreso la abreviatura y la concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
7	19-504-007	Discos de azitromicina 15 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 15 µg de azitromicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6,35 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
8	19-504-008	Discos de aztreonam 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de aztreonam, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
9	19-504-009	Discos de bacitracina 0.04 UI, para sensibilidad antimicrobiana	De papel de filtro, impregnado de 0.04 UI de bacitracina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
10	19-504-010	Discos de carbenicilina 100 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel de filtro, impregnado de 100 µg de carbenicilina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6.35 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
11	19-504-011	Discos de cefalexina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel de filtro, impregnado de 30 µg de cefalexina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
12	19-504-012	Discos de cefepime 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel de filtro, impregnado de 30 µg de cefepime, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
13	19-504-013	Discos de cefotaxima 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de cefotaxima, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
14	19-504-014	Discos de cefotaxima 30 µg + ácido clavulánico 10 µg , para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de cefotaxima y 10 µg de ácido clavulánico, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
15	19-504-015	Discos de cefoxitina 30 µg para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de cefoxitina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
16	19-504-016	Discos de ceftazidima 30 µg para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de ceftazidima, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
17	19-504-017	Discos de cefazidima 30 µg + ácido clavulánico 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de cefazidima y 10 µg de ácido clavulánico, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
18	19-504-018	Discos de ceftriaxona 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de ceftriaxona, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
19	19-504-019	Discos de cefuroxima 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de cefuroxima, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
20	19-504-020	Discos de ciprofloxacina 5 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 5 µg de ciprofloxacina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
21	19-504-021	Discos de clindamicina 2 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 2 µg de clindamicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
22	19-504-022	Discos de cloranfenicol 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de cloranfenicol, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
23	19-504-023	Discos de doxiciclina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de doxiciclina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6,35 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
24	19-504-024	Discos de eritromicina 15 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 15 µg de eritromicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
25	19-504-025	Discos de fosfomicina 200 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 200 µg de fosfomicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6,35 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO MICROBIOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
26	19-504-026	Discos de gentamicina 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de gentamicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
27	19-504-027	Discos de gentamicina 120 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 120 µg de gentamicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
28	19-504-028	Discos de imipenem 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de imipenem, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
29	19-504-029	Discos de levofloxacina 5 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 5 µg de levofloxacina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6.35 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
30	19-504-030	Discos de meropenem 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de meropenem, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
31	19-504-031	Discos de nitrofurantoina 300 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 300 µg de nitrofurantoina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
32	19-504-032	Discos de norfloxacina 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de norfloxacina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
33	19-504-033	Discos de novobiocina 5 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 5 µg de novobiocina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
34	19-504-034	Discos de optoquina 5 µg, para sensibilidad antimicrobiana	Disco de papel filtro, impregnados con optoquina (clorhidrato de etilhidrocupreína) 5 µg, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
35	19-504-035	Discos de oxacilina 1 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 1 µg de oxacilina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
36	19-504-036	Discos de penicilina 10 UI, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 UI de penicilina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
37	19-504-037	Discos de piperacilina 100 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 100 µg de piperacilina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6.35 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
38	19-504-038	Discos de piperacilina 100 µg + tazobactam 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 100 µg de piperacilina y 10 µg de tazobactam, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
39	19-504-039	Discos de rifampicina 5 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 5 µg de rifampicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
40	19-504-040	Discos de sulfametoxazol 23.75 µg + trimetoprima 1.25 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 23.75 µg de sulfametoxazol y 1.25 µg de trimetoprima debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
41	19-504-041	Discos de tobramicina 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de tobramicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
42	19-504-042	Discos de vancomicina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de vancomicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
43	19-504-043	Discos de óxido de cobre para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de sustrato oxalato de dimetil-p-fenilendiamina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO MICROBIOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
44	19-504-044	Discos de cefalcina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de cefalcina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
45	19-504-045	Discos de cefazolina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de cefazolina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
46	19-504-046	Discos de colistín 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de colistín, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en
47	19-504-047	Discos de EDTA (ácido etilendiamino tetracético) 372 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 372 µg de EDTA (ácido etilendiamino tetracético) y 900 µg de mercaptoacetato de sodio, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
48	19-504-048	Discos de estreptomina 300 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 300 µg de estreptomina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
49	19-504-049	Discos de linezolid 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de linezolid, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6.35 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
50	19-504-050	Discos de minociclina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de minociclina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6.35 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
51	19-504-051	Discos de tetraciclina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de tetraciclina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
52	19-504-052	Discos de netilmicina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de netilmicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
53	19-504-053	Discos de ácido borónico 300 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 300 µg de ácido borónico, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
54	19-504-054	Discos de eritapenem 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de eritapenem, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
55	19-504-055	Discos de kanamicina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de kanamicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
56	19-504-056	Discos de polimixina B 50 UI, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 50 UI de polimixina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6.35 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
57	19-504-057	Discos de polimixina B 300 UI, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 300 UI de polimixina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6.35 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
58	19-504-058	Discos de teicoplanina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de teicoplanina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
59	19-504-059	Discos de tigeciclina 15 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 15 µg de tigeciclina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
60	19-504-060	Discos de cefpodoxima 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de cefpodoxima, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
61	19-504-061	Discos de claritromicina 15 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 15 µg de claritromicina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				x	x	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
62	19-504-062	Discos de dicloxacilina 30 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 30 µg de dicloxacilina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
63	19-504-063	Discos de imipenem 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 10 µg de imipenem, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
64	19-504-064	Discos de nitrocefina para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de nitrocefina, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en
65	19-504-065	Discos de ticarcilina 75 µg + ácido clavulánico 10 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 75 µg ticarcilina y 10 µg ácido clavulánico, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 - 6,35 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
66	19-504-066	Discos de cefuroxima 5 µg, para sensibilidad antimicrobiana	De papel filtro, impregnado de 5 µg de cefuroxima, debe llevar impreso la abreviatura y concentración del disco, diámetro: 6 mm	II				X	X	Útil para pruebas de sensibilidad in vitro de patógenos bacterianos por medio del procedimiento de difusión de disco en agar
67	19-484-001	Medios de cultivo deshidratados, agar base sangre	Contiene: Infusión de músculo de corazón, peptona, cloruro de sodio, agar. pH: 7,3 ± 0,2	I				X	X	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
68	19-484-002	Medios de cultivo deshidratados, agar bilis esculina	Contiene: extracto de carne, peptona de carne, bilis de buey, esculina, citrato férrico, agar. pH: 6,6 ± 0,2	I				X	X	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
69	19-484-003	Medios de cultivo deshidratados, agar citrato de simmons	Contiene: citrato de sodio, cloruro de sodio, fosfato dipotásico, fosfato monoamónico, sulfato de magnesio, azul de bromotímol, agar. pH: 6,9 ± 0,2	I				X	X	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
70	19-484-004	Medios de cultivo deshidratados, agar CLED	Contiene: peptona, extracto de carne, L- cistina, triptona, azul de bromotímol, lactosa, agar. pH: 7,3 ± 0,2	I				X	X	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
71	19-484-005	Medios de cultivo deshidratados, agar EMB	Contiene: peptona, lactosa, sacarosa, fosfato dipotásico, agar, eosina, azul de metileno. pH: 7,2 ± 0,2	I				X	X	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas


DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA.											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						APLICACIÓN / USO
					I			II	III		
					A	B	C				
72	19-484-006	Medios de cultivo deshidratados, agar stuart (Medio de transporte)	Contiene: tioglicolato de sodio, glicerofosfato de sodio, cloruro de calcio, azul de metileno, agar. pH: 7.4 ± 0.2	I					x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
73	19-484-007	Medios de cultivo deshidratados, agar hektoen	Contiene: peptona, extracto de levadura, sales biliares, lactosa, sacarosa, salicina, cloruro de sodio, tiosulfato de sodio, citrato de hierro y amonio, azul de bromotímol, fucsina ácida, agar. pH: 7.5 ± 0.2	I					x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
74	19-484-008	Medios de cultivo deshidratados, agar lisina hierro	Contiene: peptona de gelatina, extracto de levadura, dextrosa, lisina, citrato de hierro y amonio, tiosulfato de sodio, púrpura de bromocresol, agar. pH: 6.7 ± 0.2	I					x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
75	19-484-009	Medios de cultivo deshidratados, agar mac conkey	Contiene: peptona de gelatina, pluriptona, lactosa, mezcla de sales biliares, cloruro de sodio, agar, rojo neutro, cristal violeta. pH: 7.1 ± 0.2	I					x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
76	19-484-010	Medios de cultivo deshidratados, agar manitol salado	Contiene: extracto de carne, pluriptona, d- manitol, cloruro de sodio, agar, rojo de fenol. pH: 7.4 ± 0.2	I					x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
77	19-484-011	Medios de cultivo deshidratados, agar MIO	Contiene: agar, peptona de gelatina, dextrosa, peptona de caseína, extracto de levadura, L- ornitina, púrpura de bromocresol.	I					x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
78	19-484-012	Medios de cultivo deshidratados, agar mueller hinton	Contiene: infusión de carne, almidón, peptona de caseína ácida, agar. pH: 7.3 ± 0.1	I					x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
79	19-484-013	Medios de cultivo deshidratados, agar BIGGY	Es una modificación del medio de cultivo Nickerson. Contiene: citrato de amonio y bismuto, sulfato sódico, dextrosa, glicina,	I					x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
80	19-484-014	Medios de cultivo deshidratados, agar dextrosa sabouraud	Contiene: peptona, triptina, dextrosa, cloranfenicol, agar. pH: 5.6 ± 0.2	I					x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						APLICACIÓN / USO	
					I			II				III
					A	B	C					
81	19-484-015	Medios de cultivo deshidratados, agar SIM	Contiene: triptelina, peptona, sulfato de hierro y amonio, tiosulfato de sodio, agar, pH: 7.3 ± 0.2.	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
82	19-484-016	Medios de cultivo deshidratados, agar Salmonella Shigella	Contiene: pluripeptona, extracto de carne, lactosa, sales biliares, citrato de sodio, tiosulfato de sodio, citrato férrico, verde brillante, rojo neutro, agar, pH: 7.0 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
83	19-484-017	Medios de cultivo deshidratados, agar de hierro y triple azúcar, TSI	Contiene: extracto de carne, pluripeptona, cloruro de sodio, lactosa, sacarosa, dextrosa, sulfato de hierro y amonio, tiosulfato de sodio, rojo de fenol, agar, pH: 7.3 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
84	19-484-018	Medios de cultivo deshidratados, agar Christensen, urea base	Contiene: triptelina, dextrosa, cloruro de sodio, fosfato monopotásico, rojo de fenol, agar, pH: 6.8 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
85	19-484-019	Medios de cultivo deshidratados, agar XLD (xilosa – lisina – desoxicolato)	Contiene: L-lisina, citrato férrico de amonio, rojo de fenol, cloruro de sodio, sacarosa, desoxicolato de sodio, tiosulfato de sodio, extracto de levadura, lactosa, xilosa, agar, pH: 7.4 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
86	19-484-020	Medios de cultivo deshidratados, agar infusión de cerebro y corazón, BHI	Contiene: infusión de cerebro de ternera, infusión corazón vacuno, peptona, cloruro de sodio, dextrosa, fosfato disódico, agar, pH: 7.4 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
87	19-484-021	Medios de cultivo deshidratados, caldo MR-VP (Rojo de Metilio - Vogues Proskauer)	Contiene: dextrosa, fosfato dipotásico, peptona especial, pH: 6.9 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
88	19-484-022	Medios de cultivo deshidratados, caldo nutritivo	Contiene: extracto de carne, peptona de gelatina, pH: 6.9 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
89	19-484-023	Medios de cultivo deshidratados, caldo tioglicolato sin indicador	Contiene: tripeptina, peptona de soja, dextrosa, cloruro de sodio, tioglicolato de sodio, agar, L-cistina, sulfito de sodio, pH: 7.0	I				x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
90	19-484-024	Medios de cultivo deshidratados, caldo de soja y triplicaseína, TSB	Contiene: cloruro de sodio, peptona de caseína, dextrosa, fosfato dipotásico, peptona de soja, pH: 7.3 ± 0.2	I				x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
91	19-484-025	Medios de cultivo deshidratados, agar de soja y triplicaseína, TSA	Contiene: tripeptina, peptona de soja, cloruro de sodio, agar, pH: 7.3 ± 0.2	I				x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
92	19-484-026	Medios de cultivo deshidratados, Lowenstein Jensen, medio Base	Contiene: fosfato monopotásico, sulfato de magnesio, citrato de magnesio, asparagina, harina de papa, verde de malaquita, pH: 4.8 ± 0.2	I				x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
93	19-484-027	Medios de cultivo deshidratados, ogawa-kudoh	Contiene: solución de sales, homogenizado de huevo, verde de malaquita al 2%, pH: 6.4	I				x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
94	19-484-028	Medios de cultivo deshidratados, caldo verde brillante bilis 2%	Contiene: bilis de buey deshidratada, lactosa, peptona, verde brillante, pH: 7.2 ± 0.2	I				x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
95	19-484-029	Medios de cultivo deshidratados, agar columbia	Contiene: digerido pancreático de caseína, peptona, extracto de levadura, extracto de carne, almidón de maíz, cloruro de sodio, agar, pH: 7.3 ± 0.2	I				x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
96	19-484-030	Medios de cultivo deshidratados, agar cistina tripeptina	Contiene: tripeptina, cistina, cloruro de sodio, sulfito de sodio, rojo fenol, agar, pH: 7.3 ± 0.3	I				x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
97	19-484-031	Medios de cultivo deshidratados, agar campilobacter	Contiene: extracto de carne, peptona, cloruro sódico, novobiocina, bacitracina, colistina, cefazolina, cicloheximida, agar, sangre de caballo defibrinada, pH: 7.5 ± 0.2	I				x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO-MICROBIOLOGÍA												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos- CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						APLICACIÓN / USO	
					I			II				III
					A	B	C					
98	19-484-032	Medios de cultivo deshidratados, agar DNASA	Contiene: triptona, ácido desoxirribonucleico, cloruro de sodio, agar, pH: 7.3 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
99	19-484-033	Medios de cultivo deshidratados, agar haemophilus	Contiene: extracto de carne bovina, hidrolizado ácido de caseína, almidón, agar, extracto de levadura, hematina, nicotinamida adenina dinucleótido (NAD), pH: 7.3 ± 0.1	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
100	19-484-034	Medios de cultivo deshidratados, agar micosel	Contiene: agar, dextrosa, cicloheximida, cloranfenicol, peptona de soja, pH: 6.9 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
101	19-484-035	Medios de cultivo deshidratados, caldo selenito	Contiene: peptona, lactosa, fosfato de sodio, selenito de sodio, pH: 7.0 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
102	19-484-036	Medios de cultivo deshidratados, caldo GN	Contiene: triptosa, D-manitol, citrato sódico, fosfato monopotásico, cloruro sódico, dextrosa, fosfato dipotásico, desoxicolato sódico, pH: 7.0 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
103	19-484-037	Medios de cultivo deshidratados, caldo rojo de fenol (base)	Contiene: cloruro de sodio, peptona de caseína, rojo de fenol, pH: 7.4 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas
104	19-484-038	Medios de cultivo deshidratados, TCBS	Contiene: extracto de levadura, peptona de carne, triptona, citrato de sodio, tiosulfato de sodio, bilis de buey, sacarosa, cloruro de sodio, citrato férrico, azul de bromodimol, azul de timol, agar, pH: 8.6 ± 0.2	I						x	x	Medio selectivo y diferencial, útil para el aislamiento de bacterias patógenas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
SUBSECRETARÍA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
LISTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESENCIALES



0000113

DISPOSITIVOS MEDICOS DE IMAGEN										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
1	16-517-001	Película para mamografía, 18 cm x 24 cm	Película, 18 cm x 24 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
2	16-517-002	Película para mamografía, 24 cm x 30 cm	Película, 24 cm x 30 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
3	16-517-016	Película para mamografía, 25 cm x 30 cm	Película, 25 cm x 30 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
4	16-517-017	Película para mamografía, 20 cm x 25 cm	Película, 20 cm x 25 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
5	16-517-018	Película para mamografía, 8 cm x 10 cm	Película, 8 cm x 10 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
6	16-517-003	Película de Rayos X, 20 cm x 25 cm	Película térmica azul, 20 x 25 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
7	16-517-004	Película de Rayos X, 35 cm x 35 cm	Película térmica azul, 35 x 35 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
8	16-517-005	Película de Rayos X, 35 cm x 43 cm, azul	Película térmica azul, 35 x 43 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
9	16-517-006	Película de Rayos X, 24 cm x 30 cm, azul	Película térmica azul, 24 x 30 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
10	16-517-007	Película de Rayos X, 30 cm x 40 cm	Película térmica azul, 30 x 40 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
11	16-517-008	Película de Rayos X, 18 cm x 43 cm	Película térmica azul, 18 x 43 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
12	16-517-009	Película de Rayos X, 18 cm x 24 cm	Película térmica verde, 18 x 24 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
13	16-517-010	Película de Rayos X, 20 cm x 25 cm	Película térmica grises, 20 x 25 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
14	16-517-011	Película de Rayos X, 35 cm x 43 cm, gris	Película térmica grises, 35 x 43 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
15	16-517-012	Película de Rayos X, 14 cm x 14 cm	Película térmica verde, 14 cm x 14 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
16	16-517-013	Película de Rayos X, 14 cm x 17 cm	Película térmica verde, 14 cm x 17 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
17	16-517-014	Película de Rayos X, 24 cm x 30 cm, verde	Película térmica verde, 24 x 30 cm	II			x	x	x	Obtención de imágenes por Rayos X
18	14-491-001	Protector de Rayos X, grande	Dorsal de vinilo, protección de frente y espalda, faja de protección completa, cinturón ajustable en el frente para máximo soporte de región lumbar, equivalencia de Plomo 0.5 mm /Pb	I			x	x	x	Protección del personal de salud expuesto a radiaciones

00000113

DISPOSITIVOS MEDICOS DE IMAGEN										
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	
					A	B	C			
19	14-481-002	Protector de Rayos X, mediano	Delantal de vinilo, protección de frente y espalda, falda de protección completa, cinturón ajustable en el frente para el máximo soporte de región lumbar, equivalencia de Plomo 0.5 mm /Pb	I			x	x	x	Protección del personal de salud expuesto a radiaciones
20	18-315-001	Protector de Rayos X, para tiroides	Collar de vinilo, equivalencia de Plomo 0.25 mm - 0.35 mm - 0.5 mm /Pb, vinilo	I			x	x	x	Protección del personal de salud expuesto a radiaciones
21	15-871-001	Gafas emplomadas	Alta transparencia, luminosidad, equivalencia de Plomo 0.35 mm - 0.75 mm /Pb, protección frontal y lateral	I			x	x	x	Protección del personal de salud expuesto a radiaciones
22	14-483-001	Guantes de plomo	Polivinilo plomado flexible, sin costura, con un par de guantes de algodón para su interior, equivalencia de Plomo 0.5 mm /Pb, talla única	I			x	x	x	Protección del personal de salud expuesto a radiaciones
23	14-494-001	Protector gonadal	Protector de nylon, equivalencia de Plomo 1.00 mm /Pb	I			x	x	x	Protección del personal de salud y pacientes expuestos a radiaciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
SUBSECRETARÍA NACIONAL DE GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
LISTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESENCIALES



00000113

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL										
N°	Código Único de Dispositivos Médico-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH
					A	B	C			
1	18-163-002	Ácido peracético	Combinación de ácido acético y peróxido de hidrógeno en solución acuosa.	II				x	x	
2	47-530-001	Detergente enzimático	Combinación de ácido acético y peróxido de hidrógeno en solución acuosa, biodegradable	I				x	x	
3	13-741-001	Formaldehído al 40%	Compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno en dilución al 40 %, líquido o sólido	II				x	x	
4	17-931-001	Glutaraldehído al 2 %	Solución acuosa de glutaraldehído al 2%, de bajo peso molecular, incoloro	III				x	x	
5	18-161-012	Hipoclorito de Sodio	Contiene cloro en estado de oxidación	II	x	x	x	x	x	x
6	47-631-001	Monopersulfato de Potasio	Compuestos de amonio cuaternario, biodegradable	II		x	x	x	x	x
7	18-161-013	Trocloseno de Sodio	Combinación de ácido dicloroisocianúrico y sal sódica	II				x	x	
8	27-462-001	Desinfectante aerosol	Combinación de n-butano, propano, tetra acetatotetrasódico de etilendiamina (EDTA), etanol	I	x	x	x	x	x	
9	17-931-002	Ortoftalaldehído al 0.55%	Solución acuosa de Ortoftalaldehído al 0.55 %	III				x	x	x
10	18-161-016	Alcohol etílico al 80%	Alcohol etílico al 80%	II			x	x	x	

ELABORADO POR:	NOMBRE	ÁREA	CARGO	FECHA	FIRMA
	Lic. Ximena Pinto	DNMDM	Especialista de Políticas de Medicamentos y Dispositivos Médicos 1	05/10/2016	
REVISADO POR:	Mgs. Sonia Brazales	DNMDM	Directora Nacional		

APROBADO CONFORME:

00000113

I SEMINARIO TALLER SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS, 07-09 DE MAYO DE 2013

DOCUMENTOS OFICIALES	PRODUCTO
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2013-0338, 30 abril de 2013	
Oficio Nro. MSP-DNMIE-2013-0186-O, 26 de abril de 2013	
Oficio Nro. MSP-DNMIE-2013-0185-O, 26 de abril de 2013	
Oficio Nro. MSP-DNMIE-2013-0194-O, 30 de abril de 2013	
Oficio Nro. MSP-DNMIE-2013-0187-O, 26 de abril de 2013	
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2013-0323, 28 de abril de 2013	
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2013-0340, 01 de mayo de 2013	Informe de las actividades desarrolladas en el I Seminario-Taller sobre Dispositivos Médicos, realizado del 07 al 09 de mayo de 2013 (Primera Revisión)

I ENCUENTRO DE ESPECIALISTAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013. QUITO

DOCUMENTOS OFICIALES	PRODUCTO
Oficio Nro. MSP-DNMIE-2013-0380-O, 14 de octubre de 2013	
Oficio Nro. MSP-DNMIE-2013-0375-O, 11 de octubre de 2013	
Oficio Nro. MSP-DNMIE-2013-0377-O, 11 de octubre de 2013	
Oficio Nro. MSP-DNMIE-2013-0376-O, 11 de octubre de 2013	Informe del I Encuentro de Especialistas para el análisis de los dispositivos médicos, realizado del 21 al 25 de octubre de 2013 (Segunda Revisión)

II ENCUENTRO DE ESPECIALISTAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014. GUAYAQUIL

0000017

DOCUMENTOS OFICIALES	PRODUCTO
Oficio Nro. MSP-DNMIE-2014-0016-O, 20 de enero de 2014	Informe del II Encuentro de Especialistas para el análisis de los dispositivos médicos, realizado del 10 al 14 de febrero de 2014 (Tercera Revisión)

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

DOCUMENTOS OFICIALES	PRODUCTO
Memorando Nro. MSP-SNGSP-2016-0035, 12 de enero de 2016	
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0838, 26 de noviembre de 2015	
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0833, 26 de noviembre de 2015	
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0837, 26 de noviembre de 2015	
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0839, 26 de noviembre de 2015	
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0826, 26 de noviembre de 2015	Acta de Reunión 08 de diciembre de 2015
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0840, 26 de noviembre de 2015	Acta de Reunión 15 de diciembre de 2015
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0836, 26 de noviembre de 2015	Acta de Reunión 21 de diciembre de 2015
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0832, 26 de noviembre de 2015	Acta de Reunión 18 de enero de 2016
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0825, 26 de noviembre de 2015	(Cuarta Revisión)
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0830, 26 de noviembre de 2015	
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0036, 12 de enero de 2016	
Oficio Nro. MSP-SNGSP-2015-0835, 26 de noviembre de 2015	



REGISTRO OFICIAL®

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Suscríbase



Quito

Avenida 12 de Octubre N 23-99 y Wilson
Edificio 12 de Octubre - Segundo Piso
Teléfonos: 2234540 - 2901629 Fax: 2542835
3941-800 Ext.: 2301

Almacén Editora Nacional

Mañosca 201 y 10 de Agosto
Telefax: 2430110

Guayaquil

Av. 9 de Octubre N° 1616
y Av. Del Ejército esquina,
Edificio del Colegio de Abogados del Guayas,
primer piso. Telf. 252-7107



www.registroficial.gob.ec