



REGISTRO OFICIAL®

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

EDICIÓN ESPECIAL

Año IV - Nº 746

**Quito, lunes 31 de
octubre de 2016**

Valor: US\$ 10,00 + IVA



Ministerio
de **Salud Pública**

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre
N23-99 y Wilson
Segundo Piso

Oficinas centrales y ventas:
Telf. 3941-800
Exts.: 2301 - 2305

Distribución (Almacén):
Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 243-0110

Sucursal Guayaquil:
Av. 9 de Octubre Nº 1616 y Av. Del Ejército
esquina, Edificio del Colegio de Abogados
del Guayas, primer piso. Telf. 252-7107

Suscripción anual:
US\$ 400 + IVA para la ciudad de Quito
US\$ 450 + IVA para el resto del país

Impreso en Editora Nacional

302 páginas: Tomo I, II

www.registroficial.gob.ec

**Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895**

**MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA**

ACUERDO No. 00000113

**EXPÍDESE LA
“LISTA DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS ESENCIALES”**

TOMO I

No. 00000113

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

Considerando:

Que, la salud es un derecho que garantiza el Estado, mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, así como el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, es competencia exclusiva del gobierno central, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud, así como normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, conforme lo dispuesto en los artículos 261 numeral 6; 361; y, 363 numeral 1 de la Constitución de la República;

Que, los servicios públicos estatales de salud son universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprende los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos, dispositivos médicos y rehabilitación necesarios, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 362 de la Norma Suprema y artículo 7 literal b) de la Ley Orgánica de Salud;

Que, los dispositivos médicos, son los artículos, instrumentos, aparatos, artefactos o invenciones mecánicas, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, fabricados, vendidos o recomendados para uso en diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo, prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, para reemplazar o modificar la anatomía o un proceso fisiológico o controlarla. Incluyen las amalgamas, barnices, sellantes y más productos dentales similares, según lo conceptualiza el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud;

Que, para expedir el presente instrumento se cuenta con el criterio jurídico emitido por el Director Nacional de Consultoría Legal a través del memorando No. MSP-DNCL-2016-0803-M de 15 de septiembre de 2016.

Que, mediante memorando No. MSP-SNGSP-2016-2028 de 05 de octubre de 2016, la Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud, solicitó al Coordinador General de Asesoría Jurídica, la elaboración del presente instrumento.

Que, a fin de garantizar la disponibilidad y acceso a dispositivos médicos de calidad, seguros y eficaces, para la población, es necesario contar con una “Lista de Dispositivos Médicos Esenciales”; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de la República

Acuerda:

Art. 1.- Expedir la “Lista de Dispositivos Médicos Esenciales”, homologada y estandarizada en sus especificaciones técnicas generales, que será de aplicación

obligatoria en los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud.

Art. 2.- La Autoridad Sanitaria Nacional actualizará anualmente la “Lista de Dispositivos Médicos Esenciales”, mediante la inclusión y exclusión motivada de ítems que satisfagan las necesidades de salud de la población y elaborará las fichas técnicas que corresponda.

Los establecimientos de salud, de la Red Pública Integral de Salud, que para atender a sus pacientes requieran adquirir dispositivos médicos no previstos en la referida lista, podrán hacerlo en beneficio de la calidad de la atención en salud, y posteriormente deberán notificar al Ministerio de Salud Pública, para que previo el análisis del caso, sean o no incorporados en dicha lista.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 00000029 de 1 de abril de 2016, y demás disposiciones contrarias al presente instrumento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las personas naturales o jurídicas, que tengan observaciones a la “Lista de Dispositivos Médicos Esenciales”, podrán presentar su reclamo debidamente motivado, en el plazo de treinta (30) días a partir de su publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud, a través de la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 11 de octubre de 2016.

f.) Dra. Margarita Guevara Alvarado, Ministra de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito a, 13 de octubre de 2016.- f.) Ilegible, Secretaría General.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL															
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			II		III	APH				
					A	B	C								
1	35-085-003	Abreboca helicoidal a rosca	Material plástico grado médico, longitud 8 cm a 15 cm, reutilizable	I									X	Uso General	Separador de mandíbulas en trauma y atención de emergencia
2	15-772-001	Aceite lubricante para instrumental quirúrgico	Aceite hidrosoluble, anticorrosivo	I				X	X	X				Uso General	Solución para tratar los instrumentos quirúrgicos con el fin de evitar que sus partes móviles o acoplables se peguen entre sí durante el uso, prevenir la corrosión y aumentar su vida útil.
3	23-965-001	Aceite de silicon	5000 y 1000 Daltons	III								X		Oftalmología	Vitrectomía posterior
4	26-624-001	Adaptador para toma de aire, ent 1/8, rpt	Acero inoxidable, acople, macho para aire	I				X	X	X				Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases
5	26-624-002	Adaptador para toma de oxígeno, ent 1/8, rpt	Acero inoxidable, acople, macho para gases medicinales	I				X	X	X				Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
6	26-624-003	Adaptador para toma de vacío, ent 1/8, rpt	Acero inoxidable, acople, macho para vacío	I				X	X	X				Anestesiología/Cuidados Intensivos	Efecto vacío
7	26-624-004	Adaptador para toma de óxido nítrico, ent 1/8, rpt	Acero inoxidable, acople, macho para gases medicinales	I						X	X			Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
8	17-814-001	Adaptador para tubos de extracción de sangre al vacío	De plástico, posee un sistema de rosca en un extremo (para colocar aguja), abierto en el otro extremo (para colocar los tubos)	I		X	X	X	X					Material de laboratorio	Se adapta a los tubos durante la extracción de sangre al vacío, para la recolección de la muestra.
9	10-046-001	Aerocámara, adulto	Cuerpo forma ovoide o cilíndrica, polietileno de alta densidad, (no PVC), liso, blanco o transparente, atóxico, hipoalérgico, antistático, longitud 19 cm - 25 cm, con abertura en ambos extremos, capacidad interior 300 ml - 800 ml (+/- 10 ml). Mascarilla anatómica de silicon en el extremo distal. Base, tapón o adaptador en el extremo proximal con abertura universal para la inserción del inhalador. Válvula de exhalación, válvula inhalación, ajuste libre de látex. Debe incluir boquilla anatómica de polietileno, descartable	I				X	X	X			X	Uso General	Administración de medicamentos para la vía aérea

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I				II				III	APH
					A	B	C							
10	10-045-003	Aerocámara, neonatal	Cuerpo forma ovoide o cilíndrica, polietileno de alta densidad, (no PVC), liso, blanco o transparente, atóxico, hipoalérgico, antiestático, longitud 19 cm - 25 cm, con abertura en ambos extremos, capacidad interior 100 ml - 150 ml (+/- 10 ml). Mascarilla anatómica de silicona en el extremo distal. Base, tapón o adaptador en el extremo proximal con abertura universal para la inserción del inhalador. Válvula de exhalación, válvula inhalación, ajuste libre de látex. Debe incluir boquilla anatómica de polietileno, descartable	I		x	x	x				Neonatología	Administración de medicamentos para la vía aérea	
11	10-045-004	Aerocámara, neonatal de aluminio	Cuerpo cilíndrico, aluminio, atóxico, hipoalérgico, antiestático, longitud de 15 cm a 20 cm, abertura en ambos extremos, capacidad interior de 150 ml a 195 ml, mascarilla anatómica de silicona, Base, tapón o adaptador en el extremo distal con abertura universal para la inserción del inhalador. Válvula de exhalación, válvula inhalación, libre de látex.	I				x	x			Neonatología	Administración de medicamentos para la vía aérea	
12	10-046-002	Aerocámara pediátrico	Cuerpo forma ovoide o cilíndrica, polietileno de alta densidad, (no PVC), liso, blanco o transparente, atóxico, hipoalérgico, antiestático, longitud 19 cm - 25 cm, con abertura en ambos extremos, capacidad interior 150 ml - 200 ml (+/- 10 ml). Mascarilla anatómica de silicona en el extremo distal. Base, tapón o adaptador en el extremo proximal con abertura universal para la inserción del inhalador. Válvula de exhalación, válvula inhalación, ajuste libre de látex. Debe incluir boquilla anatómica de polietileno, descartable	I		x	x	x	x			Pediatría	Administración de medicamentos para la vía aérea	
13	17-569-001	Aguja de escleroterapia alta 20-25 G	Longitud 165 cm de largo, tamaño mínimo para canal operativo de 2,8 mm, estéril, descartable	II					x	x		Gastroenterología	Tratamiento sangrado digestivo alto	
14	17-569-002	Aguja de escleroterapia baja 20-25 G	Longitud de 230 cm de largo, tamaño mínimo para canal operativo de 2,8 mm, estéril, descartable	II					x	x		Gastroenterología	Tratamiento sangrado digestivo bajo	
15	12-730-001	Aguja de acupuntura, 0.30 mm x 40 mm	Aguja de acero inoxidable, revestimiento de silicona, punta fina, empuñadura de polipropileno, estéril, descartable	II				x	x	x		Uso General	Estimulación de canales nerviosos	
16	12-730-002	Aguja de acupuntura, 0.25 mm x 25 mm	Aguja de acero inoxidable, revestimiento de silicona, punta fina, empuñadura de polipropileno, estéril, descartable	II				x	x	x		Uso General	Estimulación de canales nerviosos	
17	12-730-003	Aguja de acupuntura, 0.25 mm x 50 mm	Aguja de acero inoxidable, revestimiento de silicona, punta fina, empuñadura de polipropileno, estéril, descartable	II				x	x	x		Uso General	Estimulación de canales nerviosos	
18	12-730-004	Aguja de acupuntura, 0.22 mm x 50 mm	Aguja de acero inoxidable, revestimiento de silicona, punta fina, empuñadura de polipropileno, estéril, descartable	II				x	x	x		Uso General	Estimulación de canales nerviosos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N*	Código Único de Dispositivos Médicos-UDI	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
19	12-730-005	Aguja de acupuntura, 0.20 mm x 3 mm, tipo chincheta	Aguja de acero inoxidable, forma de chincheta, estéril, descartable	II			X		X	X	Uso General	Estimulación de canales nerviosos
20	20-241-006	Aguias de punción - biopsia vertebral 8 G a 13 G	100 mm - 150 mm de longitud, acero inoxidable, estéril, descartable	IV						X	Traumatología	Toma de muestras de tejido
21	12-750-001	Aguja de Verres, 14 G	Punta biselada, 120 mm - 150 mm, para insuflación, con mandril, de acero inoxidable, conector Luer Lock, estéril, descartable	II					X	X	Cirugía	Aguja para insuflación de CO2 en la cavidad abdominal
22	17-834-001	Aguja epidural, 18 G, 80 mm, tipo Tuschy	Bisel tipo Tuschy, 1.3 mm x 80 mm, Luer Lock, acero inoxidable, mandril metálico, con marcas de profundidad, estéril, descartable	IV					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
23	17-834-002	Aguja epidural, 20 G, 88 mm, tipo Tuschy	Bisel tipo Tuschy, 1.3 mm x 88 mm, Luer Lock, acero inoxidable, mandril metálico, con marcas de profundidad, estéril, descartable	IV					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
24	12-753-005	Aguja espinal, 25 G, 88 mm, tipo Quincke	Bisel tipo Quincke, 0.53 mm x 88 mm, Luer Lock, tubo transparente para visualización de líquido cefalorraquídeo, con marcas de profundidad, acero inoxidable, estéril, descartable	IV					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
25	12-753-006	Aguja espinal, 27 G, 88 mm, tipo Quincke	Bisel tipo Quincke, 0.42 mm x 88 mm, Luer Lock, tubo transparente para visualización de líquido cefalorraquídeo, con marcas de profundidad, acero inoxidable, estéril, descartable	IV					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
26	12-753-009	Aguja espinal, 27 G, 90 mm	90 mm, punta recta atraumática, con magnificador de imagen que facilita la visualización del retorno del líquido cefalorraquídeo, con introductor integrado, estéril, descartable	IV					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
27	12-753-010	Aguja espinal, 27 G, 120 mm	120 mm, punta recta atraumática, con magnificador de imagen que facilita la visualización del retorno del líquido cefalorraquídeo, con introductor integrado, estéril, descartable	IV					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
28	12-753-011	Aguja espinal, 29 G, 90 mm	90 mm, punta recta atraumática, con magnificador de imagen que facilita la visualización del retorno del líquido cefalorraquídeo, con introductor integrado, estéril, descartable	IV					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
29	12-753-007	Aguja espinal, 25 G, 90 mm, punta de lápiz	Bisel punta de lápiz, 90 mm, orificio lateral próximo a la punta, acero inoxidable, estéril, descartable	IV						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos
30	12-753-008	Aguja espinal, 27 G, 90 mm, punta de lápiz	Bisel punta de lápiz, 90 mm, orificio lateral próximo a la punta, acero inoxidable, estéril, descartable	IV						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDOM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
31	12-753-012	Aguja espinal, 22 G, 68 mm, tipo Quincke	Bisel tipo Quincke, 0.70 mm x 68 mm, Luer Lock, cubo transparente para visualización de líquido cefalorraquídeo, con marcas de profundidad, acero inoxidable, estéril, descartable	IV				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos	
32	12-753-013	Aguja espinal, 22 G, 40 mm, tipo Quincke	Bisel tipo Quincke, 0.70 mm x 40mm, Luer Lock, cubo transparente para visualización de líquido cefalorraquídeo, con marcas de profundidad, acero inoxidable, estéril, descartable	IV				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos	
33	12-753-014	Aguja espinal, 27 G, 90 mm, cónica elíptica	60 mm, punta recta atraumática, cónica elíptica, orificio de salida sin filo, con magnificador de imagen que facilita la visualización del retorno del líquido cefalorraquídeo, con introductor integrado, estéril, descartable	IV				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos	
34	12-753-015	Aguja espinal, 27 G, 120 mm, cónica elíptica	120 mm, punta recta atraumática, cónica elíptica, orificio de salida sin filo, con magnificador de imagen que facilita la visualización del retorno del líquido cefalorraquídeo, con introductor integrado, estéril, descartable	IV				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos	
35	12-753-016	Aguja espinal, 29 G, 90 mm, cónica elíptica	90 mm, punta recta atraumática, cónica elíptica, orificio de salida sin filo, con magnificador de imagen que facilita la visualización del retorno del líquido cefalorraquídeo, con introductor integrado, estéril, descartable	IV				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos	
36	12-753-017	Aguja espinal, 26 G, 3 1/2"	Bisel atraumático, Luer Lock, cámara transparente para visualización de líquido cefalorraquídeo, introductor integrado 20 G 1 3/8", acero inoxidable	IV				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos	
37	12-753-018	Aguja espinal, 25 G, 90 mm, tipo Quincke	Bisel tipo Quincke, 0.50 mm x 90 mm, Luer Lock, cubo transparente para visualización de líquido cefalorraquídeo, con marcas de profundidad, acero inoxidable, estéril, descartable	IV				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos	
38	12-753-019	Aguja espinal, 25 G, 68 mm, punta de lápiz	Bisel punta de lápiz, 68 mm, orificio lateral próximo a la punta, acero inoxidable, estéril, descartable	IV				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos	
39	12-753-020	Aguja espinal, 27 G, 68 mm, punta de lápiz	Bisel punta de lápiz, 68 mm, orificio lateral próximo a la punta, acero inoxidable, estéril, descartable	IV				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de medicamentos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
40	12-745-001	Aguja hipodérmica 14 G, 1 1/2"	Cánula: 2.10 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
41	12-745-002	Aguja hipodérmica 16 G, 1 1/2"	Cánula: 1.6 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
42	12-745-003	Aguja hipodérmica 18 G, 1 1/2"	Cánula: 1.2 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
43	12-745-004	Aguja hipodérmica 19 G, 1 3/8"	Cánula: 1.1 mm x 40 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
44	12-745-005	Aguja hipodérmica 20 G, 1 3/8"	Cánula: 0.9 mm x 40 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
45	12-745-006	Aguja hipodérmica 21 G, 1 1/2"	Cánula: 0.8 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
46	12-745-007	Aguja hipodérmica 21 G, 1"	Cánula: 0.8 mm x 25 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
47	12-745-008	Aguja hipodérmica 22 G, 1 1/2"	Cánula: 0.7 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
48	12-745-009	Aguja hipodérmica 23 G, 1"	Cánula: 0.6 mm x 25 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
49	12-745-010	Aguja hipodérmica 23 G, 1 1/2"	Cánula: 0.6 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
50	12-745-011	Aguja hipodérmica 24 G, 1 1/2"	Cánula: 0.55 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
51	12-745-012	Aguja hipodérmica 25 G, 1"	Cánula: 0.5 mm x 25 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos - CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I		II	III	APH			
A	B	C										
52	12-745-013	Aguja Hipodérmica 26 G, 5/8"	Cánula: 0.45 mm x 16 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
53	12-745-014	Aguja Hipodérmica 27 G, 1/2"	Cánula: 0.45 mm x 13 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
54	12-745-015	Aguja Hipodérmica 30 G, 1/2"	Cánula: 0.3 mm x 13 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
55	12-745-016	Aguja Hipodérmica 27 G, 1 1/2"	Cánula: 0.4 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
56	12-745-017	Aguja Hipodérmica 20 G, 1 1/2"	Cánula: 0.9 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
57	12-745-018	Aguja hipodérmica 24 G, 1"	Cánula: 0.55 mm x 25 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
58	12-745-019	Aguja hipodérmica 29 G, 1/2"	Cánula: 0.33 mm x 13 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
59	12-745-020	Aguja hipodérmica 25 G, 5/8"	Cánula: 0.5 mm x 16 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
60	12-745-021	Aguja hipodérmica 22 G, 1 1/4"	Cánula: 0.7 mm x 32 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
61	12-745-022	Aguja hipodérmica 27 G, 1 1/4"	Cánula: 0.45 mm x 32 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
62	12-745-023	Aguja hipodérmica 18 G, 1 1/4"	Cánula: 1.2 mm x 32 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
63	12-745-024	Aguja hipodérmica 20 G, 1 1/4"	Cánula: 0.9 mm x 30 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, translúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CLUMM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH			
A	B	C											
64	12-745-025	Aguja hipodérmica 21 G, 1 1/4"	Cánula: 0,8 mm x 32 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
65	12-745-026	Aguja hipodérmica 23 G, 1 1/4"	Cánula: 0,6 mm x 32 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
66	12-745-027	Aguja hipodérmica 18 G, 1"	Cánula: 1,2 mm x 25 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
67	12-745-028	Aguja hipodérmica 19 G, 1 1/2"	Cánula: 1,1 mm x 39 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
68	12-745-029	Aguja hipodérmica 19 G, 1 1/4"	Cánula: 1,1 mm x 32 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	
69	12-745-030	Aguja hipodérmica 19 G, 1"	Cánula: 1,1 mm x 25 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos -CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
70	12-745-031	Aguja hipodérmica 20 G, 1"	Cánula: 1.2 mm x 25 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x			Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
71	12-745-032	Aguja hipodérmica 20 G, 2"	Cánula: 1.2 mm x 51 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x			Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
72	12-745-033	Aguja hipodérmica 21 G, 2"	Cánula: 0.8 mm x 51 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
73	12-745-034	Aguja hipodérmica 22 G, 1"	Cánula: 0.7 mm x 25 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
74	12-745-035	Aguja hipodérmica 22 G, 2"	Cánula: 0.7 mm x 51 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
76	12-745-036	Aguja hipodérmica 24 G, 3/4"	Cánula: 0.55 mm x 20 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
76	12-745-037	Aguja hipodérmica 26 G, 1"	Cánula: 0.45 mm x 25 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
77	12-745-038	Aguja hipodérmica 26 G, 1/2"	Cánula: 0.45 mm x 13 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
78	12-745-039	Aguja hipodérmica 26 G, 3/8"	Cánula: 0.45 mm x 16 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
79	12-745-040	Aguja hipodérmica 28 G, 1/2"	Cánula: 0.36 mm x 13 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
80	12-745-041	Aguja hipodérmica 30 G, 5/8"	Cánula: 0.3 mm x 16 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
81	12-745-042	Aguja hipodérmica 25 G, 1 1/2"	Cánula: 0.5 mm x 38 mm, de acero inoxidable, punta afilada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropileno grado médico, conexión Luer Lock, sellada. Protector: polipropileno de grado médico, traslúcida que cierra a la presión, identificable con código de color, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL															
N°	Código Único de Dispositivos Médicos - CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO			
					I				III	APH					
					A	B	C								
82	20-206-001	Aguja intradérmica 15 G	Acero inoxidable, bisel corto, estilete, conexión Luer Lock, estéril, descartable	IV						x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Administración de líquidos intradérmica	
83	20-206-002	Aguja intradérmica 18 G	Acero inoxidable, bisel corto, estilete, conexión Luer Lock, estéril, descartable	IV							x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Administración de líquidos intradérmica
84	20-241-004	Aguja para aspiración modular, 16 G	Mango ergonómico, cánula ultrafina de acero inoxidable, conector Luer Lock con mecanismo de cierre, longitud 6.8 cm, estéril, descartable	IV								x	x	Traumatología	Toma de muestras de tejido
85	20-241-005	Aguja para aspiración modular, 15 G	Mango ergonómico, cánula ultrafina de acero inoxidable, conector Luer Lock con mecanismo de cierre, longitud 5.1 cm, estéril, descartable	IV								x	x	Traumatología	Toma de muestras de tejido
86	12-734-001	Aguja para biopsia, 20 G	Tipo Chiba, de acero inoxidable quirúrgico, con cánula, estilete y Luer Lock, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
87	12-734-002	Aguja para biopsia, 22 G	Tipo Chiba, de acero inoxidable quirúrgico, con cánula, estilete y Luer Lock, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
88	12-734-003	Aguja para biopsia, 23 G	Tipo Chiba, de acero inoxidable quirúrgico, con cánula, estilete y Luer Lock, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
89	12-734-004	Aguja para biopsia, 18 G, 15 cm	Tipo superCore, centimetrado para la medición de la profundidad, 15 cm, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
90	12-734-005	Aguja para biopsia, 20 G, 15 cm	Tipo superCore, centimetrado para la medición de la profundidad, 15 cm, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
91	12-734-006	Aguja para biopsia, 14 G, 9 cm	Tipo superCore II, disparador semiautomático, centimetrado, 9 cm, operable con una sola mano, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
92	12-734-007	Aguja para biopsia, 14 G, 15 cm	Tipo superCore II, disparador semiautomático, centimetrado, 15 cm, operable con una sola mano, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
93	12-734-008	Aguja para biopsia, 16 G, 9 cm	Tipo superCore II, disparador semiautomático, centimetrado, 9 cm, operable con una sola mano, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
94	12-734-009	Aguja para biopsia, 16 G, 15 cm	Tipo superCore II, disparador semiautomático, centimetrado, 15 cm, operable con una sola mano, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
95	12-734-010	Aguja para biopsia, 18 G, 9 cm	Tipo superCore II, disparador semiautomático, centimetrado, 9 cm, operable con una sola mano, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido
96	12-734-011	Aguja para biopsia, 18 G, 15 cm, disparador semiautomático	Tipo superCore II, disparador semiautomático, centimetrado, 15 cm, operable con una sola mano, estéril, descartable	II								x	x	Cirugía	Toma de muestras de tejido

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			III	APH		
					A	B	C				
97	12-734-012	Aguja para biopsia, 14 G	Tipo Tru-Cut, muesca para espécimen de 20 mm, filo de escalpelo, filo de corte de acero quirúrgico, estilete removible, marcas de profundidad a cada centímetro, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
98	12-734-013	Aguja para biopsia, 18 G	Tipo Tru-Cut, muesca para espécimen de 20 mm, filo de escalpelo, filo de corte de acero quirúrgico, estilete removible, marcas de profundidad a cada centímetro, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
99	12-734-014	Aguja para biopsia, 14 G, 10 cm	Tipo Promag, con disparador automático alta precisión, avance 25 mm, dos disparadores anterior y posterior, seguro automático, aguja 10 cm, centimetrada para facilitar la medición de la profundidad, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
100	12-734-015	Aguja para biopsia, 14 G, 16 cm	Tipo Promag, con disparador automático alta precisión, avance 25 mm, dos disparadores anterior y posterior, seguro automático, esterilizable, aguja 16 cm, centimetrada para facilitar la medición de la profundidad, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
101	12-734-016	Aguja para biopsia, 16 G, 10 cm	Tipo Promag, con disparador automático alta precisión, avance 25 mm, dos disparadores anterior y posterior, seguro automático, esterilizable, aguja 10 cm, centimetrada para facilitar la medición de la profundidad, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
102	12-734-017	Aguja para biopsia, 16 G, 16 cm	Tipo Promag, con disparador automático alta precisión, avance 25 mm, dos disparadores anterior y posterior, seguro automático, esterilizable, aguja 16 cm, centimetrada para facilitar la medición de la profundidad, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
103	12-734-018	Aguja para biopsia, 18 G, 10 cm	Tipo Promag, con disparador automático alta precisión, avance 25 mm, dos disparadores anterior y posterior, seguro automático, esterilizable, aguja 10 cm, centimetrada para facilitar la medición de la profundidad, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
104	12-734-019	Aguja para biopsia, 18 G, 16 cm	Tipo Promag, con disparador automático alta precisión, avance 25 mm, dos disparadores anterior y posterior, seguro automático, esterilizable, aguja 16 cm, centimetrada para facilitar la medición de la profundidad, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CDUM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
105	12-734-020	Aguja para biopsia, 18 G, 20 cm	Tipo Promag, con disparador automático alta precisión, avance 25 mm, dos disparadores anterior y posterior, seguro automático, esterilizable, aguja 20 cm, centimetrada para facilitar la medición de la profundidad, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
106	12-734-021	Aguja para biopsia, 18 G, 25 cm	Tipo Promag, con disparador automático alta precisión, avance 25 mm, dos disparadores anterior y posterior, seguro automático, esterilizable, aguja 25 cm, centimetrada para facilitar la medición de la profundidad, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
107	20-236-001	Aguja para biopsia coaxial, 18 G, 10 cm	Acero inoxidable, 10 cm, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
108	20-236-002	Aguja para biopsia coaxial, 18 G, 16 cm	Acero inoxidable, 16 cm, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
109	20-236-003	Aguja para biopsia coaxial, 18 G, 20 cm	Acero inoxidable, 20 cm, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
110	20-240-001	Aguja para biopsia de hueso, 8 G	Mango ergonómico, cánula ultrafina de acero, mango con punta trocar, alambre extractor con acero inoxidable, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
111	20-240-002	Aguja para biopsia de hueso, 11 G	Mango ergonómico, cánula ultrafina de acero, mango con punta trocar, alambre extractor con acero inoxidable, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
112	20-240-003	Aguja para biopsia de hueso, 16 G, 12.5 cm	Mango ergonómico, cánula ultrafina de acero, mango con punta trocar, alambre extractor con acero inoxidable, 12.5 cm, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
113	20-240-004	Aguja para biopsia de hueso, 16 G, 16.5 cm	Mango ergonómico, cánula ultrafina de acero, mango con punta trocar, alambre extractor con acero inoxidable, 16.5 cm, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
114	20-240-005	Aguja para biopsia de hueso, 18 G, pedilátrica	Acero inoxidable, punta tipo trocar, adaptador Luer Lock, longitud 3.59 cm, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido e infusión de líquidos	
115	20-240-006	Aguja para biopsia de hueso, 13 G	Empuñadura ergonómica, cánula y obturador marcado de acero inoxidable, longitud 6.3 cm, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
116	20-240-007	Aguja para biopsia de hueso, 11 G, 15 cm	Empuñadura ergonómica, cánula y obturador marcado de acero inoxidable, longitud 15 cm, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	
117	20-240-008	Aguja para biopsia de hueso, 11 G, 10 cm	Empuñadura ergonómica, cánula y obturador marcado de acero inoxidable, longitud 10 cm, estéril, descartable	II			x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
118	20-240-009	Aguja para biopsia de hueso, 8 G, 15 cm	Empuñadura ergonómica, cánula y obturador marcado de acero inoxidable, longitud 15 cm, estéril, descartable	II					x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
119	20-241-001	Aguja para biopsia intraósea y aspiración medular, 15 G	Mango ergonómico, cánula ultrafina de acero, mango con punta trocar, alambre extractor con acero inoxidable, estéril, descartable	IV					x	x		Traumatología	Toma de muestras de tejido
120	20-241-002	Aguja para biopsia intraósea y aspiración medular, 16 G	Mango ergonómico, cánula ultrafina de acero, conector Luer Lock con mecanismo de cierre, acero inoxidable, estéril, descartable	IV					x	x		Traumatología	Toma de muestras de tejido
121	20-241-003	Aguja para biopsia intraósea y aspiración medular, 18 G	Mango ergonómico, cánula ultrafina de acero inoxidable, conector Luer Lock con mecanismo de cierre, estéril, descartable	IV					x	x		Traumatología	Toma de muestras de tejido
122	12-734-022	Aguja para biopsia renal, 14 G	Percutánea de acero inoxidable, 13 a 20 cm de largo, estéril, descartable	II					x	x		Nefrología	Toma de muestras de tejido
123	12-734-023	Aguja para biopsia renal, 14 G, tipo Tru-cut	Percutánea, tipo Tru-cut, 4.5", tipo pistola, automática, acero inoxidable, de 13 cm - 20 cm de largo, estéril, descartable	II					x	x		Nefrología	Toma de muestras de tejido
124	12-734-024	Aguja para biopsia visceral, 16 G, 15 cm	Tipo Franseen, punta con corona cortante, conexión Luer Lock, longitud 15 cm, estéril, descartable	II					x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
125	12-734-025	Aguja para biopsia visceral, 20 G, 20 cm	Tipo Franseen, punta con corona cortante, conexión Luer Lock, longitud 20 cm, estéril, descartable	II					x	x		Cirugía	Toma de muestras de tejido
126	20-225-001	Aguja para bloqueo anestésico de plexos mediante neuroestimulación, 20 G, 100 mm a 150 mm	Aislada con teflón excepto la punta de la aguja, contiene un electrodo en la punta de la aguja que concentra toda la corriente del estímulo en la misma, bisel de 15° y 30°, 100 mm a 150 mm, con marcas de profundidad y de material ecolúcido, estéril, descartable	III					x	x		Anestesiología/Cuidados intensivos	Estimulación de los nervios mediante circuito eléctrico
127	20-225-002	Aguja para bloqueo anestésico de plexos mediante neuroestimulación, 21 G, 100 mm	Aislada con teflón excepto la punta de la aguja, contiene un electrodo en la punta de la aguja que concentra toda la corriente del estímulo en la misma, bisel de 15° y 30°, 100 mm, con marcas de profundidad y de material ecolúcido, estéril, descartable	III					x	x		Anestesiología/Cuidados intensivos	Estimulación de los nervios mediante circuito eléctrico
128	20-225-003	Aguja para bloqueo anestésico de plexos mediante neuroestimulación, 22 G, 100 mm a 150 mm	Aislada con teflón excepto la punta de la aguja, contiene un electrodo en la punta de la aguja que concentra toda la corriente del estímulo en la misma, bisel de 15° y 30°, 100 mm a 150 mm, con marcas de profundidad y de material ecolúcido, estéril, descartable	III					x	x		Anestesiología/Cuidados intensivos	Estimulación de los nervios mediante circuito eléctrico

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
129	20-225-004	Aguja para bloqueo anestésico de plexos mediante neuroestimulación, 24 G, 25 mm	Aislada con teflón excepto la punta de la aguja, contiene un electrodo en la punta de la aguja que concentra toda la corriente del estímulo en la misma, bisel de 15° y 30°, 25 mm, con marcas de profundidad y de material ecológico, estéril, descartable	III				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Estimulación de los nervios mediante circuito eléctrico
130	20-225-005	Aguja para bloqueo anestésico de plexos mediante neuroestimulación, 20 G, 35 mm a 50 mm	Aislada con teflón excepto la punta de la aguja, contiene un electrodo en la punta de la aguja que concentra toda la corriente del estímulo en la misma, bisel de 15° y 30°, 35 mm a 50 mm, con marcas de profundidad y de material ecológico, estéril, descartable	III				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Estimulación de los nervios mediante circuito eléctrico
131	20-225-006	Aguja para bloqueo anestésico de plexos mediante neuroestimulación, 22 G, 35 mm a 50 mm	Aislada con teflón excepto la punta de la aguja, contiene un electrodo en la punta de la aguja que concentra toda la corriente del estímulo en la misma, bisel de 15° y 30°, 35 mm a 50 mm, con marcas de profundidad y de material ecológico, estéril, descartable	III				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Estimulación de los nervios mediante circuito eléctrico
132	12-732-001	Aguja para descompresión torácica, 14 G x 8,25 cm	Aguja de teflón o polietileno, mandril de acero inoxidable, 14 G x 8,25 cm, estéril, descartable	II						x	Uso General	Descompresión torácica
133	20-230-002	Aguja para fistula, arterial, 14 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntas de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicona con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Neurología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis
134	20-230-004	Aguja para fistula, arterial, 15 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntas de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicona con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Neurología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis
135	20-230-005	Aguja para fistula, arterial, 15 G, 25 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntas de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicona con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Neurología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN /USO	
					I			III	APH			
					A	B	C					
136	20-230-001	Aguja para fistula, arterial, 16 G, 15 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				X			Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis
137	20-230-006	Aguja para fistula, arterial, 16 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				X		X	Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis
138	20-230-007	Aguja para fistula, arterial, 16 G, 25 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				X		X	Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis
139	20-230-003	Aguja para fistula, arterial, 17 G, 15 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				X		X	Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis
140	20-230-000	Aguja para fistula, arterial, 17 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				X		X	Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis
141	20-230-009	Aguja para fistula, arterial, 17 G, 25 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				X		X	Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis
142	20-230-010	Aguja para fistula, arterial, 18 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable con orificio posterior, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color rojo, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				X		X	Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodíalisis

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II				
					A	B	C	III	APII			
143	20-230-011	Aguja para fistula, venosa, 14 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis
144	20-230-012	Aguja para fistula, venosa, 15 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis
145	20-230-013	Aguja para fistula, venosa, 15 G, 25 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis
146	20-230-014	Aguja para fistula, venosa, 16 G, 15 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis
147	20-230-015	Aguja para fistula, venosa, 16 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis
148	20-230-016	Aguja para fistula, venosa, 16 G, 25 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis
149	20-230-017	Aguja para fistula, venosa, 17 G, 15 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis
150	20-230-018	Aguja para fistula, venosa, 17 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II					APH
					A	B	C	A	B	C			
151	20-230-019	Aguja para fistula, venosa, 17 G, 25 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II						X	X	Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis
152	20-230-020	Aguja para fistula, venosa, 18 G, 20 mm	Aguja de acero inoxidable, protector plástico, puntos de orientación en soporte de aguja, aletas de fijación giratorias, pinza de seguridad de color azul, línea de extensión de silicon con conector Luer Lock con tapa, estéril, descartable	II						X	X	Nefrología	Canalización de vasos sanguíneos en la hemodiálisis
153	20-243-001	Aguja para marcación de nódulo de mama, 20 G	Acero inoxidable, marcación cada cm, clip de retención, longitud 10 cm, estéril, descartable	II						X	X	Cirugía	Marcación prequirúrgica de nódulos mamarios
154	10-727-006	Aguja para reservorio, 20 G x 20 mm	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y aprógeno, aguja siliconada con bisel blanqueado y trifacetado, sin efecto sacabocado, con protección de aguja, en ángulo recto, con clamp, conector Luer Lock, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Administración de medicamentos en puertos implantables
155	10-727-008	Aguja para reservorio, 15 G x 20 mm	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y aprógeno, aguja siliconada con bisel blanqueado y trifacetado, sin efecto sacabocado, con protección de aguja, en ángulo recto, con clamp, conector Luer Lock, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Administración de medicamentos en puertos implantables
156	10-727-009	Aguja para reservorio, 20 G x 25 mm	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y aprógeno, aguja siliconada con bisel blanqueado y trifacetado, sin efecto sacabocado, con protección de aguja, en ángulo recto, con clamp, conector Luer Lock, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Administración de medicamentos en puertos implantables
157	10-727-010	Aguja para reservorio, 22 G x 25 mm	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y aprógeno, aguja siliconada con bisel blanqueado y trifacetado, sin efecto sacabocado, con protección de aguja, en ángulo recto, con clamp, conector Luer Lock, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Administración de medicamentos en puertos implantables
158	10-727-011	Aguja para reservorio, 22 G x 20 mm	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y aprógeno, aguja siliconada con bisel blanqueado y trifacetado, sin efecto sacabocado, con protección de aguja, en ángulo recto, con clamp, conector Luer Lock, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Administración de medicamentos en puertos implantables

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			II	III			APH	
					A	B	C						
159	10-727-012	Aguja para reservorio, 22 G x 15 mm	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y apirógeno, aguja siliconada con bisel biangulado y trifacetado, sin efecto sacabocado, con protección de aguja, en ángulo recto, con clamp, conector Luer Lock, estéril, descartable	II				X		X	Uso General	Administración de medicamentos en puertos implantables	
160	10-727-007	Aguja periférica 6 Fr x 1 1/2"	Radiopaco, dilatador, aguja 20 G, tubuladura 17,5 cm, bisturi, libre de látex, estéril, descartable	II					X			Anestesiología/Cuidados intensivos	Infusión rápida de líquidos intravenosos por vía periférica
161	12-736-001	Aguja para extracción de sangre al vacío, 21 G x 38 mm (1 1/2")	De acero inoxidable, doble punta, empaque individual plastificado, posee sello de seguridad, calibre 21 G y tamaño 38 mm (1 1/2"), estéril, descartable	II		X	X	X		X		Material de laboratorio	Dispositivo utilizado para extracción de sangre al vacío. Útil para toma múltiple.
162	12-736-002	Aguja para extracción de sangre al vacío, 20 G x 25 mm (1")	De acero inoxidable, doble punta, empaque individual plastificado, posee sello de seguridad, calibre 20 G y tamaño 25 mm (1"), estéril, descartable	II		X	X	X		X		Material de laboratorio	Dispositivo utilizado para extracción de sangre al vacío. Útil para toma múltiple.
163	12-736-003	Aguja para extracción de sangre al vacío, 22 G x 25 mm (1")	De acero inoxidable, doble punta, empaque individual plastificado, posee sello de seguridad, calibre 22 G y tamaño 25 mm (1"), estéril, descartable	II		X	X	X		X		Material de laboratorio	Dispositivo utilizado para extracción de sangre al vacío. Útil para toma múltiple.
164	12-736-004	Aguja para extracción de sangre al vacío, 21 G x 25 mm (1")	De acero inoxidable, doble punta, empaque individual plastificado, posee sello de seguridad, calibre 21 G y tamaño 25 mm (1"), estéril, descartable	II		X	X	X		X		Material de laboratorio	Dispositivo utilizado para extracción de sangre al vacío. Útil para toma múltiple.
165	12-736-005	Aguja para extracción de sangre al vacío, 20 G x 38 mm (1 1/2")	De acero inoxidable, doble punta, empaque individual plastificado, posee sello de seguridad, calibre 20 G y tamaño 38 mm (1 1/2"), estéril, descartable	II		X	X	X		X		Material de laboratorio	Dispositivo utilizado para extracción de sangre al vacío. Útil para toma múltiple.
166	12-736-006	Aguja para extracción de sangre al vacío, 22 G x 38 mm (1 1/2")	De acero inoxidable, doble punta, empaque individual plastificado, posee sello de seguridad, calibre 22 G y tamaño 38 mm (1 1/2"), estéril, descartable	II		X	X	X		X		Material de laboratorio	Dispositivo utilizado para extracción de sangre al vacío. Útil para toma múltiple.
167	10-727-001	Aguja pericraneal, 18 G	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo atóxico y apirógeno, aguja siliconada con bisel bi angulado y trifacetado, con protección de aguja, conector Luer Lock, estéril, descartable	II	X	X	X	X		X		Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
168	10-727-002	Aguja pericraneal, 21 G	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo atóxico y apirógeno, aguja siliconada con bisel bi angulado y trifacetado, con protección de aguja, conector Luer Lock, estéril, descartable	II	X	X	X	X		X		Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
169	10-727-003	Aguja pericraneal, 23 G	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo atóxico y apirógeno, aguja siliconada con bisel bi angulado y trifacetado, con protección de aguja, conector Luer Lock, estéril, descartable	II	X	X	X	X		X		Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				APH		
					A	B	C	II			
170	10-727-004	Aguja pericraneal, 25 G	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y apirógeno, aguja siliconada con bisel bi angulado y trifacetado, con protección de aguja, conector Luer Lock, estéril, descartable	II	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
171	10-727-005	Aguja pericraneal, 22 G	Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y apirógeno, aguja siliconada con bisel bi angulado y trifacetado, con protección de aguja, conector Luer Lock, estéril, descartable	I	x	x	x	x		Uso General	Administración de medicamentos y obtención de sangre
172	16-104-001	Alambre de cerclaje, 1.0 mm	1.0 mm de diámetro, acero quirúrgico, estéril	III				x	x	Traumatología	Material para osteosíntesis
173	16-104-002	Alambre de cerclaje con ojal, 0.8 mm	0.8 mm de diámetro, acero quirúrgico	III				x	x	Traumatología	Material para osteosíntesis
174	16-104-003	Alambre de Kirschner con punta roscada	Diámetro de varias dimensiones, acero quirúrgico	III				x	x	Traumatología	Material para osteosíntesis
175	16-104-004	Alambre de Kirschner	Diámetro de varias dimensiones, acero quirúrgico	III				x	x	Traumatología	Material para osteosíntesis
176	16-104-005	Alambre de cerclaje, 1.2 mm	1.2 mm de diámetro, acero quirúrgico, estéril	III				x	x	Traumatología	Material para osteosíntesis
177	16-104-006	Alambre de cerclaje, 1.5 mm	1.5 mm de diámetro, acero quirúrgico, estéril	III				x	x	Traumatología	Material para osteosíntesis
178	35-077-001	Alfombra antibacteriana, 60 cm x 115 cm (+/- 5 cm)	Lámina sintética de polietileno adhesiva en la parte inferior, lámina superior impregnada con solución antibacteriana, 60 cm x 115 cm (+/- 5 cm), descartable	I				x	x	Uso General	Protector que se coloca en el suelo para limpiar las suelas de los zapatos de las personas que caminan sobre él, y que contiene un agente antimicrobiano para inhibir la contaminación bacteriana cruzada. Sirve para reducir la cantidad de contaminación o suciedad transportada de un área a otra con requisitos de higiene más estrictos.
179	35-077-002	Alfombra antibacteriana, 90 cm x 115 cm (+/- 5 cm)	Lámina sintética de polietileno adhesiva en la parte inferior, lámina superior impregnada con solución antibacteriana, 90 cm x 115 cm (+/- 5 cm), descartable	I				x	x	Uso General	Protector que se coloca en el suelo para limpiar las suelas de los zapatos de las personas que caminan sobre él, y que contiene un agente antimicrobiano para inhibir la contaminación bacteriana cruzada. Sirve para reducir la cantidad de contaminación o suciedad transportada de un área a otra con requisitos de higiene más estrictos.
180	35-077-003	Alfombra antibacteriana, 46 cm x 114 cm (+/- 5 cm)	Lámina sintética de polietileno adhesiva en la parte inferior, lámina superior impregnada con solución antibacteriana, 46 cm x 114 cm (+/- 5 cm), descartable	I				x	x	Uso General	Protector que se coloca en el suelo para limpiar las suelas de los zapatos de las personas que caminan sobre él, y que contiene un agente antimicrobiano para inhibir la contaminación bacteriana cruzada. Sirve para reducir la cantidad de contaminación o suciedad transportada de un área a otra con requisitos de higiene más estrictos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				II	III	APH		
					A	B	C						
181	35-077-004	Almendra antibacteriana, 48 cm x 91 cm (+/- 5 cm)	Lámina sintética de polietileno adhesiva en la parte inferior, lámina superior impregnada con solución antibacteriana, 48 cm x 91 cm (+/- 5 cm), descartable	I					x	x		Uso General	Protector que se coloca en el suelo para limpiar las suelas de los zapatos de las personas que caminan sobre él, y que contiene un agente antimicrobiano para inhibir la contaminación bacteriana cruzada. Sirve para reducir la cantidad de contaminación o suciedad transportada de un área a otra con requisitos de higiene más estrictos.
182	13-41-001	Algodón hidrófilo, paquete cortado en rollos, 450 g - 500 g	Fibra natural, algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, hiposéptico, de fibra larga formado por superposición de capas, de estructura compacta, no estéril, largo 100 m, descartable	I	x	x	x	x	x		x	Uso General	Material de curación
183	11-025-001	Algodón hidrófilo, torundas, 300 unidades	Fibra natural, algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, hiposéptico, en forma de torundas, de estructura compacta, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		x	Uso General	Material de curación
184	11-025-003	Algodón hidrófilo, torundas, 80 g	Fibra natural, algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, hiposéptico, en forma de torundas, de estructura compacta, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		x	Uso General	Material de curación
185	11-025-004	Algodón hidrófilo, torundas, 70 g	Fibra natural, algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, hiposéptico, en forma de torundas, de estructura compacta, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		x	Uso General	Material de curación
186	11-025-005	Algodón hidrófilo, torundas, 500 unidades	Fibra natural, algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, hiposéptico, en forma de torundas, de estructura compacta, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		x	Uso General	Material de curación
187	11-025-006	Algodón hidrófilo, torundas, 1000 unidades	Fibra natural, algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, hiposéptico, en forma de torundas, de estructura compacta, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		x	Uso General	Material de curación
188	15-593-001	Almohada	Bolsa rellena de espuma, fibra de plástico u otro material	I	x	x	x	x	x		x	Uso General	Soporte de estructuras del cuerpo
189	13-345-001	Anarraz para sujeción de pacientes	Tela no tejida SMS, velcro, 150 cm (+/- 10 cm) de largo, descartable	I					x	x	x	Uso General	Material para inmovilización de paciente
190	18-103-001	Anillo corneal intraestromal	Acrílico, segmentos 150° de arco con un agujero en la extremidad, diámetro de 5 mm - 6mm, base plana 600 micras, estéril, descartable	III							x	Oftalmología	Tratamiento en patologías de ojo, queratocono
191	15-066-001	Aplicador con algodón en dos extremos, 7 cm - 8 cm x 2 mm	Pañito de madera, libre de astillas con dos extremos adheridos a torunda de algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, 7 cm - 8 cm x 2 mm, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		x	Uso General	Frotis de mano, garganta, monitoreo microbiológico a superficies y para marcar áreas de cirugía u otros procedimientos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
192	15-066-002	Aplicador con algodón en un extremo, 10 cm - 15 cm x 2 mm, no estéril	Pallito de madera, libre de astillas, con un extremo adherido a torunda de algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, 10 cm - 15 cm x 2 mm, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Frotis de mano, garganta, monitoreo microbiológico a superficies y para marcar áreas de cirugía u otros procedimientos
193	15-066-003	Aplicador con algodón en un extremo, 10 cm - 15 cm x 2 mm, estéril	Pallito de madera, libre de astillas, con un extremo adherido a torunda de algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, 10 cm - 15 cm x 2 mm, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Frotis de mano, garganta, monitoreo microbiológico a superficies y para marcar áreas de cirugía u otros procedimientos
194	15-066-004	Aplicador sin algodón en los extremos	Pallito de madera, libre de astillas, 10 cm - 15 cm x 2 mm, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Frotis de mano, garganta, monitoreo microbiológico a superficies y para marcar áreas de cirugía u otros procedimientos
195	11-324-003	Apósito no adhesivo con almohadilla, 10.2 cm x 20.3 cm	Con antimicrobiano clorhidrato de polihexametileno biguanida al 0.2%, hipoalérgico, libre de látex, estéril, descartable	IV						x	Uso General	Material de curación
196	11-324-004	Apósito no adhesivo con almohadilla, 10.2 cm x 12.7 cm	Con antimicrobiano clorhidrato de polihexametileno biguanida al 0.2%, hipoalérgico, libre de látex, estéril, descartable	IV						x	Uso General	Material de curación
197	11-324-005	Apósito no adhesivo con almohadilla, 10.2 cm x 35 cm	Con antimicrobiano clorhidrato de polihexametileno biguanida al 0.2%, hipoalérgico, libre de látex, estéril, descartable	IV						x	Uso General	Material de curación
198	11-324-007	Apósito no adhesivo con almohadilla, 5 cm x 5 cm	Con antimicrobiano clorhidrato de polihexametileno biguanida al 0.3%, hipoalérgico, libre de látex, estéril, descartable	IV						x	Uso General	Material de curación
199	11-324-008	Apósito no adhesivo con almohadilla, 10 cm x 10 cm	Con antimicrobiano clorhidrato de polihexametileno biguanida al 0.3%, hipoalérgico, libre de látex, estéril, descartable	IV						x	Uso General	Material de curación
200	24-828-001	Apósito de celulosa, 15 cm x 20 cm	Compuesto por celulosa y agua, reabsorbible, estéril descartable	II					x	x	Uso General	Material para control de hemorragias capilares venosas y arteriales menores
201	24-828-002	Apósito de celulosa, 9 cm x 9 cm	Compuesto por celulosa y agua, 0.3% de polioxametilénbiguanida, reabsorbible, estéril, descartable	II					x	x	Uso General	Material para control de hemorragias capilares venosas y arteriales menores
202	24-828-003	Apósito de celulosa regenerada oxidada, 5.1 cm x 7.6 cm	Celulosa regenerada oxidada, reabsorbible, estéril, descartable	II					x	x	Uso General	Material para control de hemorragias capilares venosas y arteriales menores
203	24-828-004	Apósito de celulosa regenerada oxidada, 10 cm x 20 cm	Celulosa regenerada oxidada, reabsorbible, estéril, descartable	II					x	x	Uso General	Material para control de hemorragias capilares venosas y arteriales menores
204	24-828-005	Apósito de celulosa regenerada oxidada, 5 cm x 7 cm	Celulosa regenerada oxidada, reabsorbible, estéril, descartable	II					x	x	Uso General	Material para control de hemorragias capilares venosas y arteriales menores

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDDM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I					APH			
					A	B	C	II	III				
205	11-324-001	Apósito de cloruro de dialquilcarbamillo (DACC), 10 cm x 10 cm	Tritaminar, celulosa y acetato impregnado con cloruro de dialquilcarbamillo (DACC), estéril, descartable	III						x		Uso General	Material de curación
206	11-324-002	Apósito de cloruro de dialquilcarbamillo, (DACC), 10 cm x 20 cm	Base de malla de poliamida, recubierta de plata impregnada con pomada de ácidos grasos de diglicéridos, estéril	III						x		Uso General	Material de curación
207	11-324-003	Apósito de cloruro de dialquilcarbamillo, (DACC), 5 cm x 200 cm	Mecha de celulosa y acetato impregnado con cloruro de dialquilcarbamillo (DACC), estéril, descartable	III						x		Uso General	Material de curación
208	24-829-001	Apósito de alginato de calcio, 10 cm x 10 cm	Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido algínico, estéril, descartable	II						x		Uso General	Material de curación
209	24-829-002	Apósito de alginato de calcio, 15 cm x 15 cm	Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido algínico, estéril, descartable	II						x		Uso General	Material de curación
210	24-829-003	Apósito de alginato de calcio, 20 cm x 20 cm	Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido algínico, estéril, descartable	II						x		Uso General	Material de curación
211	24-829-004	Apósito de alginato de calcio, 10 cm x 20 cm	Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido algínico, estéril, descartable	II						x		Uso General	Material de curación
212	24-829-005	Apósito de alginato de calcio, antimicrobiano + Ag, 10 cm x 20 cm	Ácido manurónico, fibras de alginato de calcio impregnadas de plata. Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido algínico, estéril, descartable	IV						x		Uso General	Material de curación
213	24-829-006	Apósito de alginato de calcio, antimicrobiano + Ag, 15 cm x 15 cm	Ácido manurónico, fibras de alginato de calcio impregnadas de plata. Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido algínico, estéril, descartable	IV						x		Uso General	Material de curación
214	24-829-007	Apósito de alginato de calcio, 2,7 cm x 34 cm, cinta	Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido algínico, hidrocolide de carboximetilcelulosa, estéril, descartable	II						x		Uso General	Material de curación
215	24-829-008	Apósito de alginato de calcio, 2 g x 30 cm, cinta	Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido algínico, estéril, descartable	II						x		Uso General	Material de curación
216	24-829-009	Apósito de alginato de calcio, 7,5 cm x 12 cm	Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido algínico, estéril, descartable	II						x		Uso General	Material de curación

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			II	III	APH				
					A	B	C							
217	24-829-010	Apósito de alginato de calcio, 9.0 cm x 12 cm	Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido alginico, estéril, descartable	II						x		Uso General	Material de curación	
218	24-829-011	Apósito de alginato de calcio, antimicrobiano + Ag, 20 cm x 20 cm	Ácido manurónico, fibras de alginato de calcio impregnadas de plata. Fibras no tejidas de polisacárido natural derivado de la sales de calcio del ácido alginico, estéril, descartable	IV							x		Uso General	Material de curación
219	24-816-001	Apósito de carbón activado con plata, 10 cm x 10 cm	Malla de carbón activado impregnado con sal de plata, 25ug x cm2, cubierta de fibras de nylon sin tejer, termoselladas, estéril, descartable	III							x		Uso General	Material de curación
220	24-816-002	Apósito de carbón activado, 10 cm x 20 cm	Malla de carbón activado, cubierta de fibras de nylon sin tejer, termoselladas, estéril, descartable	I							x		Uso General	Material de curación
221	24-816-003	Apósito de carbón activado con plata, 10 cm x 20 cm	Malla de carbón activado impregnado con sal de plata, 25ug x cm2, cubierta de fibras de nylon sin tejer, termoselladas, estéril, descartable	II							x		Uso General	Material de curación
222	24-837-001	Apósito de colágeno, 4 cm x 6 cm	Colágeno de bovino 100%, estéril, descartable	IV							x		Uso General	Material de curación
223	24-837-002	Apósito de colágeno, 6 cm x 8 cm x 0.8 cm	Colágeno de bovino 100%, estéril, descartable	IV							x		Uso General	Material de curación
224	24-837-003	Apósito de colágeno, 10 cm x 12 cm	Colágeno de bovino 100%, estéril, descartable	IV							x		Uso General	Material de curación
225	24-831-001	Apósito de gasa y algodón hidrófilo, 13 cm x 8 cm	Celulosa absorbente, bordes sellados, estéril, descartable	I					x	x			Uso General	Material de curación
226	24-831-002	Apósito de gasa y algodón hidrófilo, 13 cm x 23 cm	Celulosa absorbente, bordes sellados, estéril, descartable	I					x	x		x	Uso General	Material de curación
227	24-831-003	Apósito de gasa y algodón hidrófilo, 23 cm x 23 cm	Celulosa absorbente, bordes sellados, estéril, descartable	I					x	x		x	Uso General	Material de curación
228	24-831-004	Apósito de gasa y algodón hidrófilo, 10 cm x 20 cm	Celulosa absorbente, bordes sellados, estéril, descartable	I					x	x		x	Uso General	Material de curación
229	17-428-001	Apósito transparente con almohadilla absorbente, 4 cm x 4 cm	Poliuretano, con marco, estéril, descartable	I							x	x	Uso General	Material de curación
230	17-428-002	Apósito transparente con almohadilla absorbente, 6.5 cm x 5 cm	Poliuretano, con marco, estéril, descartable	I							x	x	Uso General	Material de curación
231	17-428-003	Apósito transparente con almohadilla absorbente, 6 cm x 10 cm	Poliuretano, con marco, estéril, descartable	I							x	x	Uso General	Material de curación

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
232	17-428-004	Apósito transparente con almohadilla absorbente, 9 cm x 25 cm	Poliuretano, con marco, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
233	17-428-005	Apósito transparente con almohadilla absorbente, 12,5 cm x 25 cm	Poliuretano, con marco, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
234	17-428-006	Apósito transparente, 4,4 cm x 4,4 cm	Poliuretano, semipermeable, adhesivo hipoalérgico, con papel protector, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
235	17-428-007	Apósito transparente, 6 cm x 7 cm	Poliuretano, semipermeable, adhesivo hipoalérgico, con papel protector, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
236	17-428-008	Apósito transparente, 8 cm x 11,5 cm	Poliuretano, semipermeable, adhesivo hipoalérgico, con papel protector, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
237	17-428-009	Apósito transparente, 10 cm x 7,5 cm	Poliuretano, semipermeable, adhesivo hipoalérgico, con papel protector, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
238	17-428-010	Apósito transparente, 10 cm x 12 cm	Poliuretano, semipermeable, adhesivo hipoalérgico, con papel protector, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
239	17-428-011	Apósito transparente, 15 cm x 10 cm	Semipermeable, poliuretano, adhesivo hipoalérgico, con papel protector, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
240	17-428-012	Apósito transparente, 15 cm x 20 cm	Semipermeable, poliuretano, adhesivo hipoalérgico, con papel protector, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
241	17-428-013	Apósito transparente, 10 cm x 25 cm	Semipermeable, poliuretano, adhesivo hipoalérgico, con papel protector, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
242	17-428-014	Apósito transparente, 6 cm x 7 cm, con marco de aplicación y etiqueta	Poliuretano, con marco de aplicación y etiqueta de rotulación, con cintas adhesivas para fijación, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
243	17-428-015	Apósito transparente, 10 cm x 12 cm, con marco de aplicación y etiqueta	Poliuretano, con marco de aplicación y etiqueta de rotulación, con cintas adhesivas para fijación, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
244	17-428-016	Apósito transparente, 25 cm x 9 cm	Poliuretano, con marco de aplicación y etiqueta de rotulación, con cintas adhesivas para fijación, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
245	17-428-017	Apósito transparente, 5,7 cm x 10 cm	Poliuretano, con marco de aplicación y etiqueta de rotulación, con cintas adhesivas para fijación, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación
246	17-428-018	Apósito transparente, 8,5 cm x 10 cm	Poliuretano, con marco de aplicación y etiqueta de rotulación, con cintas adhesivas para fijación, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Material de curación

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
247	17-428-019	Apósito transparente, 8.5 cm x 7 cm	Poliuretano, con marco de aplicación y etiqueta de rotulación, con cintas adhesivas para fijación, estéril, descartable	I			x	x		x	Uso General	Material de curación
248	17-428-020	Apósito transparente con almohadilla absorbente, 9 cm x 20 cm	Poliuretano, cojín absorbente no adherente, con marco, estéril, descartable	I			x	x		x	Uso General	Material de curación
249	17-428-021	Apósito de película transparente, 10 cm x 10 m	Poliuretano, adherente, descartable	I			x	x		x	Uso General	Material de curación
250	17-428-022	Apósito transparente, 5 cm x 7.2 cm	Poliuretano, semipermeable, adhesivo hipoalérgico, estéril, descartable	I			x	x		x	Uso General	Material de curación
251	17-428-023	Apósito transparente IV reforzado, 7 cm x 8.5 cm	Poliuretano, con marco de aplicación, con cintas adhesivas para fijación, con corte para catéter IV, semipermeable, hipoalérgico, estéril, descartable	I			x	x		x	Uso General	Material para sujeción de vías intravenosas
252	17-428-024	Apósito transparente IV reforzado, 5 cm x 5.7 cm	Poliuretano, con marco de aplicación, con cintas adhesivas para fijación, con corte para catéter IV, semipermeable, hipoalérgico, estéril, descartable	I			x	x		x	Uso General	Material para sujeción de vías intravenosas
253	17-428-025	Apósito transparente con almohadilla absorbente, 15.5 cm x 8.5 cm	Poliuretano, con marco de aplicación, estéril, descartable	I			x	x		x	Uso General	Material de curación
254	17-428-026	Apósito transparente IV reforzado, 8.5 cm x 10.5 cm	Poliuretano, con marco de aplicación, con cintas adhesivas para fijación, con muesca para catéter IV, semipermeable, hipoalérgico, estéril, descartable	I			x	x		x	Uso General	Material para sujeción de vías intravenosas
255	17-428-027	Apósito transparente con almohadilla absorbente, 8 cm x 15 cm	Poliuretano, con marco, estéril, descartable	I			x	x		x	Uso General	Material de curación
256	11-323-001	Apósito de espuma no adhesiva	Dos capas, incluye correa para fijación, autoadhesivo velcro, estéril, descartable	II						x	Uso General	Material de curación
257	11-323-002	Apósito de espuma, 20 cm x 20 cm	Película/espuma de poliuretano, hidrocolóide adhesivo, almohadilla absorbente 100% hidrofóbica, red de poliamida, estéril, descartable	II						x	Uso General	Material de curación
258	11-323-003	Apósito de espuma, 19 cm x 19 cm	Película/espuma de poliuretano, hidrocolóide adhesivo, almohadilla absorbente 100% hidrofóbica, red de poliamida, estéril, descartable	II						x	Uso General	Material de curación
259	11-323-004	Apósito de espuma, 18 cm x 20 cm	Película/espuma de poliuretano, hidrocolóide adhesivo, almohadilla absorbente 100% hidrofóbica, red de poliamida, con borde para zona sacra, estéril, descartable	II						x	Uso General	Material de curación
260	11-323-005	Apósito de espuma, 20 cm x 20 cm, alginato de calcio	Película/espuma de alginato de calcio, carboximetilcelulosa y plata iónica, estéril, descartable	II						x	Uso General	Material de curación

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
261	11-323-006	Apósito de espuma, antimicrobiano, 10 cm x 10 cm	Espuma hidrofílica, agente antimicrobiano 0.5% polyhexamethylene biguanide, estéril, descartable	IV					x		Uso General	Material de curación
262	11-323-007	Apósito de espuma, antimicrobiano, 5 cm x 5 cm	Espuma hidrofílica, agente antimicrobiano 0.5% polyhexamethylene biguanide, estéril, descartable	IV					x		Uso General	Material de curación
263	11-323-008	Apósito de espuma, antimicrobiano, 10 cm x 20 cm	Espuma hidrofílica, agente antimicrobiano 0.5% polyhexamethylene biguanide, estéril, descartable	IV					x		Uso General	Material de curación
264	11-323-009	Apósito de espuma, antimicrobiano, 15 cm x 15 cm	Espuma hidrofílica, agente antimicrobiano 0.5% polyhexamethylene biguanide, estéril, descartable	IV					x		Uso General	Material de curación
265	11-323-010	Apósito de espuma, antimicrobiano, 20 cm x 20 cm	Espuma hidrofílica, agente antimicrobiano 0.5% polyhexamethylene biguanide, estéril, descartable	IV					x		Uso General	Material de curación
266	11-323-011	Apósito de espuma, 10 cm x 10 cm	Espuma de poliuretano, capa de silicona hidrofílica, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
267	11-323-012	Apósito de espuma, 10 cm x 10 cm , fino	Espuma de poliuretano, capa de silicona hidrofílica, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
268	24-847-001	Apósito hidrocoloide, grueso, 10 cm x 10 cm	Carboximelcelulosa sódica, cubierta de poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
269	24-847-002	Apósito hidrocoloide, grueso, 15 cm x 15 cm	Carboximelcelulosa sódica, cubierta de poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
270	24-847-003	Apósito hidrocoloide, grueso, 20 cm x 20 cm	Carboximelcelulosa sódica, cubierta de poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
271	24-847-007	Apósito hidrocoloide, grueso, 14 cm x 20 cm	Carboximelcelulosa sódica, cubierta de poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
272	24-847-004	Apósito hidrocoloide, extrafino, 5 cm x 10 cm	Carboximelcelulosa sódica, cubierta de poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
273	24-847-005	Apósito hidrocoloide, extrafino, 5 cm x 20 cm	Carboximelcelulosa sódica, cubierta de poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
274	24-847-006	Apósito hidrocoloide, extrafino, 15 cm x 15 cm	Carboximelcelulosa sódica, cubierta de poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
275	24-847-009	Apósito hidrocoloide, con borde, 15 cm x 18 cm	Carboximelcelulosa sódica, cubierta de poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-QUIDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APM		
276	11-661-001	Apósito ocular, adulto	Forma ovoide, gasa y algodón, absorbente, hiposéptico, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Material de curación
277	11-661-002	Apósito ocular, pediátrico	Forma ovoide, gasa y algodón, absorbente, hiposéptico, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Material de curación
278	24-849-001	Apósito con hidrofibras, 15 cm x 15 cm	Fibras de carboximelil celulosa sódica, estéril, descartable	II				x	x		Uso General	Material de curación
279	24-849-002	Apósito con hidrofibras, 10 cm x 10 cm	Fibras de carboximelil celulosa sódica, estéril, descartable	II				x	x		Uso General	Material de curación
280	24-822-001	Apósito de malla, recubierto de plata impregnada con pomada de ácidos grasos de di-	Base de malla de poliamida, recubierta de plata impregnada con pomada de ácidos grasos de di-	II					x		Uso General	Material de curación
281	24-822-002	Apósito con hidrofibras plata iónica 1.2%, 10 cm x 10 cm	Fibras entrelazadas de carboximelil celulosa sódica y plata iónica 1.2%, formación gel cohesivo, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
282	24-822-003	Apósito con hidrofibras plata iónica 1.2%, 15 cm x 15 cm	Fibras entrelazadas de carboximelil celulosa sódica y plata iónica 1.2%, formación gel cohesivo, estéril, descartable	II					x		Uso General	Material de curación
283	24-815-001	Apósito impregnado de solución salina, 7.5 cm x 7.5 cm	Celulosa absorbente, estéril, descartable	I					x		Uso General	Material de curación
284	24-815-003	Apósito impregnado de pomada neutra, 7.5 cm x 20 cm	Acetato monofil, malla y capa de pomada neutra (vaselina, alcohol de lanolina, alcohol cetálico), estéril, descartable	I					x		Uso General	Material de curación
285	10-580-002	Asa diatérmica del cérvix (LEEP)	Acero inoxidable, varios diámetros y formas, estéril, descartable	II				x	x		Ginecología/Obstetricia	Cortes de cuello de útero, biopsias por cono alto y bajo por lesiones
286	25-125-003	Asa de polipectomía para enteroscopia	Diámetro de canal de trabajo de 2.4 mm a 2.8 mm, longitud 230cm, tamaño de asa de 2.5 cm x 5.4 cm, de acuerdo al equipo de la institución, estéril, descartable	II					x		Gastroenterología	Eliminación de pólipos a nivel gastrointestinal
287	25-125-001	Asa de polipectomía alta	Lazo trenzado, tamaño del asa 10 mm a 50 mm, tamaño de la vaina 7 Fr, 180 cm - 240 cm (+/- 5 cm) de longitud, estéril, descartable	II					x		Gastroenterología	Eliminación de pólipos a nivel gastrointestinal
288	25-125-002	Asa de polipectomía baja	Lazo trenzado, tamaño del asa 10 mm a 50 mm, tamaño de la vaina 7 Fr, 240 cm (+/- 5 cm) de longitud, estéril, descartable	II					x		Gastroenterología	Eliminación de pólipos a nivel gastrointestinal
289	15-155-001	Asa de inoculación, recta, metálica	Consta de una base que puede estar hecha de platino, acero, aluminio y un filamento que puede ser de níquel, tungsteno o platino que termina en punta	I				x	x		Material de laboratorio	Útil para traspasar inocuos a los medios de cultivo y realizar la siembra.
290	15-155-002	Asa de inoculación, redonda, de plástico rígido, de 1 µl	De plástico rígido, termina en un aro, calibrada a 1 µl, estéril y descartable	I				x	x		Material de laboratorio	Útil para traspasar inocuos a los medios de cultivo y realizar la siembra.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			II	III			APH	
					A	B	C						
291	15-155-003	Asa de inoculación, redonda, de plástico flexible, de 1 µl	De plástico flexible, termina en un aro, calibrada a 1 µl. Estéril y descartable	I				X	X		Material de laboratorio	Útil para traspasar inocúlos a los medios de cultivo y realizar la siembra.	
292	15-155-004	Asa de inoculación, redonda, de plástico rígido, de 10 µl	De plástico rígido, termina en un aro, calibrada a 10 µl, estéril y descartable	I					X	X		Material de laboratorio	Útil para traspasar inocúlos a los medios de cultivo y realizar la siembra.
293	15-155-005	Asa de inoculación, redonda, de plástico flexible, de 10 µl	De plástico flexible, termina en un aro, calibrada a 10 µl, estéril y descartable	I					X	X		Material de laboratorio	Útil para traspasar inocúlos a los medios de cultivo y realizar la siembra.
294	15-155-006	Asa de inoculación, redonda, metálica, de 1 µl	Metálica, termina en un aro, calibrada a 1 µl	I					X	X		Material de laboratorio	Útil para traspasar inocúlos a los medios de cultivo y realizar la siembra.
295	15-155-007	Asa de inoculación, redonda, metálica, de 10 µl	Metálica, termina en un aro, calibrada a 10 µl	I					X	X		Material de laboratorio	Útil para traspasar inocúlos a los medios de cultivo y realizar la siembra.
296	15-155-008	Asa de inoculación, recta, de plástico	De plástico, termina en punta	I					X	X		Material de laboratorio	Útil para traspasar inocúlos a los medios de cultivo y realizar la siembra.
297	10-598-003	Aspirador uterino	Volumen 60 cc, capacidad de succión 600 mmHg como mínimo, compatible con cánulas 4 mm -12 mm, diseño de doble cierre, collarín tope, cilindro marcado cada 10 cc, mango ergonómico, cánulas endouterinas N° 6, 7, 8, 9, 10, 12, estéril, descartable	II		X	X	X	X		Ginecología/Obstetricia		Evacuación endouterina
298	18-103-005	Banda acanalada para identificación circular o localizada, 2,5 mm x 4,5 mm	Silicón, 2,5 mm ancho del canal x 4,5 mm ancho x 100 mm largo, estéril	III						X	Oftalmología		Tratamiento desprendimiento de retina
299	18-103-006	Banda acanalada para identificación circular o localizada, 2,5 mm x 5,0 mm	Silicón, 2,5 mm ancho del canal x 5,0 mm ancho x 100 mm largo, estéril	III						X	Oftalmología		Tratamiento desprendimiento de retina
300	13-135-001	Banda suprapúbica	Bordes termosellados, dos brazos de fijación, polipropileno monofilamento macroporos, agujas largas, reimpública dentro y fuera y viceversa, estéril	II						X	Urología		Cistopexia
301	13-135-002	Banda transtuberculiz	Banda de 45 cm, libre de tensión, plástico de seguridad, 2 pasadores helicoidales de baja fricción, aletas traumáticas, estéril	II						X	Urología		Incontinencia Urinaria
302	16-455-008	Base para funda de ostomía, poliátrica	Aro flexible de ensamble macho para insertarse en la bolsa, a base de carboximetilcelulosa sódica, pecina y gelatina, soporte adhesivo hiposérgico, permite la transpiración de la piel, descartable	I			X	X	X		Pediatría		Placa flexible para protección de piel periestomal
303	11-501-016	Bata para quimioterapia, talla mediana	Poliéster, manga larga, espalda larga, puños de algodón elasticados, apertura posterior, con cintas de amarre, descartable	I					X	X	Uso General		Protección para el personal de salud
304	11-501-017	Bata para quimioterapia, talla grande	Poliéster, manga larga, espalda larga, puños de algodón elasticados, apertura posterior, con cintas de amarre, descartable	I						X	Uso General		Protección para el personal de salud

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
305	11-901-001	Bata quirúrgica manga larga, talla grande	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m ² , refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elásticos de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 125 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 65 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el personal de salud
306	11-901-012	Bata quirúrgica manga larga, talla mediana	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m ² , refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elásticos de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el personal de salud
307	11-901-013	Bata quirúrgica manga larga, talla pequeña	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m ² , refuerzo impermeable en delantero y mangas, con puños de algodón reforzados elásticos de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 115 cm (+/- 10 cm), ancho 135 cm (+/- 10 cm), largo de manga 55 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el personal de salud
308	11-901-002	Bata quirúrgica manga larga, con toallas absorbentes, talla grande	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 45 g/m ² , ribete redondo en el cuello, mangas con puños de algodón reforzados elásticos de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura posterior con cruce con dos cintas de amarre, largo 125 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de la manga 65 cm (+/- 5 cm), toallas absorbentes de celulosa y polipropileno, largo 30 cm (+/- 5 cm), ancho 20 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Protección para el personal de salud



DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Codigo Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II				
					A	B	C					
314	11-901-006	Bata manga larga, talla mediana (para uso del personal)	Tela no tejida, SMS, polipropileno, polietileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, laminada, ribete redondo en el cuello, resistente a fluidos corporales, con mangas largas, puño de algodón 10 cm de largo, apertura posterior con cruce, cinturon para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), largo de la manga 60 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el personal de salud
316	11-901-014	Bata manga larga, talla pequeña (para uso del personal)	Tela no tejida, SMS, polipropileno, polietileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, laminada, ribete redondo en el cuello, resistente a fluidos corporales, con mangas largas, puño de algodón 10 cm de largo, apertura posterior con cruce, cinturon para sujeción, largo 115 cm (+/- 10 cm), ancho 135 cm (+/-10 cm), largo de la manga 55 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el personal de salud
318	11-904-001	Bata adulto, talla estándar	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, manga kimono, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, con dos cintas unidas a la bata para ajustarse a la cintura, apertura en la parte posterior, 110 cm a 120 cm de largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el paciente
317	11-904-006	Bata adulto, talla grande (uso de paciente)	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, manga kimono, apertura posterior con dos cintas de amarre en el cuello y cintura, largo 125 cm, ancho 155 cm +/- 10 cm, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el paciente
318	11-904-007	Bata adulto, talla mediana (uso de paciente)	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, manga kimono, apertura posterior con dos cintas de amarre en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 155 +/- 10 cm, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el paciente
319	11-904-008	Bata adulto, talla pequeña (uso de paciente)	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, manga kimono, apertura posterior con dos cintas de amarre en el cuello y cintura, largo 115 cm, ancho 135 cm +/- 10 cm, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el paciente

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
320	11-504-002	Bata pediátrica, talla estándar	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, manga corta, apertura posterior con dos cintas de amarre en el cuello y cintura, largo 85 cm, ancho 100 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Protección para el paciente
321	11-504-003	Bata adulto, talla grande (uso de paciente) apertura en el hombro	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, talla estándar, manga kimono, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 110 cm a 120 cm de largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro lateral, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Protección para el paciente
322	11-504-004	Bata adulto, talla mediana (uso de paciente) apertura en el hombro	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, talla estándar, manga kimono, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 110 cm a 120 cm de largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro lateral, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Protección para el paciente
323	11-504-009	Bata adulto, talla pequeña (uso de paciente) apertura en el hombro	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, talla estándar, manga kimono, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 110 cm a 120 cm de largo, ancho 135 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro lateral, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Protección para el paciente
324	11-504-005	Bata de lactancia, talla estándar	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, manga kimono, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, apertura posterior con dos cintas de amarre en el cuello y cintura, dos aperturas con ribete de 20 cm de largo con pliegue en la parte anterior, largo 120 cm, ancho 155 cm (+/- 10 cm), no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Protección para el paciente
325	11-597-001	Bata manga larga (multiuso)	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, ribete redondo en el cuello, manga larga con puños con elástico, apertura posterior con dos cintas de amarre en el cuello y cintura, largo 120 cm, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Protección de personas
326	12-779-001	Eiberón, 2 onzas	Material de polipropileno, libre de 2,2-bis(4-hidroxifenil) propano (Bisfenol A) (BPA), 4,4-(metilidilideno) bisfenol, 4,4-(isopropilidilideno) bisfenol y di-2-etilhexil italato (DEHP), resaca, tapa y finisco único, chupón de silicona, anatómico, corte en cruz, protector y con escala volumétrica	I		x	x	x	x		Neonatología	Recipiente para fórmulas maternizadas, leche materna o líquidos en general

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I	II			III	APH		
						A	B	C				
327	12-779-002	Biberón, 4 onzas	Material de polipropileno, libre de 2,2-bis(4-hidroxi-fenil) propano (Bisfenol A) (BPA), 4,4-(metilidilideno) bisfenol, 4,4-(isopropilidendi-fenil) y di-2-etilhexil ftalato (DEHP), rosca, tapa y frasco único, chupón de silicona, anatómico, corte en cruz, protector y con escala volumétrica	I		x	x	x	x		Pediatría	Recipiente para fórmulas maternizadas, leche materna o líquidos en general
328	12-779-003	Biberón, 8 onzas	Material de polipropileno, libre de 2,2-bis(4-hidroxi-fenil) propano (Bisfenol A) (BPA), 4,4-(metilidilideno) bisfenol, 4,4-(isopropilidendi-fenil) y di-2-etilhexil ftalato (DEHP), rosca, tapa y frasco único, chupón de silicona, anatómico, corte en cruz, protector y con escala volumétrica	I		x	x	x	x		Pediatría	Recipiente para fórmulas maternizadas, leche materna o líquidos en general
329	12-779-004	Biberón 3-5 onzas, con cucharilla	Material de polipropileno, libre de 2,2-bis(4-hidroxi-fenil) propano (Bisfenol A) (BPA), 4,4-(metilidilideno) bisfenol, 4,4-(isopropilidendi-fenil) y di-2-etilhexil ftalato (DEHP), frasco único, cucharilla de polipropileno, canal interno con sistema de flujo unidireccional, con escala volumétrica	I		x	x	x	x		Pediatría	Recipiente para fórmulas maternizadas, leche materna o líquidos en general
330	12-779-005	Biberón, 5 onzas	Material de polipropileno, libre de 2,2-bis(4-hidroxi-fenil) propano (Bisfenol A) (BPA), 4,4-(metilidilideno) bisfenol, 4,4-(isopropilidendi-fenil) y di-2-etilhexil ftalato (DEHP), rosca, tapa y frasco único, chupón de silicona, anatómico, corte en cruz, protector y con escala volumétrica	I		x	x	x	x		Pediatría	Recipiente para fórmulas maternizadas, leche materna o líquidos en general
331	27-516-001	Bisturi 9	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
332	27-516-002	Bisturi 10	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
333	27-516-003	Bisturi 11	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
334	27-516-004	Bisturi 12	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
335	27-516-005	Bisturi 15	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
336	27-516-003	Bisturi 16	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
337	27-516-007	Bisturi 20	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
338	27-516-003	Bisturi 21	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
339	27-516-009	Bisturi 22	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
340	27-516-010	Bisturi 23	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
341	27-516-011	Bisturi 24	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
342	27-516-012	Bisturi 18	De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Cirugía	Incisión y disección de tejidos
343	17-163-001	Bolsa de drenaje para diálisis peritoneal, con pinzas	Bolsa de PVC, con diseño en Y a tubuladuras y pinzas de seguridad, conector con tapa, estéril, descartable	I				x	x		Nefrología	Recolección del líquido dializado
344	17-163-009	Bolsa de drenaje para diálisis peritoneal	Bolsa de PVC, con diseño en "Y" a tubuladuras y conector hembra, estéril, descartable	I				x	x		Nefrología	Recolección del líquido dializado
345	17-163-010	Bolsa de drenaje para diálisis peritoneal APD, 20000 ml	Bolsa de PVC, con tubuladuras para desconexión y pinza, 20000 ml, espiga para conexión, puerto de salida con pinza de seguridad, estéril, descartable	I				x	x		Nefrología	Recolección del líquido dializado

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
346	13-730-001	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a gas o vapor, 5 cm x 10 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor y gas. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I				x	x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
347	13-730-002	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a gas o vapor, 7 cm x 14 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor y gas. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I				x	x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
348	13-730-003	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a gas o vapor, 16 cm x 20 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor y gas. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I				x	x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
349	13-730-004	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a gas o vapor, 30 cm x 42 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor y gas. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I				x	x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos - CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
350	13-730-005	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a gas o vapor, 36 cm x 36 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor y gas. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I		x	x		x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
351	13-730-019	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a gas o vapor, 40 cm x 40 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor y gas. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I		x	x		x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
352	13-730-020	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a gas o vapor, 42 cm x 60 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor y gas. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I		x	x		x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
353	13-730-021	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 10 cm x 200 m	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I			x	x		x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos - CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			APH				
					A	B	C	II	III			
364	13-730-022	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 20 cm x 200 m	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I		x	x				Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
365	13-730-023	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 30 cm x 200 m	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I		x	x			x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
366	13-730-011	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 40 cm x 200 m	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I		x	x			x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
367	13-730-012	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 50 cm x 200 m	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I		x	x			x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
358	13-730-013	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 70 cm x 200 m	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I		x		x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
359	13-730-014	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 70 cm x 200 m, con fuelle	Papel mixto con fuelle, formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I		x		x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
360	13-730-015	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 20 cm x 5.5 cm, con fuelle	Con fuelle termosellable, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo de 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, compatible con óxido de etileno y formaldehído, descartable	I		x		x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
361	13-730-016	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 25 cm x 6 cm, con fuelle	Con fuelle termosellable, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo de 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, compatible con óxido de etileno y formaldehído, descartable	I		x		x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
362	13-730-017	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 30 cm x 8 cm, con fuelle	Con fuelle termosellable, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo de 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, compatible con óxido de etileno y formaldehído, descartable	I		x		x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
363	13-730-018	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 40 cm x 8 cm, con fuelle	Con fuelle termosellable, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo de 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, compatible con óxido de etileno y formaldehído, descartable	I			X	X	X		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
364	13-730-024	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 15 cm x 200 m	Papel mixto con fuelle, formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I			X	X	X		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
365	13-730-025	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a período de hidrógeno, 120 cm x 120 cm	Papel mixto con fuelle, formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura. Autoadhesivo, bordes testigo, descartable	I				X	X		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
366	13-730-026	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a período de hidrógeno, 7.5 cm x 100 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura. Autoadhesivo, bordes testigo, descartable	I				X	X		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I	II	III	APH			
									A		
367	13-730-027	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 10 cm x 100 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura. Autoadhesivo, bordes testigo, descartable	I		x	x			Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
368	13-730-028	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 15 cm x 100 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura. Autoadhesivo, bordes testigo, descartable	I		x	x			Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
369	13-730-029	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 20 cm x 100 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura. Autoadhesivo, bordes testigo, descartable	I		x	x			Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
370	13-730-030	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 25 cm x 100 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura. Autoadhesivo, bordes testigo, descartable	I		x	x			Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			APH					
					A	B	C	II	III				
371	13-730-031	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 35 cm x 100 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura. Autoadhesivo, bordes testigo, descartable	I					x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
372	13-730-032	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 50 cm x 100 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura. Autoadhesivo, bordes testigo, descartable	I					x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
373	13-730-033	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 10 cm x 100 m, con fuelle	Papel mixto con fuelle, formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I					x	x	x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización



DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL															
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO			
					I			II					III	APH	
					A	B	C								
374	13-730-034	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 15 cm x 100 m, con fuelle	Papel mixto con fuelle, formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I			x	x			Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización			
375	13-730-038	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 75 mm x 70 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I				x	x			Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización		
376	13-730-039	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 100 mm x 70 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I					x	x			Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
377	13-730-040	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 150 mm x 70 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I						x	x			Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Codigo Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
378	13-730-041	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 200 mm x 70 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I				X	X		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
379	13-730-042	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 250 mm x 70 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I				X	X		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
380	13-730-043	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 350 mm x 70 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I				X	X		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
381	13-730-044	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 500 mm x 70 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I				X	X		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
382	13-730-045	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 300 mm x 100 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I			x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
383	13-730-046	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 200 mm x 100 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I			x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
384	13-730-047	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 500 mm x 100 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I			x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	
385	13-730-048	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 100 mm x 100 m	Rollo de película co-polímero multicapa, papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m ² por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.5 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, con indicador químico, descartable	I			x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II		III	APH		
					A	B	C						
386	13-730-049	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a peróxido de hidrógeno, 75 mm x 200 mm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 70 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura. Autoadhesivo, bordes testigo, descartable	I					x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
387	13-730-050	Bolsa de papel grado médico para esterilizar a gas o vapor, 9 cm x 23 cm	Papel mixto formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor y gas. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I					x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
388	13-730-035	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 20 cm x 100 cm, con fuelle	Papel mixto con fuelle, formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I				x	x	x		Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
389	13-730-036	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 25 cm x 100 cm, con fuelle	Papel mixto con fuelle, formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I					x	x	x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
390	13-730-037	Bolsa de papel grado médico, para esterilizar a vapor, 10 cm x 200 m, con fuelle	Papel mixto con fuelle, formado por una combinación de papel grado médico mínimo 60 g/m2 por un lado y polímero transparente por el otro, que permita la penetración y difusión del agente esterilizante y resista las condiciones físicas, que tenga una porosidad no mayor de 0.1 micrones, resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación, cierre hermético y de fácil apertura, con indicador químico incorporado para vapor. Autoadhesivo y reactivo químico impreso, descartable	I				x	x	x	Uso General	Envases para la colocación de objetos sujetos al proceso de esterilización
391	12-042-001	Bolsa para agua caliente	Hule de alta resistencia, con tapa para evitar derrame de líquido, capacidad 2000-2500 ml	I	x	x		x	x		Uso General	Recipiente para contener agua caliente
392	16-456-001	Bolsa para ostomía, cerrada, una pieza, transparente, adulto	Barrera protectora cutánea de hidrocóloide recortable, forma ergonómica, filtro integrado para gases, bolsa transparente cerrada, plástico grado médico, que no produce ruido, con tela no tejida de poliéster en cara interna, con bordes reforzados, apertura inicial del diámetro desde 10 mm a 20 mm, graduado hasta 65 mm, largo de la bolsa 30 cm, descartable	I				x	x	x	Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
393	16-456-002	Bolsa para ostomía, cerrada, una pieza, opaca, adulto	Barrera protectora cutánea de hidrocóloide recortable, forma ergonómica, filtro integrado para gases, bolsa opaca cerrada, plástico grado médico, que no produce ruido, con tela no tejida de poliéster en las dos caras, con bordes reforzados, apertura inicial del diámetro desde 10 mm a 20 mm, graduado hasta 65 mm, largo de la bolsa 30 cm, descartable	I				x	x	x	Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
394	16-456-003	Bolsa para ostomía, abierta, largo 23 cm, pediátrico	Bolsa drenable, con barrera para el olor, con barrera protectora, revestimientos laterales, sistema de cierre y clamp individual, aro flexible, con protección hidrocóloide, apertura inicial 15 mm y guía recortable hasta los 60 mm, largo de la bolsa 23 cm, transparente, hipoalérgico, suave, silenciosa, estéril, descartable	I				x	x	x	Pediatría	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
395	16-459-004	Bolsa para ostomía, abierta, una pieza, transparente, pediátrica	Barrera protectora cutánea de hidrocoloide recortable, forma ergonómica, bolsa transparente abierta, plástico grado médico, que no produce ruido, con tela no tejida de poliéster en cara interna, con bordes reforzados, apertura inicial del diámetro desde 10 mm hasta 15 mm, graduado hasta 45 mm, graduado, largo de la bolsa desde 16 cm hasta 22 cm, con pinza para el cierre hermético, descartable	I			x	x	x		Pediatría	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
396	16-459-005	Bolsa para ostomía, abierta, una pieza, transparente, neonatal	Barrera protectora cutánea de hidrocoloide recortable, forma ergonómica, bolsa transparente abierta, plástico grado médico, que no produce ruido, con tela no tejida de poliéster en cara interna, con bordes reforzados, apertura inicial del diámetro desde 5 mm hasta 10 mm, graduado hasta 35 mm, largo de la bolsa desde 16 cm hasta 18 cm, con pinza para el cierre hermético, descartable	I			x	x	x		Neonatología	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
397	16-459-015	Bolsa para ostomía, abierta, una pieza, transparente, adulto	Barrera protectora cutánea de hidrocoloide recortable, forma ergonómica, filtro integrado para gases, bolsa transparente abierta, plástico grado médico, que no produce ruido, con tela no tejida de poliéster en cara interna, con bordes reforzados, apertura inicial del diámetro desde 10 mm a 20 mm, graduado hasta 65 mm, largo de la bolsa 30 cm, con pinza para el cierre hermético, no estéril, descartable	I			x	x	x		Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
398	16-459-016	Bolsa para ostomía, abierta, una pieza, opaca, adulto	Barrera protectora cutánea de hidrocoloide recortable, forma ergonómica, filtro integrado para gases, bolsa opaca abierta, plástico grado médico, que no produce ruido, con tela no tejida de poliéster en las dos caras, con bordes reforzados, apertura inicial del diámetro desde 10 mm a 20 mm, graduado hasta 65 mm, largo de la bolsa 30 cm, con pinza para el cierre hermético, descartable	I			x	x	x		Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
399	16-459-007	Bolsa para ostomía, 32 mm, abierta	Bolsa drenable, 32 mm, barrera protectora, sistema de cierre y clamp individual, aro flexible, hipotalérgico, no estéril, descartable	I			x	x	x		Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
400	16-459-008	Bolsa para ostomía, 45 mm, abierta	Bolsa drenable, 45 mm, barrera protectora, sistema de cierre y clamp individual, aro flexible, hipotalérgico, no estéril, descartable	I			x	x	x		Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
401	16-459-009	Bolsa para ostomía, 57 mm, abierta	Bolsa drenable, 57 mm, barrera protectora, sistema de cierre y clamp individual, aro flexible, hipotalérgico, no estéril, descartable	I			x	x	x		Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				APH		
					A	B	C	II			
402	16-459-010	Bolsa para ostomía, 70 mm, abierta	Bolsa drenable, 70 mm, barrera protectora, sistema de cierre y clamp individual, aro flexible, hiposérgico, no estéril, descartable	I			x	x		Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
403	16-459-017	Bolsa para ostomía, cerrada, dos piezas, transparente, adulto	BOLSA: Con aro flexible para ensamble en la base, bolsa transparente cerrada, filtro integrado para gases, plástico grado médico, que no produce ruido, con tela no tejida de poliéster en la cara interna, con bordes reforzados, largo de la bolsa 30 cm, descartable PLACA: Con barrera protectora cutánea de hidrocóloide, aro flexible para ensamble ajustable a la bolsa, con apertura inicial precortada y graduado, descartable	I			x	x	x	Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
404	16-459-018	Bolsa para ostomía, abierta, dos piezas, opaca, adulto	BOLSA: Con aro flexible para ensamble en la base, bolsa opaca abierta, filtro integrado para gases, plástico grado médico, que no produce ruido, con tela no tejida de poliéster en las dos caras, con bordes reforzados, largo de la bolsa 30 cm. PLACA: Con barrera protectora cutánea de hidrocóloide, aro flexible para ensamble ajustable a la bolsa, con apertura inicial precortada y graduado, con pinza para el cierre hermético, descartable	I			x	x	x	Cirugía	Para drenaje de fluidos del sistema intestinal
405	18-763-001	Bolsa para drenaje urinario, pediátrica, con válvula antirreflujo	Poliuretano, tubo flexible y no acodable, pinza de sujeción, clamp desplazable, flexible, con válvula proximal antirreflujo, válvula distal de vaciado antigoteo con protector integrado a la bolsa, con escala volumétrica cada 100 ml, área para registro de datos, sistema de sujeción ganchos y/o cordel, conector toma de muestra sin aguja, conector universal con tapa de protección, capacidad 500 ml a 1000 ml, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Recolección de orina
406	18-763-002	Bolsa para drenaje urinario, adulto, con válvula antirreflujo	Poliuretano, tubo flexible y no acodable, pinza de sujeción, clamp desplazable, flexible, con válvula antirreflujo, válvula distal de vaciado antigoteo con protector integrado a la bolsa, con escala volumétrica cada 100 ml, área para registro de datos, sistema de sujeción ganchos y/o cordel, conector toma de muestra sin aguja, conector universal con tapa de protección, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Recolección de orina
407	18-763-003	Bolsa para drenaje urinario, adulto	Poliuretano, flexible, con escala volumétrica cada 100 ml, con sistema de sujeción, conector universal, con tapa de protección, válvula de vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Recolección de orina

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I									
					A	B	C	II	III	APH				
408	12-500-005	Bolsa para manejo de abdomen abierto	Poliuretano, microfenestrada, transparente, estéril, descartable	II							x		Cirugía	Contención temporaria de vísceras herniales
409	12-500-004	Bolsa para gastroscopías	Silástico, transparente, estéril, descartable	II				x	x				Cirugía	Confección de silo, extra abdominal y contención temporaria de vísceras herniales
410	12-002-001	Bolsa para hielo	Empaque de caucho, boca ancha, diámetro 20-25 cm, capacidad hasta 1500 ml, reutilizable	I	x	x	x	x	x				Uso General	Recipiente para la colocación de hielo
411	12-002-002	Bolsa para hielo en ojos	Con gel, dos agujeros frontales, reutilizable	I				x	x				Uso General	Tratamiento de crioterapia
412	17-130-001	Bolsa para embalaje de cadáver, adulto	Policloruro de vinilo, color blanco u otros, aproximadamente 400 - 600 micrones de grosor, 1.10 m de ancho x 2.25 m de largo, agarracleras resistentes a desgarros, con cierre en forma de U o central a lo largo de la bolsa, a prueba de ácidos, formaldehído y derrames de fluidos biológicos y exposición a olores, resistente a la humedad, impermeable y autoextinguible, incluye etiquetas de cartón para identificación, con sujeción de hilo, descartable	I	x	x	x	x	x				Uso General	Embalaje de cadáver
413	17-130-002	Bolsa para embalaje de cadáver, pediátrico	Policloruro de vinilo color blanco u otros, aproximadamente 400 - 600 micrones de grosor, 1.0 m de ancho x 1.15 m de largo, agarracleras resistentes a desgarros, con cierre en forma de U o central a lo largo de la bolsa, a prueba de ácidos, formaldehído y derrames de fluidos biológicos y exposición a olores, resistente a la humedad, impermeable y autoextinguible, incluye etiquetas de cartón para identificación con hilo, descartable	I	x	x	x	x	x				Uso General	Embalaje de cadáver
414	12-172-001	Bolsa para nutrición parenteral, 3000 ml	Bolsa de éli-vinil-acetato, sistema 3 en 1, capacidad de 3000 ml, con juego de transferencia, escala graduada, clamp de seguridad, conector de cerradura, puerto de inyección, tapa protectora, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x				Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición parenteral
415	12-172-002	Bolsa para nutrición parenteral, 1000 ml	Bolsa de éli-vinil-acetato, sistema 3 en 1, capacidad de 1000 ml, escala graduada, clamp de seguridad, conector de cerradura, puerto de inyección, tapa protectora, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x				Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición parenteral
416	12-172-003	Bolsa para nutrición parenteral, 500 ml	Bolsa de éli-vinil-acetato, sistema 3 en 1, capacidad de 500 ml, escala graduada, clamp de seguridad, conector de cerradura, puerto de inyección, tapa protectora, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x				Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición parenteral

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos CUODIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
417	12-172-004	Bolsa para nutrición parenteral, 200 ml	Bolsa de etil-vinil-acetato, sistema 3 en 1, capacidad de 200 ml, escala graduada, clamp de seguridad, conector de cerradura, puerto de inyección, tapa protectora, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición parenteral
418	12-172-005	Bolsa para nutrición parenteral, 150 ml	Bolsa de etil-vinil-acetato, sistema 3 en 1, capacidad de 150 ml, escala graduada, clamp de seguridad, conector de cerradura, puerto de inyección, tapa protectora, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición parenteral
419	11-675-001	Bolsa para nutrición enteral, 1000 ml	Cloruro de Polivinilo, bolsa impresa, capacidad 1000 ml, abertura con dispositivo para llenarla y cerrarla, graduaciones cada 100 ml, con cámara cuentagotas y tubo de conexión integrados, regulador de flujo roller, extremo distal en forma cónica con protector, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición enteral
420	11-675-002	Bolsa para nutrición enteral, 1500 ml	Cloruro de Polivinilo, bolsa impresa, capacidad 1500 ml, abertura con dispositivo para llenarla y cerrarla, graduaciones cada 100 ml, con cámara cuentagotas y tubo de conexión integrados, regulador de flujo roller, extremo distal en forma cónica con protector, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición enteral
421	11-675-005	Bolsa para nutrición enteral, 1000 ml para bomba de infusión	Cloruro de Polivinilo, bolsa impresa, capacidad 1000 ml, abertura con dispositivo para llenarla y cerrarla, graduaciones cada 100 ml, con cámara cuentagotas y tubo de conexión integrados, regulador de flujo roller, extremo distal en forma cónica con protector, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición enteral
422	11-675-003	Bolsa para nutrición enteral, 500 ml	Cloruro de Polivinilo, bolsa impresa, capacidad 500 ml, abertura con dispositivo para llenarla y cerrarla, graduaciones cada 100 ml, con cámara cuentagotas y tubo de conexión integrados, regulador de flujo roller, extremo distal en forma cónica con protector, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición enteral
423	11-675-007	Bolsa para nutrición enteral, 1200 ml	Cloruro de Polivinilo, bolsa impresa, capacidad 1200 ml, abertura con dispositivo para llenarla y cerrarla, graduaciones cada 100 ml, con cámara cuentagotas y tubo de conexión integrados, regulador de flujo roller, extremo distal en forma cónica con protector, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Recipiente para la preparación de soluciones de nutrición enteral

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
424	11-075-008	Línea de extensión para alimentación enteral	Línea de extensión para alimentación enteral, longitud 12', conector, pinza de seguridad, estéril, descartable	I					X	X	Uso General	Línea de extensión para alimentación enteral
425	11-581-001	Bolsa para enema, 1500 ml	PVC flexible, capacidad 1500 ml, tubo transportador 120 cm-130 cm de longitud, obturador de plástico para control de flujo, cánula pre lubricada, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Recipiente para líquidos de enemas
426	16-782-001	Bolsa para recolección de orina, pediátrica, n/ro, 100 ml	Poliétileno, capacidad de 100 ml, con escala volumétrica, con orificio redondo de 30 mm, con aro de fijación de espuma, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Recolección de orina
427	16-782-002	Bolsa para recolección de orina, pediátrica, n/ra, 100 ml	Poliétileno, capacidad de 100 ml, con escala volumétrica, con orificio en forma de pera, con aro de fijación de espuma, diámetro superior 10 mm, diámetro inferior 25 mm, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Recolección de orina
428	16-782-003	Bolsa para recolección de orina, pediátrica, 150 ml	Poliétileno, capacidad de 150 ml, con escala volumétrica, adhesivo de fijación, orificio ovalado, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Recolección de orina
429	16-782-004	Bolsa para recolección de orina, pediátrica, 120 ml	Poliétileno, capacidad de 120 ml, con escala volumétrica, adhesivo de fijación, orificio ovalado, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Recolección de orina
430	16-782-005	Bolsa para recolección de orina, pediátrica, n/ro, 50 ml	Poliétileno, capacidad de 50 ml, con escala volumétrica, con orificio redondo de 30 mm, con aro de fijación de espuma, estéril, descartable	I					X	X	Uso General	Recolección de orina
431	16-782-006	Bolsa para recolección de orina, pediátrica, n/ra, 50 ml	Poliétileno, capacidad de 50 ml, con escala volumétrica, con orificio en forma de pera, con aro de fijación de espuma, diámetro superior 10 mm, diámetro inferior 25 mm, estéril, descartable	I					X	X	Uso General	Recolección de orina
432	11-301-001	Bolsa para sangre para uso en drenajes torácicos	Autoclavado, 700 ml, pinza de seguridad, libre de látex, estéril, descartable	I						X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Para uso en drenajes torácicos
433	10-211-001	Bolsa para recolección de fluidos corporales, 1000 ml, con solidificante	Bolsa de polietileno flexible, de más de 250 micrones, capacidad de 1000 ml, conector cónico y adaptador para distintas medidas de sondas de aspiración, filtro bacteriano/antidesecho, tapa rígida de polietileno, provista de manguera y conector para cerrar y poder desectar, bolsa de aro, válvula de no retorno al completar su capacidad, con solidificante, libre de látex, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Recolección de fluidos corporales

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
434	10-211-002	Bolsa para recolección de fluidos corporales, 1500 ml, con solidificante	Bolsa de polietileno flexible, de más de 250 micrones, capacidad de 1500 ml, conector cónico y adaptador para distintas medidas de sondas de aspiración, filtro bacteriano/antidesbordamiento, tapa rígida de polietileno, provista de manguera y conector para cerrar y poder desectar, bolsa de aro, válvula de no retorno al completar su capacidad, con solidificante, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Recolección de fluidos corporales	
435	10-211-003	Bolsa para recolección de fluidos corporales, 3000 ml, con solidificante	Bolsa de polietileno flexible, de más de 250 micrones, capacidad de 3000 ml, conector cónico y adaptador para distintas medidas de sondas de aspiración, filtro bacteriano/antidesbordamiento, tapa rígida de polietileno, provista de manguera y conector para cerrar y poder desectar, bolsa de aro, válvula de no retorno al completar su capacidad, con solidificante, libre de látex, descartable	I		x	x	x	x		Uso General	Recolección de fluidos corporales	
436	10-211-004	Bolsa para recolección de fluidos corporales, 2000 ml, con solidificante	Bolsa de polietileno flexible, de más de 250 micrones, capacidad de 2000 ml, conector cónico y adaptador para distintas medidas de sondas de aspiración, filtro bacteriano/antidesbordamiento, tapa rígida de polietileno, provista de manguera y conector para cerrar y poder desectar, bolsa de aro, válvula de no retorno al completar su capacidad, con solidificante, libre de látex, descartable	I		x	x	x	x	x	Uso General	Recolección de fluidos corporales	
437	10-211-005	Bolsa para recolección de fluidos corporales, 1800 ml, con solidificante	Bolsa de polietileno flexible, de más de 250 micrones, capacidad de 1800 ml, conector cónico y adaptador para distintas medidas de sondas de aspiración, filtro bacteriano/antidesbordamiento, tapa rígida de polietileno, provista de manguera y conector para cerrar y poder desectar, bolsa de aro, válvula de no retorno al completar su capacidad, con solidificante, libre de látex, descartable	I		x	x	x	x	x	Uso General	Recolección de fluidos corporales	
438	10-211-009	Bolsa para recolección de fluidos corporales, 1500 ml	Bolsa de polietileno flexible, sin puerto de vacío, capacidad de 1500 ml, tapa con filtro antibacteriano, válvula antirreflujo, orificio para conexión para toma de muestras, libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x	x	x	Uso General	Recolección de fluidos corporales	
439	10-211-007	Bolsa para recolección de fluidos corporales, 2500 ml, con gel	Bolsa de polietileno flexible, sin puerto de vacío, con gel, capacidad de 2500 ml, tapa con filtro antibacteriano, válvula antirreflujo, orificio para conexión para toma de muestras, libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x	x	x	Uso General	Recolección de fluidos corporales	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
440	10-211-008	Bolsa para recolección de fluidos corporales, 1500 ml, con gel	Bolsa de polietileno flexible, sin puerto de vacío, con gel, capacidad de 1500 ml, tapa con filtro antibacteriano, válvula antirreflujo, orificio para conexión para toma de muestras, libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x			Uso General	Recolección de fluidos corporales
441	18-763-004	Bolsa para urestomía de uso pediátrico	Para ensamble, con placa protectora, dos películas plásticas a prueba de olor y sonido (Acetato de Vinil estirado y Cloruro de polivinileno), válvula antirreflujo, dispositivo de drenaje, transparente, estéril, descartable	I				x	x		Urología	Bolsa drenable para urestomías
442	13-367-008	Bolsa respiratoria para reanimación, adulto descartable	PVC grado médico, de 1400 ml a 1500ml, compuesto por bolsa de reanimación, reservorio de O ₂ y mascarilla anatómica transparente con borde lleno de aire, válvula con obturador, manguera conectora, puerto de medicación, libre de látex, descartable	I		x	x	x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
443	13-367-007	Bolsa respiratoria para reanimación, pediátrica descartable	PVC grado médico, compuesto por bolsa de reanimación, con capacidad de 600 ml a 750 ml, reservorio de O ₂ y mascarilla anatómica transparente con borde lleno de aire, válvula con obturador, manguera conectora, puerto de medicación, válvula limitadora de presión: 4.0 kPa (40cm H ₂ O), libre de látex, descartable	I		x	x	x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
444	10-486-001	Bolsa respiratoria, 250 ml	Bolsa de anestesia 250 ml con superficie antideslizante, reusable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
445	10-486-002	Bolsa respiratoria, 500 ml	Bolsa de anestesia 500 ml con superficie antideslizante y reusable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
446	10-486-003	Bolsa respiratoria, 1000 ml	Bolsa de anestesia 1000 ml con superficie antideslizante y reusable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
447	10-486-004	Bolsa respiratoria, 1500 ml	Bolsa de anestesia 1500 ml con superficie antideslizante y reusable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
448	10-486-005	Bolsa respiratoria, 2000 ml	Bolsa de anestesia 2000 ml con superficie antideslizante y reusable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
449	10-486-006	Bolsa respiratoria, 2500 ml	Bolsa de anestesia 2500 ml con superficie antideslizante y reusable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
450	10-486-007	Bolsa respiratoria, 3000 ml	Bolsa de anestesia 3000 ml con superficie antideslizante y reusable	I				x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
451	13-367-001	Bolsa respiratoria para reanimación, neonatal	Bolsa de reanimación de 200 ml - 500 ml, silicona y PVC, autorinflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con mascarilla neonatal y pedigráfica transparente, anatómica, con tubo de conexión a oxígeno sin rosca, con reservorio de oxígeno, libre de látex	I	x	x	x	x	x	x	Neonatología	Soporte respiratorio para ventilación del paciente

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I		II		III			
A	B	C										
452	13-367-002	Bolsa respiratoria para reanimación, pediátrica	Bolsa de reanimación de 750 ml, silicona y PVC, autoinflable con válvula paciente, válvula de prep., válvula de admisión, válvula reservorio, con mascarilla neonatal y pediátrica transparente, anatómica, con tubo de conexión a oxígeno sin rosca, con reservorio de oxígeno, libre de látex	I	x	x	x		x	x	Pediatría	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
453	13-367-003	Bolsa respiratoria para reanimación, adulto	Bolsa de reanimación de 1500ml, siliconada y PVC, autoinflable con válvula paciente, válvula de prep., válvula de admisión, válvula reservorio, con mascarilla adulto transparente, anatómica, siliconada, con tubo de conexión a oxígeno sin rosca, con reservorio de oxígeno, libre de látex	I	x	x	x		x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte respiratorio para ventilación del paciente
454	12-500-001	Bolsa retroasacal, 1000 ml	Bolsa de polietileno en forma de embudo de cola graduada, 1000 ml, estéril, descartable	I	x	x	x		x	x	Ginecología/Obstetricia	Recolección de fluidos corporales durante el parto
455	12-500-002	Bolsa retroasacal, 2000 ml	Bolsa de polietileno en forma de embudo de cola graduada, 2000 ml, estéril, descartable	I	x	x	x		x	x	Ginecología/Obstetricia	Recolección de fluidos corporales durante el parto
456	16-811-001	Bolsa recolectora de sangre, transferencia 100 ml - 300 ml	Funda de transferencia para sangre, capacidad 100 ml - 300 ml, plástico, para colección y conservación de la sangre, y/o hemocomponentes fraccionados en volúmenes pequeños	III					x	x	Material de laboratorio	Recolección, procesamiento y almacenamiento de los hemoderivados
457	16-811-002	Bolsa recolectora de sangre, extracción 450 ml - 500 ml	Funda para extracción de sangre entera, capacidad 450 ml - 500 ml, con CPDA, aguja 16-18 G con protector, con material permeable a gases para la conservación de las plaquetas	III					x	x	Material de laboratorio	Recolección, procesamiento y almacenamiento de los hemoderivados
458	16-811-003	Bolsa recolectora de sangre, cuádruple	Cuádruples, con sistema de leucoreducción, para obtener concentrados plaquetarios y crioprecipitados, estéril, descartable	III					x	x	Material de laboratorio	Recolección, procesamiento y almacenamiento de los hemoderivados
459	16-811-004	Bolsa recolectora de sangre, triple	Triple, con sistema de leucoreducción, para obtener concentrado globular y plasma, estéril, descartable	III					x	x	Material de laboratorio	Recolección, procesamiento y almacenamiento de los hemoderivados
460	16-811-005	Bolsa recolectora de sangre, doble	Doble, con CPDA, aguja 16-18 G con protector, estéril, descartable	III					x	x	Material de laboratorio	Recolección, procesamiento y almacenamiento de los hemoderivados
461	16-811-006	Bolsa recolectora de plasma 225 ml	Bolsa plástica de 225 ml de capacidad, estéril, descartable	III					x	x	Material de laboratorio	Recolección, procesamiento y almacenamiento de los hemoderivados
462	16-811-007	Bolsa recolectora de plasma 125 ml	Bolsa plástica de 125 ml de capacidad, estéril, descartable	III					x	x	Material de laboratorio	Recolección, procesamiento y almacenamiento de los hemoderivados
463	12-500-003	Bolsa recolectora para cirugía de catarata	25 cm x 20 cm, con borde de adhesivo, estéril, descartable	I					x	x	Oftalmología	Cirugía oftalmológica
464	13-674-004	Boquilla para espiómetro	Cartón blanco, diferentes medidas, descartable	I					x	x	Uso General	Boquilla para espiómetro para medir el volumen y capacidad pulmonar

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I									
					A	B	C	II	III	APH				
465	16-837-001	Botas de compresión secuencial, talla mediana y grande	Material flexible, sujeción con velcro, lavable, tubuladuras para conexión en equipo	I									Anestesiología/Cuidados intensivos	Mejorar el retorno venoso
466	19-499-001	Botella para hemocultivo, para adulto	Frasco de vidrio, contiene aproximadamente 50 - 80 ml de medio de cultivo	I		X	X	X	X				Material de laboratorio	Útil para la realización de hemocultivos en adultos.
467	19-499-002	Botella para hemocultivo, pediátrico	Frasco de vidrio, contiene aproximadamente de 10 ml - 20 ml de medio de cultivo	I		X	X	X	X				Material de laboratorio	Útil para la realización de hemocultivos en niños.
468	27-142-001	Botón de gastrostomía, 14 Fr	Silástico siliconado, válvula unidireccional antirreflujo, radiopaco, estéril, descartable	II								X	Gastroenterología	Puerto para la administración de alimentos y medicamentos
469	27-142-002	Botón de gastrostomía, 16 Fr	Silástico siliconado, válvula unidireccional antirreflujo, radiopaco, estéril, descartable	II								X	Gastroenterología	Puerto para la administración de alimentos y medicamentos
470	27-142-003	Botón de gastrostomía, 12 Fr	Silástico siliconado, válvula unidireccional antirreflujo, radiopaco, estéril, descartable	II								X	Gastroenterología	Puerto para la administración de alimentos y medicamentos
471	27-142-004	Botón de gastrostomía, 20 Fr	Silástico siliconado, válvula unidireccional antirreflujo, radiopaco, estéril, descartable	II								X	Gastroenterología	Puerto para la administración de alimentos y medicamentos
472	27-142-005	Botón de gastrostomía, 18 Fr	Silástico siliconado, válvula unidireccional antirreflujo, radiopaco, estéril, descartable	II								X	Gastroenterología	Puerto para la administración de alimentos y medicamentos
473	11-073-001	Brazalete para presión arterial, adulto, con perilla	Tubo doble con conectores en los extremos, nylon, superficie cierre adherente con velcro, perilla con válvula, hipotérmico, impermeable, 26 cm - 35 cm (+/- 2 cm), libre de látex, descartable	I	X	X	X	X	X	X			Uso General	Medición de la presión arterial
474	11-073-002	Brazalete para presión arterial, neonatal N° 1	Tubo único con conector de acuerdo al equipo de la institución, 3 cm diámetro y 6 cm de largo, vinilo, superficie de cierre adherente con velcro, hipotérmico, impermeable, descartable	I		X	X	X	X	X			Uso General	Medición de la presión arterial
475	11-073-003	Brazalete para presión arterial, neonatal N° 2	Tubo único con conector de acuerdo al equipo de la institución, 4 cm diámetro y 8 cm de largo, vinilo, superficie de cierre adherente con velcro, hipotérmico, impermeable, descartable	I		X	X	X	X	X			Uso General	Medición de la presión arterial
476	11-073-004	Brazalete para presión arterial, neonatal N° 3	Tubo único con conector de acuerdo al equipo de la institución, 6 cm diámetro y 11 cm de largo, vinilo, superficie de cierre adherente con velcro, hipotérmico, impermeable, descartable	I		X	X	X	X	X			Uso General	Medición de la presión arterial
477	11-073-005	Brazalete para presión arterial, neonatal N° 4	Tubo único con conector de acuerdo al equipo de la institución, 7 cm diámetro y 13 cm de largo, vinilo, superficie de cierre adherente con velcro, hipotérmico, impermeable, descartable	I		X	X	X	X	X			Uso General	Medición de la presión arterial

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
478	11-073-008	Brazalete para presión arterial, neonatal N° 5	Tubo único con conector de acuerdo al equipo de la institución, 8 cm diámetro y 15 cm de largo, virilo, superficie de cierre adherente con velcro, hipoalérgico, impermeable, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Medición de la presión arterial	
479	11-073-007	Brazalete para presión arterial, pediátrico, con perilla	Tubo doble con conectores en los extremos, nylon, superficie cierre adherente con velcro, perilla con válvula, varias medidas, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Medición de la presión arterial	
480	11-073-008	Brazalete para presión arterial, pediátrico	Tubo único con conector en los extremos de acuerdo al equipo de la institución, nylon, superficie cierre adherente con velcro, hipoalérgico, impermeable, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Medición de la presión arterial	
481	11-073-009	Brazalete para presión arterial, adulto	Tubo doble con conectores en los extremos, nylon, superficie de cierre adherente con velcro, hipoalérgico, impermeable, 28 cm - 35 cm (+/- 2 cm), libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Medición de la presión arterial	
482	11-073-010	Brazalete para presión arterial, extra grande	Tubo doble con conectores en los extremos, nylon, superficie de cierre adherente con velcro, hipoalérgico, impermeable, 33 cm - 47 cm (+/- 2 cm), libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Medición de la presión arterial	
483	11-073-011	Brazalete para monitor de presión arterial, adulto	Tubo único con conector de acuerdo al equipo de la institución, superficie de cierre adherente con velcro, hipoalérgico, impermeable, 28 cm - 35 cm (+/- 2 cm), libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Medición de la presión arterial	
484	11-073-012	Brazalete para presión arterial, preña	Tubo único con conector de acuerdo al equipo de la institución, superficie de cierre adherente con velcro, hipoalérgico, impermeable, 48 cm - 68 cm (+/- 2 cm), libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Medición de la presión arterial	
485	12-088-001	Brazalete para identificación, adulto	Pulsara de polivinil, blanco, con película de plástico, resistente al agua, hipoalérgica, de 12 a 14 agujeros y broche de seguridad, sin bordes cortantes, longitud mínima 25 cm, ancho 1.5 cm, segmento para información: 7.5 cm (+/- 1 cm) x 2.5 cm de ancho, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Identificación de paciente	
486	12-088-002	Brazalete para identificación, pediátrico	Pulsara de polivinil, blanco, con película de plástico, resistente al agua, hipoalérgica, de 12 a 14 agujeros y broche de seguridad, sin bordes cortantes, longitud mínima 16 cm, ancho 1 cm, segmento para información: 6.5 cm (+/- 1 cm) x 1.5 cm de ancho, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Identificación de paciente	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				III	APH		
					A	B	C					
437	12-093-003	Brazalete para identificación, pediátrico, tarjeta	Pulsara de polivinil, con película de plástico, resistente al agua, hipotérmica, con broche de seguridad sin bordes cortantes, longitud mínima 16 cm, ancho 1 cm, tarjeta de identificación insertable, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x		Uso General	Identificación de paciente	
488	12-093-004	Brazalete para identificación, neonatal	Pulsara de polivinil, blanco, con película de plástico, resistente al agua, hipotérmica, de 12 a 14 agujeros y broche de seguridad, sin bordes cortantes, longitud mínima 13 cm, ancho 1 cm, segmento para información: 6,5 cm (+/- 1 cm) x 1,5 cm de ancho, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x		Uso General	Identificación de paciente	
489	13-622-001	Cabestrillo doble, talla grande	Algodón y poliéster, con doble tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
490	13-622-002	Cabestrillo doble, talla mediana	Algodón y poliéster, con doble tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
491	13-622-003	Cabestrillo doble, talla pequeña	Algodón y poliéster, con doble tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
492	13-622-004	Cabestrillo simple, talla extragrande	Algodón y poliéster, con tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
493	13-622-005	Cabestrillo simple, talla grande	Algodón y poliéster, con tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
494	13-622-006	Cabestrillo simple, talla mediana	Algodón y poliéster, con tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
495	13-622-007	Cabestrillo simple, talla pequeña	Algodón y poliéster, con tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
496	13-622-008	Cabestrillo simple, pediátrico, talla grande	Algodón y poliéster, con tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
497	13-622-009	Cabestrillo simple, pediátrico, talla mediana	Algodón y poliéster, con tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
498	13-622-010	Cabestrillo simple, pediátrico, talla pequeña	Algodón y poliéster, con tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
499	13-622-011	Cabestrillo simple, pediátrico, talla extra pequeña	Algodón y poliéster, con tira regulable	I	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de miembros superiores	
500	17-594-001	Cable sensor para saturación de oxígeno	Con tira adhesiva hipotérmica incorporada, compatible en varios equipos, de acuerdo a la institución, descartable	I	x	x	x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Monitorización de saturación de oxígeno	
501	13-655-001	Caja para recolección de heces	De polipropileno, con tapa de rosca, etiqueta para identificación, con paleta, no estéril, descartable	I	x	x	x	x		Uso General	Recolección de muestras	
502	17-509-001	Cal sodada	Oxido de calcio e hidróxido de sodio, de acuerdo al equipamiento de la institución	I	x	x	x	x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Agente absorbente de dióxido de carbono	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
503	15-701-001	Caja monopetri, vidrio, 55 mm de diámetro	De vidrio, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Autoclavable	I			x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
504	15-701-002	Caja monopetri, vidrio, 60 mm de diámetro	De vidrio, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Autoclavable	I			x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
505	15-701-003	Caja monopetri, vidrio, 90 mm de diámetro	De vidrio, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Autoclavable	I			x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
506	15-701-004	Caja monopetri, vidrio, 100 mm de diámetro	De vidrio, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Autoclavable	I			x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
507	15-701-005	Caja monopetri, vidrio, 150 mm de diámetro	De vidrio, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Autoclavable	I			x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
508	15-701-006	Caja bipetri, vidrio, 90 mm de diámetro	De vidrio, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, dos compartimentos. Autoclavable	I			x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
509	15-701-007	Caja tripetri, vidrio, 90 mm de diámetro	De vidrio, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, tres compartimentos. Autoclavable	I			x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
510	15-701-008	Caja bipetri, vidrio, 150 mm de diámetro	De vidrio, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, dos compartimentos. Autoclavable	I			x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
511	15-701-009	Caja tripetri, vidrio, 150 mm de diámetro	De vidrio, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, tres compartimentos. Autoclavable	I			x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
512	15-701-010	Caja monopetri, plástico, 55 mm de diámetro	De plástico, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Estéril y descartable	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
513	15-701-011	Caja monopetri, plástico, 60 mm de diámetro	De plástico, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Estéril y descartable	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
514	15-701-012	Caja monopetri, plástico, 90 mm de diámetro	De plástico, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Estéril y descartable	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
515	15-701-013	Caja monopetri, plástico, 100 mm de diámetro	De plástico, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Estéril y descartable	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
516	15-701-014	Caja monopetri, plástico, 150 mm de diámetro	De plástico, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, un compartimento. Estéril y descartable	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
517	15-701-015	Caja bipetri, plástico, 80 mm de diámetro	De plástico, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, dos compartimentos. Estéril y descartable	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
518	15-701-016	Caja tripetri, plástico, 90 mm de diámetro	De plástico, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, tres compartimentos. Estéril y descartable	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
519	15-701-017	Caja bipetri, plástico, 150 mm de diámetro	De plástico, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, dos compartimentos. Estéril y descartable	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
520	15-701-018	Caja tripetri, plástico, 150 mm de diámetro	De plástico, base circular, paredes de altura baja (aproximadamente 15 mm de alto), cubierta de similar forma pero de diámetro más grande para que encaje como una tapa, tres compartimentos. Estéril y descartable	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
521	11-565-001	Cámara de recuento Neubauer	De vidrio óptico especial, de tamaño similar al de un portaobjetos, con una depresión de profundidad definida (0.1 mm), cuyo suelo está dividido en cuadrados (cámara de conteo). Modelo doble con soporte central dividido que proporciona dos cámaras de conteo en una placa.	I		x	x	x			Material de laboratorio	Útil para realizar el recuento de células en un medio líquido.
522	10-737-001	Camisa uretral, 12 Fr	Revestimiento hidrofílico, superficie de baja fricción, varias longitudes, estéril, descartable	II					x		Urología	Provee dilatación uretral y canal de trabajo para endoscopio
523	10-737-002	Camisa uretral, 14 Fr	Revestimiento hidrofílico, superficie de baja fricción, varias longitudes, estéril, descartable	II						x	Urología	Provee dilatación uretral y canal de trabajo para endoscopio
524	26-652-001	Camisa de amplíatz para nefrostomía, 26 Fr	Sistema Amplíatz: catéter guía 8Fr, los dilatadores faciales de 10Fr a 30Fr y de vainas que varían del 24Fr al 30Fr, estéril, descartable	II						x	Urología	Usado para la dilatación del tracto percutáneo y la colocación de una camisa.
525	26-652-002	Camisa de amplíatz para nefrostomía, 26 Fr	Sistema Amplíatz: catéter guía 8Fr, los dilatadores faciales de 10Fr a 30Fr y de vainas que varían del 24Fr al 30Fr, estéril, descartable	II						x	Urología	Usado para la dilatación del tracto percutáneo y la colocación de una camisa.
526	11-692-001	Campana de Pinard	Madera o metal, forma de campana, hueca de aproximadamente 20 cm de longitud	I	x	x	x	x	x	x	Ginecología/Obstetricia	Auscultar latidos cardíacos del feto
527	24-166-001	Campana para administrar oxígeno, tamaño pequeño	Cámara de Hood, circular de material acrílico, transparente, con tapa que incluye sujetador, orificios estándar para manguera corrugada, tubaduras y cables, apertura amplia del cuello con protector de silicona, libre de látex, lavable	I	x	x	x	x	x	x	Neonatología	Administración de oxígeno en altas concentraciones
528	24-166-002	Campana para administrar oxígeno, tamaño mediana	Cámara de Hood, circular de material acrílico, transparente, con tapa que incluye sujetador, orificios estándar para manguera corrugada, tubaduras y cables, apertura amplia del cuello con protector de silicona, libre de látex, lavable	I	x	x	x	x	x	x	Neonatología	Administración de oxígeno en altas concentraciones
529	24-166-003	Campana para administrar oxígeno, tamaño grande	Cámara de Hood, circular de material acrílico, transparente, con tapa que incluye sujetador, orificios estándar para manguera corrugada, tubaduras y cables, apertura amplia del cuello con protector de silicona, libre de látex, lavable	I	x	x	x	x	x	x	Neonatología	Administración de oxígeno en altas concentraciones
530	15-646-001	Campo de incisión, 35 cm x 41 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
531	15-646-002	Campo de incisión, 35 cm x 60 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
532	15-646-003	Campo de incisión, 60 cm x 45 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
533	15-646-004	Campo de incisión, 45 cm x 65 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
534	15-646-005	Campo de incisión, 56 cm x 45 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
535	15-646-006	Campo de incisión, 30 cm x 20 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
536	15-646-007	Campo de incisión, 60 cm x 60 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
537	15-646-008	Campo operatorio para ojo, 60 cm x 35 cm	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, celulosa impermeable, resistente a fluidos corporales, gramaje mínimo 35 g/m2, 60 cm x 35 cm, orificio central 9 cm de diámetro, cinta adhesiva, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
538	15-646-009	Campo de incisión antimicrobiano, 30 cm x 60 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, con adhesivo antimicrobiano yodóforo, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
539	15-646-010	Campo de incisión antimicrobiano, 56 cm x 45 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, con adhesivo antimicrobiano yodóforo, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CLUMIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
640	15-646-011	Campo de incisión, 28 cm x 41 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex, estéril, descartable	I				X	X		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
641	15-646-012	Campo de incisión, 56 cm x 60 cm (+/- 5 cm)	Película polimérica cubierta con película adhesiva sensible a la presión, tejido impermeable de dos capas, polietileno y poliéster, adhesivo, libre de látex estéril, descartable	I				X	X		Cirugía	Campo quirúrgico para establecer un área estéril
642	15-646-045	Campo fenestrado, 100 cm x 100 cm	Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable	I				X	X		Cirugía	Ropa para procedimientos quirúrgicos
643	17-574-001	Canastilla uretral tipo Dormia, 3 Fr	Punta cilíndrica atraumática, cesta de forma constante de cinco hilos redondos, 90cm, de acero inoxidable de forma helicoidal, caña de elastómero graduado en cm, radiopaco, estéril, descartable	II				X	X		Urología	Extracción de cálculos
644	17-574-002	Canastilla uretral, 2.2 Fr	Punta atraumática, forma helicoidal, aleación de níquel y titanio, recubierta por una vaina de alta resistencia, recta de 2 a 6 hilos, mango de acero inoxidable, 90-120 cm, radiopaco, estéril, descartable	II				X	X		Urología	Extracción de cálculos
645	17-574-003	Canastilla uretral tipo Dormia, 2.4 Fr	Punta atraumática, de nitinol, diseño estándar de 4 alambres, 115 cm, de 1.0 cm o 2.0 cm de diámetro de la canasta, estéril, descartable	II				X	X		Urología	Extracción de cálculos
646	17-574-004	Canastilla uretral, 7 Fr	Punta atraumática, de nitinol, forma trapezoidal, 3 cm de diámetro x 6 cm de longitud, longitud 220 cm, estéril, descartable	II				X	X		Urología	Extracción de cálculos
647	17-574-005	Canastilla uretral, 3 Fr	Punta atraumática, de nitinol, forma helicoidal, estéril, descartable	II				X	X		Urología	Extracción de cálculos
648	10-059-001	Cánula de Guedel, tamaño 00	Longitud 40 mm, polietileno, tubo orofaríngeo curvo y semirígido, borde externo para fijación en los dientes, orificio interno para succión, color blanco, libre de látex, descartable	I				X	X	X	Uso General	Mantener permeabilidad de vías aéreas
649	10-059-002	Cánula de Guedel, tamaño 0	Longitud 50 mm, polietileno, tubo orofaríngeo curvo y semirígido, borde externo para fijación en los dientes, orificio interno para succión, color blanco, libre de látex, descartable	I		X	X	X	X	X	Uso General	Mantener permeabilidad de vías aéreas
650	10-059-003	Cánula de Guedel, tamaño 1	Longitud 60 mm, polietileno, tubo orofaríngeo curvo y semirígido, borde externo para fijación en los dientes, orificio interno para succión, color blanco, libre de látex, descartable	I		X	X	X	X	X	Uso General	Mantener permeabilidad de vías aéreas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CLUMM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I					APH		
					A	B	C	II	III			
551	10-059-004	Cánula de Guedel, tamaño 2	Longitud 70 mm, polietileno, tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, orificio interno para succión, color blanco, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Mantener permeabilidad de vías aéreas
552	10-059-005	Cánula de Guedel, tamaño 3	Longitud 80 mm, polietileno, tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, orificio interno para succión, color blanco, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Mantener permeabilidad de vías aéreas
553	10-059-006	Cánula de Guedel, tamaño 4	Longitud 90 mm, polietileno, tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, orificio interno para succión, color blanco, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Mantener permeabilidad de vías aéreas
554	10-059-007	Cánula de Guedel, tamaño 5	Longitud 100 mm, polietileno, tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, orificio interno para succión, color blanco, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Mantener permeabilidad de vías aéreas
555	10-059-008	Cánula de Guedel, tamaño 6	Longitud 110 mm, polietileno, tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, orificio interno para succión, color blanco, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Mantener permeabilidad de vías aéreas
556	10-059-009	Cánula de Guedel, tamaño 7	Longitud 120 mm, polietileno, tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, orificio interno para succión, color blanco, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Mantener permeabilidad de vías aéreas
557	10-581-001	Cánula de cava, 26 Fr, angulada	Punta plástica, angulada, reforzamiento, cable metálico, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Drenaje de venas cavas
558	10-581-002	Cánula de cava, 26 Fr, recta	Punta plástica, recta, reforzamiento, cable metálico, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Drenaje de venas cavas
559	10-581-003	Cánula de cava, 28 Fr, angulada	Punta plástica, angulada, reforzamiento, cable metálico, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Drenaje de venas cavas
560	10-581-004	Cánula de cava, 28 Fr, recta	Punta plástica, recta, reforzamiento, cable metálico, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Drenaje de venas cavas
561	10-581-005	Cánula de cava, 30 Fr, angulada	Punta plástica, angulada, reforzamiento, cable metálico, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Drenaje de venas cavas
562	10-581-006	Cánula de cava, 30 Fr, recta	Punta plástica, recta, reforzamiento, cable metálico, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Drenaje de venas cavas
563	15-769-001	Cánula de aorta, 16 Fr, recta	Punta plástica recta, sin recubrimiento metálico con conector para 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de aorta para la perfusión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
564	15-765-002	Cánula de aorta, 18 Fr, recta, con recubrimiento	Punta plástica recta, con recubrimiento metálico con conector para 3/8", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de aorta para la perfusión
565	15-765-003	Cánula de aorta, 18 Fr, recta, sin recubrimiento	Punta plástica recta, sin recubrimiento metálico con conector para 3/8", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de aorta para la perfusión
566	15-765-004	Cánula de aorta, 18 Fr, angulada, con recubrimiento	Punta plástica angulada, con recubrimiento metálico con conector para 3/8", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de aorta para la perfusión
567	15-765-005	Cánula de aorta, 20 Fr, recta	Punta plástica recta, sin recubrimiento metálico con conector para 3/8", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de aorta para la perfusión
568	15-765-006	Cánula de aorta, 20 Fr, angulada	Punta plástica angulada, sin recubrimiento metálico con conector para 3/8", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de aorta para la perfusión
569	15-765-007	Cánula de aorta, 22 Fr, recta	Punta plástica recta, sin recubrimiento metálico con conector para 3/8", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de aorta para la perfusión
570	10-564-001	Cánula cardioplegia arteriográfica, 7,9 Fr	1,6 mm-2,5 mm, poliuretano, con aguja atraumática acero inoxidable, Luer Lock hembra, estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Infusión de soluciones cardioplégicas
571	10-564-002	Cánula cardioplegia retrógrada, 14 Fr	35 cm largo, poliuretano, con estilete de acero inoxidable, balón de inflado manual y autoinflable, Luer Lock hembra, estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Infusión de soluciones cardioplégicas
572	10-564-003	Cánula de cardioplegia de doble luz, 9 Fr	Poliuretano, vía de ventilación para la administración de solución de cardioplejía y aspiración simultánea de aire, con aguja atraumática de acero inoxidable, estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Infusión de soluciones cardioplégicas
573	10-564-004	Cánula arterial pediátrica, 8 Fr, cuerpo de alambre	Plástico grado médico, (2,7mm), con puntas biseladas, pared delgada, cuerpo de alambre elongado, introductor con guarda de flujo ajustable, marcas de profundidad, longitud 22 cm (+/- 1 cm), ventilación 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
574	10-564-005	Cánula arterial pediátrica, 10 Fr, cuerpo de alambre	Plástico grado médico, (3,3 mm), con puntas biseladas, pared delgada, cuerpo de alambre elongado, introductor con guarda de flujo ajustable, marcas de profundidad, longitud 22 cm (+/- 1 cm), ventilación 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
575	10-564-006	Cánula arterial pediátrica, 12 Fr, cuerpo de alambre	Plástico grado médico, (4,0 mm), con puntas biseladas, pared delgada, cuerpo de alambre elongado, introductor con guarda de flujo ajustable, marcas de profundidad, longitud 22 cm (+/- 1 cm), ventilación 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
576	10-564-007	Cánula arterial pediátrica, 14 Fr, cuerpo de alambre	Plástico grado médico, (4,7 mm), con puntas biseladas, pared delgada, cuerpo de alambre elongado, introducido con guardia de flujo ajustable, marcas de profundidad, longitud 22 cm (+/- 1 cm), ventilación 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
577	10-564-008	Cánula arterial pediátrica, 8 Fr, punta recta	(2,7 mm), con punta recta, corta, no metálica, sitio de conexión 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
578	10-564-009	Cánula arterial pediátrica, 10 Fr, punta recta	(3,3 mm), con punta recta, corta, no metálica, sitio de conexión 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
579	10-564-010	Cánula arterial pediátrica, 12 Fr, punta recta	(4,00 mm), con punta recta, corta, no metálica, sitio de conexión 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
580	10-564-011	Cánula arterial pediátrica, 14 Fr, punta recta	(4,7 mm), con punta recta, corta, no metálica, sitio de conexión 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
581	10-564-012	Cánula arterial pediátrica, 16 Fr, punta recta	(5,3 mm), con punta recta, corta, no metálica, sitio de conexión 3/8", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
582	10-564-013	Cánula de aorta pediátrica, 9 Fr, punta recta	Poliuretano, (3,0 mm), con punta doblada angulada 90°, sin refuerzo de alambre, conector de tubería Luer Lock hembra en posición arriba, diámetro externo 3,8 mm, largo 22 cm (+/- 1 cm), conector 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
583	10-564-014	Cánula de aorta pediátrica, 11 Fr, punta angulada	Poliuretano, (3,8 mm), con punta doblada angulada 90°, sin refuerzo de alambre, conector de tubería Luer Lock hembra en posición arriba, diámetro externo 3,8 mm, largo 22 cm (+/- 1 cm), conector 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
584	10-564-015	Cánula de aorta pediátrica, 14 Fr, punta angulada	Poliuretano, (4,5 mm), con punta doblada angulada 90°, sin refuerzo de alambre, conector de tubería Luer Lock hembra en posición arriba, diámetro externo 4,5 mm, largo 22 cm (+/- 1 cm), conector 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
585	10-564-016	Cánula arterial pediátrica, 6 Fr, cuerpo de alambre	Plástico grado médico, (2,0 mm), con puntas biseladas, pared delgada, cuerpo de alambre elongado, introducido con guardia de flujo ajustable, marcas de profundidad, longitud 22 cm (+/- 1 cm), ventilación 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
586	10-564-017	Cánula arterial pediátrica, 16 Fr, cuerpo de alambre	Plástico grado médico, (5,3 mm), con puntas biseladas, pared delgada, cuerpo de alambre elongado, introducido con guardia de flujo ajustable, marcas de profundidad, longitud 22 cm (+/- 1 cm), ventilación 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
587	10-564-018	Cánula arterial pediátrica, 9 Fr, punta angulada	(3.0mm), punta angulada con refuerzo de alambre, sillo de conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
588	10-564-019	Cánula arterial pediátrica, 12 Fr, punta angulada	Poliuretano, (3.8 mm), punta doblada angulada 90°, con refuerzo de alambre, conector de tubería Luer Lock, diámetro externo 3.8 mm, largo 22 cm (+/- 1 cm), conector 1/4", empaque individual, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
589	10-564-020	Cánula arterial pediátrica, 14 Fr, punta angulada	Poliuretano, (4.5 mm), punta doblada angulada 90°, con refuerzo de alambre, conector de tubería Luer Lock, diámetro externo 4.5 mm, largo 22 cm, (+/- 1 cm), conector 1/4", empaque individual, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
590	10-564-021	Cánula de aorta pediátrica, 12 Fr, punta angulada	Poliuretano, (4.0 mm), con punta doblada angulada 90°, sin refuerzo de alambre, conector de tubería Luer Lock hembra en posición arriba, diámetro externo 4.0 mm, largo 22 cm (+/- 1 cm), conector 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
591	10-564-022	Cánula de aorta pediátrica, 10 Fr, punta angulada	Poliuretano, (3.0 mm), con punta doblada angulada 90°, sin refuerzo de alambre, conector de tubería Luer Lock hembra en posición arriba, diámetro externo 3.0 mm, largo 22 cm (+/- 1 cm), conector 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
592	10-564-023	Cánula arterial, 18 Fr	Longitud 30 cm (+/- 1 cm), dilatador integrado, con guía metálica, resistente a la torsión, conector Luer Lock hembra, conexión 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
593	10-564-024	Cánula arterial, 22 Fr, 30 cm	Longitud 30 cm (+/- 1 cm), dilatador integrado, con guía metálica, resistente a la torsión, conector Luer Lock hembra, conexión 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
594	10-564-025	Cánula arterial, 24 Fr, 30 cm	Longitud 30 cm (+/- 1 cm), dilatador integrado, con guía metálica, resistente a la torsión, conector Luer Lock hembra, conexión 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
595	10-564-026	Cánula arterial, 20 Fr	Punta curva con pestaña, longitud entre 20 y 33 cm (+/- 1 cm), conexión Luer Lock hembra, conector 3/8", empaque individual, estéril, descartable	IV						x	Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
596	10-564-027	Cánula arterial, 22 Fr, 20 cm	Punta curva con pestaña, longitud entre 20 cm (+/- 1 cm), conexión Luer Lock hembra, conector 3/8", empaque individual, estéril, descartable	IV						x	Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
697	10-564-028	Cánula arterial, 24 Fr, 20 cm	Punta curva con pestaña, longitud entre 20 cm (+/- 1 cm), conexión Luer Lock hembra, conector 3/8", empaque individual, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
698	10-564-029	Cánula de cardioplegia retrógrada pediátrica, 6 Fr	(2.0mm) Inflado manual, con punta recta, corta, estilete con guía de alambre, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Inflación de soluciones cardioplégicas
699	10-564-030	Cánula de cardioplegia retrógrada pediátrica, 10 Fr	(3.3mm) Inflado manual, con punta recta, corta, estilete con guía de alambre, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Inflación de soluciones cardioplégicas
600	10-564-031	Cánula de cardioplegia anterógrada pediátrica, 13 Fr	(4.3mm) Inflado manual, con punta recta, corta, estilete con guía de alambre, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Inflación de soluciones cardioplégicas
601	10-564-032	Cánula de cardioplegia retrógrada pediátrica, 14 GA	PVC, longitud 6 cm (+/- 1 cm), diámetro 14 GA, con aguja introductora, punta pequeña, libre de látex, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Inflación de soluciones cardioplégicas
602	10-564-033	Cánula de cardioplegia retrógrada pediátrica, 16 GA	PVC, longitud 6 cm (+/- 1 cm), diámetro 16 GA, con aguja introductora, punta pequeña, libre de látex, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Inflación de soluciones cardioplégicas
603	10-564-034	Cánula de cardioplegia retrógrada pediátrica, 7 Fr, manguitos manuales	Cuerpo de silicona con manguitos manuales con líneas de monitorización de presión, estilete con guía de alambre y mango Luer macho o hembra, jeringa, longitud 23 cm (+/-1 cm), cuerpo rebobinable y llave de cierre integrado, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Inflación de soluciones cardioplégicas
604	10-564-035	Cánula de cardioplegia retrógrada pediátrica, 7 Fr	Cuerpo de silicona con balón autofluible con líneas de monitorización de presión, estilete con guía de alambre y mango Luer macho o hembra, jeringa, longitud 23 cm (+/-1 cm), cuerpo rebobinable y llave de cierre integrado, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Inflación de soluciones cardioplégicas
605	10-564-035	Cánula de cardioplegia retrógrada pediátrica, 10 Fr, manguitos manuales	Cuerpo de silicona con manguitos manuales con líneas de monitorización de presión, estilete con guía de alambre y mango Luer macho o hembra, jeringa, longitud 23 cm (+/-1 cm), cuerpo rebobinable y llave de cierre integrado, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Inflación de soluciones cardioplégicas
606	10-564-037	Cánula de cardioplegia retrógrada pediátrica, 10 Fr, 23 cm (+/- 1 cm)	Cuerpo de silicona con balón autofluible con líneas de monitorización de presión, estilete con guía de alambre y mango Luer macho o hembra, jeringa, longitud 23 cm (+/-1 cm), cuerpo rebobinable y llave de cierre integrado, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Inflación de soluciones cardioplégicas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
607	10-564-038	Cánula de cardioplegia retrógrada, 13 Fr, manguitos manuales	Cuerpo de silicona con manguitos manuales con líneas de monitorización de presión, estilete con guía de alambre y mango Luer macho o hembra, jeringa, longitud 32 cm (+/- 1 cm), cuerpo rebobinable y llave de cierre integrado, estéril descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Infusión de soluciones cardioplégicas
608	10-564-039	Cánula de cardioplegia retrógrada, 13 Fr	Cuerpo de silicona con balón autoinflable con líneas de monitorización de presión, estilete con guía de alambre y mango Luer macho o hembra, jeringa, longitud 32 cm (+/- 1 cm), cuerpo rebobinable y llave de cierre integrado, estéril descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Infusión de soluciones cardioplégicas
609	10-564-040	Cánula de cardioplegia retrógrada, 15 Fr, manguitos manuales	Cuerpo de silicona con manguitos manuales con líneas de monitorización de presión, estilete con guía de alambre y mango Luer macho o hembra, jeringa, longitud 32 cm (+/- 1 cm), cuerpo rebobinable y llave de cierre integrado, estéril descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Infusión de soluciones cardioplégicas
610	10-582-041	Cánula de cardioplegia retrógrada, 15 Fr	Cuerpo de silicona con balón autoinflable con líneas de monitorización de presión, estilete con guía de alambre y mango Luer macho o hembra, jeringa, longitud 32 cm (+/- 1 cm), cuerpo rebobinable y llave de cierre integrado, estéril descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Infusión de soluciones cardioplégicas
611	10-582-001	Cánula venosa, 12 Fr	Poliuretano, (4.0 mm), reforzada con alambre, con punta en J, longitud de perforación 2.5 cm, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conector 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
612	10-582-002	Cánula venosa, 14 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
613	10-582-003	Cánula venosa, 16 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
614	10-582-004	Cánula venosa, 18 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
615	10-582-005	Cánula venosa, 20 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
616	10-582-006	Cánula venosa, 22 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV						x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I		II	III	APH			
					A	B						C
617	10-592-007	Cánula venosa, 24 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
618	10-592-008	Cánula venosa, 26 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
619	10-592-009	Cánula venosa, 28 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
620	10-592-010	Cánula venosa, 12 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
621	10-592-011	Cánula venosa, 12 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
622	10-592-012	Cánula venosa, 12 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
623	10-592-013	Cánula venosa, 14 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
624	10-592-014	Cánula venosa, 14 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
625	10-592-015	Cánula venosa, 16 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
626	10-592-016	Cánula venosa, 18 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
627	10-592-017	Cánula venosa, 18 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	
628	10-592-018	Cánula venosa, 18 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV				x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
629	10-592-019	Cánula venosa, 20 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
630	10-592-020	Cánula venosa, 20 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4" a 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
631	10-592-021	Cánula venosa, 22 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
632	10-592-022	Cánula venosa, 22 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4" a 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
633	10-592-023	Cánula venosa, 24 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
634	10-592-024	Cánula venosa, 24 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4" a 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
635	10-592-025	Cánula venosa, 26 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
636	10-592-026	Cánula venosa, 26 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
637	10-592-027	Cánula venosa, 28 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
638	10-592-028	Cánula venosa, 28 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
639	10-592-029	Cánula venosa, 30 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
640	10-592-030	Cánula venosa, 30 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
641	10-592-031	Cánula venosa, 30 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
642	10-592-032	Cánula venosa, 32 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
643	10-592-033	Cánula venosa, 32 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
644	10-592-034	Cánula venosa, 32 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
645	10-592-035	Cánula venosa, 34 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
646	10-592-036	Cánula venosa, 34 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
647	10-592-037	Cánula venosa, 34 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
648	10-592-039	Cánula venosa, 36 Fr, maleable	De una sola etapa, maleable, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 3/8", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
649	10-592-039	Cánula venosa, 36 Fr, recta	De una sola etapa, recta, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
650	10-592-040	Cánula venosa, 36 Fr, angulada	De una sola etapa, angulada, cuerpo de alambre, puntas afiladas multipropósito, longitud 30.5 cm a 38.1 cm, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
551	10-552-041	Cánula venosa única/2 etapas, 32-40 Fr	Doble fase, con cuerpo alambrado, resistente a doblamiento, cuerpo ovalado de bajo perfil extremo multipuerto, agujero tipo canastilla atrial, conector 1/2", sin vent, longitud mínima de cánula 38 cm, tamaño 32/40 Fr	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
552	10-552-042	Cánula venosa única/2 etapas, 28-36 Fr, conector 3/8"	Doble fase, con cuerpo alambrado, resistente a doblamiento, cuerpo ovalado de bajo perfil extremo multipuerto, agujero tipo canastilla atrial, conector 3/8", sin vent, longitud mínima de cánula 38 cm, tamaño 28/36 Fr	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
553	10-552-043	Cánula venosa única/2 etapas, 26-36 Fr, conector 1/2"	Doble fase, con cuerpo alambrado, resistente a doblamiento, cuerpo ovalado de bajo perfil extremo multipuerto, agujero tipo canastilla atrial, conector 1/2", sin vent, longitud mínima de cánula 38 cm, tamaño 26/36 Fr	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
554	10-552-044	Cánula venosa única/2 etapas, 34-46 Fr	Doble fase, con cuerpo alambrado, resistente a doblamiento, cuerpo ovalado de bajo perfil extremo multipuerto, agujero tipo canastilla atrial, conector 1/2", sin vent, longitud mínima de cánula 38 cm, tamaño 34/46 Fr	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
555	10-552-045	Cánula venosa única/2 etapas, 36-51 Fr	Doble fase, con cuerpo alambrado, resistente a doblamiento, cuerpo ovalado de bajo perfil extremo multipuerto, agujero tipo canastilla atrial, conector 1/2", sin vent, longitud mínima de cánula 38 cm, tamaño 36/51 Fr	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación venosa para perfusión
556	18-760-001	Cánula de raíz aórtica/cardioplegia anterógrada pediátrica, 4 Fr (16 GA)	PVC, punta e introductor estándar, radiopaca, aguja introductora de acero inoxidable, 6 cm (+/- 1 cm) de longitud, punta y brida de una sola pieza e introductor estándar, longitud 6.4 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
557	18-760-002	Cánula de raíz aórtica/cardioplegia anterógrada pediátrica, 5 Fr (16 GA)	PVC, punta e introductor estándar, radiopaca, aguja introductora de acero inoxidable, 6 cm (+/- 1 cm) de longitud, punta y brida de una sola pieza e introductor estándar, longitud 6.4 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
558	18-760-003	Cánula de raíz aórtica / cardioplegia anterógrada pediátrica, 7 Fr (14 GA)	PVC, punta e introductor estándar, radiopaca, aguja introductora de acero inoxidable, 14 cm (+/- 1 cm) de longitud, punta y brida de una sola pieza e introductor estándar, longitud 6.4 cm, estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
559	18-760-004	Cánula de raíz aórtica / cardioplegia anterógrada, 9 Fr	Con línea de verteo, longitud 14 cm, punta e introductor estándar, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión
560	18-760-005	Cánula de raíz aórtica / cardioplegia anterógrada, 11 Fr	Con línea de verteo, longitud 14 cm, punta e introductor estándar, conexión 1/4", estéril, descartable	IV					x		Cirugía Cardíaca	Canulación de arteria para perfusión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I		II	III	APH				
					A	B	C						
661	18-760-006	Cánula Tipo Vent 10 Fr	3.3 mm con 8 agujeros en la punta	IV						x		Cirugía Cardíaca	Circulación extracorpórea
662	13-849-001	Cánula de Yankauer	Mango de PVC grado médico, con conexión adaptable al tubo de aspiración, diámetro de orificio de aspiración 4 mm a 8 mm, punta abierta con orificios laterales, estéril descartable	II					x	x		Cirugía	Aspiración de fluidos en el campo operatorio
663	12-700-001	Cánula nasal de oxígeno, adulto	Bigotera con diámetro de puntas 4.00 mm, silicon, tubuladura de PVC transparente, longitud mínima de 100 cm - 200 cm, con dispositivo regulador de ajuste, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Administración de oxígeno
664	12-700-002	Cánula nasal de oxígeno, pediátrico	Bigotera con diámetro de puntas 3.00 mm, silicon, tubuladura de PVC transparente, longitud mínima 100 cm - 200 cm, con dispositivo regulador de ajuste, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	x	x	Pediatría	Administración de oxígeno
665	12-700-003	Cánula nasal de oxígeno, neonatal	Bigotera con diámetro de puntas 2.00 mm, silicon, tubuladura de PVC transparente, longitud mínima de 100 cm - 150 cm, con dispositivo regulador de ajuste, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x	x	x	Neonatología	Administración de oxígeno
666	18-149-001	Cánula nasal para CO2, pediátrica	Bigotera con diámetro 3.00 mm, silicon, tubuladura transparente, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x		Pediatría	Medición del CO2
667	12-701-001	Cánula neonatal Cpap, tamaño pequeño	Cánula de silicona con dos puntas nasales en ángulo corto, con conector de plástico rígido, gorro de algodón y cintas ajustables, menores de 1000 gramos, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x		Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno
668	12-701-002	Cánula neonatal Cpap, tamaño mediano	Cánula de silicona con dos puntas nasales en ángulo corto, con conector de plástico rígido, gorro de algodón y cintas ajustables, menores de 1000-1500 gramos, estéril, descartable	I					x	x		Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno
669	12-701-003	Cánula neonatal Cpap, tamaño grande	Cánula de silicona con dos puntas nasales en ángulo corto, con conector de plástico rígido, gorro de algodón y cintas ajustables, mayores de 1500 gramos, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x		Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno
670	12-701-004	Cánula neonatal binasofaríngea Cpap-IMV, 2.5 mm x 3.0 cm largo, Fr 7.5	Cánula de silicona con dos puntas nasofaríngeas, libre de látex, descartable	I								Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno
671	12-701-005	Cánula neonatal binasofaríngea Cpap-IMV, 2.5 mm x 4.0 cm largo, Fr 7.5	Cánula de silicona con dos puntas nasofaríngeas, libre de látex, descartable	I								Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				II	III			API
					A	B	C						
672	12-701-006	Cánula neonatal binasofaríngea Cpap-IMV, 3.5 mm x 4.0 cm largo, Fr 10.5	Cánula de silicona con dos puntas nasofaríngeas, libre de látex, descartable	I					x	x	Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno	
673	12-701-007	Cánula nasal RAM Cpap, tamaño pequeño	Cánula de silicona, con dos puntas nasales, con conector de plástico, adaptador para el tubo de oxígeno, menores de 1000 gramos, libre de látex, descartable	I					x	x	Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno	
674	12-701-008	Cánula nasal RAM Cpap, tamaño mediano	Cánula de silicona, con dos puntas nasales, con conector de plástico, adaptador para el tubo de oxígeno, menores de 1000 a 2500 gramos, libre de látex, descartable	I					x	x	Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno	
675	12-701-009	Cánula nasal RAM Cpap, tamaño grande	Cánula de silicona, con dos puntas nasales, con conector de plástico, adaptador para el tubo de oxígeno, mayores a 2500 gramos, libre de látex, descartable	I					x	x	Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno	
676	12-701-010	CPAP de burbujas	Cámara de autoinflado, válvula de sobre presión, circuito de calentado, generador de Cpap, presión 3 a 10 cm de agua, recipiente de desagüe, regla para fijar presión, estéril, descartable	I					x	x	Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno	
677	12-701-015	Cánula nasal para sistema de alto flujo, neonatal	Con adhesivo hidrocolóide y velcro, clip giratorio de 360°, puntas nasales de silicona, velocidad de flujo 8 litros por minuto libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno	
678	12-701-016	Cánula nasal para sistema de alto flujo para prematuro	Con adhesivo hidrocolóide y velcro, clip giratorio de 360°, puntas nasales de silicona, velocidad de flujo 8 litros por minuto libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Neonatología	Soporte respiratorio para administración de oxígeno	
679	16-422-001	Cánula nasofaríngea, I.D. 3.0 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II							x	Sistema de ventilación nasofaríngea	
680	16-422-002	Cánula nasofaríngea, I.D. 3.5 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II							x	Sistema de ventilación nasofaríngea	
681	16-422-003	Cánula nasofaríngea, I.D. 4.0 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II							x	Sistema de ventilación nasofaríngea	
682	16-422-004	Cánula nasofaríngea, I.D. 4.5 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II							x	Sistema de ventilación nasofaríngea	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				II	III	APH			
					A	B	C							
683	16-422-005	Cánula nasofaríngea, I.D. 5.0 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II								x	Uso General	Sistema de ventilación nasofaríngea
684	16-422-006	Cánula nasofaríngea, I.D. 5.5 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II								x	Uso General	Sistema de ventilación nasofaríngea
685	16-422-007	Cánula nasofaríngea, I.D. 6.0 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II								x	Uso General	Sistema de ventilación nasofaríngea
686	16-422-008	Cánula nasofaríngea, I.D. 6.5 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II								x	Uso General	Sistema de ventilación nasofaríngea
687	16-422-009	Cánula nasofaríngea, I.D. 7.0 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II								x	Uso General	Sistema de ventilación nasofaríngea
688	16-422-010	Cánula nasofaríngea, I.D. 7.5 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II								x	Uso General	Sistema de ventilación nasofaríngea
689	16-422-011	Cánula nasofaríngea, I.D. 8.0 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II								x	Uso General	Sistema de ventilación nasofaríngea
690	16-422-012	Cánula nasofaríngea, I.D. 8.5 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II								x	Uso General	Sistema de ventilación nasofaríngea
691	16-422-013	Cánula nasofaríngea, I.D. 9.0 mm	Plástico suave, flexible, con tope nasal tipo embudo, punta biselada, libre de látex, estéril, descartable	II								x	Uso General	Sistema de ventilación nasofaríngea
692	15-192-001	Capilares con heparina	Tubos de vidrio de pequeña sección circular (microtubos), de 75 mm de longitud y 1.15 mm de diámetro aproximadamente, contiene heparina adherida a las paredes del tubo	I	x	x	x	x	x				Material de laboratorio	Útil para la toma de sangre capilar y realización de microhematocrito
693	15-192-002	Capilares sin heparina	Tubos de vidrio de pequeña sección circular (microtubos), de 75 mm de longitud y 1.15 mm de diámetro aproximadamente	I	x	x	x	x	x				Material de laboratorio	Útil para la toma de sangre capilar y realización de microhematocrito

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIMA	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I							
					A	B	C	II	III			APH
694	10-763-003	Catéter de cistomanometría, 10 Fr	PVC /silicona, radiopaco, dos vías, libre de látex, estéril, descartable.	II					x		Urología	Evaluación funcional de la vejiga
695	10-763-004	Catéter de cistomanometría, 12 Fr	PVC /silicona, radiopaco, dos vías, libre de látex, estéril, descartable	II					x		Urología	Evaluación funcional de la vejiga
696	12-001-001	Cartucho de carbón activado para hemoperfusión	Carbón activado absorbente, compatibilidad, 1500m2 / g de superficie específica, cámara de volumen sanguíneo: 5120ml	I					x		Cirugía Cardíaca	Uso en la perfusión de la sangre y la eliminación de la sustancias tóxicas
697	12-001-002	Cartucho de resinas para hemoperfusión	Resina macroporosa neutra puede absorber toxinas moleculares medias, biocompatible	II					x		Nefrología	Uso en la perfusión de la sangre y la eliminación de la sustancias tóxicas
698	16-963-002	Casette de 4 entradas, con organizador para diálisis peritoneal APD	Casette con válvulas y canales, línea de extensión con luer lock y protector, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Nefrología	Líneas para diálisis peritoneal
699	18-162-001	Casette para peróxido de hidrógeno	Peróxido de hidrógeno, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Dispositivo para esterilización con peróxido de hidrógeno
700	16-963-004	Casette de 3 entradas, para diálisis peritoneal APD	Casette de tres entradas, línea de extensión con luer lock, bolsa de drenaje integrada, estéril, descartable	I				x	x		Nefrología	Líneas para diálisis peritoneal
701	10-699-001	Catéter arterial radial, 20 G, adulto	Catéter transparente poliuretano, radiopaco, poliuretano, aguja introductoria de 21 G, guía metálica, libre de látex, estéril, descartable	II					x		Uso General	Toma de muestra de sangre y monitoreo de presión arterial
702	10-699-002	Catéter arterial femoral, 22 G, pediátrico	Catéter transparente poliuretano, radiopaco, con tapa y protector, alitas de fijación, utilizable por vía arterial, método Seldinger, aguja de punción, catéter y guía, libre de látex, estéril, descartable	II					x		Uso General	Toma de muestra de sangre y monitoreo de presión arterial
703	17-164-001	Catéter balón para angioplastia coronaria	Balón con señales radiopacas, dimensiones desde 1 mm - 5 mm de diámetro, longitud 8 mm - 32 mm, presión 8 atm, de ruptura de 14-16 atm, hidrofílico, varias medidas: 2 x 10 x 15 / 2.5 x 10 x15, estéril, descartable	IV					x		Cardiología intervencionista	Apertura de vasos sanguíneos semi o totalmente bloqueados
704	17-164-002	Catéter balón para angioplastia periférica, 5 Fr y 6 Fr	Varios diámetros y longitud del balón, dos marcas radiopacas, compatible con guía 0.035", ruptura a 15 atmósferas, estéril, descartable	IV					x		Cardiología intervencionista	Apertura de vasos sanguíneos semi o totalmente bloqueados
705	16-051-001	Catéter ventriculoperitoneal para drenaje de LCR	Elastómero de silicona, impregnado de bario, longitud de 50 cm, radiopaco, I.D. 1.3 mm, marcadores de longitud, hendiduras abiertas situadas cerca de la punta distal, estéril, descartable	IV					x		Anestesiología/Cuidados intensivos	Drenaje del LCR

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
706	18-725-001	Catéter con sistema cerrado para administración de surfactante, 5 Fr	Largo 30,5 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, adaptador para jeringa, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente, indicador de profundidad numérica y de color localizado en el catéter, libre de látex, estéril, descartable	II			x			Neonatología	Administración de surfactante pulmonar	
707	18-725-002	Catéter con sistema cerrado para administración de surfactante, 6 Fr	Largo 30,5 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, adaptador para jeringa, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente, indicador de profundidad numérica y de color localizado en el catéter, libre de látex, estéril, descartable	II			x			Neonatología	Administración de surfactante pulmonar	
708	18-680-001	Catéter de diagnóstico coronario, 6 Fr y 5 Fr, curvas: JL5, JL4.5, JL3.5, JL3, JR4.5, JR3, AL1, AL2, AR1, AR2	De 100 cm de largo, un solo cuerpo, diámetro interno mínimo de 1,2 mm, que permita paso de guía 0.035" cubierta hidrofóbica, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
709	18-680-002	Catéter guía para intervencionismo coronario, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, curvas: JL5, JL4.5, JL4, JL3.5, JR5, JR4, JR3.5, CLS 4, CLS 3.4, AR1, AR2, AL1, AL2	Resistencia al acomodamiento, punta suave, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
710	18-680-003	Catéter coronario derecho JR, 4 Fr	110 cm longitud, con curva, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
711	18-680-004	Catéter coronario derecho JR, 5 Fr	110 cm longitud, con curva, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
712	18-680-005	Catéter coronario izquierdo JR, 4 Fr	100 cm longitud, con curva, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
713	18-680-006	Catéter coronario izquierdo JR, 5 Fr	100 cm longitud, con curva, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
714	18-679-001	Catéter angiográfico pigtail, 4 Fr	Radiopaco, 65 cm - 70 cm a 100 cm para guía 0.035 mm a 0.038 mm, de 1050 a 1200 psi, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
715	18-679-002	Catéter angiográfico pigtail, 5 Fr	Radiopaco, 65 cm - 70 cm a 100 cm para guía 0.035 mm a 0.038 mm, de 1050 a 1200 psi, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
716	18-679-003	Catéter angiográfico, 5 Fr	Closure de polivitrilo, radiopaco, doble lumen, longitud 80 cm, balón, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
717	18-679-004	Catéter angiográfico, 6 Fr	Closure de polivitrilo, radiopaco, doble lumen, longitud 90 cm, balón, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
718	18-679-005	Catéter angiográfico, 7 Fr	Closure de polivitrilo, radiopaco, doble lumen, longitud 110 cm, balón, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	
719	18-679-006	Catéter angiográfico multipropósito, 4 Fr	100 cm de longitud, guía 0.038 mm, 1200 psi, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
720	18-679-007	Catéter angiográfico multipropósito, 5 Fr	100 cm de longitud, guía 0.038 mm., 1200 psi, estéril, descartable	IV						x	Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares
721	10-725-001	Catéter de contrapulsación intra-aórtico, 7.5 Fr	Catéter con balón de fibra óptica, equipo de inserción con vaina introductora, dilatador de vasos, aguja angiográfica 18 G, guía de acero inoxidable, superficie antitrombótica, material biocompatible, balones de 40 ml - 50 ml, diámetro del balón 15 mm - 17 mm, longitud del balón 220 mm - 250 mm, guía 0.018" - 0.035", lumen interno 0.020" - 0.027", libre de látex, estéril, descartable	IV						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte hemodinámico en síndromes coronarios, shock cardiogénico
722	10-725-002	Catéter de contrapulsación intra-aórtico, 8 Fr	Catéter con balón de fibra óptica, equipo de inserción con vaina introductora, dilatador de vasos, aguja angiográfica 18 G, guía de acero inoxidable, superficie antitrombótica, material biocompatible, balones de 30 ml - 40 ml, diámetro del balón 2.7 mm - 5 mm, longitud del balón 220 mm - 250 mm, guía 0.018" - 0.035", lumen interno 0.020" - 0.027", libre de látex, estéril, descartable	IV						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Soporte hemodinámico en síndromes coronarios, shock cardiogénico
723	18-151-001	Catéter de derivación ventricular	Silicona, 23 cm-28 cm, radiopaca, con marcas de profundidad, agujeros en el extremo, estilete tunelizador y trocar, estéril, descartable	IV						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Drenaje de LCR
724	10-769-001	Catéter de medición de presión intracraneal, 2 mm	Pellethane, volumen 0.05 ml - 0.1 ml, diámetro 2 mm, longitud 1500 mm, estéril, descartable	IV						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Medición de presión intracraneal
725	10-769-002	Catéter de medición de presión intracraneal, 1.3 mm	Tecoflex, volumen 0.05 ml - 0.1 ml, diámetro 1.3 mm, longitud 1500 mm, radiopaco, estéril, descartable	IV						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Medición de presión intracraneal
726	18-737-017	Catéter de Pezzet, 18 Fr	Látex flexible, extremo en forma de hongo, longitud 39 cm - 40 cm, estéril, descartable	II						x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
727	18-737-018	Catéter de Pezzet, 20 Fr	Látex flexible, extremo en forma de hongo, longitud 39 cm - 40 cm, estéril, descartable	II						x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
728	18-737-019	Catéter de Pezzet, 22 Fr	Látex flexible, extremo en forma de hongo, longitud 39 cm - 40 cm, estéril, descartable	II						x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
729	18-737-020	Catéter de Pezzet, 24 Fr	Látex flexible, extremo en forma de hongo, longitud 39 cm - 40 cm, estéril, descartable	II						x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
730	18-737-032	Catéter de Pezzet, 16 Fr	Látex flexible, extremo en forma de hongo, longitud 39 cm - 40 cm, estéril, descartable	II						x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
731	18-737-021	Catéter de Tiemann, 10 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
732	18-737-022	Catéter de Tiemann, 12 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
733	18-737-023	Catéter de Tiemann, 14 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
734	18-737-024	Catéter de Tiemann, 16 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
735	18-737-025	Catéter de Tiemann, 18 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
736	18-737-026	Catéter de Tiemann, 20 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
737	18-737-027	Catéter de Tiemann, 22 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
738	18-737-028	Catéter de Tiemann, 24 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
739	18-737-029	Catéter de Tiemann, 26 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
740	18-737-030	Catéter de Tiemann, 28 Fr	Silicona, de dos vías, punta fina cerrada y ligeramente angulada, bag 10 ml, estéril, descartable	II						x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico
741	18-740-001	Catéter doble J, 4 Fr	Poliuretano, recubrimiento hidrofílico, 10 cm-16 cm de largo, con guía, radiopaco, estéril, descartable	II						x		Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga
742	18-740-002	Catéter doble J, 4.8 Fr	Poliuretano, recubrimiento hidrofílico, 20 cm de largo, con guía, radiopaco, estéril, descartable	II						x		Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga
743	18-740-003	Catéter doble J, 6 Fr, 26 cm	Poliuretano, recubrimiento hidrofílico, 26 cm de largo, con guía, radiopaco, estéril, descartable	II						x		Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga
744	18-740-004	Catéter doble J, 7 Fr, 28 cm	Poliuretano, recubrimiento hidrofílico, 26 cm de largo, con guía, radiopaco, estéril, descartable	II						x		Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga
745	18-740-005	Catéter doble J, 3 Fr	Poliuretano, recubrimiento hidrofílico, 10 cm a 16 cm de largo, con guía, radiopaco, estéril, descartable	II						x		Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga
746	18-740-006	Catéter doble J, 6 Fr, 28 cm	Poliuretano, recubrimiento hidrofílico, 28 cm de largo, con guía, radiopaco, estéril, descartable	II						x		Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga
747	18-740-007	Catéter doble J tipo metálico, 6 Fr	Acero inoxidable, incluye el sient, el sistema de posicionamiento y cuerda guía, 28 cm de largo, radiopaco, estéril, descartable	II						x		Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
748	18-740-008	Catéter doble J, 6 Fr	Acero inoxidable, silicónado, recubrimiento hidrofílico, radiopaco, alambre guía de 0.028 pulgadas (0.71 mm) de diámetro de 145 cm de largo con punta flexible de 3 cm, 8 cm - 20 cm, 22 cm - 32 cm de largo, silent posicionador radiotransparente de vinilo 50 cm de largo, estéril, descartable	II					x	Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga en el trasplante renal	
749	18-740-009	Catéter doble J, 6 Fr, 24 cm	Poliuretano, recubrimiento hidrofílico, 24 cm de largo, con guía, radiopaco, estéril, descartable	II					x	Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga	
750	18-740-010	Catéter doble J, 7 Fr, 24 cm	Poliuretano, recubrimiento hidrofílico, 24 cm de largo, con guía, radiopaco, estéril, descartable	II					x	Urología	Restablecer el tránsito normal de la orina hacia la vejiga	
751	18-670-001	Catéter de termomodulación, 7 Fr	Látex, doble lumen, radiopaco, conector de sensor térmico, conector de luz de infusión, longitud 110 cm, orificios de infusión, sensor térmico, estéril, descartable	IV					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Medición hemodinámica y gasto cardíaco	
752	18-670-002	Catéter de termomodulación, 6 Fr	Látex, doble lumen, radiopaco, conector de sensor térmico, conector de luz de infusión, longitud 110 cm, orificios de infusión, sensor térmico, estéril, descartable	IV					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Medición hemodinámica y gasto cardíaco	
753	18-670-003	Catéter de termomodulación, 5 Fr	Látex, doble lumen, radiopaco, conector de sensor térmico, conector de luz de infusión, longitud 110 cm, orificios de infusión, sensor térmico, estéril, descartable	IV					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Medición hemodinámica y gasto cardíaco	
754	10-765-001	Catéter externo, talla pequeña	Con mecanismo de fijación tipo adhesivo o mediante banda elástica ajustable, pequeño 25 mm, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Urología	Colector urinario para recoger orina y evitar el cateterismo vesical	
755	10-765-002	Catéter externo, talla mediana	Con mecanismo de fijación tipo adhesivo o mediante banda elástica ajustable, mediano 30 mm, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Urología	Colector urinario para recoger orina y evitar el cateterismo vesical	
756	10-765-003	Catéter externo, talla grande	Con mecanismo de fijación tipo adhesivo o mediante banda elástica ajustable, grande 35 mm, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Urología	Colector urinario para recoger orina y evitar el cateterismo vesical	
757	10-765-004	Catéter externo, talla extra grande	Con mecanismo de fijación tipo adhesivo o mediante banda elástica ajustable, extragrande 40 mm, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Urología	Colector urinario para recoger orina y evitar el cateterismo vesical	
758	18-635-001	Catéter femoral visceral cobra, 6 Fr	Longitud 65 cm, con un orificio, compatible con guía 0.035", estéril, descartable	II					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Administración de líquidos intravenosos, medicamentos y toma de muestras de sangre	
759	18-691-001	Catéter intratecal	Silicón, radiopaco, puerto de catéter con conexión a bomba, punta cerrada con 6 orificios, marcado en centímetros, alambre guía, longitud 81.4 cm, estéril, descartable	II					x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Infusión espinal de fármacos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
760	10-749-001	Catéter para aspiración de secreciones, 5 Fr	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremo distal abierto, punta roma, con orificios laterales, atraumática, flexible, transparente, 40 cm de longitud, con escala graduada, libre de látex, estéril, descartable	II		X	X	X	X		Uso General	Para eliminación de secreciones
761	10-749-002	Catéter para aspiración de secreciones, 6 Fr	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 40-60 cm de longitud, con escala graduada, libre de látex, estéril, descartable	II		X	X	X	X	X	Uso General	Para eliminación de secreciones
762	10-749-003	Catéter para aspiración de secreciones, 8 Fr, 40 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 40 cm de longitud, con escala graduada, libre de látex, estéril, descartable	II		X	X	X	X	X	Uso General	Para eliminación de secreciones
763	10-749-004	Catéter para aspiración de secreciones, 8 Fr, 60 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 60 cm de longitud, con escala graduada, libre de látex, estéril, descartable	II		X	X	X	X	X	Uso General	Para eliminación de secreciones
764	10-749-005	Catéter para aspiración de secreciones, 10 Fr, 40 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 40 cm de longitud, con escala graduada, libre de látex, estéril, descartable	II		X	X	X	X	X	Uso General	Para eliminación de secreciones
765	10-749-006	Catéter para aspiración de secreciones, 12 Fr	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 40-60 cm de longitud, con escala graduada, estéril, descartable	II		X	X	X	X	X	Uso General	Para eliminación de secreciones
766	10-749-007	Catéter para aspiración de secreciones, 14 Fr	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 40-60 cm, libre de látex, estéril, descartable	II		X	X	X	X	X	Uso General	Para eliminación de secreciones
767	10-749-008	Catéter para aspiración de secreciones, 16 Fr, 60 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 60 cm de longitud, con escala graduada, libre de látex, estéril, descartable	II		X	X	X	X	X	Uso General	Para eliminación de secreciones

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
768	10-749-003	Catéter para aspiración de secreciones, 16 Fr, 70 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 70 cm de longitud, con escala graduada, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones	
769	10-749-010	Catéter para aspiración de secreciones, 16 Fr	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 40 cm de longitud, con escala graduada, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Para eliminación de secreciones	
770	10-749-011	Catéter para aspiración de secreciones con sistema cerrado, 12 Fr, 54 cm	Adulto, 4,6 mm, largo 54 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, puerto de irrigación, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente de una sola pieza, indicador de profundidad con color, cámara de turbulencia, sello PEEP, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones	
771	10-749-012	Catéter para aspiración de secreciones con sistema cerrado, 14 Fr	Adulto, 4,6mm, largo 54 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, puerto de irrigación, válvula antirreflujo, punta redonda , interruptor de succión, funda protectora transparente de una sola pieza, indicador de profundidad con color, cámara de turbulencia, sello PEEP libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones	
772	10-749-013	Catéter para aspiración de secreciones con sistema cerrado, 16 Fr, 54 cm	Adulto, 4,6 mm diámetro, largo 54 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, puerto de irrigación, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente de una sola pieza, indicador de profundidad con color, cámara de turbulencia, sello PEEP, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones	
773	10-749-014	Catéter para aspiración de secreciones con sistema cerrado, 12 Fr, 40,5 cm	Adulto, largo 40,5 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, puerto de irrigación, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente de una sola pieza, indicador de profundidad con color, cámara de turbulencia, sello PEEP, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
774	10-749-015	Catéter para aspiración de secreciones con sistema cerrado, 10 Fr	Pedilátrico, largo 40,5 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, puerto de irrigación, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente de una sola pieza, indicador de profundidad con color, cámara de turbulencia, sello PEEP, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones
775	10-749-016	Catéter para aspiración de secreciones con sistema cerrado, 8 Fr	Neonatal/Pedilátrico, 2,6 mm diámetro, largo 30,5 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, puerto de irrigación, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente de una sola pieza, indicador de profundidad con color, cámara de turbulencia, sello PEEP, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones
776	10-749-017	Catéter para aspiración de secreciones con sistema cerrado, 7 Fr	Neonatal/Pedilátrico, largo 30,5 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, puerto de irrigación, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente de una sola pieza, indicador de profundidad con color, cámara de turbulencia, sello PEEP, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones
777	10-749-018	Catéter para aspiración de secreciones con sistema cerrado, 6 Fr	Neonatal/Pedilátrico, 2,0 mm diámetro, largo 30,5 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, puerto de irrigación, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente de una sola pieza, indicador de profundidad con color, cámara de turbulencia, sello PEEP, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones
778	10-749-019	Catéter para aspiración de secreciones con sistema cerrado, 5 Fr	Neonatal/Pedilátrico, largo 30,5 cm, doble conector rotativo, conectores en Y giratorios, puerto de irrigación, válvula antirreflujo, punta redonda, interruptor de succión, funda protectora transparente de una sola pieza, indicador de profundidad con color, cámara de turbulencia, sello PEEP, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para eliminación de secreciones
779	10-749-020	Catéter para aspiración de secreciones, 10 Fr, 70 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 70 cm de longitud, con escala graduada, estéril, descartable	II		x	x	x	x	x	x	Uso General	Para eliminación de secreciones

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
780	10-749-021	Catéter para aspiración de secreciones, 16 Fr, 40 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 40 cm de longitud, con escala graduada, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Para eliminación de secreciones	
781	10-749-022	Catéter para aspiración de secreciones, 8 Fr, 70 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremidad abierta, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 40 cm de longitud, con escala graduada, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Para eliminación de secreciones	
782	10-749-023	Catéter para aspiración de secreciones, 10 Fr, 50 cm	PVC suave, siliconizado, con válvula de control manual con/ sin tapa, extremidad abierta, punta roma, con fenestraciones laterales, atraumática flexible, transparente, 50 cm, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Para eliminación de secreciones	
783	10-749-024	Catéter para aspiración de secreciones, 6 Fr, 70 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremo distal abierto, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 70 cm de longitud, con escala graduada, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Para eliminación de secreciones	
784	10-749-025	Catéter para aspiración de secreciones, 8 Fr, 50 cm	Siliconizado, con válvula de control manual y conector universal de PVC, extremo distal abierto, punta roma, con orificios laterales, atraumática flexible, transparente, 50 cm de longitud, con escala graduada, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Para eliminación de secreciones	
785	10-742-001	Catéter para diálisis peritoneal, recto, neonatal, 18 cm	18 cm de largo, silicon, recto, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 1.6 mm-2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.0 mm-4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x	Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal	
786	10-742-002	Catéter para diálisis peritoneal, recto, pediátrico, 25 cm	25 cm de largo, silicon, recto, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 1.9 mm-2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.0 mm - 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x	Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal	
787	10-742-009	Catéter para diálisis peritoneal, cola de cerdo, pediátrico, 39 cm (+/- 0.5 cm)	39 cm de largo, silicon, cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x	Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I					APH			
					A	B	C	II	III				
788	10-742-010	Catéter para diálisis peritoneal, cola de cerdo, pediátrico, 42 cm	42 cm de largo, silicon, cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III						x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
789	10-742-003	Catéter para diálisis peritoneal, cuello de cisne y cola de cerdo, pediátrico, 39 cm (+/- 0.5 cm)	39 cm de largo, silicon, cuello de cisne y cola de cerdo, línea radiopaca, con 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III						x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
790	10-742-004	Catéter para diálisis peritoneal, cuello de cisne y cola de cerdo, pediátrico, 43.5 cm	43.5 cm de largo, silicon, cuello de cisne y cola de cerdo, línea radiopaca, con 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III						x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
791	10-742-005	Catéter para diálisis peritoneal, recto, pediátrico, 31 cm	31 cm de largo, silicon, recto, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 1.6 mm-2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.0 mm-4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III						x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
792	10-742-006	Catéter para diálisis peritoneal, recto, adulto, 38 cm	38 cm de largo, silicon, recto, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III						x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
793	10-742-007	Catéter para diálisis peritoneal, recto, adulto, 38 cm	38 cm de largo, silicon, recto, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III						x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
794	10-742-008	Catéter para diálisis peritoneal, recto, adulto, 40 cm	40 cm de largo, silicon, recto, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III						x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
795	10-742-011	Catéter para diálisis peritoneal, cuello de ganso, adulto, 43.5 cm	43.5 cm de largo, silicon, cuello de ganso, línea radiopaca, con 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III						x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
796	10-742-012	Catéter para diálisis peritoneal, cuello de ganso, adulto, 47 cm	47 cm de largo, silicon, cuello de ganso, línea radiopaca, con 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III						x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
797	10-742-013	Catéter para diálisis peritoneal, cola de cerdo, adulto, 39 cm	39 cm de largo, silicon, cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
798	10-742-014	Catéter para diálisis peritoneal, cola de cerdo, adulto, 57.5 cm	57.5 cm de largo, silicon, cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
799	10-742-015	Catéter para diálisis peritoneal, cola de cerdo, adulto, 61.5 cm	61.5 cm de largo, silicon, cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
800	10-742-016	Catéter para diálisis peritoneal, cola de cerdo, adulto, 62 cm	62 cm de largo, silicon, cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 2.6 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 4.9 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
801	10-742-017	Catéter para diálisis peritoneal, cuello de ganso y cola de cerdo, adulto, 58 cm	58 cm de largo, silicon, cuello de ganso y cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 3.2 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 5.49 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
802	10-742-018	Catéter para diálisis peritoneal, cuello de ganso y cola de cerdo, adulto, 62.5 cm	62.5 cm de largo, silicon, cuello de ganso y cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 3.2 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 5.49 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
803	10-742-019	Catéter para diálisis peritoneal, cuello de ganso y cola de cerdo, adulto, 63 cm	63 cm de largo, silicon, cuello de ganso y cola de cerdo, línea radiopaca, con 1 o 2 anillos de seguridad, orificios laterales, diámetro interno 3.2 mm (+/- 1 mm), diámetro externo 5.49 mm (+/- 0.1 mm), estéril, descartable	III					x		Nefrología	Administración y eliminación de líquidos hacia y desde la cavidad peritoneal
804	18-650-001	Catéter para embolización arterial Fogarty, 3 Fr	Con balón inflado 5 mm, longitud 40 cm, libre de látex, estéril, descartable	III					x		Cardiología intervencionista	Extracción de émbolos de una vena o arteria
805	18-650-002	Catéter para embolización arterial Fogarty, 4 Fr, 40 cm	Con balón inflado 9 mm, longitud 40 cm, libre de látex, estéril, descartable	III					x		Cardiología intervencionista	Extracción de émbolos de una vena o arteria
806	18-650-003	Catéter para embolización arterial Fogarty, 5 Fr, 40 cm	Con balón inflado 11 mm, longitud 40 cm, libre de látex, estéril, descartable	III					x		Cardiología intervencionista	Extracción de émbolos de una vena o arteria
807	18-650-004	Catéter para embolización arterial Fogarty, 4 Fr, 80 cm	Con balón inflado 9 mm, longitud 80 cm, libre de látex, estéril, descartable	III					x		Cardiología intervencionista	Extracción de émbolos de una vena o arteria
808	18-650-005	Catéter para embolización arterial Fogarty, 7 Fr	Con balón inflado 9 mm, longitud 80 cm, libre de látex, estéril, descartable	III					x		Cardiología intervencionista	Extracción de émbolos de una vena o arteria

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
809	18-650-008	Catéter para embolectomía arterial Fogarty, 5 Fr, 80 cm	Con balón inflado 11 mm, longitud 80 cm, libre de látex, estéril, descartable	III					x	Cardiología intervencionista	Extracción de émbolos de una vena o arteria	
810	18-678-001	Catéter para radiofrecuencia, 7 Fr	Largo 100 cm, segmento 7 cm, compatible con guía 0.025", estéril, descartable	III					x	Cardiología intervencionista	Tratamiento por técnica de ablación segmentaria en casos de insuficiencia venosa crónica	
811	18-678-002	Catéter cuádrupolar, 6 Fr, más extensión	Curva preformada, flexible, sensible, longitud 92 cm - 115 cm, espaciamiento 2 mm - 5 mm - 2 mm, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudios electrofisiológicos intracardíacos	
812	18-678-003	Catéter decapolar, 7 Fr, más extensión	Curva preformada, flexible, sensible, curva SC, longitud 90 cm, espaciamiento 5 mm-5 mm, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estudios electrofisiológicos intracardíacos	
813	18-678-004	Catéter de ablación por radiofrecuencia intracardíaco	El catéter con punta de 4 mm y 8 mm y de irrigación, cuádrupolar, con espacios entre electrodos de 2 mm-5 mm-2 mm, doble sensor de temperatura, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Tratamiento de las arritmias	
814	18-654-001	Catéter de estimulación cardíaca bipolar, conducido por flujo, 5 Fr	Poliuretano, marcadores de profundidad, globo, 1.67 mm, largo 110 cm, jeringa, estéril, descartable	IV					x	Cardiología intervencionista	Estimulación cardíaca temporal	
815	10-763-001	Catéter para urodinamia, 7 Fr	PVC/silicona, doble lumen, longitud 38 cm para hombre, 20 cm para mujer, pediátrico 25 cm, punta cilíndrica, radiopaco, conector estándar, libre de látex, estéril, descartable	II					x	Urología	Procedimiento de cistometría y evaluación de la vejiga y la función uretral	
816	10-763-002	Catéter para urodinamia, 9 Fr	PVC/silicona, doble lumen, longitud 38 cm para hombre, 20 cm para mujer, pediátrico 25 cm, punta cilíndrica, radiopaco, conector estándar, libre de látex, estéril, descartable	II					x	Urología	Procedimiento de cistometría y evaluación de la vejiga y la función uretral	
817	10-763-005	Catéter para urodinamia, 6 Fr	PVC/silicona, doble lumen, longitud 38 cm para hombre, 20 cm para mujer, pediátrico 25 cm, punta cilíndrica, radiopaco, conector estándar, libre de látex, estéril, descartable	II					x	Urología	Procedimiento de cistometría y evaluación de la vejiga y la función uretral	
818	18-640-006	Catéter venoso central, percutáneo, 1 Fr, 20 cm, sin guía	1 lumen, poliuretano/silicona, radiopaco, diámetro interno y externo 0.17 mm - 0.35 mm, graduado en cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 20 cm, cinta métrica, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
819	18-640-004	Catéter venoso central, percutáneo, 5 Fr	2 lumen, poliuretano/silicona, radiopaco, diámetro externo 1.5 mm, graduado en cm, introductor 14 G, cánula pelable, longitud del catéter 60 cm, con mandril, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	Pediatría	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
820	18-640-007	Catéter venoso central, percutáneo, 2 Fr, 30 cm, 2 lumen	2 lumen, poliuretano/silicón, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 - 0.6 mm, graduado en cm, introducido 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cinta métrica, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X	X		Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
821	18-640-008	Catéter venoso central, percutáneo, 2 Fr, 30 cm, sin guía	1 lumen, poliuretano/silicón, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 - 0.6 mm, graduado en cm, introducido 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cinta métrica, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X	X		Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
822	18-640-009	Catéter venoso central, percutáneo, 2 Fr, 30 cm, con guía	1 lumen, poliuretano/silicón, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 - 0.6 mm, graduado en cm, introducido 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cinta métrica, con guía metálica introducida, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X	X		Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
823	18-640-003	Catéter venoso central, percutáneo, 2 Fr, 25 cm, sin guía	1 lumen, poliuretano/silicón, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introducido 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cinta métrica, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X	X		Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
824	18-640-010	Catéter venoso central, percutáneo, 2 Fr, 25 cm, con guía	1 lumen, poliuretano/silicón, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introducido 20 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cinta métrica, con guía metálica introducida, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X	X		Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
825	18-640-001	Catéter venoso central, percutáneo, 2 Fr, 15 cm, sin guía	1 lumen, poliuretano/silicón, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introducido 19 G, cánula pelable, longitud del catéter 15 cm, cinta métrica, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X	X		Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
826	18-640-011	Catéter venoso central, percutáneo, 2 Fr, 15 cm, con guía	1 lumen, poliuretano/silicón, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en cm, introducido 19 G, cánula pelable, longitud del catéter 25 cm, cinta métrica, con guía metálica introducida, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X	X		Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
827	18-640-002	Catéter venoso central, percutáneo, 3 Fr	1 lumen, poliuretano/silicón, radiopaco, diámetro externo 1 mm, graduado en cm, introducido 17 G, longitud del catéter 60 cm, cinta métrica, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X	X		Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I	II			APH		
						A	B	C			
828	18-640-005	Catéter venoso central, percutáneo, 19 Fr	1 lumen, poliuretano/silicón, radiopaco, diámetro interno y externo 0.3 mm, graduado en cm, introductor 22 G, longitud del catéter 35 cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x	Neonatología	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
829	18-640-012	Catéter venoso central, percutáneo, 7 Fr, 2 lumen	2 lumen, poliuretano, radiopaco, graduado en cm, introductor, cánula pelable, longitud del catéter 50 cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
830	10-759-003	Catéter umbilical, 2 Fr	1 lumen poliuretano/silicón, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, conector de tipo Luer Lock, graduado cada cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	Neonatología	Toma de muestras de sangre, monitorización de presión arterial, administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
831	10-759-001	Catéter umbilical, 2.8 Fr	1 lumen poliuretano/silicón, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, conector de tipo Luer Lock, graduado cada cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	Neonatología	Toma de muestras de sangre, monitorización de presión arterial, administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
832	10-759-002	Catéter umbilical, 3.5 Fr, 2 lumen	2 lumen poliuretano/silicón, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, conector de tipo Luer Lock, graduado cada cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	Neonatología	Toma de muestras de sangre, monitorización de presión arterial, administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
833	10-759-003	Catéter umbilical, 5 Fr, 3 lumen	3 lumen poliuretano/silicón, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, conector de tipo Luer Lock, graduado cada cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	Neonatología	Toma de muestras de sangre, monitorización de presión arterial, administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
834	10-759-004	Catéter umbilical, 5 Fr	1 lumen poliuretano/silicón, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, graduado cada cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	Neonatología	Toma de muestras de sangre, monitorización de presión arterial, administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
835	10-759-005	Catéter umbilical, 3.5 Fr, 1 lumen	1 lumen poliuretano/silicón, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, conector de tipo Luer Lock, graduado cada cm, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	Neonatología	Toma de muestras de sangre, monitorización de presión arterial, administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
836	10-761-001	Catéter ureteral, 3 Fr	Poliuretano, radiopaco, graduado en cm, longitud aproximada 70 cm, mandril de acero con tope de PVC, extremo con adaptador, estéril, descartable	II				x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
837	10-761-002	Catéter ureteral, 4 Fr, 70 cm	Poliuretano, radiopaco, graduado en cm, longitud aproximada 70 cm, mandril de acero con tope de PVC, extremo con adaptador, estéril, descartable	II				x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
838	10-761-003	Catéter ureteral, 5 Fr, 70 cm	Poliuretano, radiopaco, graduado en cm, longitud aproximada 70 cm, mandril de acero con tope de PVC, extremo con adaptador, estéril, descartable	II				x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
839	10-761-004	Catéter ureteral, 6 Fr	Poliuretano, radiopaco, graduado en cm, longitud aproximada 70 cm, mandril de acero con tope de PVC, extremo con adaptador, estéril, descartable	II					x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
840	10-761-005	Catéter ureteral, 7 Fr	Poliuretano, radiopaco, graduado en cm, longitud aproximada 70 cm, mandril de acero con tope de PVC, extremo con adaptador, estéril, descartable	II					x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
841	10-761-006	Catéter ureteral, 8 Fr	Poliuretano, radiopaco, graduado en cm, longitud aproximada 70 cm, mandril de acero con tope de PVC, extremo con adaptador, estéril, descartable	II					x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
842	10-761-007	Catéter ureteral tipo road runner	Alambre guía de nitinol, recubrimiento de polímero hidrófilo, 145 cm x 0.035, punta radiopaca espiral de platino, y manga exterior de poliuretano, marcas de referencia cada 5 cm, punta angulada cuerpo rígido o flexible, estéril, descartable	II					x	Urología	Procedimientos diagnósticos e intervencionistas, se utiliza para el posicionamiento del catéter y el intercambio en un uréter tortuoso o retorcido. También se utiliza en atravesar una gran piedra en ruta hacia el riñón	
843	10-761-008	Catéter ureteral, 5 Fr	PVC con una punta flexible suave para la canalización no traumática de la uretra, tipo cerrado o abierto, marcas de profundidad sobre el catéter, retención desmontable, estéril, descartable	II					x	Urología	Recogida de muestras de orina para el diagnóstico. Aliviar la retención urinaria. Lavado de la vejiga.	
844	10-761-009	Catéter ureteral tipo cobra, 6 Fr	Maleable en la punta, longitud 65 cm - 70 cm, guía de 0.039", estéril, descartable	II					x	Urología	Procedimientos diagnósticos e intervencionistas a nivel renal	
845	10-761-010	Catéter ureteral con balón, 6 Fr	Balón de silicona de oclusión uretral de dilatación, longitud 75 cm, estéril, descartable	II					x	Urología	Procedimientos diagnósticos e intervencionistas a nivel renal	
846	10-761-011	Catéter ureteral con balón, 7 Fr	Balón de silicona de oclusión uretral de dilatación, longitud 75 cm, estéril, descartable	II					x	Urología	Procedimientos diagnósticos e intervencionistas a nivel renal	
847	10-761-012	Catéter ureteral, 4 Fr	PVC con una punta flexible suave para la canalización no traumática de la uretra, tipo cerrado o abierto, marcas de profundidad sobre el catéter, retención desmontable, estéril, descartable	II					x	Urología	Recogida de muestras de orina para el diagnóstico. Aliviar la retención urinaria. Lavado de la vejiga.	
848	18-737-001	Catéter urinario uretral, 6 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicona, bag 1.5 ml - 3 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
849	18-737-002	Catéter urinario uretral, 8 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicona, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				II	III	APH		
					A	B	C						
850	18-737-003	Catéter urinario uretral, 10 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico
851	18-737-004	Catéter urinario uretral, 12 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico
852	18-737-005	Catéter urinario uretral, 14 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico
853	18-737-006	Catéter urinario uretral, 16 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico
854	18-737-007	Catéter urinario uretral, 18 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico
855	18-737-008	Catéter urinario uretral, 20 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico
856	18-737-009	Catéter urinario uretral, 22 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 30 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico
857	18-737-010	Catéter urinario uretral, 24 Fr, dos vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 30 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x		Uso General	Drenaje y cateterización del sistema urológico
858	18-737-011	Catéter urinario uretral, 16 Fr, tres vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 30 ml - 50 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x		Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
859	18-737-012	Catéter urinario uretral, 18 Fr, tres vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 30 ml - 50 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	II			x	x	x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
860	18-737-013	Catéter urinario uretral, 20 Fr, tres vías	Silicona 100%, bag 30 ml mínimo, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
861	18-737-014	Catéter urinario uretral, 22 Fr, tres vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 30 ml - 50 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
862	18-737-015	Catéter urinario uretral, 24 Fr, tres vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 30 ml - 50 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
863	18-737-016	Catéter urinario uretral, 26 Fr, tres vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 30 ml - 50 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
864	18-737-031	Catéter urinario uretral, 14 Fr, tres vías	Recubierto con elastómero de silicon, bag 30 ml - 50 ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre de látex, estéril, descartable	II				x	x	Urología	Drenaje y cateterización del sistema urológico	
865	10-729-001	Catéter venoso central, 4 Fr, 1 lumen	1 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
866	10-729-002	Catéter venoso central, 4 Fr, 2 lumen, 13 cm	2 lumen, longitud 13 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
867	10-729-003	Catéter venoso central, 4,5 Fr, 3 lumen	3 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
868	10-729-004	Catéter venoso central, 5 Fr, 1 lumen	1 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			III	APH					
					A	B	C							
869	10-729-005	Catéter venoso central, 5 Fr, 2 lumen, 13 cm	2 lumen, longitud 13 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
870	10-729-006	Catéter venoso central, 5 Fr, 3 lumen	3 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
871	10-729-007	Catéter venoso central, 5,5 Fr, 3 lumen	3 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
872	10-729-008	Catéter venoso central, 6 Fr, 2 lumen	2 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
873	10-729-009	Catéter venoso central, 7 Fr, 1 lumen	1 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
874	10-729-010	Catéter venoso central, 7 Fr, 2 lumen	2 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
875	10-729-034	Catéter venoso central, 7 Fr, 2 lumen con cubierta antimicrobiana	2 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
876	10-729-011	Catéter venoso central, 7 Fr, 3 lumen	3 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
877	10-729-035	Catéter venoso central, 7 Fr, 3 lumen con cubierta antimicrobiana	3 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
878	10-729-012	Catéter venoso central, 7 Fr, 4 lumen	4 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
879	10-729-013	Catéter venoso central 8,5 Fr, 1 lumen	1 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II							X	X	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
880	10-725-014	Catéter venoso central 9 Fr, 2 lumen	2 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
881	10-725-015	Catéter venoso central 12 Fr, 2 lumen	2 lumen, alto flujo, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
882	10-725-016	Catéter venoso central 14 Fr, 1 lumen, 45 cm	1 lumen, longitud 45 cm, flujo 81 ml/min, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
883	10-725-017	Catéter venoso central 14 Fr, 1 lumen, 70 cm	1 lumen, longitud 70 cm, flujo 61 ml/min, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
884	10-725-018	Catéter venoso central 14 Fr, 1 lumen	1 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
885	10-725-019	Catéter venoso central 16 Fr, 1 lumen, 45 cm	1 lumen, longitud 45 cm, flujo 36 ml/min, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
886	10-725-020	Catéter venoso central 16 Fr, 1 lumen, 30 cm	1 lumen, longitud 30 cm, flujo 40 ml/min, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
887	10-725-021	Catéter venoso central 18 G, 1 lumen, 20 cm	1 lumen, longitud 20 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
888	10-725-022	Catéter venoso central 20 G, 1 lumen, 12 cm	1 lumen, largo 12 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
889	10-725-023	Catéter venoso central 22 G, 1 lumen, 10 cm	1 lumen, longitud 10 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	
890	10-725-024	Catéter venoso central 24 G, 1 lumen, 9 cm	1 lumen, longitud 9 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidoblaje, con dilatador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II				x	x	Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
891	10-729-025	Catéter venoso central 16 Fr, 3 lumen	3 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilataador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
892	10-729-026	Catéter venoso infusión rápida, 7 Fr, 1 lumen, 5 cm, set	1 lumen, longitud 5 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, con guía metálica, con dilataador venoso, aguja introductora, bisturí, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
893	10-729-029	Catéter venoso central, 9 Fr, 2 lumen, set	2 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilataador venoso, aguja introductora, válvula de hemostasia integral, para utilizar con catéteres de 7 - 8 Fr, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
894	10-729-030	Catéter venoso central, 8.5 Fr, 1 lumen, set	1 lumen, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilataador venoso, aguja introductora, válvula de hemostasia integral, para utilizar con catéteres de 7.5 Fr, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
895	10-729-031	Catéter venoso central, 14 G, 1 lumen, 20 cm	1 lumen, longitud 20 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilataador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
896	10-729-036	Catéter venoso central, 5 Fr 16 G, 1 lumen, 20 cm	1 lumen, largo 20 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilataador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
897	10-729-032	Catéter venoso central, 8.5 Fr, 20 cm, multilumen, set	Multilumen, longitud 20 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilataador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
898	10-729-033	Catéter venoso central, yugular, 20 G, 12 cm	1 lumen, longitud 12 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilataador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
899	10-729-027	Catéter venoso central, 4 Fr, 2 lumen, 8 cm	2 lumen, longitud 8 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilataador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central
900	10-729-028	Catéter venoso central, 5 Fr, 2 lumen, 8 cm	2 lumen, longitud 8 cm, compatible con técnica de Seldinger, poliuretano, radiopaco, con guía metálica antidobleje, con dilataador venoso, aguja introductora, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Para administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, tomas de muestras de sangre, medición de presión venosa central

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CLUM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
901	15-022-001	Catéter venoso central para hemodiálisis, 11,5 Fr temporal curvo, 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
902	15-022-012	Catéter venoso central para hemodiálisis, 11,5 Fr permanente curvo, 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
903	15-022-013	Catéter venoso central para hemodiálisis, 11,5 Fr temporal recto, 24 cm	2 lumen, recto, longitud 24 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
904	15-022-014	Catéter venoso central para hemodiálisis, 11,5 Fr permanente recto, 24 cm	2 lumen, recto, longitud 24 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
905	15-022-002	Catéter venoso central para hemodiálisis, 12 Fr temporal curvo, 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
906	15-022-015	Catéter venoso central para hemodiálisis, 12 Fr permanente curvo, 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					A	B	C	II	III	APH			
907	15-022-016	Catéter venoso central para hemodiálisis, 12 Fr temporal recto, 15 cm	2 lumen, recto, longitud 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
908	15-022-017	Catéter venoso central para hemodiálisis, 12 Fr permanente recto, 24 cm	2 lumen, recto, longitud 24 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
909	15-022-004	Catéter venoso central para hemodiálisis, 12 Fr permanente curvo, 26 cm	2 lumen, curvo, longitud 26 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
910	15-022-018	Catéter venoso central para hemodiálisis, 12 Fr temporal recto, 13 cm	2 lumen, recto, longitud 13 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
911	15-022-019	Catéter venoso central para hemodiálisis, 12 Fr temporal recto, 20 cm	2 lumen, recto, longitud 20 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	
912	15-022-020	Catéter venoso central para hemodiálisis, 12 Fr temporal recto, 24 cm	2 lumen, recto, longitud 24 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
913	15-022-053	Catéter venoso central para hemodilísis, 12 Fr temporal curvo, 16 cm	2 lumen, curvo, longitud 16 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodilísis	
914	15-022-054	Catéter venoso central para hemodilísis, 12 Fr temporal curvo, 13 cm	2 lumen, curvo, longitud 16 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodilísis	
915	15-022-055	Catéter venoso central para hemodilísis, 12 Fr temporal curvo, 20 cm	2 lumen, curvo, longitud 20 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodilísis	
916	15-022-021	Catéter venoso central para hemodilísis, 12,5 Fr permanente curvo	2 lumen, curvo, longitud 28 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodilísis	
917	15-022-003	Catéter venoso central para hemodilísis, 14 Fr temporal curvo, 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodilísis	
918	15-022-022	Catéter venoso central para hemodilísis, 14 Fr permanente curvo, 24 cm	2 lumen, curvo, longitud 24 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodilísis	
919	15-022-023	Catéter venoso central para hemodilísis, 14 Fr temporal recto, 15 cm	2 lumen, recto, longitud 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodilísis	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
920	15-022-024	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14 Fr permanente recto, 28 cm	2 lumen, recto, longitud 28 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
921	15-022-025	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14 Fr temporal recto, 20 cm	2 lumen, recto, longitud 20 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
922	15-022-026	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14 Fr temporal curvo, 20 cm	2 lumen, curvo, longitud 20 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
923	15-022-027	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14 Fr permanente recto, 40 cm	2 lumen, recto, longitud 40 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
924	15-022-028	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14 Fr permanente recto, 55 cm	2 lumen, recto, longitud 55 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
925	15-022-029	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14.5 Fr permanente recto, 28 cm	2 lumen, recto, longitud 28 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis

DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
926	15-022-030	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14.5 Fr permanente recto, 32 cm	2 lumen, recto, longitud 32 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
927	15-022-031	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14.5 Fr permanente recto, 36 cm	2 lumen, recto, longitud 36 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
928	15-022-032	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14.5 Fr permanente recto, 24 cm	2 lumen, recto, longitud 24 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
929	15-022-033	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14.5 Fr permanente curvo, 28 cm	2 lumen, curvo, longitud 28 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
930	15-022-034	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14.5 Fr permanente curvo, 24 cm	2 lumen, curvo, longitud 24 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
931	15-022-035	Catéter venoso central para hemodiálisis, 14.5 Fr permanente curvo, 32 cm	2 lumen, curvo, longitud 32 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
932	15-022-055	Catéter venoso central para hemodiálisis, 15 Fr permanente recto, 24 cm	2 lumen, recto, longitud 24 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I							
					A	B	C	II	III			APH
933	15-022-56	Catéter venoso central para hemodiálisis, 15 Fr permanente recto, 28 cm	2 lumen, recto, longitud 28 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
934	15-022-57	Catéter venoso central para hemodiálisis, 15 Fr permanente recto, 32 cm	2 lumen, recto, longitud 32 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo luer-lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
935	15-022-036	Catéter venoso central para hemodiálisis, 15.5 Fr permanente recto, 28 cm	2 lumen, recto, longitud 28 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
936	15-022-037	Catéter venoso central para hemodiálisis, 10 Fr temporal curvo, 10 cm a 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
937	15-022-038	Catéter venoso central para hemodiálisis, 10 Fr permanente curvo, 10 cm a 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
938	15-022-039	Catéter venoso central para hemodiálisis, 10 Fr temporal recto, 10 cm a 15 cm	2 lumen, recto, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
939	15-022-040	Catéter venoso central para hemodiálisis, 10 Fr permanente recto, 10 cm a 15 cm	2 lumen, recto, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II				x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
940	15-022-041	Catéter venoso central para hemodiálisis, 9 Fr temporal curvo, 12 cm	2 lumen, curvo, longitud 12 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
941	15-022-042	Catéter venoso central para hemodiálisis, 9 Fr temporal recto, 12 cm	2 lumen, recto, longitud 12 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
942	15-022-005	Catéter venoso central para hemodiálisis, 8 Fr temporal curvo, 10 cm a 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
943	15-022-007	Catéter venoso central para hemodiálisis, 8 Fr permanente curvo, 10 cm a 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
944	15-022-043	Catéter venoso central para hemodiálisis, 6 Fr temporal recto, 10 cm a 15 cm	2 lumen, recto, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
945	15-022-009	Catéter venoso central para hemodiálisis, 8 Fr permanente recto, 18 cm	2 lumen, recto, longitud 18 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II					x	x		Neurología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I	II			APH		
						A	B	C			
946	15-022-046	Catéter venoso central para hemodiálisis, 6 Fr temporal curvo, 10 cm a 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
947	15-022-047	Catéter venoso central para hemodiálisis, 6 Fr permanente curvo, 10 cm a 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
948	15-022-048	Catéter venoso central para hemodiálisis, 6 Fr temporal recto, 10 cm a 15 cm	2 lumen, recto, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
949	15-022-049	Catéter venoso central para hemodiálisis, 6 Fr permanente recto, 10 cm a 15 cm	2 lumen, recto, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
950	15-022-050	Catéter venoso central para hemodiálisis, 6,5 Fr permanente curvo, 10 cm a 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
951	15-022-044	Catéter venoso central para hemodiálisis, 6,5 Fr temporal recto, 10 cm a 15 cm	2 lumen, recto, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis
952	15-022-045	Catéter venoso central para hemodiálisis, 6,5 Fr permanente recto, 10 cm a 15 cm	2 lumen, recto, longitud 10 cm a 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			x	x		Nefrología	Canalización intravenosa en la hemodiálisis

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
953	15-022-008	Catéter venoso central para hemodíalisis, 11 Fr temporal recto, 15 cm	2 lumen, recto, longitud 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X			Neftrología	Canalización intravenosa en la hemodíalisis	
954	15-022-050	Catéter venoso central para hemodíalisis, 11 Fr temporal recto, 20 cm	2 lumen, recto, longitud 20 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X			Neftrología	Canalización intravenosa en la hemodíalisis	
955	15-022-010	Catéter venoso central para hemodíalisis, 8 Fr permanente recto, 24 cm	2 lumen, longitud 24 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector de tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex, estéril, descartable	II			X			Neftrología	Canalización intravenosa en la hemodíalisis	
956	15-022-011	Catéter venoso central para hemodíalisis, 13.5 Fr permanente recto, 38 cm	2 lumen, longitud 38 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector de tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex, estéril, descartable	II			X			Neftrología	Canalización intravenosa en la hemodíalisis	
957	15-022-051	Catéter venoso central para hemodíalisis, 13 Fr temporal curvo, 15 cm	2 lumen, curvo, longitud 15 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X			Neftrología	Canalización intravenosa en la hemodíalisis	
958	15-022-052	Catéter venoso central para hemodíalisis, 13 Fr temporal curvo, 20 cm	2 lumen, curvo, longitud 20 cm, poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, radiopaco, tapones en extremos proximales, pinzas de seguridad rojo y azul, conector tipo Luer Lock, guía metálica con punta en "J", dilatador, aguja de introducción, libre de látex y PVC, estéril, descartable	II			X			Neftrología	Canalización intravenosa en la hemodíalisis	
959	18-331-001	Catéter intravenoso 14 G con aletas	1 1/4", 2.2 mm x 32 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel bisagüado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 350 ml/min, con dispositivo antirreflujo, libre de látex, estéril, descartable	II		X	X	X			Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
960	18-331-002	Catéter intravenoso 16 G con alitas	2", 1.7 mm x 50 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel blanqueado y trifacelado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 210 ml/min, con dispositivo antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos
961	18-331-003	Catéter intravenoso 18 G con alitas	1 1/4", 1.3 mm x 32 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel blanqueado y trifacelado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 95-105 ml/min, con dispositivo antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos
962	18-331-004	Catéter intravenoso 20 G con alitas	1 1/4", 1.1 mm x 32 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel blanqueado y trifacelado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 60 ml/min, con dispositivo antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos
963	18-331-005	Catéter intravenoso 22 G con alitas	1", 0.9 mm x 25 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel blanqueado y trifacelado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 35 ml/min, con dispositivo antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos
964	18-331-006	Catéter intravenoso 24 G con alitas	3/4", 0.7 mm x 19 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel blanqueado y trifacelado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 22 ml/min, con dispositivo antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos
965	18-331-007	Catéter intravenoso 26 G con alitas	3/4", 0.6 mm x 19 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel blanqueado y trifacelado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 22 ml/min, con dispositivo antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos
966	18-331-008	Catéter intravenoso 14 G sin alitas	1 1/4", 2.2 mm x 32 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel blanqueado y trifacelado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 350 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos
967	18-331-009	Catéter intravenoso 18 G sin alitas	2", 1.7 mm x 50 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel blanqueado y trifacelado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 210 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x	x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				III	APH		
					A	B	C					
968	18-331-010	Catéter intravenoso 18 G sin aletas	1 1/4", 1.3 mm x 32 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel biangulado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 95-105 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x		x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
969	18-331-011	Catéter intravenoso 20 G sin aletas	1 1/4", 1.1 mm x 32 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel biangulado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 60 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x		x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
970	18-331-012	Catéter intravenoso 22 G sin aletas	1", 0.9 mm x 25 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel biangulado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 35 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x		x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
971	18-331-013	Catéter intravenoso 24 G sin aletas	3/4", 0.7 mm x 19 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel biangulado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 22 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x		x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
972	18-331-014	Catéter intravenoso 26 G sin aletas	3/4", 0.6 mm x 19 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con bisel biangulado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 22 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, estéril, descartable	II	x	x	x		x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
973	18-331-015	Catéter intravenoso 18 G con aletas, válvula control de flujo sanguíneo	1 1/4", 1.3 mm x 32 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con válvula de control de flujo sanguíneo, con bisel biangulado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 95-105 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, PVC, DEHP, estéril, descartable	II	x	x	x		x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	
974	18-331-016	Catéter intravenoso 20 G con aletas, válvula de control de flujo sanguíneo	1 1/4", 1.1 mm x 32 mm, teflón o poliuretano, radiopaco, con válvula de control de flujo sanguíneo, con bisel biangulado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo con alta transparencia, con flujo igual o mayor a 60 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, PVC, DEHP, estéril, descartable	II	x	x	x		x	Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
975	19-331-017	Catéter intravenoso 22 G con aléas, válvula de control de flujo sanguíneo	1", 0.9 mm x 25 mm, teflón o polietileno, radiopaco, con válvula de control de flujo sanguíneo, con bisel blanqueado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 35 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, PVC, DEHP, estéril, descartable	II		x	x	x			Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos
976	19-331-018	Catéter intravenoso 24 G con aléas, válvula de control de flujo sanguíneo	3/4", 0.7 mm x 19 mm, teflón o polietileno, radiopaco, con válvula de control de flujo sanguíneo, con bisel blanqueado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con flujo igual o mayor a 22 ml/min, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de látex, PVC, DEHP, estéril, descartable	II		x	x	x			Uso General	Administración de líquidos intravenosos y medicamentos
977	24-828-006	Celulosa regenerada oxidada, aerosol, 2 g	Celulosa regenerada oxidada, reabsorbible, estéril, descartable	II				x	x		Uso General	Material para control de hemorragias capilares venosas y arteriales menores
978	24-828-007	Celulosa regenerada oxidada, polvo, 2 g	Celulosa regenerada oxidada, reabsorbible, estéril, descartable	II				x	x		Uso General	Material para control de hemorragias capilares venosas y arteriales menores
979	24-828-008	Celulosa regenerada oxidada, tubo, 8 cm x 3 cm	Celulosa regenerada oxidada, reabsorbible, estéril, descartable	II				x	x		Uso General	Material para control de hemorragias capilares venosas y arteriales menores
980	27-750-001	Cemento quirúrgico, antibiótico	Ácido acrílico, con antibiótico, radiopaco, alta, media y baja densidad, estéril	IV				x	x		Traumatología	Fijación de prótesis en los huesos
981	12-830-001	Cemento quirúrgico	Ácido acrílico, radiopaco, alta, media y baja densidad, estéril	III				x	x		Traumatología	Fijación de prótesis en los huesos
982	21-120-001	Cepillo endocervical	Cerdas de nylon, soporte de polipropileno forma cónica, 20 mm largo del cepillo x 175 mm largo de la barra, estéril, descartable	II	x	x	x	x	x		Ginecología/Obstetricia	Para la toma citológica endocervical
983	17-143-001	Cepillo para lavado de endoscopios	Doble cerda de 5 mm, 2.8 mm, canal 230 cm, descartable	I				x	x		Gastroenterología	Lavado de endoscopio
984	17-143-002	Cepillo para lavado de colonoscopios	Doble cerda de 5 mm, 2.8 mm, canal de 260 cm, descartable	I				x	x		Gastroenterología	Lavado de colonoscopio
985	21-145-001	Cepillo para lavado de tubos de ensayo, delgado	Constan de: cerdas con mechón de lana y mango de alambre con anillo para colgar conjunto	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el lavado de tubos de ensayo
986	21-145-002	Cepillo para lavado de tubos de ensayo, grueso	Constan de: cerdas con mechón de lana y mango de alambre con anillo para colgar conjunto	I		x	x	x	x		Material de laboratorio	Útil para el lavado de tubos de ensayo
987	21-145-001	Cepillo para lavado de instrumental quirúrgico, nylon	Cerdas de nylon, diseño ergonómico, descartable	I			x	x	x		Uso General	Limpeza de instrumental quirúrgico
988	21-145-002	Cepillo para lavado de instrumental quirúrgico, acero	Cerdas de acero inoxidable, diseño ergonómico, descartable	I			x	x	x		Uso General	Limpeza de instrumental quirúrgico
989	10-459-001	Cera hemostática para hueso	Cera de abeja blanqueada, parafina, palmitato de isopropilo, estéril	III				x	x		Traumatología	Hemostasia de microhemorragias óseas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
990	18-103-002	Cercleje escleral (Banda para construcción circular), 2.0 mm x 0.75 mm	Silicón, 2.0 mm de ancho x 0.75 mm alto x 120 mm largo, estéril	III					x		Oftalmología	Desprendimiento de retina
991	18-103-003	Cercleje escleral (Banda para construcción circular), 4.0 mm x 1.25 mm	Silicón, 4.0 mm de ancho x 1.25 mm alto x 120 mm largo, estéril	III					x		Oftalmología	Desprendimiento de retina
992	18-103-004	Cercleje escleral (Banda para construcción circular), 5.0 mm x 1.25 mm	Silicón, 5.0 mm de ancho x 1.25 mm alto x 120 mm largo, estéril	III					x		Oftalmología	Desprendimiento de retina
993	13-346-002	Chaleco de estricción adulto	Manijas de agarre de alta resistencia, con correas codificadas por colores, incluye dos correas para la cabeza/mentón, almohadilla ajustable para el cuello, con barras de polímero dentro de un chaleco de nylon, de fácil limpieza y desinfección	I						x	Uso General	Extracción e inmovilización
994	13-346-013	Chaleco de estricción pediátrico	Manijas de agarre de alta resistencia, con correas codificadas por colores, incluye dos correas para la cabeza/mentón, almohadilla ajustable para el cuello, con barras de polímero dentro de un chaleco de nylon, de fácil limpieza y desinfección	I						x	Uso General	Extracción e inmovilización
995	12-779-005	Chupón para prematuro	Silicón, libre de 2,2-bis(4-hidroxifenil) propano (Bisfenol A) (BPA), 4,4-(metilolideno) bisfenol), 4,4-(isopropilidencilfenil) y di-2-etilhexil ftalato (DEHP), descartable	I				x	x		Uso General	Estimulación de la succión y alimentación
996	12-779-007	Chupón para paladar hendido y alteración de mecanismo de deglución	Silicón, libre de 2,2-bis(4-hidroxifenil) propano (Bisfenol A) (BPA), 4,4-(metilolideno) bisfenol), 4,4-(isopropilidencilfenil) y di-2-etilhexil ftalato (DEHP), descartable	I				x	x		Uso General	Promueve los hábitos naturales de succión, masticación y alimentación
997	13-606-001	Cinta de cercleje	Fibra de poliéster, aguja medio círculo, 30 cm x 5 mm, longitud de aguja 48 mm, estéril, descartable	II				x	x		Ginecología/Obstetricia	Cercleje de cuello uterino
998	44-427-001	Cinta química externa para esterilización a vapor, 15 mm x 50 m	15 mm x 50 m, adhesiva con testigo impreso, lectura visual por cambio de color, descartable	I			x	x	x		Uso General	Marcador químico para esterilización a vapor
999	44-427-002	Cinta química externa para esterilización a peróxido de hidrógeno, 19 mm x 50 m	19 mm x 50 m, adhesiva con testigo impreso, lectura visual por cambio de color, descartable	I			x	x	x		Uso General	Marcador químico para esterilización
1000	44-427-004	Cinta química externa para esterilización a vapor, 18 mm x 50 m	18 mm x 50 m, adhesiva con testigo impreso, lectura visual por cambio de color, descartable	I			x	x	x		Uso General	Marcador químico para esterilización a vapor
1001	44-427-008	Cinta química externa para esterilización a vapor, 18 mm x 55 m	19 mm x 55 m, adhesiva con testigo impreso, lectura visual por cambio de color, descartable	I			x	x	x		Uso General	Marcador químico para esterilización a vapor
1002	44-427-009	Cinta química externa para esterilización a calor seco, 18 mm x 50 m	18 mm x 50 m, adhesiva con testigo impreso, lectura visual por cambio de color, descartable	I			x	x	x		Uso General	Marcador químico para esterilización a calor seco

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
1003	47-825-001	Cinta para marcar instrumental quirúrgico	Cinta no tóxica, varios colores, varias dimensiones, autoadherente, descartable	I			X	X	X		Uso General	Marcador para instrumental
1004	13-993-001	Cintas umbilicales	De fibra de algodón, tejido plano, dos cintas, 0,30 cm x 45 cm, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X		Neonatalogía	Ligadura de vasos umbilicales, movilización de estructuras en procedimientos quirúrgicos
1005	37-743-001	Cinta para medir perímetro cefálico	Teflón sintético indeformable, alcance de medición 5 cm - 59 cm, división 1 mm, redilizable.	I	X	X	X	X	X		Neonatalogía	Artículo flexible que se utiliza para establecer una medición precisa del perímetro cefálico en pacientes pediátricos y neonatales.
1006	10-139-004	Circuito para ventilación y anestesia tipo Jackson Rees, adulto	Tubo corrugado, extensible y compresible, bolsa de anestesia de 2 litros, válvula para liberación de presión y gases exhalados, línea de presión de 130 cm, estéril, descartable	I				X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1007	10-139-005	Circuito para ventilación y anestesia tipo Jackson Rees, pediátrico	Tubo corrugado, extensible y compresible, bolsa de anestesia de 1 litro, válvula para liberación de presión y gases exhalados, línea de presión de 130 cm, estéril, descartable	I				X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1008	10-139-003	Circuito para ventilación y anestesia tipo Jackson Rees, neonatal	Tubo corrugado, extensible y compresible, bolsa de anestesia de 0,5 litros, válvula para liberación de presión y gases exhalados, línea de presión de 90 cm, con mascarilla neonatal, estéril, descartable	I				X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1009	15-003-012	Circuito universal para equipo de nebulizador, adulto, IPPB	Manguera corrugada, manguera lisa, boquilla, manguera para oxígeno, adaptadores, nebulizador, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I				X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1010	15-003-006	Circuito universal para equipo ventilación no invasiva	Mangueras, adaptadores y trampa de agua, compatible con el equipo de la institución, estéril, descartable	I				X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1011	15-003-001	Circuito universal para equipo ventilador, adulto, manguera corrugada y lisa con trampa de agua	Manguera corrugada y lisa, silicona, dos trampas de agua, codo con puertos, línea de presión media, dos adaptadores y mangueras, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I				X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1012	15-003-008	Circuito universal para equipo de ventilador, adulto, con trampa de agua	Manguera corrugada 150 cm, una trampa de agua, codo con puertos, dos adaptadores, adaptador en Y, filtro antibacterial, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I				X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1013	15-003-009	Circuito universal para equipo de ventilador, adulto, manguera corrugada y lisa sin trampa de agua	Manguera corrugada y lisa, codo con puertos, adaptadores, adaptador en Y, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I				X	X		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1014	15-003-010	Circuito universal para equipo de ventilador, adulto, manguera corrugada sin trampa de agua	Manguera corrugada, codo con puertos, adaptadores, adaptador en Y, tapa protectora, soporte colgante para tubo, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1015	15-003-011	Circuito universal para equipo de ventilador, adulto, doble manguera corrugada, sin trampa de agua	Doble manguera corrugada, tubo en T, codo con puertos, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1016	15-003-002	Circuito universal para equipo ventilador, pediátrico, manguera corrugada y lisa	Manguera corrugada y lisa, silicona, dos trampas de agua, codo con puertos, línea de presión media, dos adaptadores y mangueras, autoclavable, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1017	15-003-015	Circuito universal para equipo ventilador, neonatal	Manguera corrugada, 22 mm x 10 mm, y lisa, silicona, con/sin trampa de agua, codo con puertos, línea de presión media, dos adaptadores y mangueras, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Neonatología	Administración de gases medicinales
1018	15-003-016	Circuito universal para equipo ventilador, con cascada, neonatal	Manguera corrugada y lisa de silicona, codo con puertos, cascada para humidificación, adaptadores y mangueras, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Neonatología	Administración de gases medicinales
1019	15-003-004	Circuito universal para equipo ventilador, pediátrico	Dos líneas de manguera, trampas de agua, con conexiones estándar al ventilador, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1020	15-003-005	Circuito universal para equipo ventilador de alta frecuencia	Mangueras, adaptadores y trampa de agua, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I						X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1021	15-003-007	Circuito universal para equipo ventilador, pediátrico, cámara humidificadora	Mangueras, adaptadores, trampa de agua y cámara humidificadora, flujo > 4L/min, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1022	10-139-001	Circuito universal para máquina de anestesia, adulto	Tubo PVC, 22 mm, corrugado, extensibles, compresibles, con balón, máscara, codo con chineneo, línea de muestreo para capnografía, filtro higroscópico y antibacterial, 1000 ml, compatible con el equipo de la institución, estéril, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1023	10-135-002	Circuito universal para máquina de anestesia, pedilátrio	Tubo PVC, 15 mm, corrugado, extensibles, compresibles, con balón, máscara, codo con chimenea, línea de muestreo para capnografía, filtro hidroscópico y antibacterial, 500 ml, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1024	15-003-014	Circuito universal para ventilador de transporte	Mangueras corrugadas, válvula de exhalación, longitud 150 cm, línea de presión, codo de 90° con puerto, conectores a presión, compatible con el equipo de la institución, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales
1025	21-195-001	Clip de polietileno	Ligaduras de polietileno, tamaño M - L - XL, bisagra flexible, radiopaca, estéril, descartable	II						X	Cirugía	Sujeción de estructuras, vasos, tejidos
1026	21-195-002	Clip de titanio	Ligaduras de titanio, tamaño M - L - XL, estéril, descartable	II						X	Cirugía	Sujeción de estructuras, vasos, tejidos
1027	21-195-003	Clip de Raney	Ligaduras para cuero cabelludo, estéril, descartable	II						X	Cirugía	Sujeción de estructuras, vasos, tejidos
1028	21-195-004	Clip de polímero	Ligaduras de polímero no absorbible, estéril, descartable	II						X	Cirugía	Sujeción de estructuras, vasos, tejidos
1029	21-195-005	Clip de titanio, con soporte adhesivo, tamaño mediano, grande	Ligadura de titanio con soporte adhesivo, estéril, descartable	II						X	Cirugía	Sujeción de estructuras, vasos, tejidos
1030	21-195-006	Clip de titanio, con soporte adhesivo, tamaño pequeño	Ligadura de titanio con soporte adhesivo, estéril, descartable	II						X	Cirugía	Sujeción de estructuras, vasos, tejidos
1031	28-563-001	Collar cervical rígido, talla pequeño	Hipoalérgico, polietileno, de baja densidad, radiotranslúcido, ajuste en velcro	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1032	28-563-002	Collar cervical rígido, talla mediano	Hipoalérgico, polietileno, de baja densidad, radiotranslúcido, ajuste en velcro	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1033	28-563-003	Collar cervical rígido, talla grande	Hipoalérgico, polietileno, de baja densidad, radiotranslúcido, ajuste en velcro	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1034	28-563-004	Collar cervical Filadelfia, talla pequeño	Hipoalérgico, con refuerzos anterior y posterior de material termoplástico, ajustes en velcro y orificios alrededor, radiotranslúcido	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1035	28-563-005	Collar cervical Filadelfia, talla mediano	Hipoalérgico, con refuerzos anterior y posterior de material termoplástico, ajustes en velcro y orificios alrededor, radiotranslúcido	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1036	28-563-006	Collar cervical Filadelfia, talla grande	Hipoalérgico, con refuerzos anterior y posterior de material termoplástico, ajustes en velcro y orificios alrededor, radiotranslúcido	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1037	28-563-007	Collar cervical Filadelfia, traqueostomía, talla pequeño	Hipoalérgico, espuma, radiotranslúcido, soporte total del arco cervical, hebilla de tipo corchete, ajustes en velcro y orificio anterior	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I	II			III	APH		
						A	B	C				
1038	28-563-008	Collar cervical Filadelfia, traqueostomía, talla mediano	Hipoalérgico, espuma, radiotranslúcido, soporte total del arco cervical, hebilla de tipo corchete, ajustes en velcro y orificio anterior	I	x	x	x	x			Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1039	28-563-009	Collar cervical Filadelfia, traqueostomía, talla grande	Hipoalérgico, espuma, radiotranslúcido, soporte total del arco cervical, hebilla de tipo corchete, ajustes en velcro y orificio anterior	I	x	x	x	x	x		Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1040	28-563-010	Collar cervical rígido, regulable	Poliéster, revestimiento de poliuretano, radiotranslúcido, bandas autoadherentes, regulación en sentido vertical y horizontal, ajustable	I						x	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1041	28-563-011	Collar cervical rígido, estricación, talla 3	Una sola pieza, ajustable, pieza para barbilla, carcasa posterior, agujero frontal, radiotranslúcido, descartable	I						x	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1042	28-563-012	Collar cervical rígido, estricación, talla 4	Una sola pieza, ajustable, pieza para barbilla, carcasa posterior, agujero frontal, radiotranslúcido, descartable	I						x	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1043	28-573-001	Collar cervical blando, talla pequeño	Espuma de poliuretano de baja densidad, forrado con tejido de algodón, hipoalérgico, no contiene látex ni neopreno, ajustes en velcro, adulto	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1044	28-573-002	Collar cervical blando, talla mediano	Espuma de poliuretano de baja densidad, forrado con tejido de algodón, hipoalérgico, no contiene látex ni neopreno, ajustes en velcro, adulto	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1045	28-573-003	Collar cervical blando, talla grande	Espuma de poliuretano de baja densidad, forrado con tejido de algodón, hipoalérgico, no contiene látex ni neopreno, ajustes en velcro, adulto	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1046	28-573-004	Collar cervical blando, talla extragrande	Espuma de poliuretano de baja densidad, forrado con tejido de algodón, hipoalérgico, no contiene látex ni neopreno, ajustes en velcro, adulto	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1047	28-573-005	Collar cervical blando, pediátrico	Espuma de poliuretano de baja densidad, forrado con tejido de algodón, hipoalérgico, no contiene látex ni neopreno, ajustes en velcro, pediátrico	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Inmovilizadores de la zona cervical
1048	45-160-001	Colorante ocular	Azul de tripan 0.6%, estéril, descartable	II						x	Oftalmología	Sustancia para tefir el tejido conjuntivo del ojo durante la cirugía oftalmológica (p. ej., facemulsificación) con el fin de mejorar la visibilidad de determinadas estructuras, como la cápsula anterior del cristalino

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				APH			
					A	B	C	II				III
1049	15-085-001	Compresa quirúrgica, 18 cm x 18 cm	18 cm x 18 cm, con cinta de control radiopaco, prelavada, libre de pelusa, absorbente, con/sin envoltura, estéril, descartable	I		x	x	x	x	Uso General	Elementos para absorber líquidos corporales	
1050	15-085-002	Compresa quirúrgica, 45 cm x 45 cm	45 cm x 45 cm, con cinta de control radiopaco, prelavada, libre de pelusa, absorbente, con/sin envoltura, estéril, descartable	I		x	x	x	x	Uso General	Elementos para absorber líquidos corporales	
1051	15-085-003	Compresa quirúrgica, 30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm, con cinta de control radiopaco, prelavada, libre de pelusa, absorbente, con/sin envoltura, estéril, descartable	I		x	x	x	x	Uso General	Elementos para absorber líquidos corporales	
1052	10-967-001	Compresa/empaquetadura caliente	Bolsa de algodón rellena de bentonita	I		x	x	x		Uso General	Administración de calor a tejidos blandos	
1053	10-967-002	Compresa/empaquetadura caliente, dorsal	Bolsa de algodón rellena de granos secos, hierbas medicinales y aromáticas, para uso en microonda	I		x	x	x		Uso General	Administración de calor a tejidos blandos	
1054	10-967-003	Compresa/empaquetadura caliente, lumbar	Bolsa de algodón rellena de granos secos, hierbas medicinales y aromáticas, para uso en microonda	I		x	x	x		Uso General	Administración de calor a tejidos blandos	
1055	25-799-001	Compresa/empaquetadura fría rellena con gel	Relleno de gel de sílice no tóxico, no contiene látex	I		x	x	x		Uso General	Administración de frío a tejidos blandos	
1056	18-079-001	Condón, femenino	Poliuretano o nitrilo, funda transparente prelavada a base de silicona, dos anillos flexibles en los extremos, uno abierto y otro cerrado, 17 cm de largo, 0.42 mm a 0.57 mm de espesor, 7.8 cm en su diámetro más ancho, descartable	III	x	x	x	x	x	Uso General	Prevención de la concepción y el contagio de enfermedades de transmisión sexual	
1057	18-080-001	Condón, masculino	Látex natural, liso, transparente, simétrico, con receptáculo, lubricado, silicon grado médico, libre de sustancias tóxicas, sin espermicida, longitud mínima $\geq$ de 165 mm, anchura media 49 mm y 53 mm $\pm$ 2 mm, diámetro 33 mm $\pm$ 0.2 mm, grosor de 0.07 a 0.08 mm, descartable	III	x	x	x	x	x	Uso General	Prevención de la concepción y el contagio de enfermedades de transmisión sexual	
1058	16-963-001	Conector de titanio para diálisis peritoneal	Titanio, dos piezas, luer lock, tamaño estándar, estéril, descartable	I			x	x	x	Nefrología	Puente de unión entre el catéter y la línea de transferencia en diálisis peritoneal	
1059	10-123-001	Conector en Y	PVC rígido, varias medidas, libre de látex, descartable	I			x	x	x	Uso General	Dispositivos para unir circuitos	
1060	10-123-002	Conector en Y más codo	PVC rígido, crificos para sensor de temperatura y presión con tapones, libre de látex, descartable	I			x	x	x	Uso General	Dispositivos para unir circuitos	
1061	10-123-003	Conector recto	PVC, para ventilador, libre de látex, no estéril, descartable	I			x	x	x	Uso General	Dispositivos para unir circuitos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1062	10-123-004	Conector tipo codo	PVC rígido, codo, para ventilador, libre de látex, no estéril, descartable	I				X	X		Uso General	Dispositivos para unir circuitos
1063	10-123-005	Conector en T	PVC rígido, 22 mm x 15 mm, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Uso General	Dispositivos para unir circuitos
1064	15-003-003	Conector en T con manguera corrugada	Codo giratorio doble, con puerto de succión, I.D.15 mm/O.D. 22 mm, conector con tapa, conector estándar compatible a circuito respiratorio, manguera corrugada, estéril, descartable	I					X	X	Uso General	Dispositivos para unir circuitos
1065	10-123-006	Conector pico	PVC rígido, para oxígeno o nebulización, no estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Dispositivo para unir tubuladura de oxígeno
1066	10-123-007	Conector escalonado S en 1	PVC rígido, estéril, descartable	I					X	X	Uso General	Dispositivos para unir circuitos
1067	10-123-008	Conector recto con adaptador para inhalación	PVC rígido, orificio con tapa para administración de medicación, libre de látex, estéril, descartable	I					X	X	Uso General	Dispositivos para unir circuitos
1068	18-065-003	Conector para vías intravenosas	Policarbonato, adaptador doble, macho-macho, estéril, descartable	I				X	X	X	Uso General	Protección de salida de catéteres intravenosos
1069	18-065-001	Conector de seguridad, transparente	Policarbonato, transparente para inyección o aspiración de fluidos para sistemas de infusión y/o jeringuilla, conexión Luer Lock, con tasa de infusión de 400 ml/min (+/- 50 ml/min) y resistencia a presión de 3.1 bar, estéril, descartable. Incluye Tapón	I				X	X	X	Uso General	Protección de salida de catéteres intravenosos
1070	18-065-002	Conector de seguridad	Policarbonato para inyección o aspiración de fluidos para sistemas de infusión y/o jeringuilla, conexión Luer Lock, con tasa de infusión de 400 ml/min (+/- 50 ml/min) y resistencia a presión de 3.1 bar, estéril, descartable. Incluye Tapón	I				X	X	X	Uso General	Protección de salida de catéteres intravenosos
1071	18-063-003	Conector de plástico para diálisis peritoneal	Plástico, Luer Lock, tamaño estándar, estéril, descartable	I					X	X	Nefrología	Puente de unión entre el catéter y la línea de transferencia en diálisis peritoneal
1072	18-065-001	Conformadores oftálmicos	Acrílico, tamaños: pequeño, mediano, grande	II					X	X	Oftalmología	Para cirugías reconstructivas de sacos conjuntivales
1073	14-426-001	Contenedor para objetos cortopunczantes, 1000 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 1 litro, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Almacenaje de objetos cortopunczantes
1074	14-426-002	Contenedor para objetos cortopunczantes (apertura lateral)	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con apertura lateral, para contener recipiente, descartable	I	X	X	X	X	X	X	Uso General	Almacenaje de objetos cortopunczantes

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1075	14-425-003	Contenedor para objetos cortopunzantes, 6000 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 6 litros, descartable	I	x	x	x	x		Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes	
1076	14-425-004	Contenedor para objetos cortopunzantes, 3000 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 3 litros, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes	
1077	14-425-005	Contenedor para objetos cortopunzantes, 4000 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 4 litros, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes	
1078	14-425-006	Contenedor para objetos cortopunzantes, cartón, 5000 ml	Cartón extraduro termolaminado, resistente a la perforación y al agua, con bolsa interna de polietileno de alta densidad, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, sistema de armado automático y cierre de seguridad, dimensiones artes de ensamblar 580 x 270 x 4 mm +/- 5 mm, después de ensamblar 275 x 155 x 125 mm +/- 5 mm, volumen aproximado 5 litros, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes	
1079	14-425-007	Contenedor para objetos cortopunzantes, 4800 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 4,8 litros, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes	
1080	14-425-008	Contenedor para objetos cortopunzantes, 5000 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 5 litros, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes	
1081	14-425-009	Contenedor para objetos cortopunzantes, 9000 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 9 litros, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes	
1082	14-425-010	Contenedor para objetos cortopunzantes, 12000 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 12 litros, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1083	14-425-011	Contenedor para objetos cortopunzantes, 11000 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 11 litros, descartable	I	x	x	x				Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes
1084	14-425-012	Contenedor para objetos cortopunzantes, 2500 ml	Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 2,5 litros, descartable	I	x	x	x				Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes
1085	14-425-013	Contenedor para objetos cortopunzantes, cartón, 10000 ml	Cartón extraruido termolaminado, resistente a la perforación y al agua, con bolsa interna de polietileno de alta densidad, con símbolo universal de riesgo biológico en las dos caras, sistema de armado automático y cierre de seguridad, dimensiones artes de ensamblar 580 x 270 x 4 mm +/- 5 mm, después de ensamblar 275 x 155 x 125 mm +/- 5 mm, volumen aproximado 10 litros, descartable	I	x	x	x				Uso General	Almacenaje de objetos cortopunzantes
1086	14-425-014	Contenedor para líquidos aspirados, 600 ml, reusable	Policarbonato, transparente, antigolpes, capacidad 600 ml, tapa, conector para manguera de succión, válvula de seguridad de sobrellenado, reusable	I	x	x	x				Uso General	Almacenaje de líquidos aspirados
1087	15-743-001	Contenedor para transporte de muestras	Envase triple pack, de plástico, dimensiones aproximadas: 100 mm x 100 mm, material resistente a golpes, posee zona de etiquetado, apto para el transporte de muestras biológicas (tubos, placas, etc.)	I	x	x	x				Material de laboratorio	Útil para el transporte de muestras
1088	13-105-001	Controlador de presión para tubo endotraqueal	20-30 cm H2O, estéril, descartable	I			x		x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Control de la presión traqueal
1089	12-505-001	Copa para medicamento	Plástico u otro tipo de material, varias dimensiones	I	x	x	x		x		Uso General	Recipiente para la administración de medicamentos sólidos o líquidos
1090	17-749-001	Cubetas para analizadores de laboratorio clínico	Pequeño contenedor de sección circular o cuadrada, fabricado en plástico o de material acorde con el equipo, transparente, sin impurezas	I			x		x		Material de laboratorio	Útil para el cultivo de bacterias o microorganismo.
1091	17-749-002	Cubetas para coagulómetros	Pequeño contenedor de sección circular o cuadrada, fabricado en plástico o de material acorde con el equipo, transparente, sin impurezas	I			x		x		Material de laboratorio	Útil para contener las muestras durante el análisis
1092	17-749-003	Cubetas para hemoglobíndímetros	Pequeño contenedor de sección circular o cuadrada, fabricado en plástico o de material acorde con el equipo, transparente, sin impurezas	I			x		x		Material de laboratorio	Útil para contener las muestras durante el análisis

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CLUM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				II	III	APH			
					A	B	C							
1093	17-750-001	Cubetas para analizadores de química clínica	Pequeño contenedor de sección circular o cuadrada, fabricado en plástico o de material acorde con el equipo, transparente, sin impurezas	I		x	x			x			Material de laboratorio	Util para contener las muestras durante el análisis
1094	15-683-001	Cubetas para espectrofotómetro	Pequeño contenedor de sección circular o cuadrada, fabricado en plástico o de material acorde con el equipo, transparente, sin impurezas	I		x	x			x			Material de laboratorio	Util para contener las muestras durante el análisis
1095	12-535-001	Cubierta para microscopio	Plástico resistente al desgarro con adhesivos o velcro, varias dimensiones de acuerdo al equipo, fácil de aplicación y remoción, descartable	I		x	x			x			Oftalmología	Cubre el equipo biomédico y evita el riesgo de contaminación cruzada
1096	13-574-001	Cubre zapatos quirúrgicos	Tela no tejida SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antistática, con cinta elástica, con lámina antiséptica, largo aproximado mínimo 38 cm de punta a talón, descartables	I	x	x	x			x		x	Uso General	Protección del personal de salud
1097	15-687-001	Cubreobjetos, 20 mm x 20 mm, 50 unidades	Finas láminas de vidrio borosilicato, delgadas, incoloras, claras, resistente a químicos. Dimensiones 20 mm x 20 mm y espesor 0.13 mm - 0.16 mm, aproximadamente. Presentación: caja x 50 unidades, estéril, descartable	I		x	x			x			Material de laboratorio	Cubrir los objetos que están en el portaobjetos para la visualización microscópica.
1098	15-687-002	Cubreobjetos, 20 mm x 20 mm, 100 unidades	Finas láminas de vidrio borosilicato, delgadas, incoloras, claras, resistente a químicos. Dimensiones 20 mm x 20 mm y espesor 0.13 mm - 0.16 mm, aproximadamente. Presentación: caja x 100 unidades, estéril, descartable	I		x	x			x			Material de laboratorio	Cubrir los objetos que están en el portaobjetos para la visualización microscópica.
1099	15-687-003	Cubreobjetos, 18 mm x 18 mm	Finas láminas de vidrio borosilicato, delgadas, incoloras, claras, resistente a químicos. Dimensiones 18 mm x 18 mm y espesor 0.13 - 0.16 mm, aproximadamente, estéril, descartable	I		x	x			x			Material de laboratorio	Cubrir los objetos que están en el portaobjetos para la visualización microscópica.
1100	15-687-004	Cubreobjetos, 22 mm x 22 mm	Finas láminas de vidrio borosilicato, delgadas, incoloras, claras, resistente a químicos. Dimensiones 22 mm x 22 mm y espesor 0.13 mm - 0.16 mm, aproximadamente, estéril, descartable	I		x	x			x			Material de laboratorio	Cubrir los objetos que están en el portaobjetos para la visualización microscópica.
1101	15-687-005	Cubreobjetos, 24 mm x 40 mm	Finas láminas de vidrio borosilicato, delgadas, incoloras, claras, resistente a químicos. Dimensiones 24 mm x 40 mm y espesor 0.13 mm - 0.16 mm, aproximadamente, estéril, descartable	I		x	x			x			Material de laboratorio	Cubrir los objetos que están en el portaobjetos para la visualización microscópica.

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1102	15-687-006	Cubreobjetos, 24 mm x 50 mm	Firmas láminas de vidrio borosilicato, delgadas, incolores, claras, resistente a químicos. Dimensiones 24 mm x 50 mm y espesor 0.13 mm - 0.16 mm, aproximadamente, estéril, descartable	I		x	x		x		Material de laboratorio	Cubrir los objetos que están en el portaobjetos para la visualización microscópica.
1103	15-687-007	Cubreobjetos, 24 mm x 60 mm	Firmas láminas de vidrio borosilicato, delgadas, incolores, claras, resistente a químicos. Dimensiones 24 mm x 60 mm y espesor 0.13 mm - 0.16 mm, aproximadamente, estéril, descartable	I		x	x		x		Material de laboratorio	Cubrir los objetos que están en el portaobjetos para la visualización microscópica.
1104	27-559-001	Cuchillilete, 3.2 mm	3.2 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril, descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1105	27-559-002	Cuchillilete, 2.75 mm	2.75 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril, descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1106	27-559-003	Cuchillilete, 2.5 mm	2.5 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril, descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1107	27-559-004	Cuchillilete en V, 3.2 mm	3.2 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1108	27-559-005	Cuchillilete, 3.2 mm, recto	3.2 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1109	27-559-006	Cuchillilete, 3.2 mm, MSL 32	3.2 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1110	27-559-007	Cuchillilete, 15°, recto	Cuchilla 15°, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril, descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1111	27-559-008	Cuchillilete angulado, 45°	Cuchilla 45°, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril, descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1112	27-559-009	Cuchillilete 2.2 mm, angulado 45°	2.2 mm, angulado 45°, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril, descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1113	27-559-010	Cuchillilete crescent, 2.0 mm	Cuchilla estándar, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril, descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1114	27-559-011	Cuchillilete crescent, MCU 26	Cuchilla estándar, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril, descartable	II					x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1115	27-559-012	Cuchillete, 2.75 mm, angulado	2.75 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril descartable	II				x	x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1116	27-559-013	Cuchillete en 2.5 mm, 55°, bisel hacia arriba	2.5 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril descartable	II				x	x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1117	27-559-014	Cuchillete en 2.5 mm, 55°, bisel hacia abajo	2.5 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril descartable	II				x	x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1118	27-559-015	Cuchillete, 20 G, MVR 20°	Acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril descartable	II				x	x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1119	27-559-016	Cuchillete, 4.1 mm, MRS 41	4.1 mm, acero inoxidable con superficie antirreflejo, con mango de plástico, estéril descartable	II				x	x		Oftalmología	Para realizar diferentes tipos de incisiones oftálmicas (trabeculectomía y catarata)
1120	15-224-001	Cuerda guía de acceso cardiovascular, punta J y punta recta	Acero inoxidable con recubrimiento de teflón, hidrofilico, de 0.025 - 0.038 pulgadas de diámetro, 150 cm a 260 cm de largo, punta J y punta recta, atraumática, estéril, descartable	II					x		Cardiología intervencionista	Extracción e inmovilización
1121	15-224-002	Cuerda guía de acceso cardiovascular, punta angulada	Acero inoxidable con recubrimiento de teflón, hidrofilico, de 0.025 - 0.038 pulgadas de diámetro, 150 cm a 260 cm de largo, punta angulada, atraumática, estéril, descartable	II					x		Cardiología intervencionista	Estudio de estructuras vasculares
1122	15-224-003	Cuerda guía para angioplastia coronaria	Espiral de acero inoxidable y nitinol, con recubrimiento hidrofilico, diámetro de la guía 0.014 pulgadas, longitud 175 cm hasta 200 cm, punta recta y en J radiopaca, de soporte leve, moderado y alto, estéril, descartable	II					x		Cardiología intervencionista	Guía en arterias coronarias para procedimientos de intervencionismo coronario angioplastia y stent
1123	15-224-004	Cuerda guía para diagnóstico angiográfico de 0.035", 0.037", 0.039"	Metálica, teflonada, punta atraumática, 150 cm y 260 cm de largo, estéril, descartable	II					x		Cardiología intervencionista	Para facilitar la colocación de dispositivos durante procedimientos periféricos de diagnóstico e intervencionistas
1124	11-305-020	Drenaje 15 Fr, redondo, trocar 3/16"	Sistema de drenaje de silicona, 15 Fr, redondo, sin hub, trocar 3/16", estéril, descartable	II					x		Cirugía	Drenaje de fluidos corporales
1125	11-305-021	Drenaje 19 Fr, redondo, trocar 1/4"	Sistema de drenaje de silicona, 19 Fr, redondo, sin hub, trocar 3/16", estéril, descartable	II					x		Cirugía	Drenaje de fluidos corporales
1126	14-329-001	Drenaje valvulado para glaucoma, adulto	Silicona, agujeros para filtración, plato flexible, estéril, descartable	III					x		Oftalmología	Drenaje y control de la presión intraocular
1127	14-329-002	Drenaje valvulado para glaucoma, pediátrico	Silicona, agujeros para filtración, plato flexible, estéril, descartable	III					x		Oftalmología	Drenaje y control de la presión intraocular
1128	14-329-003	Drenaje no valvulado para glaucoma, adulto	Silicona, agujeros para filtración, plato flexible, estéril, descartable	III					x		Oftalmología	Drenaje y control de la presión intraocular
1129	14-329-004	Drenaje no valvulado para glaucoma, pediátrico	Silicona, agujeros para filtración, plato flexible, estéril, descartable	III					x		Oftalmología	Drenaje y control de la presión intraocular

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I	II		III	APH			
						A	B			C		
1130	21-995-001	Depresor para la lengua, estéril	De madera, bordes lisos, extremos redondeados, libre de astillas, tamaño estándar, 15 cm de largo x 2 cm de ancho x 0.2 cm espesor, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Examen de cavidad oral	
1131	21-995-002	Depresor para la lengua, no estéril	De madera, bordes lisos, extremos redondeados, libre de astillas, 15 cm de largo x 2 cm de ancho x 0.2 cm espesor, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Examen de cavidad oral	
1132	17-814-001	Detector de CO2, al final de la espiración, neonatal	Peso corporal entre 0.25 Kg a 6 Kg, conectores estándar para tubo endotraqueal y circuito respiratorio, cambio de color entre respiraciones, detecta hasta 100 respiraciones por minuto, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Detector de CO2	
1133	17-544-001	Dispositivo de inserción de lentes intraoculares	Sistema de inyección de lentes intraoculares, inyector, cartucho, estéril, descartable	II					x	Oftalmología	Inyección de lentes intraoculares plegables de acrílico dentro del saco capsular o en el sulcus después de la extracción extracapsular de la catarata	
1134	12-156-001	Dispositivo intrauterino	Modelo TCU 380 A, superficie expuesta de cobre es de 380 mm, polietileno grado médico 77% y sulfato de bario USP 23% radiopaca, embobinada con 176 mg de alambre de cobre en cada brazo transversal, las dimensiones de la T son 36 mm en dirección vertical y 32 mm en dirección horizontal. Está provista de un hilo en el extremo para facilitar la extracción, con aplicador para inserción de bordes móviles y un émbolo para facilitar la introducción, estéril, descartable	IV	x	x	x	x	x	Uso General	Prevención de la concepción	
1135	10-566-001	Dispositivo para aspiración de meconio, 3 mm	PVC transparente, con orificio para succión intermitente, adaptable a cualquier tubo endotraqueal	I	x	x	x	x	x	Neonatología	Aspiración de líquido amniótico meconial	
1136	10-566-002	Dispositivo para aspiración de meconio, 3.5 mm	PVC transparente, con orificio para succión intermitente, adaptable a cualquier tubo endotraqueal	I	x	x	x	x	x	Neonatología	Aspiración de líquido amniótico meconial	
1137	11-227-008	Dispositivo organizador para diálisis peritoneal automatizada APD	Plástico, circular, uso múltiple, reusable	I					x	Nefrología	Sujeción en la conexión de tubuladuras	
1138	11-227-007	Dispositivo organizador para diálisis peritoneal, verticosas	Material plástico, verticosas para fijación a superficie, reusable	I					x	Uso General	Organizar el sistema de diálisis peritoneal, extensión del catéter y tapas de desinfección	
1139	13-874-003	Dispositivo respiratorio para terapia PEP y vibratoria	Boquilla acoplada al dispositivo, tasa de flujo respiratorio menor o mayor de 15 l/min, reusable	I					x	Uso General	Higiene de los bronquios	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
1140	11-439-001	Electrodo, adulto	Hidrogel adhesivo, corchete de cierre de plata, lámina protectora individual, impermeable, radiopaco, libre de látex, descartable	I		x	x	x	x			Cardiología	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1141	11-439-002	Electrodo, pediátrico	Hidrogel adhesivo, corchete de cierre de plata, lámina protectora individual, impermeable, radiopaco, libre de látex, descartable	I		x	x	x	x			Pediatría	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1142	17-460-001	Electrodo, neonatal	Hidrogel adhesivo, corchete de cierre de plata, lámina protectora individual, impermeable, radiopaco, libre de látex, descartable	I					x	x		Neonatología	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1143	11-439-003	Electrodo para monitorización durante resonancia magnética, adulto	No contiene material ferromagnético, conector del corchete de carbono, gel conductor, autoadhesivo, radio transilúcido, descartable	I						x		Cardiología	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1144	11-439-004	Electrodo de pinza para miembros superiores e inferiores, adulto	4 electrodos de níquel - plata, código de color según AAMI/IEC, tipo pinza para miembros superiores e inferiores, plástico, compatible con los cables para electrocardiograma, conector hembra para conector de 3 mm - 4 mm	I				x	x	x		Cardiología	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1145	11-439-005	Electrodo de pinza para miembros superiores e inferiores, pediátrico	4 electrodos de níquel - plata, código de color según AAMI/IEC, tipo pinza para miembros superiores e inferiores, plástico, compatible con los cables para electrocardiograma, conector hembra para conector de 3 mm - 4 mm	I				x	x	x		Cardiología	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1146	11-439-006	Electrodo precordial tipo ventosa, adulto	6 perlas de caucho, copa de 24 mm - 30 mm, compatible con los cables para electrocardiograma, conector hembra, tornillo de fijación para conectar a punta en forma de banana 3 mm - 4 mm, reusable	I		x	x	x	x			Cardiología	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1147	11-439-007	Electrodo precordial tipo ventosa, pediátrico	6 perlas de caucho, copa 15 mm, compatible con los cables para electrocardiograma, conector hembra, tornillo de fijación para conectar a punta en forma de banana 3 mm - 4 mm, reusable	I			x	x	x	x		Cardiología	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1148	11-439-008	Electrodo para monitorización durante resonancia magnética, pediátrico	No contiene material ferromagnético, conector del corchete de carbono, gel conductor, autoadhesivo, radio transilúcido, descartable	I						x		Cardiología	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1149	16-595-001	Electrodo de estimulación bipolar, 5 Fr	Catéter de estimulación bipolar, vaina dilatadora, llave de paso, radiopaco, poliamida antitrombótica, 110 cm, jeringa 0.75 cc, el introductor debe ser compatible con el French del electrodo, estéril, descartable	II							x	Cardiología intervencionista	Transmisión de señales eléctricas del corazón

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1150	16-995-002	Electrodo de estimulación bipolar, 8 Fr	Catéter de estimulación bipolar, vaina dilatadora, llave de paso, radiopaco, poliamida antitrombogénica, 110 cm, jeringa 0.75 cc, el introduzidor debe ser compatible con el French del electrodo, estéril, descartable	II					x		Cardiología Intervencionista	Transmisión de señales eléctricas del corazón
1151	16-995-003	Electrodo miocárdico temporal (Hilo de marcapaso)	Filamento de acero trenzado, recubierto de polietileno, aguja redonda 1/2 círculo, 25 mm, aguja recta cortante, 60 mm, largo 60 cm, no absorbible, estéril, descartable	II		x	x	x			Cardiología	Detección y control ventricular y atrial durante la cirugía cardíaca
1152	15-033-001	Electrodo para desfibrilación externa, adulto	Electrodo adhesivo dérmico, pregelados, conector o clip de conexión, material de protección de alto aislamiento, libre de látex, máxima energía 350 J, descartable	I		x	x	x		x	Cardiología	Desfibrilación externa, cardioversión sincronizada, estimulación cardíaca, monitorización ECG
1153	15-033-002	Electrodo para desfibrilación externa, pediátrico	Electrodo adhesivo dérmico, pregelados, conector o clip de conexión, material de protección de alto aislamiento, máxima energía 360 J, libre de látex, descartable	I			x	x		x	Pediatría	Desfibrilación externa, cardioversión sincronizada, estimulación cardíaca, monitorización ECG
1154	11-440-001	Electrodo para electroencefalografía, adulto	Cables flexibles, diferentes colores, resistencia a la oxidación, copas doradas o de plomo, aproximadamente 10 mm diámetro, 1.0 m - 1.5 m de longitud	I				x		x	Anestesiología/Cuidados intensivos	Transmisión de señales eléctricas del cerebro
1155	11-440-002	Electrodo para electroencefalografía, pediátrico	Tipo broche de 25 mm de espuma, de platino/cloruro de plata, recubierto con gel, descartable	I				x		x	Pediatría	Transmisión de señales eléctricas del cerebro
1156	11-440-003	Electrodo para electroencefalografía, neonatal	Tipo broche de 25 mm de espuma, de platino/cloruro de plata, recubierto con gel, descartable	I				x		x	Neonatología	Transmisión de señales eléctricas del cerebro
1157	11-227-001	Equipo extensor para diálisis peritoneal	Prolongador de catéter de larga duración con pinza integrada, aproximadamente 150 cm, estéril, descartable	I				x		x	Nefrología	Tubuladura drenaje en diálisis peritoneal
1158	17-750-005	Equipo para gastroscopia endoscópica percutánea, 14 Fr	Sonda transparente, siliconada, biocompatible, numerada cada 2 cm, línea radiopaca en toda su longitud, anillo de retención externa con orificios y topes en la parte exterior, catéter para punción con guía, asa, bisturí, estéril, descartable	II						x	Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos
1159	17-750-009	Equipo para gastroscopia endoscópica percutánea, 20 Fr	Sonda transparente, siliconada, biocompatible, numerada cada 2 cm, línea radiopaca en toda su longitud, anillo de retención externa con orificios y topes en la parte exterior, catéter para punción con guía, asa, bisturí, estéril, descartable	II						x	Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO			
					I									
					A	B	C	II	III			APH		
1160	17-750-010	Equipo para gastrostomía endoscópica percutánea, 12 Fr	Sonda transparente, siliconada, biocompatible, numerada cada 2 cm, línea radiopaca en toda su longitud, anillo de retención externa con orificios y topes en la parte exterior, catéter para punción con guía, asa, bisturí, estéril, descartable	II					x	x		Gastroenterología	Administración de alimentos y medicamentos	
1161	16-811-008	Equipo para exangüneo transfusión	Llaves de tres vías, tubos de extensión, jeringas, bisturí, bolsa, estéril, descartable	I						x		Neonatología	Recambio sanguíneo	
1162	18-739-001	Equipo de cistostomía suprapúbica, 8 Fr	Trocar de metal, cubierta hidrofílica, catéter con balón de dos vías, estéril, descartable	II						x		Urología	Eliminación de orina desde la vejiga	
1163	18-739-002	Equipo de cistostomía suprapúbica, 10 Fr	Trocar de metal, cubierta hidrofílica, catéter con balón de dos vías, estéril, descartable	II						x		Urología	Eliminación de orina desde la vejiga	
1164	18-739-003	Equipo de cistostomía suprapúbica, 12 Fr	Trocar de metal, cubierta hidrofílica, catéter con balón de dos vías, estéril, descartable	II						x		Urología	Eliminación de orina desde la vejiga	
1165	18-739-004	Equipo de cistostomía suprapúbica, 14 Fr	Trocar de metal, cubierta hidrofílica, catéter con balón de dos vías, estéril, descartable	II						x		Urología	Eliminación de orina desde la vejiga	
1166	18-739-005	Equipo de cistostomía suprapúbica, 16 Fr	Trocar de metal, cubierta hidrofílica, catéter con balón de dos vías, estéril, descartable	II						x		Urología	Eliminación de orina desde la vejiga	
1167	18-739-006	Equipo de cistostomía suprapúbica, 18 Fr	Trocar de metal, cubierta hidrofílica, catéter con balón de dos vías, estéril, descartable	II						x		Urología	Eliminación de orina desde la vejiga	
1168	18-739-007	Equipo de cistostomía suprapúbica, 14 Fr, catéter en J	Catéter en J, poliuretano, radiopaco, trocar, guía metálica, bisturí, cánula para catéter, llave de tres vías, tubo de conexión, estéril, descartable	II						x		Urología	Eliminación de orina desde la vejiga	
1169	18-739-008	Equipo de cistostomía suprapúbica, 12 Fr, catéter en J	Catéter en J, poliuretano, radiopaco, trocar, guía metálica, bisturí, cánula para catéter, llave de tres vías, tubo de conexión, estéril, descartable	II						x		Urología	Eliminación de orina desde la vejiga	
1170	18-739-009	Equipo de cistostomía suprapúbica, 10 Fr, catéter en J	Catéter en J, poliuretano, radiopaco, trocar, guía metálica, bisturí, cánula para catéter, llave de tres vías, tubo de conexión, estéril, descartable	II						x		Urología	Eliminación de orina desde la vejiga	
1171	10-735-001	Equipo de nefrostomía percutánea, 10 Fr	Catéter en J, poliuretano, radiopaco, dilatadores 6 Fr - 8 Fr - 10 Fr - 12 Fr, guía metálica, aguja 18 GA, llave de tres vías, bisturí, conector, estéril, descartable	II						x		Urología	Realizar drenajes u otros procedimientos en tracto urinario	
1172	10-421-001	Equipo de transfusión sanguínea	Poliuretano, macrofiltro con filtro 170 micras de plástico, longitud 140 cm (+/- 20 cm), regulador de flujo roller, con conexión Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	II						x	x	x	Uso General	Inclusión intravenosa de hemoderivados

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1173	10-421-002	Equipo de transfusión sanguínea para bomba	Polivinil, entrada de aire con filtro antibacteriano y tapa, tubo de PVC, cámara cuentagotas, filtro de sangre de 200 micras, abrazadera de seguridad, regulador de flujo roller, conector, con segmento de bombeo de silicona, clip de seguridad para bomba, conector Luer Lock, longitud 270 cm (+/- 20 cm), libre de látex, estéril descartable	II		x	x	x			Uso General	Infusión intravenosa de hemoderivados
1174	16-649-001	Equipo de venoclisis, 150 cm (+/-30 cm)	Polivinil, cámara cuentagotas, 20 gotas/ml, filtro de 15 micras, línea de 150 cm (+/- 30 cm) de longitud, conector Luer Lock, regulador de flujo roller, puerto de acceso en Y, punzón universal con tapa de protección, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1175	16-649-002	Equipo venoclisis, fotosensible	Poliuretano, fotosensible, cámara cuentagotas, 20 gotas/ml, filtro de 15 micras, línea 150 cm (+/- 30 cm) de longitud, con funda protectora, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	I	x	x	x	x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1176	16-649-006	Equipo de venoclisis, 220 cm (+/-10 cm)	Polivinil, cámara cuentagotas transparente, 20 gotas/ml, filtro de 15 micras, línea de 220 cm (+/- 10 cm) de longitud, filtro en la base de la cámara, filtro hidrófobo en el tapón protector, conector Luer Lock, regulador de flujo roller, puerto de acceso en Y, punzón universal, libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1177	16-649-007	Equipo de venoclisis con controlador de infusión	Polivinil, cámara cuentagotas, 20 gotas/ml, filtro de 15 micras, línea de infusión, conector Luer Lock, clamp de seguridad, puerto de acceso en Y, punzón universal, libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1178	16-649-008	Equipo de venoclisis, fotosensible con controlador de flujo	Polivinil, fotosensible, cámara cuentagotas, 20 gotas/ml, filtro de 15 micras, línea de infusión, conector Luer Lock, clamp de seguridad, puerto de acceso en Y, punzón universal, libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I		II		III				APH
					A	B	C						
1179	16-579-001	Equipo de infusión para bomba, 140 cm (+/- 10 cm)	Polivinil, toma de aire con filtro antibacteriano, segmento de silicona, cámara cuertagotas flexible y transparente con filtro de líquido de 15 micras, tubo transparente 140 cm (+/-10 cm) de longitud, regulador de flujo roller, inyector lateral en Y, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1180	16-579-002	Equipo de infusión para bomba, 165 cm	Polivinil, toma de aire con filtro antibacteriano, segmento de silicona, clips de sujeción, cámara cuertagotas flexible y transparente con filtro de líquido de 15 micras, tubo transparente 165 cm longitud, regulador de flujo roller, inyector lateral en Y, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1181	16-579-003	Equipo de infusión para bomba, fotosensible, 200 cm (+/- 10 cm)	Poliuretano, fotosensible, toma de aire con filtro antibacteriano, cámara cuertagotas, cassette con tornillo regulador de aire, abrazadera, regulador de flujo roller, longitud 200 cm (+/-10 cm) de longitud, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1182	16-579-004	Equipo de infusión para bomba, 264 cm	Poliuretano, toma de aire con filtro antibacteriano, cámara cuertagotas transparente, cassette con tornillo regulador de aire, abrazadera, regulador de flujo roller, 264 cm de longitud, 2 puertos, sitio de inyección en Y, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1183	11-675-003	Equipo infusión enteral, fotosensible	Polivinil, para soluciones enterales fotosensibles, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	I						X	X	Uso General	Infusión de líquidos enterales
1184	11-675-004	Equipo infusión enteral	Polivinil, transparente, para soluciones enterales, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	I						X	X	Uso General	Infusión de líquidos enterales
1185	16-579-005	Equipo de infusión enteral para bomba, 200 cm (+/-30cm)	Polivinil, para soluciones enterales, capacidad 1000 ml, tapa protectora, filtro Hidrófobo y bacteriológico, cámara cuertagotas flexible, 200 cm (+/-30 cm) de longitud, puerto de inyección, regulador de flujo roller, segmento de tubo de silicona, conector Luer Lock, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Infusión de líquidos enterales
1186	16-579-006	Equipo de infusión para bomba, fotosensible	Polivinil, fotosensible, clamp, protector de espiga, cámara cuertagotas, con regulador de flujo tipo roller, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	II						X	X	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1187	16-579-007	Equipo de infusión enteral para bomba, casete	Polivinil, bolsa impresa, capacidad 1000 ml, abertura con dispositivo para llenarla y cerrarla, graduaciones cada 100 ml, con cámara cuantagotas y tubo de conexión integrados, clamp, casete, adaptador para sonda, libre de látex, estéril, descartable	II			x		x	Uso General	Infusión de líquidos enterales	
1188	16-579-008	Equipo de infusión para bomba, filtro antibacterial 1,2 micras	Polivinil, entrada de aire con filtro antibacterial 1,2 micras y tapa, cámara cuantagotas, transparente, filtro 15 micras, regulador de flujo tipo roller, conector, segmento de bombeo de silicona, clip de seguridad para bomba, filtro de aire de eliminación, conector Luer Lock, 270 cm (+/-10 cm) de longitud, libre de látex, estéril descartable	II			x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos	
1189	16-579-009	Equipo de infusión para bomba, 250 cm a 300 cm	Polivinil, entrada de aire con filtro antibacterial y tapa, cámara cuantagotas, transparente, filtro 15 micras, regulador de flujo roller, conector, con segmento de bombeo de silicona, clip de seguridad para bomba, inyector lateral en Y, conector Luer Lock, longitud 250 cm a 300 cm, libre de látex, estéril descartable	II			x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos	
1190	16-579-010	Equipo de infusión para bomba	Polivinil, tubuladura y protector de espiga, cámara cuantagotas, con regulador de flujo roller, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	II			x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos	
1191	12-159-001	Equipo microgotero	Polivinil, 60 microgotas/ml, bureta graduada flexible con flotador inferior, 100 ml -150 ml, con sujetador para soporte, con escala graduable legible, línea 130 (+/- 20 cm) de longitud, filtro de 15 micras, clamp, protector de espiga, cámara cuantagotas, con regulador de flujo roller, con puerto de inyección en Y, conector Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	I			x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos	
1192	12-159-002	Equipo microgotero para bomba	Polivinil, bureta graduada flexible, 100 ml -150 ml, con escala graduable legible, con puerto de inyección en Y, filtro de soluciones, clamp, protector de espiga, cámara cuantagotas, con regulador de flujo roller, conector Luer Lock, puntón universal, estéril, descartable	II			x		x	Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I								
					A	B	C	II	III	APH			
1193	12-159-003	Equipo microgotero fotosensible	Poliuretano, fotosensible, 60 microgotas/ml, bureta graduada flexible/rígida, 100 ml -150 ml, filtro de 15 micras, clamp, protector de espiga, cámara cuantigotas, con regulador de flujo roller, conector Luer Lock, línea 125 cm (+/-10 cm) de longitud, con puerto de inyección en Y, punzón universal, estéril, descartable	I					x	x		Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1194	12-159-004	Equipo microgotero para bomba, 300 cm (+/-30 cm)	Tubo de PVC, entrada de aire con filtro antibacteriano y tapa, abrazadera de seguridad, bureta graduada de 100 ml -150 ml, cámara cuantigotas transparente, filtro de 15 micras, regulador de flujo roller, conector, segmento de bombeo de silicona, clip de seguridad para bomba, inyector lateral en Y, conector Luer Lock, longitud 300 cm (+/-30 cm), libre de látex, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Infusión intravenosa de medicamentos o líquidos
1195	10-421-003	Equipo para administración de plaquetas	Cloruro de vinilo, cámara cuantigotas transparente, 20 gotas/ml, 180 cm (+/- 10 cm) de longitud, conector Luer Lock, regulador de flujo roller, punzón universal, libre de látex, estéril, descartable	II					x	x		Uso General	Infusión intravenosa de hemoderivados
1196	16-649-003	Equipo para medir presión venosa central, incluye regla	Tubuladura de polivinil transparente, 100 cm (+/-10cm) de longitud, con regla, llave de tres vías, tubuladura del manómetro con filtro antibacteriano, conector Lock, incluye regla plástico rígido, con graduación de +35 cm a -15 cm de H2O, con indicador de posición Zero móvil en los dos lados, con dos pinzas de fijación, estéril, descartable	I				x	x	x		Uso General	Medición de la presión venosa central
1197	16-649-005	Equipo para medir presión venosa central, sin regla	Tubuladura de polivinil transparente, 100 cm longitud, con llave de tres vías, conector macho, estéril, descartable	I				x	x	x		Uso General	Medición de la presión venosa central
1198	10-030-001	Esparadrapo común, 3 cm x 9.1 m	3 cm x 9.1 m, de tela fuerte, impermeable, de color blanco, óxido de zinc, resinas, landolina, plastificante, antioxidante, con adhesivo de acrilato hipalérgico, rasgado en ambos sentidos, descartable	I		x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos
1199	10-030-002	Esparadrapo común, 8 cm x 9.1 m	8 cm x 9.1 m, de tela, impermeable, de color blanco, óxido de zinc, resinas, landolina, plastificante, antioxidante, con adhesivo de acrilato hipalérgico, descartable	I		x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos
1200	10-030-003	Esparadrapo microporoso, 2.5 cm x 9.1 m	2.5 cm x 9.1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I		x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos
1201	10-030-004	Esparadrapo microporoso, 5 cm x 9.1 m	5 cm x 9.1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I		x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				II	III	APH		
					A	B	C						
1202	10-030-005	Esparadrapp microporoso, 1,25 cm x 9,1 m	1,25 cm x 9,1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipotalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1203	10-030-006	Esparadrapp microporoso, color piel, 2,5 cm x 9,1 m	2,5 cm x 9,1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipotalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1204	10-030-007	Esparadrapp común, 30 cm x 9,14 m	De tela, impermeable, de color blanco, óxido de zinc, resinas, lanolina, plastificante, antioxidante, con adhesivo de acrilato hipotalérgico, 30 cm x 9,14 m, (12" x 10 yardas), descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1205	10-030-008	Esparadrapp común, varias medidas x 9,14 m	De tela, impermeable, de color blanco, óxido de zinc, resinas, lanolina, plastificante, antioxidante, con adhesivo de acrilato hipotalérgico, varias dimensiones, (1", 2", 2,5", 3", 4", 5", 7,5", 10") x 9,14 metros, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1206	10-030-009	Esparadrapp microporoso, color piel, 5 cm x 9,1 m	5 cm x 9,1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipotalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1207	10-030-010	Esparadrapp microporoso, 10 cm x 9,1 m	10 cm x 9,1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipotalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1208	10-030-011	Esparadrapp microporoso, 15 cm x 9,1 m	15 cm x 9,1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipotalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1209	10-030-012	Esparadrapp microporoso, 20 cm x 9,1 m	20 cm x 9,1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipotalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1210	10-030-013	Esparadrapp poliétileno, 10 cm x 9,1 m	10 cm x 9,1 m, poliétileno, con adhesivo hipotalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1211	10-030-014	Esparadrapp poliétileno, 7,6 cm x 9,1 m	7,6 cm x 9,1 m, poliétileno, con adhesivo hipotalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1212	10-030-015	Esparadrapp microporoso, color piel, 2,5 cm x 5,46 m	2,5 cm x 5,46 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipotalérgico, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1213	10-030-016	Esparadrapp microporoso, 7,6 cm x 9,1 m	7,6 cm x 9,1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipotalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I				II	III			APH
					A	B	C						
1214	10-030-017	Esparadrapo de tela no tejida, 5 cm x 9.1 m	5 cm x 9.1 m, soporte de poliéster poroso, distensible, con adhesivo hipoalérgico, transpirable, resistente a la humedad, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x			Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1215	10-030-018	Esparadrapo de tela no tejida, 7.6 cm x 9.1 m	7.6 cm x 9.1 m, soporte de poliéster poroso, distensible, con adhesivo hipoalérgico, transpirable, resistente a la humedad, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1216	10-030-019	Esparadrapo de tela no tejida, 2.5 cm x 9.1 m	2.5 cm x 9.1 m, soporte de poliéster poroso, distensible, con adhesivo hipoalérgico, transpirable, resistente a la humedad, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1217	10-030-020	Esparadrapo polietileno, 5 cm x 9.1 m	5 cm x 9.1 m, con adhesivo hipoalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1218	10-030-021	Esparadrapo microporoso, color piel, 1.27 cm x 5.46 m	1.27 cm x 5.46 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipoalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1219	10-030-022	Esparadrapo microporoso, color piel, 7.6 cm x 9.1 m	7.6 cm x 9.1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipoalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1220	10-030-023	Esparadrapo de tela no tejida, 15 cm x 9.1 m	15 cm x 9.1 m, soporte de poliéster poroso, distensible, con adhesivo hipoalérgico, transpirable, resistente a la humedad, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1221	10-030-024	Esparadrapo microporoso, color piel, 15 cm x 9.1 m	15 cm x 9.1 m, papel a base de celulosa, con adhesivo hipoalérgico, transpirable, resistente a la humedad, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1222	10-030-025	Esparadrapo común, 2.5 cm x 0.9 m	2.5 cm x 0.9 m, de tela fuerte, impermeable, de color blanco, óxido de zinc, resinas, linolina, plastificante, antioxidante, con adhesivo de acrílico hipoalérgico, rasgado en ambos sentidos, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Sujeción de vendajes, apósitos y dispositivos intravenosos	
1223	27-937-001	Esputúa Ayre, estéril	Citológica de madera sin aristas, tipo Ayre, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Ginecología/Obstetricia	Para la toma citológica endocervical	
1224	27-937-003	Esputúa Ayre, no estéril	Citológica de madera sin aristas, tipo Ayre, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Ginecología/Obstetricia	Para la toma citológica endocervical	
1225	13-666-003	Especcu vaginal, tamaño mediano	Plástico grado médico transparente, apertura graduable, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Ginecología/Obstetricia	Exploración visual de la vagina y cuello uterino	
1226	13-666-004	Especcu vaginal, tamaño pequeño	Plástico grado médico transparente, apertura graduable, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Ginecología/Obstetricia	Exploración visual de la vagina y cuello uterino	
1227	13-666-005	Especcu vaginal, tamaño estándar	Plástico grado médico transparente, apertura graduable, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Ginecología/Obstetricia	Exploración visual de la vagina y cuello uterino	
1228	13-666-006	Especcu vaginal, tamaño vaginal	Plástico grado médico transparente, apertura graduable, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x		Ginecología/Obstetricia	Exploración visual de la vagina y cuello uterino	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I			II	III			APH	
					A	B	C						
1229	13-655-001	Espeáculo rectal, grande	Plástico grado médico, graduable, 2 cuerpos, descartable	I		x			x		Uso General	Exploración visual del recto	
1230	13-655-002	Espeáculo rectal, mediano	Plástico grado médico, graduable, 2 cuerpos, descartable	I		x			x		Uso General	Exploración visual del recto	
1231	13-655-003	Espeáculo rectal, pequeño	Plástico grado médico, graduable, 2 cuerpos, descartable	I		x			x		Uso General	Exploración visual del recto	
1232	33-294-001	Espónja de fibra de poliéster, 10 cm x 10 cm	Fibras de poliéster, estéril, descartable	III					x		Oftalmología	Remover tejido necrótico	
1233	13-704-001	Espónja oval, 2.5 mm x 4.5 mm	Silicón, 2.5 mm alto x 4.5 mm ancho x 60 mm largo, estéril	III					x		Oftalmología	Desprendimiento de retina	
1234	13-704-002	Espónja oval, 3.0 mm x 5.0 mm	Silicón, 3.0 mm alto x 5.0 mm ancho x 60 mm largo, estéril	III					x		Oftalmología	Desprendimiento de retina	
1235	13-704-003	Espónja circular, 3.0 mm	Silicón, 3.0 mm diámetro x 80 mm largo, estéril	III					x		Oftalmología	Desprendimiento de retina	
1236	13-704-004	Espónja circular, 4.0 mm	Silicón, 4.0 mm diámetro x 80 mm largo, estéril	III					x		Oftalmología	Desprendimiento de retina	
1237	13-704-005	Espónja circular, 5.0 mm	Silicón, 5.0 mm diámetro x 80 mm largo, estéril	III					x		Oftalmología	Desprendimiento de retina	
1238	13-704-006	Espónja circular, 7.0 mm	Silicón, 7.0 mm diámetro x 80 mm largo, estéril	III					x		Oftalmología	Desprendimiento de retina	
1239	16-791-001	Espónja hemostática, 5 cm x 8 cm	Fibra de cológeno natural, absorbible, estéril	II						x	Uso General	Control local de hemorragias	
1240	16-791-002	Espónja hemostática, 10 cm x 12 cm	Fibra de cológeno natural, absorbible, estéril	II						x	Uso General	Control local de hemorragias	
1241	16-791-003	Espónja hemostática, 7.6 cm x 5 cm	Celulosa regenerada, oxidada, reabsorbible, estéril	II						x	Uso General	Control local de hemorragias	
1242	16-791-004	Espónja hemostática, 20 cm x 10 cm	Celulosa regenerada, oxidada, reabsorbible, estéril	II						x	Uso General	Control local de hemorragias	
1243	16-791-005	Espónja hemostática, 7 cm x 5 cm x 1 mm	Gelatina de origen porcino purificada, reabsorbible, estéril	II						x	Uso General	Control local de hemorragias	
1244	16-791-010	Espónja hemostática cilíndrica, 3 cm x 8 cm	Gelatina reabsorbible, forma cilíndrica con orificio central, estéril, descartable	II						x	Uso General	Control local de hemorragias	
1245	16-791-008	Espónja hemostática, 125 mm x 60 mm x 10 mm	Gelatina de origen porcino purificada, reabsorbible, estéril, descartable	II						x	Uso General	Control local de hemorragias	
1246	16-791-009	Espónja hemostática, 14 mm x 7 mm x 7 mm	Gelatina de origen porcino purificada, reabsorbible, estéril, descartable	II						x	Uso General	Control local de hemorragias	
1247	13-704-007	Espónja Weck	Acetal polivinilo (PVA) libre de pelusa, triángulo en forma de tenzas situado en un mango de polipropileno maleable, estéril, descartable	I						x	Oftalmología	Para todo tipo de cirugías oftálmicas	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I							
					A	B	C	II	III	APH		
1248	13-704-008	Esponja con aplicador tipo lanza	Esponja de material altamente absorbente, suave, sin fibra, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Oftalmología	Procedimiento quirúrgicos delicados como procedimientos oftalmológicos y absorber fluidos
1249	11-601-001	Estetoscopio esofágico, 12 Fr	Cinuro de polivinilo con globo en el extremo proximal, estéril, descartable	II					x		Anestesiología/Cuidados Intensivos	Control de frecuencia cardíaca y respiratoria durante anestesia
1250	11-601-002	Estetoscopio esofágico, 18 Fr	Cinuro de polivinilo con globo en el extremo proximal, estéril, descartable	II						x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Control de frecuencia cardíaca y respiratoria durante anestesia
1251	13-750-001	Estetoscopio, pediátrico	Pieza torácica de una sola cabeza, tubo sin látex, binatural y pieza torácica de plástico, descartable	I				x	x		Uso General	Auscultación general en situaciones de riesgo de contaminación
1252	13-750-002	Estetoscopio, adulto	Pieza torácica de una sola cabeza, tubo sin látex, binatural y pieza torácica de plástico, descartable	I				x	x		Uso General	Auscultación general en situaciones de riesgo de contaminación
1253	14-084-001	Estilote para tubos traqueales, adulto	Aluminio maleable, con cubierta plástica, con extremidad proximal en gancho y distal redondeada, compatible con tubos endotraqueales 6.5 mm a 10 mm, estéril, descartable	I			x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Conservación de la curva del tubo endotraqueal durante la intubación
1254	14-084-003	Estilote para tubos traqueales, pediátrico	Aluminio maleable, con cubierta plástica, con extremidad proximal en gancho y distal redondeada, compatible con tubos endotraqueales 4.0 mm a 6.5 mm, estéril, descartable	I			x	x	x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Conservación de la curva del tubo endotraqueal durante la intubación
1255	14-084-005	Estilote para tubos traqueales, neonatal	Aluminio maleable, con cubierta plástica, con extremidad proximal en gancho y distal redondeada, compatible con tubos endotraqueales 2.5 mm a 4.0 mm, estéril, descartable	I					x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Conservación de la curva del tubo endotraqueal durante la intubación
1256	14-084-002	Estilote luminoso para tubos traqueales, adulto	Con cuerpo flexible y maleable, con fuerte de luz en el extremo distal, resistente a lubricación, exerto de látex, luz de baja temperatura, batería de larga vida, para ser utilizado desde tubo endotraqueal Fr. 5.5	I					x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Conservación de la curva del tubo endotraqueal durante la intubación
1257	14-084-004	Estilote luminoso para tubos traqueales, pediátrico	Con cuerpo flexible y maleable, con fuerte de luz en el extremo distal, resistente a lubricación, exerto de látex, luz de baja temperatura, batería de larga vida, para ser utilizado desde tubo endotraqueal Fr. 4.5	I					x	x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Conservación de la curva del tubo endotraqueal durante la intubación
1258	14-252-014	Extensión en T, 10 cm	1 lumen, polivinil silicizado, 10 cm de longitud, conexión Luer Lock, clamp de cierre, válvula para medicación, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1259	14-252-001	Extensión, 60 cm	Polivinil silicizado, 60 cm de longitud, conector macho-hembra, conexión Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	I					x	x	Uso General	Prolongación de líneas de infusión

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-UDIIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1260	14-252-002	Extensión, 120 cm	Poliuretano siliconizado, 120 cm de longitud, conector macho-hembra, conexión Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1261	14-252-003	Extensión, 75 cm	Poliuretano siliconizado, 75 cm de longitud, conector macho-hembra, con Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1262	14-252-004	Extensión, 180 cm - 190 cm	Poliuretano siliconizado, 180 cm - 190 cm de longitud, conector macho-hembra, conexión Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1263	14-252-005	Extensión, 90 cm	Poliuretano siliconizado, 90 cm de longitud, conector macho-macho, conexión Luer Lock, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1264	14-252-006	Extensión, 15 cm	Poliuretano siliconizado, 15 cm de longitud, conector macho-hembra, conexión Luer Lock, con válvula de seguridad y clamp para oclusión, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1265	14-252-007	Extensión, 30 cm	Poliuretano siliconizado, 30 cm de longitud, conector macho-hembra, conexión Luer Lock, con clamp, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1266	14-252-008	Extensión, 60 cm	Poliuretano siliconizado, 60 cm de longitud, conector macho-hembra, conexión Luer Lock, con clamp, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1267	14-252-009	Extensión, 94,4 cm	Poliuretano siliconizado, 94,4 cm de longitud, conector macho-hembra, conexión Luer Lock, con clamp, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1268	14-252-010	Extensión, 61 cm	Poliuretano siliconizado, 61 cm de longitud, conector macho-hembra, conexión Luer Lock, con clamp, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1269	14-252-011	Extensión, 150 cm	Poliuretano siliconizado, 150 cm de longitud, conector macho-hembra, conexión Luer Lock, con clamp, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1270	14-252-012	Extensión bifurcada	Poliuretano siliconizado, 12 cm de longitud, conexión Luer Lock, dos válvulas, clamps, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1271	14-246-003	Extensión de alto flujo	Que soporte hasta 1200 psi de presión conexión Luer Lock, conector macho hembra, 75 cm, 120 cm, 160 cm de largo, estéril, descartable	I							Cirugía Cardíaca	Procedimientos de perfusión
1272	14-252-015	Extensión, fotosensibilizable, 150 cm, para perfusor	PVC grado médico, línea fotosensibilizable, 150 cm, conexión Luer Lock, conector macho-hembra, 1 ml volumen de purgado y diámetro interno 0.9 mm, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión en medicamentos fotosensibilizables

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I				APH			
					A	B	C	II		III		
1273	14-252-016	Extensión, 150 cm, purgado 2.6 ml, para perfusor	PVC grado médico, 150 cm de longitud, conexión Luer Lock, volumen de purgado 2.6 ml, diámetro interno 1.5 mm, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1274	14-252-017	Extensión, 150 cm, purgado 1 ml, para perfusor	PVC grado médico, 150 cm de longitud, conexión Luer Lock, volumen de purgado 1 ml, diámetro interno 0.9 mm, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1275	14-252-018	Extensión, 250 cm, purgado 1.6 ml, para perfusor	PVC grado médico, 250 cm de longitud, conexión Luer Lock, volumen de purgado 1.6 ml, diámetro interno 0.9 mm, libre de látex, estéril, descartable	I				x			Uso General	Prolongación de líneas de infusión
1276	14-252-019	Extensión, 200 cm, para medicamentos oncológicos, purgado 2.6 ml, para perfusor	PVC grado médico, con filtro de partículas de 0.2 micras, 200 cm de longitud, conexión Luer Lock, volumen de purgado 2.6 ml, diámetro interno 1.5 mm, libre de látex, estéril, descartable	I				x	x		Uso General	Prolongación de líneas de infusión para medicamentos oncológicos
1277	17-870-001	Férula, adulto	De algodón y recubierta de espuma con sujetador de velcro, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Inmovilización de estructuras blandas
1278	13-684-001	Férula de aluminio, 1" (2.54 cm)	De aluminio maleable, recubierta de espuma, 45 cm - 50 cm de longitud, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1279	13-684-002	Férula de aluminio, 2" (5.08 cm)	De aluminio maleable, recubierta de espuma, 45 cm - 50 cm de longitud, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1280	13-684-003	Férula de aluminio, 3/4" (1.90 cm)	De aluminio maleable, recubierta de espuma, 45 cm - 50 cm de longitud, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1281	13-684-004	Férula de aluminio, 1/2" (1.27 cm)	De aluminio maleable, recubierta de espuma, 45 cm - 50 cm de longitud, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1282	13-684-005	Férula de aluminio, 3" (7.62 cm)	De aluminio maleable, recubierta de espuma, 45 cm - 50 cm de longitud, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Traumatología	Inmovilización de estructuras blandas y óseas
1283	28-731-001	Férula de Quervain	Material termoplástico, cintas de velcro rígido	I				x			Traumatología	Inmovilización de las articulaciones carpo metacarpianas y metacarpo falángicas del pulgar
1284	17-870-002	Férula, pediátrica	De algodón y recubierta de espuma con sujetador de velcro, libre de látex, descartable	I	x	x	x	x	x		Uso General	Inmovilización de estructuras blandas
1285	17-870-003	Férula, neonatal	De algodón y recubierta de espuma, con sujetador de velcro, libre de látex, descartable	I				x			Uso General	Inmovilización de estructuras blandas
1286	17-870-004	Férula, pediátrica, con aluminio	De algodón y recubierta de espuma con aluminio interno, con sujetador de velcro, libre de látex, descartable	I				x	x		Uso General	Inmovilización de estructuras blandas

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CLUM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I				APH				
					A	B	C	II				III	
1287	28-547-001	Fijadores de cabeza	Polidileno, espuma, correa para ajuste de la cabeza y frente, agujeros nivel de oídos, impermeable	I					X	X	X	Uso General	Inmovilización de la cabeza
1288	20-712-001	Filtro para contenedores de instrumental quirúrgico	Papel, hidrófugo, descartable	I							X	Uso General	Procedimiento en procesos de esterilización de instrumental quirúrgico
1289	17-558-005	Filtro arterial, pediátrico	Alúxico, apirógeno, volumen recuperado 100 ml, área filtrante 340 cm2, flujo máximo de sangre 5 l/min, conector 3/8", estéril, descartable	I						X	X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Filtro para ser usado en la línea arterial del circuito de derivación cardiopulmonar para eliminación de émbolos gaseosos y extracción de agregados hemáticos superiores a 40 micras.
1290	11-712-001	Filtro bacteriano/viral, volumen interno 60 ml	Polipropileno, eficiencia de filtración 99.99% bacteriana, 99.99% viral, volumen interno 60 ml, flujo de resistencia 0.9 ml H2O, con sistema de conexión bidireccional, con puerto luer lock, libre de látex, estéril, descartable	I						X	X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Protección de la vía aérea mediante filtración y humidificación
1291	11-712-002	Filtro bacteriano/viral, volumen interno 80 ml	Polipropileno, eficiencia de filtración 99.99% bacteriana, 99.80% viral, con accesorios cónicos 22mm, volumen interno 80 ml, flujo de resistencia 0.916 ml H2O, libre de látex, estéril, descartable	I						X	X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Protección de la vía aérea mediante filtración y humidificación
1292	11-712-003	Filtro bacteriano/viral, volumen interno 170 ml	Polipropileno, eficiencia de filtración 99.99% bacteriana, 99.99% viral, volumen interno 170 ml, longitud 110 mm, diámetro máximo 76 mm, con accesorios cónicos macho/hembra, filtro HEPA hidrofóbico, electrostático, estéril, descartable	I						X	X	Anestesiología/Cuidados intensivos	Protección de la vía aérea mediante filtración y humidificación
1293	16-485-001	Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.1 m2, coeficiente de ultrafiltración 59 ml/hvmmHg	Membrana sintética polietileno, volumen de cebado 70 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 59 ml/hvmmHg, área de superficie efectiva 1.1 m2, estéril, descartable	III						X	X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1294	16-485-002	Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.3 m2, coeficiente de ultrafiltración 64 ml/hvmmHg	Membrana sintética polietileno, volumen de cebado 65 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 64 ml/hvmmHg, área de superficie efectiva 1.3 m2, estéril, descartable	III						X	X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1295	16-485-003	Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.5 m2, coeficiente de ultrafiltración 67 ml/hvmmHg	Membrana sintética polietileno, volumen de cebado 95 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 67 ml/hvmmHg, área de superficie efectiva 1.5 m2, estéril, descartable	III						X	X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1296	16-485-004	Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.7 m2, coeficiente de ultrafiltración 74 ml/hvmmHg	Membrana sintética polietileno, volumen de cebado 105 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 74 ml/hvmmHg, área de superficie efectiva 1.7 m2, estéril, descartable	III						X	X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL											
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			III	APH		
					A	B	C				
1297	16-485-005	Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.9 m2, coeficiente de ultrafiltración 76 ml/h/mmHg	Membrana sintética polisulfona, volumen de cebado 115 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 76 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.9 m2, estéril, descartable	III			x	x		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1298	16-485-006	Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 2.1 m2, coeficiente de ultrafiltración 82 ml/h/mmHg	Membrana sintética polisulfona, volumen de cebado 130 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 82 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 2.1 m2, estéril, descartable	III			x	x		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1299	16-485-007	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 0.5 m2, coeficiente de ultrafiltración 2.7 ml/h/mmHg	Membrana sintética triacetato, volumen de cebado 34 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 2.7 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 0.5 m2, estéril, descartable	III			x	x		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1300	16-485-008	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 0.7 m2, coeficiente de ultrafiltración 3.8 ml/h/mmHg	Membrana sintética triacetato, volumen de cebado 45 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 3.8 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 0.7 m2, estéril, descartable	III			x	x		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1301	16-485-009	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 0.9 m2, coeficiente de ultrafiltración 4.8 ml/h/mmHg	Membrana sintética triacetato, volumen de cebado 56 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 4.8 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 0.9 m2, estéril, descartable	III			x	x		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1302	16-485-010	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 1.1 m2, coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/h/mmHg	Membrana sintética triacetato, volumen de cebado 60 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 5.9 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.3 m2, estéril, descartable	III			x	x		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1303	16-485-011	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 1.3 m2, coeficiente de ultrafiltración 6.5 ml/h/mmHg	Membrana sintética triacetato, volumen de cebado 76 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 6.5 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.3 m2, estéril, descartable	III			x	x		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1304	16-485-012	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 1.5 m2, coeficiente de ultrafiltración 7.7 ml/h/mmHg	Membrana sintética triacetato, volumen de cebado 90 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 7.7 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.5 m2, estéril, descartable	III			x	x		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1305	16-485-013	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 1.7 m2, coeficiente de ultrafiltración 8.2 ml/h/mmHg	Membrana sintética triacetato, volumen de cebado 102 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 8.2 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.7 m2, estéril, descartable	III			x	x		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDI-M	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1306	16-485-014	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 1.9 m2, coeficiente de ultrafiltración 9.9 ml/h/mmHg	Membrana sintética triacetato, volumen de cebado 115 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 9.9 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.9 m2, estéril, descartable	III				X	X		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1307	16-485-015	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 2.1 m2, coeficiente de ultrafiltración 10.8 ml/h/mmHg	Membrana sintética triacetato, volumen de cebado 125 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 10.8 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 2.1 m2, estéril, descartable	III				X	X		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1308	16-485-016	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 1.0 m2,coeficiente de ultrafiltración 6.8 ml/h/mmHg	Membrana sintética polisulfona, volumen de cebado 58 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 6.8 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.2 m2, estéril, descartable	III				X	X		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1309	16-485-017	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 1.2 m2, coeficiente de ultrafiltración 7.9 ml/h/mmHg	Membrana sintética polisulfona, volumen de cebado 68 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 7.9 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.2 m2, estéril, descartable	III				X	X		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1310	16-485-018	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 1.5 m2, coeficiente de ultrafiltración 9.8 ml/h/mmHg	Membrana sintética polisulfona, volumen de cebado 60 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 9.8 ml/h/mmHg, área e superficie efectiva 1.5 m2, estéril, descartable	III				X	X		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1311	16-485-019	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 1.8 m2, coeficiente de ultrafiltración 12.3 ml/h/mmHg	Membrana sintética polisulfona, volumen de cebado 110 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 12.3 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.8 m2, estéril, descartable	III				X	X		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1312	16-485-020	Filtro dializador para hemodiálisis, bajo flujo, 2.0m2, coeficiente de ultrafiltración 13.7 ml/h/mmHg	Membrana sintética polisulfona, volumen de cebado 121 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 13.7 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 2.0 m2, estéril, descartable	III				X	X		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1313	16-485-021	Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.0 m2, coeficiente de ultrafiltración 27 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 53 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 27 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.0 m2, estéril, descartable	III				X	X		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1314	16-485-022	Filtro dializador para hemodiálisis, alto flujo, 1.4 m2, coeficiente de ultrafiltración 38 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 74 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 38 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.4 m2, estéril, descartable	III				X	X		Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1316	16-485-023	Filtro dializador para hemodilísis, alto flujo, 1.8 m2, coeficiente de ultrafiltración 53 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 95 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 53 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.8 m2, estéril, descartable	III				X		X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1316	16-485-024	Filtro dializador para hemodilísis, alto flujo, 2.2 m2, coeficiente de ultrafiltración 68 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 116 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 68 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 2.2 m2, estéril, descartable	III				X		X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1317	16-485-025	Filtro dializador para hemodilísis, alto flujo, 1.6 m2, coeficiente de ultrafiltración 46 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 85 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 46 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.6 m2, estéril, descartable	III				X		X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1318	16-485-026	Filtro dializador para hemodilísis, alto flujo, 2.0 m2, coeficiente de ultrafiltración 62 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 115 ml, carcasa de polipropileno, coeficiente de ultrafiltración 62 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 2.0 m2, estéril, descartable	III				X		X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1319	16-485-027	Filtro dializador para hemodilísis, alto flujo, 2.3 m2, coeficiente de ultrafiltración 76 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, carcasa de polipropileno, volumen de cebado 135 ml, coeficiente de ultrafiltración 76 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 2.3 m2, estéril, descartable	III				X		X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1320	16-485-028	Filtro dializador para hemodilísis, alto flujo, 1.0 m2, coeficiente de ultrafiltración 34 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 58 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 34 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.0 m2, estéril, descartable	III				X		X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1321	16-485-029	Filtro dializador para hemodilísis, alto flujo, 1.2 m2, coeficiente de ultrafiltración 42 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 68 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 42 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.2 m2, estéril, descartable	III				X		X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1322	16-485-030	Filtro dializador para hemodilísis, alto flujo, 1.5 m2, coeficiente de ultrafiltración 50 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 90 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 50 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.5 m2, estéril, descartable	III				X		X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre
1323	16-485-031	Filtro dializador para hemodilísis, alto flujo, 1.8 m2, coeficiente de ultrafiltración 55 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cebado 110 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 55 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 1.8 m2, estéril, descartable	III				X		X	Nefrología	Terapias de hemodilísis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN					ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III			APH
					A	B	C					
1324	16-485-032	Filtro dializador para hemodialisis, alto flujo, 2.0 m2, coeficiente de ultrafiltración 58 ml/h/mmHg	Membrana sintética de polisulfona, volumen de cobado 121 ml, carcasa de policarbonato, coeficiente de ultrafiltración 58 ml/h/mmHg, área de superficie efectiva 2.0 m2, estéril, descartable	III			x		x	Nefrología	Terapias de hemodiálisis como mecanismo de depuración de sustancias tóxicas urémicas de la sangre	
1325	14-352-001	Filtro higroscópico, volumen tidal 150 ml - 1500 ml	Polipropileno, 1522 mm, macho-hembra, entrega calor y humedad al aire inspirado, volumen tidal 150 - 1500 ml, peso 12 g, espacio muerto 31 ml, libre de látex, estéril, descartable	I			x		x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Entrega calor y humedad al aire inspirado	
1326	14-352-002	Filtro higroscópico, pediátrico, volumen tidal 75 ml -500 ml	Polipropileno transparente, libre de látex y PVC, volumen tidal 75 - 500 ml, retención bacteriológica 99.99%, retención vírica 99.99%, método de filtración electrostático, puerto de muestreo con tapa, sistema de conexión bidireccional; conector universal del lado del paciente y equipo, espacio muerto 25 ml, con sistema de conexión bidireccional, estéril, descartable	I			x		x	Pediatría	Entrega calor y humedad al aire inspirado	
1327	14-352-003	Filtro Higroscópico, neonatal, volumen tidal 30 ml -200 ml	Polipropileno transparente, libre de látex y PVC, volumen tidal 30 - 200 ml, retención bacteriológica 99.99%, retención vírica 99.99%, método de filtración electrostático, puerto de muestreo con tapa, sistema de conexión bidireccional; conector universal del lado del paciente y equipo, espacio muerto 8-10 ml, con sistema de conexión bidireccional, estéril, descartable	I					x	Neonatología	Entrega calor y humedad al aire inspirado	
1328	14-352-004	Filtro Higroscópico, neonatal, volumen tidal 25 ml	Polipropileno transparente, libre de látex y PVC, volumen tidal 25 ml, espacio muerto < 5 ml, sistema de conexión bidireccional 15 mm, estéril, descartable	I					x	Neonatología	Entrega calor y humedad al aire inspirado	
1329	14-352-005	Filtro higroscópico	Polipropileno, capa de espuma o papel embebido con sal higroscópica, estéril, descartable	I			x		x	Anestesiología/Cuidados Intensivos	Administración de gases medicinales	
1330	15-283-001	Filtro para quimioterapia	Filtro de aerosoles tóxicos de 0.2 micras, filtro de fluidos para retención de partículas 5 micras, válvula integrada de dos vías, libre de látex y DEHP, estéril, descartable	I			x		x	Uso General	Para inyección o extracción de drogas hipotósicas	
1331	15-283-002	Filtro para medicamentos	Filtro para inyección o extracción de fluidos, filtro de aire para retención de bacterias de 0.45 micras, filtro de fluidos para retención de partículas de 5 micras, punta y válvula integrada, estéril, descartable	I			x		x	Uso General	Para inyección o extracción para viales multidos	
1332	15-283-003	Filtro para emulsión de lípidos y NPT, pediátrico	Filtro de polietersulfona, 1.2 micras, área de filtración 4.5 cm2, libre látex y DEHP, estéril, descartable	I			x		x	Uso General	Inclusión de emulsiones con lípidos y nutrición parenteral	
1333	15-283-004	Filtro para emulsión de lípidos y NPT, adulto	Filtro de polietersulfona, 1.2 micras, área de filtración 10 cm2, libre látex y DEHP, estéril, descartable	I			x		x	Uso General	Inclusión de emulsiones con lípidos y nutrición parenteral	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1334	10-943-001	Frasco para muestra de esputo	Polipropileno transparente, boca ancha, tapa rosca, 10 g (+/- 1 g) de peso, libre de anillas cortantes, etiqueta impresa en el frasco, no estéril, descartable	I	x	x	x	x		Uso General	Recolección de fluidos corporales	
1335	14-303-001	Frasco para muestra de orina, 30 ml - 150 ml	Polipropileno transparente, boca ancha, 30 ml - 150 ml, graduación en la parte externa del recipiente, tapa con rosca, estéril, descartable	I	x	x	x	x		Uso General	Recolección de fluidos corporales	
1336	14-303-002	Frasco para muestra de orina, 30 ml - 100 ml	Polipropileno transparente, boca ancha, 30 ml - 100 ml, graduación en la parte externa del recipiente, tapa con rosca, estéril, descartable	I	x	x	x	x		Uso General	Recolección de fluidos corporales	
1337	16-576-001	Funda para termómetro	Funda con hoja de polímero transparente, hoja de papel, descartable	I	x	x	x	x		Uso General	Protector para termómetros digitales	
1338	15-593-002	Funda para almohada	Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, descartable	I	x	x	x	x	x	Uso General	Protector para almohada	
1339	15-697-001	Gafas de seguridad	Plástico resistente transparente, policarbonato, ajustables, protección ocular lateral, anti rayaduras y antiniebla, antirreflejo, resistente a los químicos	I	x	x	x	x	x	Uso General	Protección del personal	
1340	11-659-001	Gafas protectoras para fototerapia, talla extra pequeña	Diseño de anteojos, material de espuma suave con bolsillos oculares, libre de bisfenol (BPA), bloqueo superior de luz UV, sujetador de cabeza ajustable con velcro, descartable	I		x	x	x		Neonatología	Protección de ojos en el tratamiento de fototerapia	
1341	11-659-002	Gafas protectoras para fototerapia, talla pequeña	Diseño de anteojos, material de espuma suave con bolsillos oculares, libre de bisfenol (BPA), bloqueo superior de luz UV, sujetador de cabeza ajustable con velcro, descartable	I		x	x	x		Neonatología	Protección de ojos en el tratamiento de fototerapia	
1342	11-659-003	Gafas protectoras para fototerapia, talla grande	Diseño de anteojos, material de espuma suave con bolsillos oculares, libre de bisfenol (BPA), bloqueo superior de luz UV, sujetador de cabeza ajustable con velcro, descartable	I		x	x	x		Neonatología	Protección de ojos en el tratamiento de fototerapia	

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-QUIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN							ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH				
					A	B	C							
1343	27-079-001	Gas Hexafluoruro de azufre SF6, 20 g	Gas Inorgánico, PUNTO DE EBULICIÓN: Punto de sublimación: - 82.8°F (- 63.8°C) DENSIDAD LÍQUIDA A PUNTO DE EBULICIÓN El líquido en equilibrio con su presión de vapor a 15°C = 1.439 kg/m3 PRESIÓN DE VAPOR a 70° F (21.1°C) 319.1psia (2200 kPa) DENSIDAD GASEOSA a 70° F, 1 atm 68 °F (20°C) = 0.3947 lb/ft3 (6.162kg/m3) % de Evaporación N/A (Gas) PUNTO DE CONGELACIÓN - 59.4°F (- 50.8 °C) SOLUBILIDAD EN AGUA Ligeramente GRAVEDAD ESPECÍFICA (AIRE=1) a 70° F (21.1°C) = 5.13 APARIENCIA Y OLORES: Gas Incoloro e Inodoro	III							x	Oftalmología	Cirugía vitreoretiniana y retinopexia neumática	
1344	27-079-003	Gas Perfluoropropano C3F8, 20 g	Gas fluorocarbónico no inflamable, inorgánico, densidad de vapor: 6.61 a 1010.325 kpa a 20 C, punto de ebullición: -36.7 C, solubilidad en agua: ligeramente soluble, Presión de vapor 116 psig, estéril	III								x	Oftalmología	Cirugía vitreoretiniana y retinopexia neumática
1345	27-079-004	Gas Perfluorooctano, fluorado a 100%	Gas perfluorocarbónico, < 10 ppm, índice de refracción 1.282 – 1.275, densidad 1.730 – 1.800 g/ml, estéril	III								x	Oftalmología	Cirugía vitreoretiniana y retinopexia neumática
1346	11-859-001	Gasa de algodón, 5 cm x 5 cm, 16 hebras	Hidrófilo de algodón al 100%, 5 cm x 5 cm, de 16 hebras como mínimo por cm2, absorbente con terminaciones laterales, estéril, descartable	I		x	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1347	11-859-002	Gasa de algodón, 90 cm x 100 m, 16 hebras	Hidrófilo de algodón al 100%, 90 cm ancho x 100 m largo, de 16 hebras como mínimo por cm2, absorbente con terminaciones laterales, no estéril, descartable	I		x	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1348	11-859-003	Gasa de algodón, 7.5 cm x 7.5 cm, estéril	Hidrófilo de algodón al 100%, 7.5 cm x 7.5 cm, doblada en partes, radiopaca, estéril, descartable	I		x	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1349	11-859-004	Gasa de algodón, 10 cm x 10 cm, estéril	Hidrófilo de algodón al 100%, 10 cm x 10 cm, doblada en partes, estéril, descartable	I		x	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1350	11-859-005	Gasa de algodón, 10 cm x 10 cm, radiopaca	Hidrófilo de algodón al 100%, 10 cm x 10 cm, doblada en partes, radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	I		x	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1361	11-859-006	Gasa de algodón, 90 cm x 100 m, 24 hebras	Hidrófilo de algodón al 100%, 90 cm ancho x 100 m largo, 24 hebras como mínimo por cm2, absorbente con terminaciones laterales, no estéril, descartable	I		x	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I					APH		
					A	B	C	II	III			
1352	11-859-007	Gasa de algodón, 91.4 cm x 100 yardas	Hidrófilo de algodón al 100%, 91.4 cm ancho x 100 yardas de largo, absorbente con terminaciones laterales, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1353	11-859-008	Gasa de algodón, 10 cm x 10 cm, no estéril	Hidrófilo de algodón al 100%, 10 cm x 10 cm, doblada en partes, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1354	11-859-009	Gasa de algodón, 7.5 cm x 7.5 cm	Hidrófilo de algodón al 100%, 7.5 cm x 7.5 cm, doblada en partes, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1355	11-859-010	Gasa de algodón con adhesivo, 15 cm x 10 m	Poliéster blanco 15 cm x 10 m, no tejido revestido con un adhesivo de poliuretano, permeable al aire y humedad, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1356	11-859-011	Gasa de algodón, 90 cm x 100 m, 20 hebras	Hidrófilo de algodón al 100%, 90 cm ancho x 100 m, 20 hebras como mínimo por cm ² , absorbente con terminaciones laterales, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1357	11-859-012	Gasa de algodón con adhesivo, 15 cm x 2 m	Poliéster blanco 15 cm x 2 m, no tejido revestido con un adhesivo de poliuretano, permeable al aire y humedad, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1358	11-859-013	Gasa de algodón, 60 cm x 100 m, 24 hebras	Hidrófilo de algodón al 100%, 60 cm ancho x 100 m, 24 hebras como mínimo por cm ² , absorbente con terminaciones laterales, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1359	11-859-014	Gasa de algodón, 60 cm x 100 m, 16 hebras	Hidrófilo de algodón al 100%, 60 cm ancho x 100 m, 16 hebras como mínimo por cm ² , absorbente con terminaciones laterales, no estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1360	24-817-001	Gasa con emulsión de petrolato, 3 cm x 3 cm	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1361	24-817-002	Gasa con emulsión de petrolato, 3 cm x 8 cm	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1362	24-817-003	Gasa con emulsión de petrolato, 10 cm x 10 cm	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1363	24-817-004	Gasa con emulsión de petrolato, 7.5 cm x 40 cm	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1364	24-817-005	Gasa con emulsión de petrolato, 7.5 cm x 7.5 cm	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1365	24-817-006	Gasa con emulsión de petrolato, 10 cm x 7 cm	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación
1366	24-817-007	Gasa con emulsión de petrolato y tribromofenato de bismuto 3%, 12.7 cm x 22.9 cm	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I	x	x	x	x	x	x	Uso General	Material de curación

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL														
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO		
					I					APH				
					A	B	C	II	III					
1367	24-817-008	Gasa con emulsión de fusidato de sodio 1.5 g al 2%	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I					X	X		Uso General	Material de curación	
1368	24-817-009	Gasa con emulsión de nitrofurazona 0.2 g (0.2%)	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I						X	X		Uso General	Material de curación
1369	24-817-010	Gasa con emulsión de petrolato, 7.5 cm x 20 cm	No adherente, libre de látex, hidrófoba, estéril, descartable	I	X	X	X	X	X	X		X	Uso General	Material de curación
1370	12-401-001	Gel lubricante	A base de agua, hipotalérgico, no graso, incoloro	I	X	X	X	X	X	X		X	Uso General	Material de curación
1371	24-850-003	Gel hidroactivo, 15 g	Pectina, propilén glicol, agua, estéril, descartable	I		X	X	X	X	X			Uso General	Material de curación
1372	24-850-001	Gel apósito	Hidrogel transparente, glicerina, agua, glicerilo, polimetacrilato, propilenglicol, hipotalérgico, estéril	I							X		Uso General	Material de curación, disolución de tejido necrótico
1373	24-850-002	Gel amorfo, 20 g	Hidrogel transparente, polímeros, propilenglicol, agua, hipotalérgico, estéril	I				X	X	X			Uso General	Material de curación, disolución de tejido necrótico
1374	15-321-001	Gel para acoplamiento ultrasónico	Hidrogel transparente, viscosidad media, hidrosoluble, hipotalérgico, no irrita la piel, deslizante, no graso, conductivo, no corrosivo, no mancha, soluble	I				X	X	X			Uso General	Agente conductor para procedimientos de diagnóstico y terapia de ultrasonidos
1375	11-425-002	Gel para electrodos de neurodiagnóstico	A base de agua, óxido de aluminio, propanediol, poliacrilato de sodio, hipotalérgico	I				X	X	X			Uso General	Agente conductor para procedimientos de neurodiagnóstico
1376	11-425-001	Gel para electrodos	A base de agua, hipotalérgico, incoloro, alta conductividad, varios tamaños	I		X	X	X	X	X			Uso General	Medio de conducción para la transmisión eléctrica entre la piel y el electrodo
1377	15-584-001	Gel para desfibrilador	A base de agua, hipotalérgico, incoloro, alta conductividad, varios tamaños	I			X	X	X	X		X	Uso General	Medio de Conducción entre el metal y la piel para mejorar el contacto eléctrico
1378	27-594-005	Gel para lavado de heridas	Gel a base de agua purificada, undecilenamidiopropil betaina, polihexanida, glicerol, hidroxietilcelulosa, estéril	III						X			Uso General	Lavado e hidratación de heridas
1379	20-318-001	Grasadora lineal cortante, 53 mm	Hoja de cuchillo nuevo con cada disparo, mecanismo de control en cada brecha de tejido, doble cara de botón de disparo, botón de acceso directo de liberación, estéril, descartable	III							X		Cirugía	Resección y sutura de tejidos
1380	20-318-002	Grasadora lineal cortante, 73 mm	Hoja de cuchillo nuevo con cada disparo, mecanismo de control en cada brecha de tejido, doble cara de botón de disparo, botón de acceso directo de liberación, estéril, descartable	III								X	Cirugía	Resección y sutura de tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
1381	20-318-003	Grapadora lineal cortante, 80 mm	Hoja de cuchillo nuevo con cada disparo, mecanismo de control en cada brecha de tejido, doble cara de botón de disparo, botón de acceso directo de liberación, estéril, descartable	III						X		Cirugía	Resección y sutura de tejidos
1382	20-318-004	Grapadora lineal cortante, 98 mm	Hoja de cuchillo nuevo con cada disparo, mecanismo de control en cada brecha de tejido, doble cara de botón de disparo, botón de acceso directo de liberación, estéril, descartable	III						X		Cirugía	Resección y sutura de tejidos
1383	20-318-005	Grapadora cutánea	Grapas absorbibles, libre de látex, estéril descartable,	III						X		Cirugía	Sutura de tejidos
1384	20-318-006	Grapadora, recta, 60 mm-4.8 mm	Clavija, botón desbloqueo, eje, palanca de articulación, collarín de rotación, perilla de retorno, mango, unidad de carga, indicadores de alineación, separador de transporte, yunque, tope del tejido, fin de línea de grapado y corte, marcas de graduación, botón de pinza inferior, cartucho de grapas, estéril, descartable	III						X		Cirugía	Sutura de tejidos
1385	20-318-007	Grapadora, articulada, 4.5 mm-3.5 mm	Clavija, botón desbloqueo, eje, palanca de articulación, collarín de rotación, perilla de retorno, mango, unidad de carga, indicadores de alineación, separador de transporte, yunque, tope del tejido, fin de línea de grapado y corte, marcas de graduación, botón de pinza inferior, cartucho de grapas, estéril, descartable	III						X		Cirugía	Sutura de tejidos
1386	20-318-008	Grapadora, articulada, 60 mm-4.8 mm	Clavija, botón desbloqueo, eje, palanca de articulación, collarín de rotación, perilla de retorno, mango, unidad de carga, indicadores de alineación, separador de transporte, yunque, tope del tejido, fin de línea de grapado y corte, marcas de graduación, botón de pinza inferior, cartucho de grapas, estéril, descartable	III						X		Cirugía	Sutura de tejidos
1387	20-318-009	Grapadora, articulada, 60mm-3.5 mm	Clavija, botón desbloqueo, eje, palanca de articulación, collarín de rotación, perilla de retorno, mango, unidad de carga, indicadores de alineación, separador de transporte, yunque, tope del tejido, fin de línea de grapado y corte, marcas de graduación, botón de pinza inferior, cartucho de grapas, estéril, descartable	III						X		Cirugía	Sutura de tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL												
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO
					I			II	III	APH		
					A	B	C					
1388	20-318-010	Grapadora, articulada, 45mm-2.5 mm	Clavija, botón desbloqueo, eje, palanca de articulación, collarín de rotación, perilla de retorno, mango, unidad de carga, indicadores de alineación, separador de transporte, yunque, tope del tejido, fin de línea de grapado y corte, marcas de graduación, botón de pinza inferior, cartucho de grapas, estéril, descartable	III				x			Cirugía	Sutura de tejidos
1389	20-318-011	Grapadora, recta, 60 mm-3.5 mm	Clavija, botón desbloqueo, eje, palanca de articulación, collarín de rotación, perilla de retorno, mango, unidad de carga, indicadores de alineación, separador de transporte, yunque, tope del tejido, fin de línea de grapado y corte, marcas de graduación, botón de pinza inferior, cartucho de grapas, estéril, descartable	III				x			Cirugía	Sutura de tejidos
1390	20-318-012	Grapadora recta, 80 mm-3.8 mm	Clavija, botón desbloqueo, eje, palanca de articulación, collarín de rotación, perilla de retorno, mango, unidad de carga, indicadores de alineación, separador de transporte, yunque, tope del tejido, fin de línea de grapado y corte, marcas de graduación, botón de pinza inferior, cartucho de grapas, estéril, descartable	III				x			Cirugía	Sutura de tejidos
1391	20-318-013	Grapadora lineal, 30 mm- 3.5 mm	Mango ergonómico, unidad de carga descartable, señal de color de confirmación de disparo, botón para apertura, pasador de retención, estéril, descartable	III				x			Cirugía	Sutura de tejidos
1392	20-318-014	Grapadora larga, 12 mm	Clavija, eje, palanca de articulación, collarín de rotación, botón de disparo, tirador de retorno, botón de descarga, mango, indicador de alimento de eje, tope de tejido, fin de línea de corte, fin de hilera de grapas, cartucho de grapas, introductor flexible, clip de montaje, descartable	III				x			Cirugía	Resecciones, cortes transversales y anastomosis
1393	20-318-015	Grapadora larga, 31 mm	22 cm a 35 cm de longitud, indicador de disparo, lumen amplio, integrado a la grapadora con Trocar, grampas de diferente altura, estéril, descartable	III				x			Cirugía	Resecciones, cortes transversales y anastomosis
1394	20-318-016	Grapadora lineal cortante, 60 mm-57 mm, mango 28 cm	Articulada a batería de litio, mango de 28 cm, longitud de grapado de 60 mm y longitud de corte de 57 mm, 6 filas de grapas alternas entre sí, 3 de cada lado de la línea de corte, rotatorio a 360°, articulación integrada de 45° en ambas direcciones, compatible con Trocar de 12 mm, libre de látex, estéril, descartable	III				x			Cirugía	Sutura y corte de tejidos

DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL													
N°	Código Único de Dispositivos Médicos-CUDIM	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ATENCIÓN						ESPECIALIDAD	APLICACIÓN / USO	
					I			II	III	APH			
					A	B	C						
1385	20-318-017	Grapadora lineal cortante, 45 mm-42 mm	Articulada a batería de litio, mango de 44 cm, longitud de grapado de 45 mm y longitud de corte de 42 mm, 6 filas de grapas alternas entre sí: 3 de cada lado de la línea de corte, rotatorio a 360°, articulación integrada de 45° en ambas direcciones, compatible con Trocar de 12 mm, Libre de Latex, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Sutura y corte de tejidos
1386	20-318-018	Grapadora lineal cortante, 60 mm-57 mm, mango 44 cm	Articulada a batería de litio, mango de 44 cm, longitud de grapado de 60 mm y longitud de corte de 57 mm, 6 filas de grapas alternas entre sí: 3 de cada lado de la línea de corte, rotatorio a 360°, articulación integrada de 45° en ambas direcciones, compatible con Trocar de 12 mm, libre de Latex, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Sutura y corte de tejidos
1397	20-318-019	Grapadora lineal cortante, 55 mm	Dos líneas triples intercaladas de titanio y corte por el medio, permite tres cierres regulables de grapas en la misma recarga, libre de látex, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Sutura y corte de tejidos
1398	20-318-020	Grapadora lineal cortante, 75 mm	Dos líneas triples intercaladas de titanio y corte por el medio, permite tres cierres regulables de grapas en la misma recarga, libre de látex, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Sutura y corte de tejidos
1399	20-318-021	Grapadora circular curva, 21 mm	Cerrado de grapa ajustable de 1.0 mm a 2.5 mm, yunque atraumático, indicador táctil y sonoro al disparo, libre de látex, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Sutura y corte de tejidos
1400	20-318-022	Grapadora circular curva, 25 mm	Cerrado de grapa ajustable de 1.0 mm a 2.5 mm, yunque atraumático, indicador táctil y sonoro al disparo, libre de látex, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Sutura y corte de tejidos
1401	20-318-023	Grapadora circular curva, 29 mm	Cerrado de grapa ajustable de 1.0 mm a 2.5 mm, yunque atraumático, indicador táctil y sonoro al disparo, libre de látex, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Sutura y corte de tejidos
1402	20-318-024	Grapadora circular curva, 33 mm	Cerrado de grapa ajustable de 1.0 mm a 2.5 mm, yunque atraumático, indicador táctil y sonoro al disparo, libre de látex, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Sutura y corte de tejidos
1403	20-318-025	Grapadora circular curva, cortante, 40 mm	Precargada, dos hileras dobles de grapas de titanio de manera intercalada, corta por el medio, libre de látex, estéril, descartable	III						x		Cirugía	Sutura y corte de tejidos
1404	20-324-001	Grapadora para piel	35 grapas de acero inoxidable, estéril, descartable	II						x		Cirugía	Sutura de tejidos



REGISTRO OFICIAL®

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Suscríbase



Quito

Avenida 12 de Octubre N 23-99 y Wilson
Edificio 12 de Octubre - Segundo Piso
Teléfonos: 2234540 - 2901629 Fax: 2542835
3941-800 Ext.: 2301

Almacén Editora Nacional

Mañosca 201 y 10 de Agosto
Telefax: 2430110

Guayaquil

Av. 9 de Octubre N° 1616
y Av. Del Ejército esquina,
Edificio del Colegio de Abogados del Guayas,
primer piso. Telf. 252-7107



www.registroficial.gob.ec